




Healing Abutments

INSTRUCTIONS FOR USE



74389 C West 1304 Printed in Sweden. Date of issue 2011-12-09.
All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks used in this document are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, trademarks of Nobel Biocare. Product images in this folder are not necessarily to scale.



ENGLISH

Important: Please read.

Healing Abutments

Internal conical connection for NobelActive® and NobelReplace® CC.
Internal tri-channel connection for the following implant systems: NobelReplace®, Replace Select™ and NobelSpeedy® Replace.

External hex connection for Bränemark System® and NobelSpeedy® Groovy.

Disclaimer of liability: This product is part of an overall concept and may only be used in conjunction with the associated original products according to the instructions and recommendation of Nobel Biocare. Non-recommended use of products made by third parties in conjunction with Nobel Biocare products will void any warranty or other obligation, express or implied, of Nobel Biocare. The user of Nobel Biocare products has the duty to determine whether or not any product is suitable for the particular patient and circumstances. Nobel Biocare disclaims any liability, express or implied, and shall have no responsibility for any direct, indirect, punitive or other damages, arising out of or in connection with any errors in professional judgment or practice in the use of Nobel Biocare products. The clinician is also obliged to study the latest developments in regard to the Nobel Biocare products and their applications regularly. In cases of doubt, the clinician has to contact Nobel Biocare. Since the processing and surgical application of this product is under the control of the clinician, they are his/her responsibility. We assume no liability whatsoever for damage arising thereof.

Description: A premanufactured endosseous dental implant abutment directly connected to the endosseous dental implant intended for use as a temporary aid in prosthetic rehabilitation.

Indications: To be used as a transmucosal extension secured to the implant during healing of intra-oral soft tissue following insertion of the implant into the bone or after second-stage surgery. For internal conical connection implants a specific Healing Abutment Bridge is available. The healing abutment is specially designed to avoid any bone to grow on platform and by that prepare for the specially designed bridge impression coping. Using the series of components facilitates the treatment and prepare for an implant level bridge.

Instruction for clinicians: We strongly recommend that clinicians, new as well as experienced implant users, always go through special training before undertaking a new treatment method. Nobel Biocare offers a wide range of courses for various levels of knowledge. For more info visit www.nobelbiocare.com. Always work with an experienced colleague the first time you employ a new treatment method. Nobel Biocare has a global network of mentors for this purpose.

Precautions: It is imperative that the implant platform is free from tissue remnants before seating the abutment to avoid any remaining gap.

Procedural Precautions: Complete seating of the component on the endosseous implant is essential to avoid loosening. Because of the small size of prosthetic components, care must be taken that they are not swallowed or aspirated by the patient.

Sterility: Healing abutments are delivered sterile and if not used, could be re-sterilized for 5 minutes at 135°C/274°F using steam sterilization.

Note: Use of non-sterile abutments may lead to infection of tissues or infectious diseases.

Magnetic resonance environment: Nobel Biocare abutments have not been evaluated for safety and compatibility nor have they been tested for heating or migration in the magnetic resonance environment.

Handling procedures

Clinical Procedure

1. Select appropriate healing abutment.
2. Connect to implant and tighten using Unigrip™ Screwdriver (A).

For additional information on restorative and dental laboratory procedures please consult treatment guidelines available at www.nobelbiocare.com or request latest printed version from a Nobel Biocare representative.

Materials: Healing Abutments: Titanium alloy 90% Ti, 6% Al, 4%V.

Manufacturer: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Caution: The caution text "Federal (USA) law restricts the sale of this device to, or on the order of, a licensed physician or dentist" is shown on labels with "Rx Only".

Please note that not all products may have been licenced in accordance with Canadian law.

CE 0086

DEUTSCH

Wichtig: Bitte lesen.

Gingivaformer

Konische Innenverbindung für NobelActive® und NobelReplace® CC.
Dreikanal-Innenverbindung für folgende Implantatsysteme: NobelReplace®, Replace Select™ und NobelSpeedy® Replace.

Außensechskant-Verbindung für Bränemark System® und NobelSpeedy® Groovy.

Haftungsausschluss: Dieses Produkt ist Bestandteil eines umfassenden Behandlungskonzepts und darf ausschließlich in Kombination mit den zugehörigen Originalprodukten gemäß den Anweisungen und Empfehlungen von Nobel Biocare verwendet werden. Durch die nicht empfohlene Verwendung von Produkten von Fremdabietern in Kombination mit Produkten von Nobel Biocare erlischt die Garantie und andere ausdrückliche oder konkludente Verpflichtungen von Nobel Biocare werden nötig. Der Anwender von Produkten von Nobel Biocare ist verpflichtet festzustellen, ob das Produkt für einen bestimmten Patienten unter den gegebenen Bedingungen geeignet ist. Nobel Biocare übernimmt keine Haftung, weder ausdrücklich noch konkluident, für direkte oder mittelbare Schäden, Strafe einschließenden Schadensersatz oder sonstige Schäden, die durch oder in Verbindung mit Fehlern bei der fachlichen Beurteilung oder Praxis im Rahmen der Verwendung von Nobel Biocare Produkten auftreten. Der Facharzt ist außerdem verpflichtet, sich regelmäßig über die neuesten Weiterentwicklungen in Bezug auf Nobel Biocare Produkte und ihre Anwendung zu informieren. Im Zweifelsfall ist Nobel Biocare zu kontaktieren. Da die Verarbeitung und chirurgische Insertion des Produkts der Kontrolle des Facharztes obliegen, übernimmt dieser die Verantwortung. Nobel Biocare übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aus der Verwendung des Produkts.

Beschreibung: Ein vorgefertigtes Abutment für ein enossales Zahimplantat, das direkt mit dem enossalen Zahimplantat verbunden wird und als Provisorium bei der prothetischen Rehabilitation dient.

Indikationen: Zur Verwendung als transmukosale Verlängerung, die während der Heilung des Weichgewebes im Anschluss an die Implantatinsertion in den Knochen oder nach dem zweiten chirurgischen Eingriff auf dem Implantat befestigt wird.

Für Implantate mit konischer Innenverbindung sind spezielle Gingivaformer für Brückenversorgungen erhältlich. Der Gingivaformer verhindert, dass Knochen auf die Plattform wächst, und hält damit den Raum für den speziellen Brücken-Abformpfosten frei. Die Verwendung von Komponenten dieser Reihe erleichtert die Versorgung und Vorbereitung einer Brücke auf Implantatniveau.

Anleitung für den Arzt: Wir empfehlen allen Zahnärzten – sowohl Neulingen als auch erfahrenen Implantologen – nachdrücklich, an einer speziellen Schulung teilzunehmen, bevor sie eine neue Behandlungsmethode anwenden. Nobel Biocare stellt eine vielseitige Kursauswahl für jeden Kenntnisstand zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.nobelbiocare.com. Suchen Sie sich für die Anwendung eines neuen Behandlungsverfahrens während der ersten Termine stets Unterstützung durch einen erfahrenen Kollegen. Nobel Biocare bietet zu diesem Zweck ein globales Mentorennetzwerk.

Vorsichtsmaßnahmen: Die Implantatplattform muss vor dem Einsetzen des Abutments unbedingt sorgfältig von Geweberesten befreit werden, damit es zu keiner Spaltbildung kommt.

Vorsichtsmaßnahmen für das Vorgehen: Die Komponente muss passgenau auf dem enossalen Implantat festgeschraubt werden, damit sie sich nicht lockern kann. Aufgrund der geringen Größe der prothetischen Komponenten ist besonders darauf zu achten, dass sie nicht vom Patienten verschluckt oder aspiriert werden.

Sterilität: Gingivaformer werden steril geliefert und können, solange sie nicht gebraucht wurden, mit Dampf fünf Minuten bei 135 °C erneut sterilisiert werden.

Hinweis: Nicht sterile Abutments können zu Gewebeinfektionen oder ansteckenden Krankheiten führen.

MRT-Umgebung: Nobel Biocare Abutments wurden weder auf Sicherheit und Kompatibilität noch auf Erwärmung oder Migration bei MRT-Untersuchungen getestet.

Anleitung zur Verwendung

Klinisches Vorgehen

1. Einen geeigneten Gingivaformer auswählen.
2. Auf das Implantat setzen und mit dem Unigrip™ Schraubendreher nur manuell festziehen (**Abbildung A**).

Weitere Informationen zu prothetischen Verfahren und zur Vorgehensweise im Dentallabor finden Sie in den Behandlungsrichtlinien unter www.nobelbiocare.com. Eine aktuelle Druckausgabe erhalten Sie von Ihrem Nobel Biocare Ansprechpartner.

Materialien: Gingivaformer: Titanlegierung (90 % Ti, 6 % Al, 4 % V).

Hersteller: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Schweden.
Telefon: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Achtung: Auf Etiketten wird mit dem Vermerk „Rx Only“ auf den Hinweistext „Laut US-Bundesgesetzen dürfen diese Produkte nur an Ärzte oder auf deren Anordnung hin verkauft werden“ verwiesen.

STERILE R

GB Sterile
DE Steril
FR Stérile
ES Estéril
PT Estéril
IT Sterile

GB Attention, see instructions for use
DE Achtung, siehe Anwendungshinweise
FR Attention, lire les instructions d'utilisation
ES Atención, ver las instrucciones de uso
PT Atenção, consultar as instruções de utilização
IT Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso

FRANÇAIS

Important : à lire attentivement.

Piliers de cicatrisation

Connexion conique interne pour NobelActive® et NobelReplace® CC.

Connexion tri-rainure interne pour les systèmes implantaire suivants : NobelReplace®, Replace Select™ et NobelSpeedy® Replace.

Connexion hexagonale externe pour Bränemark System® et NobelSpeedy® Groovy.

Déni de responsabilité : Ce produit fait partie intégrante d'un concept et ne peut être utilisé qu'avec les produits d'origine associés selon les instructions et recommandations de Nobel Biocare. L'utilisation non recommandée de produits fabriqués par des tiers avec des produits Nobel Biocare annule toute garantie ou toute autre obligation, expresse ou implicite, de Nobel Biocare. L'utilisateur des produits Nobel Biocare se doit de déterminer si un produit est adapté à un patient et à des circonstances spécifiques. Nobel Biocare décline toute responsabilité, expresse ou implicite, et ne sera tenu responsable de dommages directs, indirects, disciplinaires ou autres, résultant de ou en lien avec toute erreur de jugement ou de pratique professionnelle dans le cadre de l'utilisation des produits Nobel Biocare. Le praticien a également l'obligation d'étudier les derniers développements relatifs aux produits Nobel Biocare et à leurs applications. En cas de doute, le praticien doit contacter Nobel Biocare. Le traitement et la mise en œuvre chirurgicale de ce produit étant sous le contrôle du praticien, ces tâches relèvent de sa responsabilité. Nobel Biocare décline toute responsabilité relative aux dommages résultant des éléments cités ci-dessus.

Description : Pilier implantaire dentaire endo-osseux préfabriqué, directement connecté à l'implant dentaire endo-osseux, conçu pour faciliter provisoirement la restauration prothétique.

Indications : A utiliser comme extension transmuqueuse fixée à l'implant pendant la cicatrisation des tissus mous intrabuccaux suite à l'insertion de l'implant dans l'os ou consécutive à une deuxième phase d'intervention chirurgicale.

Pour les implants à connexion conique interne, un pilier de cicatrisation Healing Abutment Bridge spécifique est disponible. Le pilier de cicatrisation est spécialement conçu pour éviter toute croissance osseuse sur la plate-forme et favoriser l'utilisation du transfert d'empreinte spécifique pour bridge. La gamme des composants facilite le traitement et prépare la mise en œuvre d'un bridge direct sur implant.

Instructions destinées au praticien : Qu'il soit débutant ou expérimenté en matière de pose d'implants, nous recommandons vivement au praticien de toujours suivre une formation spéciale avant de mettre en œuvre une nouvelle méthode de traitement. Nobel Biocare propose une large gamme de formations pour divers niveaux d'expérience. Pour plus d'informations, consulter le site www.nobelbiocare.com. Il est toujours souhaitable de travailler en collaboration avec un confrère expérimenté lorsqu'une nouvelle méthode de traitement est mise en application. Nobel Biocare dispose d'un réseau mondial de référents à cet effet.

Précautions : La plate-forme implantaire doit impérativement être exempte de tout débris tissulaire avant la mise en place du pilier afin d'éviter un hiatus potentiel.

Précautions opératoires : Il est essentiel de fixer complètement le composant sur l'implant endo-osseux pour éviter tout risque de dévissage. En raison des dimensions réduites des composants prothétiques, veiller à ce que le patient ne risque pas de les aspirer ni de les avaler.

Stérilisation : Les piliers de cicatrisation sont livrés stériles et s'ils ne doivent pas être utilisés, ils peuvent être restérilisés pendant 5 minutes à la vapeur à 135 °C/274 °F.

Remarque : l'utilisation de piliers non stériles peut entraîner une infection des tissus ou des pathologies infectieuses.

Environnement à résonance magnétique : les piliers Nobel Biocare n'ont pas été évalués en termes de sécurité et de compatibilité, ni en termes d'échauffement et de migration dans un environnement à résonance magnétique.

Protocoles de manipulation

Protocole clinique

1. Sélectionner le pilier de cicatrisation approprié.
2. Connecter le pilier à l'implant et le resserrer à l'aide d'un tournevis Unigrip™ Screwdriver (A).

Pour de plus amples informations sur les protocoles de restauration et de laboratoire dentaire, consulter les instructions disponibles sur le site www.nobelbiocare.com ou demander la dernière version imprimée auprès d'un représentant Nobel Biocare.

Matériels : Piliers de cicatrisation Healing Abutment : alliage titane 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

Fabricant : Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Suède.
Tél. : +46 31 81 88 00. Fax : +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Attention : La mise en garde stipulant que « La loi fédérale (États-Unis) réserve la vente de ce produit sur prescription d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin » figure sur les étiquettes avec la mention « Rx Only ».


Notez qu'il se peut que certains produits n'aient pas reçu de licence en conformité avec la loi canadienne.

GB Do not reuse
DE Nicht wiederverwenden
FR Ne pas ré-utiliser
ES No reutilizar
PT Não reutilizar
IT Non riutilizzare

GB Batch code
DE Chargencode
FR Numéro de lot
ES Número de lote
PT Código de fabrico
IT Numero di lotto

Healing Abutments

INSTRUCTIONS FOR USE



ESPAÑOL

Importante: Lea detenidamente.

Healing Abutments

Conexión cónica interna para implantes NobelActive® y NobelReplace® CC.
Conexión interna "tri-channel" para los siguientes sistemas de implantes: NobelReplace®, Replace Select™ y NobelSpeedy® Replace.
Conexión hexagonal externa para Bränemark System® y NobelSpeedy® Groovy.

Exención de responsabilidad: Este producto es parte de un concepto global y solo debe utilizarse conjuntamente con los productos originales asociados según las instrucciones y recomendaciones de Nobel Biocare. El uso no recomendado de productos fabricados por terceros junto con los productos de Nobel Biocare anulará cualquier garantía u otra obligación, expresa o implícita, por parte de Nobel Biocare. El usuario de productos de Nobel Biocare es el responsable de determinar si un producto está o no indicado para cada paciente y cada circunstancia. Nobel Biocare declina cualquier responsabilidad, ya sea implícita o explícita y no será responsable ante ningún daño directo, indirecto, punitivo o de otro carácter, que se produzca por o esté en relación con cualquier error en el juicio o la práctica del profesional en el uso de los productos de Nobel Biocare. El clínico también está obligado a estudiar con regularidad los últimos desarrollos y aplicaciones en lo que respecta a los productos de Nobel Biocare. En caso de duda, el clínico deberá ponerse en contacto con Nobel Biocare. Puesto que el procesamiento y la aplicación quirúrgica de este producto están bajo el control del clínico, estos serán responsabilidad suya. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños producidos como consecuencia de ellos.

Descripción: Pilar prefabricado de implante dental endoósseo con conexión directa al implante dental endoósseo diseñado para utilizarse provisionalmente en la rehabilitación protética.

Indicaciones: Deberá utilizarse como extensión transmucosal conectada al implante durante la cicatrización del tejido blando intra-oral tras la inserción del implante en el hueso o tras un procedimiento quirúrgico de segunda fase.

Para implantes con conexión cónica interna, hay disponible un pilar de cicatrización específico, Healing Abutment Bridge. Este pilar de cicatrización está especialmente diseñado para evitar el crecimiento de hueso sobre la plataforma y de esta forma dejar el área preparada para la inserción de la coifa de impresión para puentes especialmente diseñadas. La utilización de esta serie de componentes facilita el tratamiento y prepara para un puente a nivel de implante.

Instrucciones para clínicos: Recomendamos que los clínicos, tanto nuevos usuarios como usuarios con experiencia en implantes, reciban formación especializada antes de utilizar un nuevo método de tratamiento. Nobel Biocare ofrece una amplia gama de cursos para distintos niveles de conocimiento. Para obtener más información, visite www.nobelbiocare.com. Trabaje siempre con un compañero con experiencia la primera vez que utilice un nuevo método de tratamiento. Nobel Biocare dispone de una red global de mentores para este fin.

Precauciones: Es obligatorio que la plataforma del implante se encuentre libre de restos de tejido antes de asentar el pilar para evitar espacios remanentes.

Precauciones durante el procedimiento: Es esencial que el componente esté completamente asentado en el implante endoósseo para evitar que se afloje. Debido al tamaño reducido de los componentes protéticos, se debe prestar atención para evitar que el paciente los trague o aspire.

Esterilidad: Los pilares de cicatrización Healing Abutments se suministran estériles y si no se utilizan, pueden volver a esterilizarse durante 5 minutos a 135°C/274°F mediante esterilización con vapor.

Nota: La utilización de pilares no estériles puede provocar enfermedades infecciosas o la infección de los tejidos.

Entorno de resonancia magnética: no se ha evaluado la seguridad y compatibilidad de los pilares Nobel Biocare en un entorno de resonancia magnética ni se han sometido a prueba para ver si se calientan o migran en dicho entorno.

Procedimientos de uso

Procedimiento clínico

1. Seleccione el pilar de cicatrización Healing Abutment adecuado.
2. Conéctelo al implante y apriételo con el destornillador Unigrip™ Screwdriver (A).

Si desea obtener información adicional sobre procedimientos restauradores y de laboratorio dental, consulte las instrucciones de tratamiento disponibles en www.nobelbiocare.com o solicite la última versión impresa a un representante de Nobel Biocare.

Materiales: Healing Abutments: Aleación de titanio 90% Ti, 6% Al, 4%V.

Fabricante: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Suecia.
Teléfono: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Precaución: La nota de advertencia "La ley federal (EE. UU.) limita la venta de este producto a dentistas o médicos autorizados" se incluye en las etiquetas con "Rx Only".

Australia

Nobel Biocare Australia
Phone: +61 2 8064 5100
Cust. support:
toll free 1800 804 597

Austria

Nobel Biocare Austria
Phone: +43 1 892 89 90

Belgium

Nobel Biocare Belgium
Phone: +32 2 467 41 70

Brazil

Nobel Biocare Brazil
Phone: +55 11 5102 7000
Cust. support:
toll free 1800 169 996

Canada

Nobel Biocare Canada
Phone: +1 905 762 3500
Cust. support:
+1 800 939 9394

China

Nobel Biocare China
Phone: +86 21 5206 6655
Cust. support:
+86 21 5206 0974

Colombia

Nobel Biocare Colombia
Phone: +33 1 49 20 00 30
Cust. support:
+57 1 620 9410

Finland

Nobel Biocare Finland
Phone: +358 9 343 69 70
Cust. support:
+358 1 279 33 79

France

Nobel Biocare France
Phone: +33 1 49 20 00 30
Cust. support:
+33 1 49 20 00 30

Germany

Nobel Biocare Germany
Phone: +49 221 500 85 590
Cust. support:
+45 39 40 48 46

Hong Kong

Nobel Biocare Hong Kong
Phone: +852 2849 1266
Cust. support: +852 2823 8926

PORTUGUÊS

Importante: Ler as informações seguintes.

Pilares de cicatrização

Conexão cônica interna para NobelActive® e NobelReplace® CC.
Conexão interna "tri-channel" para os seguintes sistemas de implantes: NobelReplace®, Replace Select™ e NobelSpeedy® Replace.
Conexão hexagonal externa para Bränemark System® e NobelSpeedy® Groovy.

Limitação de responsabilidade: Este produto integra um conceito geral e só pode ser utilizado em conjunção com os produtos originais associados, em conformidade com as instruções e recomendações da Nobel Biocare. A utilização não recomendada de produtos fabricados por terceiros em conjunto com os produtos Nobel Biocare irá tornar nula toda e qualquer garantia ou outra obrigação, expressa ou implícita, da Nobel Biocare. O utilizador de produtos Nobel Biocare tem o dever de determinar se qualquer produto é ou não adequado para um paciente e circunstâncias específicos. A Nobel Biocare não assume qualquer responsabilidade, expressa ou implícita, e não será responsabilizada por quaisquer danos diretos, indiretos ou punitivos ou de outro tipo, resultantes de ou associados a erros de avaliação ou prática profissional na utilização de produtos da Nobel Biocare. O clínico também é obrigado a estudar com regularidade os últimos desenvolvimentos e aplicações em lo que respecta aos produtos de Nobel Biocare. Em caso de dúvida, o clínico deverá ponerse em contacto com Nobel Biocare. Puesto que o processamento e a aplicação quirúrgica deste produto estão baixo o controle do clínico, estes serão responsabilidade sua. Não assumimos nenhuma responsabilidade por los danos producidos como consequência de ellos.

Descrição: Um pilar de implante dental endoósseo pré-fabricado, diretamente conectado ao implante dental endoósseo, previsto para utilização como auxílio provisório na reabilitação protética.

Indicações: Para ser utilizado como extensão transmucosal fixada ao implante durante a cicatrização do tecido mole intra-oral, após a inserção do implante no osso ou após a segunda fase cirúrgica. Para implantes com conexão interna cônica, está disponível uma ponte Healing Abutment Bridge específica. O pilar de cicatrização foi desenhado especialmente para evitar o desenvolvimento ósseo na plataforma, preparando assim a coifa de impressão de ponte desenhada especialmente. A utilização de um conjunto de componentes facilita o tratamento e prepara para uma ponte ao nível do implante.

Instrução para o clínico: Recomendamos vivamente que os clínicos, novos ou já experientes utilizadores de implantes, façam uma formação especial antes de começar um novo método de tratamento. A Nobel Biocare disponibiliza uma vasta gama de cursos para vários níveis de conhecimento. Para mais informações, visite www.nobelbiocare.com. Trabalhe sempre com um colega experiente nas primeiras vezes que aplicar um novo método de tratamento. A Nobel Biocare tem uma rede global de mentores com esse objetivo.

Precauções: É essencial que a plataforma do implante esteja limpa de quaisquer resíduos de tecido antes da colocação do pilar, de modo a evitar qualquer residual.

Precauções de Procedimento: O encaixe completo do componente no implante endoósseo é essencial para evitar folgas. Devido ao tamanho reduzido dos componentes protéticos, deverão ser tomadas precauções para que estes não sejam engolidos ou aspirados pelo paciente.

Esterilidade: Os pilares de cicatrização são fornecidos esterilizados e, caso não sejam utilizados, podem ser novamente esterilizados durante 5 minutos a 135°C/274°F utilizando esterilização com vapor.

Nota: A utilização de pilares não esterilizados pode levar à infecção de tecidos ou a doenças infecciosas.

Ambiente de ressonância magnética: Os pilares Nobel Biocare não foram avaliados quanto à segurança e compatibilidade, nem foram testados no que respeita ao aquecimento ou migração no ambiente de ressonância magnética.

Procedimentos de manuseamento

Procedimento Clínico

1. Selecione o pilar de cicatrização adequado.
2. Conecte o implante e aperte manualmente utilizando a chave Unigrip™ Screwdriver (A).

Para obter informações adicionais sobre os procedimentos laboratoriais e de restauração, consulte as orientações de tratamento disponíveis em www.nobelbiocare.com, ou peça a versão impressa mais recente junto de um representante da Nobel Biocare.

Materiais: Healing abutments (Pilares de cicatrização): Liga de titânio 90% Ti, 6% Al, 4%V.

Fabricante: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Suécia.
Telefone: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Atenção: A legislação federal dos Estados Unidos estipula que a venda deste dispositivo só pode ser efectuada a médicos ou dentistas licenciados ou mediante receita médica.

Tenha em atenção que nem todos os produtos foram licenciados de acordo com a lei canadense.

Hungary

Nobel Biocare Hungary
Phone: +36 1 279 33 79

Israel

Nobel Biocare Israel
Phone: +972 3 2874 5951

Lithuania

Nobel Biocare Lithuania
Phone: +370 5 268 3448

Netherlands

Nobel Biocare Netherlands
Phone: +31 30 635 4949

India

Nobel Biocare India
Phone: +91 22 6751 9999

Italy

Nobel Biocare Italy
Phone: +39 039 683 61

Mexico

Nobel Biocare Mexico
Phone: +52 55 524 974 60

New Zealand

Nobel Biocare New Zealand
Phone: +64 3 944 5100

Middle East

Nobel Biocare Middle East
Phone: +96 2 22 549 93 56

Ireland

Nobel Biocare Ireland
Phone: toll free 1800 677 306

Japan

Nobel Biocare Japan
Phone: +81 3 6717 6191

Norway

Nobel Biocare Norway
Phone: +47 64 95 75 55

Poland

Nobel Biocare Poland
Phone: +48 22 549 93 50

Russia

Nobel Biocare Russia
Phone: +7 495 974 77 55

Spain

Nobel Biocare Spain
Phone: +34 93 508 8800

Taiwan

Nobel Biocare Taiwan
Phone: +866 2 279 9933

United Kingdom

Nobel Biocare UK
Phone: +44 208 756 3300

USA

Nobel Biocare USA
Phone: +1 714 282 4800

Sweden

Nobel Biocare Sweden
Phone: +46 31 335 49 00

Singapore

Nobel Biocare Singapore
Phone: +65 6737 7967

Cust. support: