



Chirurgisches Handstück Zygoma

Produktüberblick

nobelbiocare.com/drillunits



Die Lösung für Zygoma Implantate bietet einfachen Zugang zur Behandlungsstelle, eine sichere und mühelose Handhabung sowie lokale Kühlung

Für einen einfachen Zugang zur Behandlungsstelle konzipiert

Die Ausrichtung des Handstücks gewährleistet einen optimierten Zugang bei komplexen Verfahren im Bereich des Jochbogens.



Sichere Handhabung

Das 20:1-Winkelstück mit Spannsystem kombiniert sichere Handhabung mit hoher Rundlaufgenauigkeit.



Mühelose Handhabung

Das ergonomische Design des Handstücks gewährleistet eine ermüdungsfreie Handhabung.



Lokale Kühlung

Das Spray zur externen Kühlung tritt aus der Spitze des Instruments aus und kühlt den Implantationsort.





Technische Daten

Übersetzungsverhältnis	20:1
Motorverbindung	ISO 3964
Rotierende Instrumente	Ø 2,35 mm
Maximale Antriebsgeschwindigkeit	50.000 U/min
Maximales Drehmoment am rotierenden Instrument	70 Ncm
Maximales Drehmoment am rotierenden Instrument bei Verwendung eines rotierenden Instruments mit Sechskant	105 Ncm

Chirurgisches Handstück Zygoma

NB30095000	Chirurgisches Handstück Zygoma SZ-75, 20:1
------------	--

ONLINE BESTELLEN

Unser gesamtes Sortiment an Implantaten und vorgefertigter Prothetik kann rund um die Uhr über den Nobel Biocare Online-Store bestellt werden.

nobelbiocare.com/store

TELEFONISCH BESTELLEN

Rufen Sie unseren Kundenservice an oder wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

LEBENSLANGE GARANTIE

Gilt für alle Implantate von Nobel Biocare, einschließlich vorgefertigter prothetischer Komponenten. Weitere Informationen finden Sie unter:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/drillunits



87485 DE 2104 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Holding AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten. Vertrieben von: Nobel Biocare. Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter www.nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Niederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Haftungsausschluss: Nur zur Verschreibung. Achtung: US-Bundesgesetze oder lokale Gesetze können den Verkauf dieser Komponente auf den Verkauf durch oder im Auftrag eines lizenzierten Behandlers, Mediziners oder Arztes beschränken. Vollständige Informationen zur Verschreibung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Das Zygoma Handstück ist eine Komponente, die von W&H hergestellt und von Nobel Biocare Services AG, Schweiz vertrieben wird.