

Das weltweit am häufigsten eingesetzte Implantatsystem.*

Replace™ Select Tapered

NobelReplace™ Tapered

Etabliertes und bewährtes Konzept

- Ursprüngliches Design des wurzelförmigen Implantats bildet die Form der natürlichen Zahnwurzel nach.
- Ausgelegt für eine hohe Primärstabilität.

Vorhersagbarkeit der Versorgung

Das standardisierte Schritt-für-Schritt-Bohrprotokoll für wurzelförmige Implantate vereinfacht die Präparation des Implantatbetts und stellt vorhersagbare Ergebnisse bei allen Indikationen sicher.

Maximale Stabilität

Die einzigartige oxidierte TiUnite Oberfläche erhöht die Implantatstabilität durch eine schnellere Knochenbildung.



Bessere Weichgewebsintegration

TiUnite und horizontale Makrofurchen auf der Implantatschulter verbessern die Weichgewebsintegration und stabilisieren den krestalen Knochen.

Groovy™ beschleunigt das Knochenwachstum

In den Furchen bildet sich schneller Knochen, was zu einer höheren Stabilität beiträgt.



Einfache Behandlung

- Farbkodierung ermöglicht eine schnelle Ermittlung der Komponenten.
- Dreikanal-Innenverbindung für präzises Einsetzen von Abutments.

* Quelle: Millennium Research Group

NEU

Jetzt auch in der Länge
11,5 mm erhältlich

Ein System für alle Versorgungssituationen.

NobelReplace™ Tapered

Plattform	Durchmesser	Länge				
		8 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	16 mm
NP	Ø 3,5 mm	32211	32212	36100	32213	32214
RP	Ø 4,3 mm	32215	32216	36101	32217	32218
WP	Ø 5,0 mm	32219	32220	36102	32221	32222
6.0	Ø 6,0 mm	32223	32224	36103	32225	32226

NEU Deckschraube nicht enthalten.


Replace™ Select Tapered

Plattform	Durchmesser	Länge				
		8 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	16 mm
NP	Ø 3,5 mm	36104	29401	36105	29402	29403
RP	Ø 4,3 mm	36106	29413	36107	29414	29415
WP	Ø 5,0 mm	36108	29423	36109	29424	29425
6.0	Ø 6,0 mm	36110	29949	36111	32950	-

NEU Deckschraube enthalten.

Abformpfosten aus Kunststoff

- Ermöglicht eine Röntgenkontrollaufnahme.
- „Presspassung“ für ein einfaches Aufsetzen und eine kürzere Behandlungszeit.
- Farbkodiert und steril für eine einfache Komponentenermittlung und sofortige Verwendung.




NobelReplace™ Tapered Chirurgie-Kit 36132

Das Kit enthält alle notwendigen Komponenten für die Plattformen NP, RP und WP. Alle Artikel des Kits können separat bestellt werden.



Bestellen Sie Instrumente für die Plattform 6.0 separat. Verwenden Sie dasselbe Kit für Replace Select Tapered.



NEU

Abformpfosten aus Kunststoff
– jetzt röntgenopak