

Brochura do produto



# NobelActive®

Êxito real  
a longo  
PRAZO


# Êxito real a longo PRAZO

Deixe-nos proporcionar-lhe um sistema de implantes clinicamente comprovado, experimentado e testado, para melhorar a sua realidade e levar a sua prática clínica a um nível mais avançado<sup>1,2</sup>.

## **A evidência é a realidade<sup>2</sup>**

- **Dados de pacientes reais, sem critérios de exclusão**
- **Realidade – inclusão de pacientes consecutivos**
- **Resultados a longo prazo**

Os dados são a evidência fundamental do verdadeiro sucesso a longo prazo do NobelActive para os pacientes. Foi por isso que três dos primeiros utilizadores do NobelActive realizaram um estudo retrospectivo, mostrando a realidade do sucesso que conseguiram logo desde o início<sup>2</sup>.



COM OS NOSSOS  
**NobelActive®**  
TiUnite®

**Descrição resumida do estudo  
de 2019 a longo prazo\***

**95.9%**

de taxa de sobrevivência dos  
implantes a longo prazo

**267**


Implantes  
NobelActive®  
TiUnite

**7.9**

anos de acom-  
panhamento  
médio

\* Para implantes com acompanhamento a longo prazo (> 1 ano). Todas as evidências clínicas estão relacionadas com os implantes NobelActive com a superfície TiUnite.

Para obter mais informações, visite [nobelbiocare.com/nobelactive](http://nobelbiocare.com/nobelactive)



# A

**Agora disponível com superfície TiUltra™**

**Tecnologia avançada de superfície para a osteointegração<sup>5,6</sup>**

TiUltra™ é uma superfície de implantes anodizada e ultra-hidrofílica, com uma topografia gradual do colo ao ápice, concebida para sustentar a estabilidade óssea.



**Desenho de implante clinicamente comprovado\***

**Manutenção consistente do osso e tecido mole a longo prazo\*<sup>4</sup>**

O desenho coronal em forma de cone invertido, a mudança de plataforma incorporada e a conexão cônica foram desenhados para otimizar o volume de osso e dos tecidos moles.

**Sucesso clínico comprovado quando colocado em alvéolos pós-extracionais\*<sup>2,3</sup>**

O desenho da rosca e as lâminas de perfuração apical ajudam a conseguir uma elevada estabilidade primária no osso comprometido.


**Excelentes taxas de sobrevivência e estabilidade primária quando colocado em osso de baixa densidade\*<sup>2</sup>**

O protocolo de perfuração paralela é combinado com uma forma cônica e com um desenho de roscas de condensação óssea.

**Sobrevivência comprovada após reposicionamento do implante\*<sup>2</sup>**

As arestas de corte invertido com lâminas de perfuração apical permitem que os médicos dentistas experientes ajustem e otimizem a orientação do implante, sobretudo nos alvéolos pós-extracionais.

\*Todas as evidências clínicas foram conduzidas com NobelActive TiUnite



**"O desenho do implante deu-me, intuitivamente, imensa confiança em como iria conseguir fazer coisas que anteriormente não conseguia."**

Dr. Daniel Cullum, Idaho, EUA

# UM KIT. cirúrgico abrangente

Para uma cirurgia ainda mais eficiente, dois dos principais sistemas para implantes Nobel Biocare – NobelActive e NobelParallel™ CC – estão armazenados num único tabuleiro, o que reduz o número de instrumentos.





Imagem apresentada à escala.



O NobelActive PureSet™ está disponível para cirurgia convencional e guiada.

---

## ENCOMENDAS ONLINE

Encomende a nossa gama completa de implantes e restaurações protéticas pré-fabricadas, 24 horas por dia, através da loja online da Nobel Biocare.

[nobelbiocare.com/store](https://nobelbiocare.com/store)

---

## ENCOMENDAS PELO TELEFONE

Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente ou o seu representante comercial.

---

## GARANTIA VITALÍCIA

A garantia cobre todos os implantes da Nobel Biocare, incluindo componentes protéticos pré-fabricados.

[nobelbiocare.com/warranty](https://nobelbiocare.com/warranty)

### Referências:

- 1 Kolinski ML, Cherry JE, McAllister BS, Parrish KD, Pumphrey DW, Schroering RL. Evaluation of a Variable-Thread Tapered Implant in Extraction Sites With Immediate Temporization: A 3-Year Multi-Center Clinical Study. *J Periodontol*. 2014;85(3):386-94.
- 2 Cullum D, Hermans M, Hugo O. Long-Term Survival Analysis of 361 Variable Thread Tapered Implants Placed Across a Wide Variety of Indications: Real World Data. Poster apresentado em: Encontro anual AO 2020 em Seattle, WA, EUA – 18 a 21 de março.
- 3 McAllister BS, Cherry JE, Kolinski ML, Parrish KD, Pumphrey DW, Schroering RL. Two-year Evaluation of a Variable-Thread Tapered Implant in Extraction Sites with Immediate Temporization: A Multicenter Clinical Trial. *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2012;27(3):611-8.
- 4 Polizzi G, Cecchini P, Pasini E. 6-year retrospective analysis of variable-thread tapered implants placed in demanding situations. Apresentado em: Congresso EAO 2017 em Madrid, Espanha – 5 a 7 de outubro.
- 5 Susin C, Finger Stadler A, Fiorini T, Musskopf ML, de Sousa Rabelo M, Ramos UD, Fiorini T. Safety and efficacy of a novel, gradually anodized dental implant surface - a study in Yucatan mini pigs. *Clin Implant Dent Relat Res*. 2019;21:e44–e54.
- 6 Milleret V, Lienemann PS, Gasser A, Bauer S, Ehrbar M, Wennerberg A. Rational design and in vitro characterization of novel dental implant and abutment surfaces for balancing clinical and biological needs. *Clin Implant Dent Relat Res* 2019;21:e15–e24.



[nobelbiocare.com/nobelactive](https://nobelbiocare.com/nobelactive)



GMT 70202 PT 2206 © Nobel Biocare Services AG, 2020. Todos os direitos reservados. Salvo indicação em contrário ou obviedade em determinado contexto específico, Nobel Biocare, o logótipo Nobel Biocare e todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais da Nobel Biocare. Consulte [nobelbiocare.com/trademarks](https://nobelbiocare.com/trademarks) para obter mais informações. As imagens dos produtos não estão necessariamente à escala. Todas as imagens dos produtos são apenas para fins ilustrativos e podem não ser uma representação exata do produto. Os produtos TiUltra e Xeal não estão disponíveis nos EUA. Limitação de responsabilidade: Alguns produtos podem não estar regulamentarmente aprovados/colocados à venda em todos os mercados. Contacte o representante de vendas local da Nobel Biocare para conhecer a gama atual de produtos e a respetiva disponibilidade. Uso exclusivo por receita médica. Atenção: as leis federais dos EUA restringem a venda ou encomenda deste dispositivo a médicos dentistas, profissionais de saúde ou médicos autorizados. Consulte nas instruções de utilização todas as informações de prescrição, incluindo as indicações, contraindicações, avisos e precauções.