



Nobel Biocare N1™ System

Produktübersicht
mit der neuen
Prothetik-
Produktlinie

nobelbiocare.com/n1




Implantate mit trioval-konischer Verbindung

Nobel Biocare N1™ TiUltra TCC

Plattform	Implantat Ø	Länge				
		7 mm	9 mm	11 mm	13 mm	15 mm
NP 3,5	3,5 mm	-	300857	300858	300859	301169
RP 4,0	4,0 mm	300860	300861	300862	300863	301170
RP 4,8	4,8 mm	300864	300865	300866	300867	301171

Jedes Implantat wird mit einem passenden OsseoShaper™ 1 Instrument zusammen verpackt.



Plattform Switching:
 0,3 mm für NP 3,5
 0,4 mm für RP 4,0
 0,8 mm für RP 4,8

Deckschrauben


NP 300879

RP 300880

Nicht im Lieferumfang des Implantats
 enthalten.



Nobel Biocare N1 PureSet™ Tray



87293 Nobel Biocare N1™ PureSet™

Chirurgische Instrumente für Nobel Biocare N1™ können in nur einem Tray aufbewahrt werden.

Im Set enthalten

Artikelnr.:	Anzahl	Beschreibung:
PUR0400	1	Nobel Biocare N1™ PureSet Tray (inkl. Einsatz)
300903	1	Maschinelles Schraubendreher Nobel Biocare N1™ Basis 28 mm
300905	1	Implantateindreher Nobel Biocare N1™ TCC NP kurz
300906	1	Implantateindreher Nobel Biocare N1™ TCC NP lang
300907	1	Implantateindreher Nobel Biocare N1™ TCC RP kurz
300908	1	Implantateindreher Nobel Biocare N1™ TCC RP lang
300918	2	Richtungsindikator Nobel Biocare N1™
300853	1	Maschinelles Schraubendreher Omnigrip™ Mini 28 mm
301083	1	Manuelle Drehmomentratsche Chirurgie Nobel Biocare N1™
29161	1	Handstück für Maschineninstrumente
300923	1	OsseoShaper Verlängerung Nobel Biocare N1™
300924	1	Tiefenmesslehre Nobel Biocare N1™
301074	1	Röntgenschablone Nobel Biocare N1™
301075	1	Produktübersicht Nobel Biocare N1™ PureSet

Instrumente zur Präparation des Implantatbetts

OsseoDirector™, OsseoShaper™ 2 und Bohrer

OsseoDirector™ Nobel Biocare N1™

	8-14 mm	8-18 mm
Ø 1,8-2,4	301077	301401



Stufenspiralbohrer

Ø 2,5/3,4	10-14 mm	301078
	10-18 mm	301421
Ø 3,3/3,8	8-14 mm	301079
	8-18 mm	301422
Ø 4,2/4,4	8-18 mm	301080



OsseoShaper™ 2 Nobel Biocare N1™

		7 mm	9 mm	11 mm	13 mm	15 mm
NP 3,5	3,5mm	-	300892	300893	300894	301178
RP 4,0	4,0mm	300895	300896	300897	300898	301179
RP 4,8	4,8mm	300899	300900	300901	300902	301180



Schablonengeführter Pilotbohrer


	(10+) 8-14 mm	(10+) 8-18 mm
Ø 2,0	301081	301402



Chirurgische Instrumente

Implantateindreher Nobel Biocare N1™

	Kurz (28 mm)	Lang (37 mm)
NP	300905	300906
RP	300907	300908



Manuelle Drehmomentratsche Nobel Biocare N1™

	15–20 Ncm	35–70 Ncm
Prothetik	301082	
Chirurgie		301083



Knochenfräse Nobel Biocare N1™ TCC

Ø 4,0	300909
Ø 5,2	300910



Knochenfräsenführung Nobel Biocare N1™ TCC

NP Ø 4,0	300911
NP Ø 5,2	300915
RP Ø 5,2	300916



Sonstige Instrumente

OsseoShaper Verlängerung Nobel Biocare N1™	300923
Tiefenmesslehre Nobel Biocare N1™	300924
Richtungsindikator Nobel Biocare N1™	300918



**Trioval-konische
Verbindung –
Prothetikportfolio
auf Implantatniveau**

Einzelzahnversorgungen

Provisorische Lösungen

Gingivaformer Nobel Biocare N1™ TCC

	3 mm	5 mm	7 mm
NP Ø 4,0	300925	300926	300927
RP Ø 4,5	300928	300929	300930



Provisorisches Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

	1,5 mm	3 mm
NP	300934	300935
RP	300936	300937



Endgültige Versorgung

Universal Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

	1,5 mm	3 mm
NP	300946	300947
RP	300948	300949



Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

		0°	15°
NP	1,75 mm	300938	300938
	3 mm	300940	300941
RP	1,75 mm	300942	300943
	3 mm	300944	300945



Klinische Schraube Nobel Biocare N1™ TCC (Ersatz)

NP	300968
RP	300969



Prothetische Komponenten

Abformpfosten für offenen Löffel Nobel Biocare N1™ TCC

	10 mm	14 mm
NP Ø 4,0	-	300952
RP Ø 4,5	300954	300953



Abformpfosten für geschlossenen Löffel Nobel Biocare N1™ TCC

	9 mm	13 mm
NP Ø 4,0	-	300957
RP Ø 4,5	300959	300958



Positionsgeber Nobel Biocare N1™ TCC

NP	300976
RP	300977



Implantatreplika Nobel Biocare N1™ TCC

NP	300962
RP	300963



IOS Implantatreplika Nobel Biocare N1™ TCC

NP	300964
RP	300965



Insertionshilfe IOS Implantatreplika Nobel Biocare N1™

NP/RP	300966
-------	--------



Laborschraube Nobel Biocare N1™ TCC

NP	300972
RP	300973



Multi-unit Abutments

Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC

	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm
NP	301044	301045	301046	
RP	301047	301048	301049	301050



17° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC

	2,5 mm	3,5 mm
NP	301051	301052
RP	301053	301054



30° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC

	3,5 mm	4,5 mm
RP	301055	301056



Klinische Schraube Multi-unit Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm
NP	301057	301058	301059	-
RP	301060	301061	301062	301063

Auch mit den Abutments zusammen verpackt



Nobel Biocare N1™ Basis

Nobel Biocare N1™ Basis und Abutments auf Basisniveau

Nobel Biocare N1™ Basis Xeal™ TCC

	1,75 mm	2,5 mm	3,5 mm
NP	300982	300983	300984
RP	300985	300986	300987



Gingivaformer Nobel Biocare N1™ Basis

	3,8 mm
NP	300988
RP	300989



IOS Gingivaformer Nobel Biocare N1™ Basis

NP	300991
RP	300992



Provisorisches Abutment Nobel Biocare N1™ Basis

	Brücke	
NP	300994	300996
RP	300995	300997



Universal Abutment Nobel Biocare N1™ Basis

	Brücke	
NP	301006	301009
RP	301007	301010



Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ Basis

	0,5 mm
NP	301000
RP	301002




Komponenten auf Basisniveau

Abformpfosten Nobel Biocare N1™ Basis für offenen Löffel

NP 301015

RP 301016



Abformpfosten Nobel Biocare N1™ Basis für geschlossenen Löffel

NP 301018

RP 301019



Positionsgeber Nobel Biocare N1™ Basis

NP 301039

RP 301040



Basisreplika Nobel Biocare N1™ Basis

NP 301021

RP 301022



IOS Basisreplika Nobel Biocare N1™ Basis

NP 301024

RP 301025



Insertionshilfe IOS Implantatreplika Nobel Biocare N1™

NP/RP 300966



Komponenten auf Basisniveau

Prothetikschaube Nobel Biocare N1™ Basis

NP	301029
----	--------

RP	301030
----	--------

Schrauben werden ebenfalls zusammen mit den Abutments geliefert.



Laborschraube Nobel Biocare N1™ Basis

NP	301033
----	--------

RP	301034
----	--------



Klinische Schraube Nobel Biocare N1™ Basis

NP	301037
----	--------

RP	301038
----	--------



Prothetikschaube NobelProcera® Zr Nobel Biocare N1™ Basis

NP	301031
----	--------

RP	301032
----	--------

Schrauben werden ebenfalls zusammen mit den Abutments geliefert.



Laborschraube NobelProcera® Zr Nobel Biocare N1™ Basis

NP	301035
----	--------

RP	301036
----	--------




Schraubendreher

Schraubendreher Omnigrip Mini

Schraubendreher Omnigrip™ Mini TCC

	20 mm	28 mm	36 mm
Maschinell	300852	300853	300854
Manuell	300855		300856



Schraubendreher Nobel Biocare N1™ Basis

	28 mm	36 mm
Maschinell	300903	300904
Manuell	301135	301136



Entfernungs- instrumente

Entfernungsinstrumente

Implantat-Entfernungsinstrumente

NP	301294
----	--------

RP	301295
----	--------



Abutment-Entfernungsinstrument Nobel Biocare N1™ TCC

NP	300921
----	--------

RP	300922
----	--------



Abutmentschrauben-Entfernungsinstrumente

Abutmentschrauben-Entfernungsinstrument CC 3.0/NP & TCC NP/RP	301297
---	--------

Bohrer für Abutmentschrauben-Entfernung CC 3.0/NP & TCC NP/RP	301296
---	--------

Führungshülse Nobel Biocare N1™ TCC NP	300919
--	--------

Führungshülse Nobel Biocare N1™ TCC RP	300920
--	--------

Reparaturgewindeschneider Nobel Biocare N1™ TCC NP	301151
--	--------

Reparaturgewindeschneider Nobel Biocare N1™ TCC RP	301152
--	--------



ONLINE BESTELLEN

Unser gesamtes Sortiment an Implantaten und vorgefertigter Prothetik kann rund um die Uhr über den Nobel Biocare Online Store bestellt werden.

nobelbiocare.com/store

TELEFONISCH BESTELLEN

Rufen Sie unseren Kundenservice an oder wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

LEBENSLANGE GARANTIE

Gilt für alle Implantate von Nobel Biocare, einschließlich vorgefertigter prothetischer Komponenten. Weitere Informationen finden Sie unter:

nobelbiocare.com/warranty



nobelbiocare.com/n1

**WE FOLLOW NO
ONE.**

87728 A DE 2209 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2021. Alle Rechte vorbehalten. Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter www.nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Haftungsausschluss: Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Vertriebsniederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Nur zur Verschreibung. Achtung: Laut US-Bundesgesetzen darf dieses Produkt nur an zugelassene Behandler, medizinische Fachkräfte oder Ärzte oder auf deren Anordnung hin verkauft werden. Jedes Implantat wird mit einem passenden OsseoShaper™ 1 zusammen verpackt. Siehe Gebrauchsanweisung für vollständige Fachinformation, einschließlich des vollständigen chirurgischen Protokolls, Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.