



# Strumenti di rimozione

Soluzioni per  
OGNI SITUAZIONE

Panoramica dei prodotti





## RIMOZIONE DELL'ABUTMENT

La rimozione di un abutment trattenuto da una connessione conica serrata è semplice grazie al perno di rilascio dell'abutment.

Per una protesi in titanio e zirconia, che include l'abutment NobelProcera® Angulated Screw Channel (ASC) e la corona su impianto Full-contour Zirconia (FCZ), la rimozione è semplificata grazie a numerosi strumenti dedicati alla rimozione dell'abutment.



## RIMOZIONE DELLA VITE DELL'ABUTMENT/ VITE CLINICA

In caso di rottura di una vite dell'abutment, esiste una soluzione sicura, anche quando parte della vite rimane nel canale della vite.

Mentre lo strumento per rimuovere la vite dell'abutment risolve in modo efficiente la maggior parte di questi casi, le frese Reverse Drill e gli strumenti per la rimozione dell'abutment consentono la rimozione in casi più complessi.



## RIMOZIONE DELL'IMPIANTO

Devi gestire un caso di rimozione in cui il driver per impianto non si innesta più?

Lo strumento di rimozione dell'impianto è stato progettato proprio per questa situazione, sia nel caso di una rottura dell'impianto, di una connessione danneggiata o di una solida osteointegrazione. Per i casi più difficili, sono disponibili le frese Trephine Drill.

# Strumenti per la rimozione dell'impianto

## Strumenti per la rimozione dell'impianto

		Connessione conica triovale	Connessione conica	Trilobata	Esagonale esterna
22 mm	37471			NP, RP	NP, RP
31 mm	37472			NP, RP	NP, RP
31 mm	37473		3.0		
22 mm	37474		NP		WP
22 mm	37475		RP	WP	
22 mm	37476			6.0	
22 mm	37927		WP		
31 mm	301294	NP	3.0		
22 mm	301295	RP	RP	WP	



## Implant Rescue Collar

Ø		Trilobata
3,5 mm	37478	NP
4,3 mm	37479	RP



## Trephine Drills

Ø		Connessione conica triovale	Connessione conica	Trilobata	Esagonale esterna
3,2/4,0 mm	37477		3.0		
3,8/4,6 mm	37928	NP	NP	NP	NP
4,4/5,2 mm	37929	RP	RP	RP, NobelReplace Platform Shift	NP RP
5,2/6,2 mm	37930		RP	WP, NobelReplace Platform Shift	RP WP
5,6/6,6 mm	37931		WP		
6,2/7,0 mm	37932			6.0, NobelReplace Platform Shift	WP WP



Handle for Implant Rescue Collar e Guide 37480



# Strumenti per la rimozione della vite dell'abutment

## Abutment Screw Remover

	Connessione conica triovale	Connessione conica	Trilobata	Esagonale esterna
3.0		37505		
NP	37505, 37506, 37507	37506	37506	37506
RP	37505, 37506, 37507	37507	37507	37507
WP, 6.0		37507	37507	37507



## Nobel Biocare N1™ Base Screw Removal Tool

Connessione conica triovale	
NP, RP	301702



## Screw Tap Repair

		Connessione conica triovale	Connessione conica	Trilobata	Esagonale esterna
M1.4	37497		3.0		
M1.6	37498		NP		NP
M1.8	37499			NP	
M2	37517		RP, WP	RP, WP, 6.0	RP
M2.5	37500				WP
	301151	NP			
	301152	RP			



# Strumenti per la rimozione della vite dell'abutment

## Abutment Screw Retrieval Reverse Drill

	Connessione conica triovale	Connessione conica	Trilobata	Esagonale esterna
3.0		37501, 301296		
NP	301296	37501, 301296	37501	37501
RP	301296	37502	37502	37502
WP, 6.0		37502	37502	37502



## Abutment Screw Retrieval Instrument

	Connessione conica triovale	Connessione conica	Trilobata	Esagonale esterna
3.0		37503, 301297		
NP	301297	37503, 301297	37503	37503
RP	301297	37504	37504	37504
WP, 6.0		37504	37504	37504



## Rescue Drill Guide

	Connessione conica triovale	Connessione conica	Trilobata	Esagonale esterna
3.0		37485		
NP	300919	37486	37488	37482
RP	300920	37487	37489	37483
WP		37933	37490	37484
6.0			37491	



Handle for Implant Rescue Collar e Guide	37480
--	-------



Handle for Machine Instrument	29161
-------------------------------	-------



# Strumenti di rimozione degli abutment

## Abutment Retrieval Instrument Zirconia

	Connessione conica
NP	37512
RP, WP	37882



## Abutment Retrieval Instrument Titanium

	Connessione conica triovale	Connessione conica
NP	301521 (lunga), 301533 (corta)	36247
RP	301522 (lunga), 301534 (corta)	37881
WP		37881



## Abutment Release Pin

	Connessione conica
3.0	37509
NP	37510
RP, WP	37511



### Codice colore coerente

Componenti protesici con codice colore per consentire un'identificazione rapida e precisa.

**3.0**

Piattaforma  
3.0

**NP**

Narrow  
Platform

**RP**

Regular  
Platform

**WP**

Wide  
Platform

# Set

## Rimozione dell'impianto

### 87309 Implant Retrieval Set

Un set contiene:		QTÀ
301343	Implant Retrieval Set Organizer	1
37471	Impl Retrieval Instrument Ext Hex e Tri-Channel NP/RP 22 mm	1
37472	Impl Retrieval Instrument Ext Hex e Tri-Channel NP/RP 31 mm	1
37473	Implant Retrieval Instrument CC 3.0 31 mm	1
37474	Implant Retrieval Instrument CC NP e Ext Hex WP 22 mm	1
37475	Implant Retrieval Instrument CC RP e Tri-Channel WP 22 mm	1
37476	Implant Retrieval Instrument Tri-Channel 6.0 22 mm	1
37927	Implant Retrieval Instrument CC WP 22 mm	1
37477	Trephine Drill 3.2/4.0 mm	1
37928	Trephine Drill 3.8/4.6 mm	1
37929	Trephine Drill 4.4/5.2 mm	1
37930	Trephine Drill 5.2/6.2 mm	1
37931	Trephine Drill 5.6/6.6 mm	1
37932	Trephine Drill 6.2/7.0 mm	1
37478	Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 3.5	1
37479	Implant Rescue Collar Tri-Channel Ø 4.3	1
37480	Handle for Implant Rescue Collar e Drill Guide	1



**Nota:** si noti che il contenuto dei set può variare a seconda del mercato e che il numero di articolo del set si riferisce a un numero d'ordine interno e non è visibile sulla bolla di consegna o sulla fattura. Gli articoli nei set sono disponibili da acquistare anche separatamente.

# Set

## Rimozione della vite dell'abutment

### 87308 Abutment Screw Retrieval Set

Un set contiene:		QTÀ
301344	Abutment Screw Retrieval Set Organizer	1
37482	Rescue Drill Guide External Hex NP	1
37483	Rescue Drill Guide External Hex RP	1
37484	Rescue Drill Guide External Hex WP	1
37485	Rescue Drill Guide Conical Connection 3.0	1
37486	Rescue Drill Guide Conical Connection NP	1
37487	Rescue Drill Guide Conical Connection RP	1
37933	Rescue Drill Guide Conical Connection WP	1
37488	Rescue Drill Guide Tri-Channel NP	1
37489	Rescue Drill Guide Tri-Channel RP	1
37490	Rescue Drill Guide Tri-Channel WP	1
37491	Rescue Drill Guide Tri-Channel 6.0	1
37501	Abutment Screw Retrieval Reverse Drill 3.0/NP	2
37502	Abutment Screw Retrieval Reverse Drill RP/WP/6.0	2
37503	Abutment Screw Retrieval Instrument 3.0/NP	1
37504	Abutment Screw Retrieval Instrument RP/WP/6.0	1
37505	Abutment Screw Remover 3.0	1
37506	Abutment Screw Remover NP	1

### 87308 Abutment Screw Retrieval Set

Un set contiene:		QTÀ
37507	Abutment Screw Remover RP/WP/6.0	1
37497	Screw Tap Repair M1.4	1
37498	Screw Tap Repair M1.6	1
37499	Screw Tap Repair M1.8	1
37517	Screw Tap Repair M2.0	1
37500	Screw Tap Repair M2.5	1
37480	Handle for Implant Rescue Collar e Drill Guide	1
29161	Handle for Machine Instrument	1



**Nota:** si noti che il contenuto dei set può variare a seconda del mercato e che il numero di articolo del set si riferisce a un numero d'ordine interno e non è visibile sulla bolla di consegna o sulla fattura. Gli articoli nei set sono disponibili da acquistare anche separatamente.

# Set

## Rimozione dell'abutment

### 87338 Abutment Retrieval Set

Un set contiene:		QTÀ
37509	Abutment Release Pin CC 3.0	1
37510	Abutment Release Pin CC NP	1
37511	Abutment Release Pin CC RP/WP	1
37512	Abutment Retrieval Instrument Zirconia CC NP	1
37882	Abutment Retrieval Instrument Zirconia Conical Connection RP/WP	1
36247	Abutment Retrieval Tool Titanium Conical Connection NP	1
37881	Abutment Retrieval Instrument Conical Connection RP/WP Titanium	1

**Nota:** si noti che il contenuto dei set può variare a seconda del mercato e che il numero di articolo del set si riferisce a un numero d'ordine interno e non è visibile sulla bolla di consegna o sulla fattura. Gli articoli nei set sono disponibili da acquistare anche separatamente.



---

## ORDINA ONLINE

È possibile ordinare la gamma completa dei nostri impianti e componenti protesici prefabbricati 24 ore su 24 attraverso lo store online Nobel Biocare.

[nobelbiocare.com/store](https://nobelbiocare.com/store)

[nobelbiocare.com/rescue](https://nobelbiocare.com/rescue)



88570 IT 2904 Stampato nell'Unione Europea © Nobel Biocare Services AG, 2023. Tutti i diritti riservati. Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi di fabbrica sono, salvo diversa dichiarazione o evidenza dal contesto in un caso specifico, marchi di fabbrica Nobel Biocare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [nobelbiocare.com/trademarks](https://nobelbiocare.com/trademarks). Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Tutte le immagini dei prodotti hanno finalità puramente illustrative e non possono essere la rappresentazione esatta del prodotto. Esclusione di responsabilità: alcuni prodotti possono non avere l'approvazione o l'autorizzazione alla vendita da parte degli enti normativi in tutti i mercati. Rivolgersi all'ufficio vendite locale di Nobel Biocare per informazioni sulla gamma dei prodotti esistenti e la loro disponibilità. Prodotto esclusivamente soggetto a prescrizione. Attenzione: le leggi federali (Stati Uniti) limitano la vendita di questo dispositivo su richiesta di un medico, un professionista sanitario o un medico autorizzato. Per le informazioni complete relative alle prescrizioni, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le Istruzioni per l'uso.