



Manipolo chirurgico Zygoma

Panoramica dei prodotti

nobelbiocare.com/drillunits



La soluzione per l'applicazione di impianti zigomatici che offre facilità di accesso ai siti di trattamento, una gestione sicura e senza sforzo e raffreddamento locale

Progettato per un facile accesso al sito di trattamento

L'angolazione del manipolo è progettata per un accesso ottimizzato in procedure complesse nell'area dell'arco zigomatico.




Gestione sicura

Il manipolo 20:1 con sistema di serraggio ad anello combina una gestione sicura con un'elevata concentricità.



Gestione senza sforzo

Il design ergonomico del manipolo garantisce una gestione senza fatica.



Raffreddamento locale

Lo spray di raffreddamento esterno fuoriesce dalla punta dello strumento e raffredda il sito chirurgico.





Dati tecnici

Rapporto di trasmissione	20:1
Collegamento del motore	ISO 3964
Strumenti rotanti	Ø 2.35 mm
Velocità massima d'uso	50.000 giri/min
Torque massimo sullo strumento rotante	70 Ncm
Torque massimo sullo strumento rotante utilizzando lo strumento rotante con blocco esagonale	105 Ncm

Manipolo chirurgico Zygoma

NB30095000	Manipolo chirurgico Zygoma SZ-75, 20:1
------------	--

ORDINI ONLINE

È possibile ordinare l'assortimento completo dei nostri impianti e componenti protesici prefabbricati 24 ore su 24 attraverso lo store online Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

ORDINI PER TELEFONO

Chiama il nostro Servizio Clienti o contatta il rappresentante di zona.

GARANZIA A VITA

Su tutti gli impianti Nobel Biocare, compresi i componenti protesici prefabbricati. Per ulteriori informazioni, visita il sito:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/drillunits



87488 IT 2104 Stampato in UE © Nobel Biocare Services AG, 2020. Tutti i diritti riservati. Distribuito da: Nobel Biocare. Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi di fabbrica sono, salvo diversa dichiarazione o evidenza dal contesto in un caso specifico, marchi di fabbrica Nobel Biocare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a nobelbiocare.com/trademarks. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Tutte le immagini dei prodotti hanno finalità puramente illustrative e possono non essere la rappresentazione esatta del prodotto. Rivolgiti all'ufficio vendite locale di Nobel Biocare per informazioni sulla gamma dei prodotti esistenti e sulla loro disponibilità. Limitazione di responsabilità: Prodotto esclusivamente soggetto a prescrizione. Attenzione: La legge federale (Stati Uniti) o la legge nella propria giurisdizione può limitare la vendita di questo dispositivo su richiesta di un clinico, un professionista sanitario o un medico autorizzato. Per le informazioni complete relative alle prescrizioni, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le Istruzioni per l'uso. Il manipolo Zygoma è un dispositivo prodotto da W&H e distribuito da Nobel Biocare Services AG, Svizzera.