

OsseoSet™ 300

SEMPLIFICA

il processo di
trattamento

Panoramica dei prodotti



OsseoSet 300

Semplifica il processo di trattamento.

Facile da usare

Touchscreen a colori con semplice gestione del menu e superficie di vetro per una facile pulizia.

Per l'assistente

Il design della pompa rende l'inserimento del tubo del liquido di raffreddamento rapido e sicuro.

Campo visivo chiaro, luminoso e ampio

Le eccellenti condizioni di illuminazione agevolano risultati di trattamento accurati.

Posizionamento sicuro

Il controllo automatico del torque permette un'accurata applicazione del torque. Regolabile da 5 a 80 Ncm.

Ideale per utenti multipli

I protocolli di fresatura possono essere personalizzati per più chirurghi nello studio.

Funzione di filettatura automatica

Ti supporta durante il posizionamento degli impianti nell'osso denso. Minimizza la compressione non necessaria dell'osso.



Linea prodotti OsseoSet 300

OsseoSet 300

87287	OsseoSet 300 1023, NW, 19LC, WS-75, 230V ¹
87288	OsseoSet 300 1023, N2, 19LC, WS-75, 230V ²
87289	OsseoSet 300 1015, NW, 19LC, WS-75, 120V (US) ¹
87290	OsseoSet 300 1015, N2, 19LC, WS-75, 120V (US) ²



Accessori per OsseoSet 300

NB30033001	Surgical Contra-angle WS-75 L, 20:1
NB30056000	Surgical Handpiece S-11, straight 1:1
NB30058001	Surgical Handpiece S-11 L, straight 1:1
NB30095000	Surgical Handpiece Zygoma SZ-75, 20:1
NB30281000	Motor with Cable 1.8 m EM-19 LC
NB04363600	Irrigation Tubing Set 2.2 m, for OsseoSet 300 (6/pkg)
NB02610500	Cannula Internal Cooling
NB07962790	Transportation Case
NB30285001 or NB30285000 ³	Foot control S-N2 CAN-Bus
NB30264002 or NB30264000 ³	Foot control S-NW CAN-Bus (wireless)



1 Include l'unità di fresatura OsseoSet 300, il motore con cavo da 1,8 m EM-19 LC, il contrangolo chirurgico WS-75 L, 20:1 e pedale wireless.

2 Include l'unità di fresatura OsseoSet 300, il motore con cavo da 1,8 m EM-19 LC, il contrangolo chirurgico WS-75 L, 20:1 e il pedale.

3 A seconda del mercato.

ORDINI ONLINE

È possibile ordinare l'assortimento completo dei nostri impianti e componenti protesici prefabbricati 24 ore su 24 attraverso lo store online Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

ORDINI PER TELEFONO

Chiama il nostro Servizio Clienti o contatta il rappresentante di zona.

GARANZIA A VITA

Su tutti gli impianti Nobel Biocare, compresi i componenti protesici prefabbricati. Per ulteriori informazioni, visita il sito web:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/drillunits



88903 IT 2306 Stampato nell'Unione Europea © Nobel Biocare Services AG, 2023. Tutti i diritti riservati. Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi di fabbrica sono, salvo diversa dichiarazione o evidenza dal contesto in un caso specifico, marchi di fabbrica Nobel Biocare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito nobelbiocare.com/trademarks. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Limitazione di responsabilità: Alcuni prodotti potrebbero non avere l'approvazione o l'autorizzazione alla vendita da parte degli enti normativi in tutti i mercati. Rivolgersi all'ufficio vendite locale Nobel Biocare per informazioni sulla gamma dei prodotti esistenti e la loro disponibilità. Prodotto esclusivamente soggetto a prescrizione. Attenzione: le leggi federali (Stati Uniti) limitano la vendita di questo dispositivo alla richiesta di un medico specializzato. Per le informazioni complete relative alle prescrizioni, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le Istruzioni per l'uso.