

新インプラント パッケージ

– 2019年12月2日発送品より順次変更 –

2019年12月2日（月）以降の発送品より、順次インプラント製品のパッケージが変更となります。必要なインプラントを素早く識別できるようになり、誤開封のリスクを低減し、診療ワークフローがより簡便になります。



製品識別しやすいパッケージ

外箱に表示されたインプラント画像と該当サイズの色コードにより、開封せずにインプラントの種類、直径、長さが簡単に識別できます。



[外箱デザイン]


在庫管理が簡単に

積み重ねができるインプラント包装。

新しいオーガナイザー（製品番号 300352）は、縦にも横にも配置できます。



二重滅菌包装



滅菌バリア1：
プラスチックバイアル内のチタンスリーブ



滅菌バリア2：
ブリスター内のプラスチックバイアル



チタン製スリーブのキャップもカラーコード化され、インプラントの直径サイズが更に識別しやすくなりました。

返品について (重要)

万一返品が発生する場合は、次のフローに従ってください。



パッケージについては以下の条件を満たしている場合のみ、返品対応が可能となります。

- 未開封であること
- 外箱が破損・損傷していないこと
(外装ビニールの破損は許容)

※その他条件の詳細はホームページをご確認ください。

返品可能な状態の場合はカスタマーサービスに連絡し、返品/交換プロセスを開始してください。

輸送中の破損・損傷を防ぐため、納品時に使用されていた箱に入れ返送ください。
※納品時の箱がない場合は、適切な梱包を行ってください。