


GalvoSurge Dentalimplantat-Reinigungssystem GS 1000 Implantatkompatibilitätsliste

Das GalvoSurge Dentalimplantat-Reinigungssystem ist für alle elektrisch leitenden Dentalimplantate (Titan) unabhängig von Geometrie, Oberfläche oder Hersteller geeignet, wenn die Implantatschulter den folgenden Abmessungen entspricht:



Im Folgenden finden Sie eine Liste von Implantaten mit den oben angegebenen Abmessungen, die mit dem GalvoSurge Dentalimplantat-Reinigungssystem GS 1000 gereinigt werden können. Diese Liste ist nicht abschließend vollständig. GalvoSurge kann für viele weitere Implantatsysteme verwendet werden, wenn sie innerhalb der oben angegebenen Abmessungen liegen.

Implantat-hersteller	Implantatserie	Abutmentverbindung - Plattform	Implantat-durchmesser
Biomet 3i®	Certain Internal	Certain Internal 3.4	3,25
		Certain Internal 4.1	4,0
		Certain Internal 5.0	5,0
	External Hex		3,25
			3,75
			4,0
Camlog®	Camlog K	Camlog K 3.3	3,3
		Camlog K 3.8	3,8
		Camlog K 4.3	4,3
		Camlog K 5.0	5,0
		Camlog K 6.0	6,0
	Camlog J	Camlog J 3.3	3,3
		Camlog J 3.8	3,8
		Camlog J 4.3	4,3
		Camlog J 5.0	5,0
		Camlog J 6.0	6,0
	Conelog	Conelog 3.3	3,3
		Conelog 3.8	3,8
		Conelog 4.3	4,3
		Conelog 5.0	5,0

Implantat-hersteller	Implantatserie	Abutmentverbindung - Plattform	Implantat-durchmesser
Camlog®	Isy	Isy	3,8
			4,4
			5,0
Dentsply Astra Tech Implant System™	"Classical" AstraTech TX Line	3.0 (XS)	3,0
		3.5/4.0 (S)	3,5
			4,0
		4.5/5.0 (L)	4,5
		5,0	
	EV Line	3.0	3,0
		3.6	3,6
		4.2	4,2
4.8		4,8	
Dentsply Ankylos®	Older C line without index	C Type	3,5
			4,5
			5,5
			7,0
	Younger X line with index	X Type	3,5
			4,5
			5,5
			7,0
Dentsply Sirona XiVE®	S Line	3.0 (Friadent)	3,0
		3.4 (Friadent)	3,4
		3.8 (Friadent)	3,8
		4.5 (Friadent)	4,5
		5.5 (Friadent)	5,5
Dentsply Sirona Frialit®	Frialit	3.4 (Friadent)	3,4
		3.8 (Friadent)	3,8
		4.5 (Friadent)	4,5
		5.5 (Friadent)	5,5
Nobel Biocare	NobelActive®, NobelParallel™ CC, NobelReplace® CC, NobelReplace® CC PMC	Konische Innenverbindung - 3.0	3,0
		Konische Innenverbindung - NP	3,5
			3,75
		Konische Innenverbindung - RP	4,3
			5,0
	Konische Innenverbindung - WP	5,5	
	NobelReplace® Tapered, Replace Select™ Tapered, Replace Select™ Tapered PMC	Dreikanal-Verbindung - NP	3,5
		Dreikanal-Verbindung - RP	4,0
			4,3
		Dreikanal-Verbindung - WP	5,0
6,0			

Implantat-hersteller	Implantatserie	Abutmentverbindung - Plattform	Implantat-durchmesser
Nobel Biocare	Branemark System®, NobelSpeedy® Groovy	Außensechskant-Verbindung - NP	3,3
		Außensechskant-Verbindung - RP	3,75
			4,0
		Außensechskant-Verbindung - WP	5,0
			6,0
SIC® invent	Ace Line	3.3	3,4
		3.3	4,0
		4.2	4,5
		4.2	5,0
Straumann®	Tissue Level	NN	3,5
		NNC	3,3
		RN	3,3
			4,1
			4,8
	WN	4,8	
	Bone Level	NC	3,3
		RC	4,1
4,8			

GMT72070 © Nobel Biocare Services AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten. Vertrieb durch: Nobel Biocare.
 Hersteller: GalvoSurge Dental AG, Nöllenstraße 15a, CH-9443 Widnau, Schweiz. Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter nobelbiocare.com/trademarks Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktbilder dienen nur zu Illustrationszwecken und stellen möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts dar. Haftungsausschluss Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Vertriebsniederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Nur zur Verschreibung. Achtung: Laut US-Bundesgesetzen darf dieses Produkt nur an zugelassene Behandler, medizinische Fachkräfte oder Ärzte oder auf deren Anordnung hin verkauft werden. Für die vollständigen Informationen zur Verschreibung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen ziehen Sie die Gebrauchsanweisung zu Rate.