



KaVo MASTERsurg™ LUX Wireless

und

KaVo EXPERTsurg™ LUX

Produktüberblick

nobelbiocare.com/drillunits



Wählen Sie zwischen einem vielseitigen Gerät für alle Basisanforderungen und einem Premiumgerät mit zusätzlichen Komfortmerkmalen

Automatische One-Touch-Kalibrierung

Präzise Geschwindigkeit und präzises Drehmoment für maximale Sicherheit

SMARTdrive Technologie

Hohes Drehmoment und minimierte Vibration von Anfang an

Einfache Anwendung

Intuitive, unkomplizierte Programmierung für einen effizienten Arbeitsablauf

Grafische Benutzeroberfläche

Genauere Anzeige von maximalem Drehmoment und Motordrehzahl



KaVo EXPERTsurg™ LUX



KaVo MASTERSurg™ LUX Wireless



Funk-Fußanlasser

Zusätzliche Komfortfunktionen mit KaVo MASTERSurg™ LUX Wireless

Funk-Fußanlasser

Für eine bequeme Position am Arbeitsplatz

Hohe Flexibilität

Bis zu 10 Bohrprotokolle individuell gestaltbar

Modernes Touch-Display

Einfache, intuitive Programmierung mit Glas-Touchscreen

Datenaufzeichnung

Speichern Sie Parameter auf einer SD-Karte und übertragen Sie sie problemlos in die Patientendatei.

Produktlinien MASTERsurg™ und EXPERTsurg™



SURGmatic™ Instrumente (S600 LED und S201 XL Pro)

- Hervorragende Beleuchtungsbedingungen für einen einfacheren Behandlungsablauf
- 80 Ncm maximales Drehmoment am Instrument
- Geräuschloser Betrieb, niedrige Vibration

EXPERTsurg™ LUX



81072	EXPERTsurg™ LUX Set (EU) ¹
81075	EXPERTsurg™ LUX Set (Russland/China) ¹
81076	EXPERTsurg™ LUX Set (Japan/USA) ¹

MASTERSurg™ LUX Wireless



81077	MASTERSurg™ LUX Wireless Set (EU) ²
81073	MASTERSurg™ LUX Wireless Set (Russland/China) ²
81074	MASTERSurg™ LUX Wireless Set (Japan/USA) ²

Zubehör für EXPERTsurg™ LUX und MASTERSurg™ LUX Wireless



1.013.7540	Winkelstück SURGmatic™ S201 L Pro
1.013.7541	Winkelstück SURGmatic™ S201 XL Pro
1.009.1010	Handstück SURGmatic™ S11 L, gerade 1:1
1.008.8000	INTRA LUX Motor S600 LED
1.009.1700	Motorkabel S600
1.009.8757	Schlauch-Set, steril S600 (10/Pkg)
NB0.593.0361	Kupplungsstück
1.009.3411	Instrumentenschale

1 Enthält EXPERTsurg™ Bohreinheit, INTRA LUX Motor S600 LED, Winkelstück SURGmatic™ S201 XL Pro und Fußsteuerung.

2 Enthält MASTERSurg™ Bohreinheit, INTRA LUX Motor S600 LED, Winkelstück SURGmatic™ S201 XL Pro und Funk-Fußanlasser.

ONLINE BESTELLEN

Unser gesamtes Sortiment an Implantaten und vorgefertigter Prothetik kann rund um die Uhr über den Nobel Biocare Online-Store bestellt werden.

nobelbiocare.com/store

TELEFONISCH BESTELLEN

Rufen Sie unseren Kundenservice an oder wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

LEBENSLANGE GARANTIE

Gilt für alle Implantate von Nobel Biocare, einschließlich vorgefertigter prothetischer Komponenten. Weitere Informationen finden Sie unter:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/drillunits



87565 DE 2110 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2021. Alle Rechte vorbehalten. Vertrieb durch: Nobel Biocare. Hersteller: Kaltenbach & Voigt GmbH, Bismarckring 39, 88400 Biberach, Deutschland. Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter www.nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Haftungsausschluss: Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Vertriebsniederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Nur zur Verschreibung. Achtung: Laut US-Bundesgesetzen darf dieses Produkt nur an zugelassene Behandler, medizinische Fachkräfte oder Ärzte oder auf deren Anordnung hin verkauft werden. Für die vollständigen Informationen zur Verschreibung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen ziehen Sie die Gebrauchsanweisung zu Rate.