



Universal Base

Produktüberblick



nobelbiocare.com/universal-base

Universal Base – rotationsgesichert

Einzelzahnversorgung

35
Uni



Universal Base rotationsgesichert



Verbindung	CC			Außensechskant-Verbindung			Dreikanal-Verbindung		
	NP	RP	WP	NP	RP	WP	NP	RP	WP
Plattform									
Artikel-Nr. Schulter 1,5 mm	38213	38214	38215	38227	38228	38229	38171	38172	38173
Artikel-Nr. Schulter 3,0 mm	38216	38217	38218	38230	38231	38232	38174	38225	38226
Kaminhöhe	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
Durchmesser	Ø 4,775 mm	Ø 4,775 mm	Ø 6,515 mm	Ø 4,775 mm	Ø 4,775 mm	Ø 6,515 mm	Ø 4,775 mm	Ø 4,775 mm	Ø 6,515 mm
Schraube	37891	37892	37892	29282	29283	29284	36818	29475	29475
Schraubendreher	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™
Laborschraube	37894	37895*	37895*	37894	37895*	31169	31170	29293	29293
Elos Accurate™ Positionsgeber	IO 2B-A SA	IO 2B-B SA	IO 2B-C SA	IO 6A-A	IO 6A-B	IO 6A-C	IO 2A-A	IO 2A-B	IO 2A-C
Elos Accurate™ Positionsgeber-Kit	IO 2B SA Kit			IO 6A Kit			IO 2A Kit		
Replika für IOS – Elos Accurate™ Modellanalog	PMA-NBA35-1	PMA-NBA43-1	PMA-NBA60-1	PMA-BRA35-1	PMA-BRA41-1	PMA-BRA51-1	PMA-NBR35-1	PMA-NBR43-1	PMA-NBR50-1
Desktop-Positionsgeber DTX	300457	300458	300459	300460	300461	300462	300452	300453	300454
Gipsmodell-Laborimplantat	36697	36698	37879	31158	31159	31160	29498	29500	29502

* 5/Pkg

Universal Base rotationsgesichert: ausbrennbare Kappe und Abutmentschraube enthalten.

Universal Base – nicht rotationsgesichert

Mehrgliedrige Versorgung – konisches Design

35
Uni



Universal Base nicht rotationsgesichert – konisches Design



Verbindung	CC			Außensechskant-Verbindung			Dreikanal-Verbindung		
	NP	RP	WP	NP	RP	WP	NP	RP	WP
Plattform									
Artikelnr.	301235	301236	301237	301240	301241	301242	301243	301244	301245
Höhe der Abutment-Schulter	1,8 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,5 mm	1,0 mm	0,8 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm
Kaminhöhe	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm
Durchmesser	Ø 5,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 5,7 mm	Ø 5,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 5,7 mm
Schraube	37891	37892	37892	29282	29283	29284	36818	29475	29475
Schraubendreher	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™
Laborschraube	37894	37895*	37895*	37894	37895*	31169	31170	29293	29293
Elos Accurate™ Positionsgeber	IO 2B-A	IO 2B-B	IO 2B-C	IO 6A-A	IO 6A-B	IO 6A-C	IO 2A-A	IO 2A-B	IO 2A-C
Elos Accurate™ Positionsgeber-Kit		IO 2B Kit			IO 6A Kit			IO 2A Kit	
Replika für IOS – Elos Accurate™ Modellanalog	PMA-NBA35-1	PMA-NBA43-1	PMA-NBA60-1	PMA-BRA35-1	PMA-BRA41-1	PMA-BRA51-1	PMA-NBR35-1	PMA-NBR43-1	PMA-NBR50-1
Desktop-Positionsgeber DTX	300470	300471	300472	300463	300464	300465	300466	300467	300468
Gipsmodell-Laborimplantat	36697	36698	37879	31158	31159	31160	29498	29500	29502

* 5/Pkg

Universal Base nicht rotationsgesichert: klinische Schraube im Lieferumfang enthalten.

Universal Base – nicht rotationsgesichert

Mehrgliedrige Versorgung – gerades Design

35
Omni

35
Uni



Universal Base nicht rotationsgesichert – gerades Design



Verbindung	CC			Außensechskant-Verbindung			Dreikanal-Verbindung		
	NP	RP	WP	NP	RP	WP	NP	RP	WP
Plattform									
Artikelnr.	301362	301363	301364	301367	301368	301369	301370	301371	301372
Höhe der Abutment-Schulter	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Kaminhöhe	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
Durchmesser	Ø 3,6 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,1 mm	Ø 3,9 mm	Ø 4,4 mm	Ø 5,4 mm	Ø 3,7 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,1 mm
Schraube	37367	37606	37606	29282	29283	29284	36818	29475	29475
Schraubendreher	OmniGrip	OmniGrip	OmniGrip	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™
Laborschraube	37374	37607	37607	37894	37895*	31169	31170	29293	29293
Elos Accurate™ Positionsgeber	IO 2B-A	IO 2B-B	IO 2B-C	IO 6A-A	IO 6A-B	IO 6A-C	IO 2A-A	IO 2A-B	IO 2A-C
Elos Accurate™ Positionsgeber-Kit	IO 2B Kit			IO 6A Kit			IO 2A Kit		
Replika für IOS – Elos Accurate™ Modellanalog	PMA-NBA35-1	PMA-NBA43-1	PMA-NBA60-1	PMA-BRA35-1	PMA-BRA41-1	PMA-BRA51-1	PMA-NBR35-1	PMA-NBR43-1	PMA-NBR50-1
Desktop-Positionsgeber DTX	300470	300471	300472	300463	300464	300465	300466	300467	300468
Gipsmodell-Laborimplantat	36697	36698	37879	31158	31159	31160	29498	29500	29502

* 5/Pkg

Universal Base nicht rotationsgesichert: klinische Schraube im Lieferumfang enthalten.

Universal Base – Multi-unit

Mehrgliedrige Versorgung und Versorgung des vollständigen Zahnbogens – konisches Design

15
Uni



Universal Base Multi-unit – konisches Design

Verbindung	Multi-Unit	
Plattform	NP/RP ¹	WP ²
Artikelnr.	301238	301239
Höhe der Abutment-Schulter	0,9 mm	1,2 mm
Kaminhöhe	4,1 mm	4,1 mm
Durchmesser	Ø 5,0 mm	Ø 5,7 mm
Schraube	29285	29286
Schraubendreher	Unigrip™	Unigrip™
Laborschraube	29287*	31163
Elos Accurate™ Positionsgeber	IO 2C-A	IO 2C-B
Elos Accurate™ Positionsgeber-Kit	IO 2C Kit	
Replika für IOS – Elos Accurate™ Modellanalog	PMA-MUA45-1	PMA-MUA60-1
Desktop-Positionsgeber DTX	300473	300474
Gipsmodell-Laborimplantat	38918	31162

* 5/Pkg

¹ Kompatibel mit allen Multi-unit Abutments, AUSSER Multi-unit Abutment WP ex-hex (Brånemark)

² NUR kompatibel mit Multi-unit Abutments WP ex-hex (Brånemark)

Universal Base nicht rotationsgesichert: klinische Schraube im Lieferumfang enthalten.



Universal Base – Multi-unit

Mehrgliedrige Versorgung und Versorgung des vollständigen Zahnbogens – gerades Design

15
O-Mini



Universal Base Multi-unit – gerades Design

Verbindung	Multi-unit	
Plattform	NP/RP ¹	WP ²
Artikelnr.	301365	301366
Höhe der Abutment-Schulter	0,3 mm	0,3 mm
Kaminhöhe	4,5 mm	4,5 mm
Durchmesser	Ø 5,0 mm	Ø 5,9 mm
Schraube	301203	301200
Schraubendreher	Omnigrip Mini	Omnigrip Mini
Laborschraube	301201	301202
Elos Accurate™ Positionsgeber	IO 2C-A	IO 2C-B
Elos Accurate™ Positionsgeber-Kit	IO 2C Kit	
Replika für IOS – Elos Accurate™ Modellanalog	PMA-MUA45-1	PMA-MUA60-1
Desktop-Positionsgeber DTX	300473	300474
Gipsmodell-Laborimplantat	38918	31162

¹ Kompatibel mit allen Multi-unit Abutments, AUSSER Multi-unit Abutment WP ex-hex (Brånemark)

² NUR kompatibel mit Multi-unit Abutments WP ex-hex (Brånemark)

Universal Base nicht rotationsgesichert: klinische Schraube im Lieferumfang enthalten.



On1™ Universal Base

Universal Abutment

Nobel Biocare N1™

On1™ Universal Base

Einzelzahnversorgung – rotationsgesichert

35
Uni



On1 Universal Abutment – rotationsgesichert

Verbindung	On1 Basis		
	NP	RP	WP
Plattform			
Artikel-Nr. Schulter 0,3 mm	38707	38709	38711
Artikel-Nr. Schulter 1,25 mm	38708	38710	38712
Kaminhöhe	3,98 mm	3,98 mm	3,98 mm
Durchmesser	Ø 4,775 mm	Ø 4,775 mm	Ø 4,775 mm
Schraube	38750	38750	38750
Schraubendreher	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™
Laborschraube	38751	38751	38751
IOS Positionsgeber & Heilkappe (4,5 mm/5,0 mm/6,0 mm)	38735/-/38734	38737/-/38736	38739/38738/-
IOS/Desktop-Modellanalog	38740	38741	38742
Insertionshilfe	38201	38203	38204
Desktop-Positionsgeber DTX	300437	300437	300437
Gipsmodell-Laborimplantat	38731	38732	38733



On1 Prothetikschaube und On1 ausbrennbare Kappe im Lieferumfang enthalten.

On1™ Universal Base

Mehrgliedrige Versorgung – nicht rotationsgesichert

35
Uni



On1 Universal Abutment – nicht rotationsgesichert

Verbindung	On1 Basis		
	NP	RP	WP
Plattform			
Artikel-Nr. Schulter 0,3 mm	300361	300363	300365
Artikel-Nr. Schulter 1,25 mm	300362	300364	300366
Kaminhöhe	3,98 mm	3,98 mm	3,98 mm
Durchmesser	Ø 4,775 mm	Ø 5,3 mm	Ø 6,515 mm
Schraube	38750	38750	38750
Schraubendreher	Unigrip™	Unigrip™	Unigrip™
Laborschraube	38751	38751	38751
IOS Positionsgeber & Heilkappe (4,5 mm/5,0 mm/6,0 mm)	38735/-/38734	38737/-/38736	38739/38738/-
IOS/Desktop-Modellanalog	38740	38741	38742
Insertionshilfe	38201	38203	38204
Desktop-Positionsgeber DTX	300437	300437	300437
Gipsmodell-Laborimplantat	38731	38732	38733



On1 Prothetikschaube und On1 ausbrennbare Kappe im Lieferumfang enthalten.

Universal Abutment Nobel Biocare N1™ Basis

Einzelzahnversorgung – rotationsgesichert – Basis-Niveau

20
O-Mini



Universal Abutment N1 Basis – rotationsgesichert

Verbindung	N1 Basis	
	NP	RP
Plattform		
Artikelnr.	301006	301007
Kaminhöhe	4,0 mm	4,0 mm
Schraube	301029	301030
Schraubendreher	Omnigrip Mini	Omnigrip Mini
Laborschraube	301033	301034
IOS Positionsgeber	301039	301040
IOS Positionsgeber & Heilkappe	300991	300992
IOS-Modellanalog	301024	301025
IOS-Insertionshilfe	300966	300966
Desktop-Positionsgeber DTX	301039	301040
Gipsmodell-Laborimplantat	301021	301022



N1 Prothetikschaube im Lieferumfang enthalten.
ASC auf N1 Basen mit einer Ausrichtung von 20°.

Universal Abutment Nobel Biocare N1™ Basis

Brücke – nicht rotationsgesichert – Basis-Niveau

20
O-Mini



Universal-Abutment N1 Basis – Brücke

Verbindung	N1 Basis	
	NP	RP
Plattform		
Artikelnr.	301009	301010
Kaminhöhe	4,0 mm	4,0 mm
Schraube	301029	301030
Schraubendreher	Omnigrip Mini	Omnigrip Mini
Laborschraube	301033	301034
IOS Positionsgeber	301039	301040
IOS Positionsgeber & Heilkappe	300991	300992
IOS-Modellanalog	301024	301025
IOS-Insertionshilfe	300966	300966
Desktop-Positionsgeber DTX	301039	301040
Gipsmodell-Laborimplantat	301021	301022



N1 Prothetikschaube im Lieferumfang enthalten.

ASC auf N1 Basen. Max. 6-gliedrig und bis zu 20° Divergenz zwischen den Implantaten.

Universal Abutment Nobel Biocare N1™

Einzelzahnversorgung – rotationsgesichert – Implantatniveau

20
O-Mini



Universal Abutment N1 Basis – rotationsgesichert

Verbindung	TCC	
	NP	RP
Plattform		
Artikel-Nr. Schulter 1,5 mm	300946	300948
Artikel-Nr. Schulter 3,0 mm	300947	300949
Kaminhöhe	4,05 mm	4,05 mm
Schraube	300968	300969
Schraubendreher	Omnigrip Mini	Omnigrip Mini
Laborschraube	300972	300973
IOS Positionsgeber	300976	300977
IOS-Modellanalog	300964	300965
IOS-Insertionshilfe	300966	300966
Desktop-Positionsgeber DTX	300976	300977
Gipsmodell-Laborimplantat	300962	300963



Klinische Schraube ist im Lieferumfang enthalten.

Schraubendreher & Tools

Schraubendreher

Omnigrip™

Maschinelles Schraubendreher Omnigrip™

20 mm	37379
25 mm	37380
30 mm	37381
35 mm	37382



Manueller Schraubendreher Omnigrip™

20 mm	37376
28 mm	37377
36 mm	37378



Omnigrip™ Mini

Maschinelles Schraubendreher Omnigrip™ Mini

20 mm	300852
28 mm	300853
36 mm	300854



Manueller Schraubendreher Omnigrip™ Mini

20 mm	300855
36 mm	300856



Unigrip™

Maschinelles Schraubendreher Unigrip™

20 mm	29151
25 mm	29152
30 mm	29153
35 mm	29154



Manueller Schraubendreher Unigrip™

20 mm	29148
28 mm	29149
36 mm	29150



Tools

Elos Accurate™ Modellanalog Insertionshilfe und IO Driver

Elos Accurate™ Modellanalog Insertionsstift	PMA-AIP-2
Elos Accurate™ Modellanalog Insertionsschraube	PMA-AIS-5
Elos Accurate™ Modellanalog Zange	PMA-AIT-1
Elos Accurate™ IO Driver – Mini	C18512
Elos Accurate™ IO Driver – kurz	C13485
Elos Accurate™ IO Driver – lang	C13048

Kompatible Software



3shape

exocad

dental wings

Andere Tools – Manuelle Drehmomentratsche

Manuelle Drehmomentratsche Prothetik	29165
Adapter für manuelle Drehmomentratsche	29167



Manuelle Drehmomentratsche Prothetik Nobel Biocare N1™	301082
--	--------



Informationen zur Verfügbarkeit kompatibler Software und zum Herunterladen von DME-Dateien für die lokale Fertigung finden Sie unter <https://www.nobelbiocare.com/local-production>

ONLINE BESTELLEN

Unser gesamtes Sortiment an Implantaten und vorgefertigter Prothetik kann rund um die Uhr über den Nobel Biocare Online Store bestellt werden.

nobelbiocare.com/store

TELEFONISCH BESTELLEN

Rufen Sie unseren Kundenservice an oder wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

LEBENSBLANDE GARANTIE

Gilt für alle Implantate von Nobel Biocare, einschließlich vorgefertigter prothetischer Komponenten. Weitere Informationen finden Sie unter:

nobelbiocare.com/warranty



nobelbiocare.com/universal-base



87968 DE 2204 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2022. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter www.nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Niederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Achtung: US-Bundesgesetze oder lokale Gesetze können den Verkauf dieser Komponente auf den Verkauf durch oder im Auftrag eines Zahnarztes oder Arztes beschränken. Vollständige Informationen zur Verschreibung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Universal Base Multi-unit Abutments (nicht rotationsgesichert), Universal Base Multi-Unit Abutments, Elos Accurate™ Positionsgeber, Elos Accurate™ Positionsgeber-Kits, Replika für IOS Elos Accurate™ Modellanalog und Elos Accurate™ Modellanalog Insertionshilfe sowie IO Driver werden von Elos Medtech Pinol A/S, Engvej 33, 3330 Gørløse, Dänemark hergestellt und von Nobel Biocare vertrieben.