



Base universal

Descripción de producto



nobelbiocare.com/universal-base

Base universal – No rotatoria

Restauración unitaria

35
Uni



Base universal no rotatoria



Conexión	CC			Hexágono externo			Tri-channel		
Plataforma	NP	RP	WP	NP	RP	WP	NP	RP	WP
Nº referencia cuello 1.5 mm	38213	38214	38215	38227	38228	38229	38171	38172	38173
Nº referencia cuello 3.0 mm	38216	38217	38218	38230	38231	38232	38174	38225	38226
Altura posterior	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm
Diámetro	Ø 4.775 mm	Ø 4.775 mm	Ø 6.515 mm	Ø 4.775 mm	Ø 4.775 mm	Ø 6.515 mm	Ø 4.775 mm	Ø 4.775 mm	Ø 6.515 mm
Screw	37891	37892	37892	29282	29283	29284	36818	29475	29475
Destornillador	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip
Lab Screw	37894	37895*	37895*	37894	37895*	31169	31170	29293	29293
Elos Accurate™ Position Locator	IO 2B-A SA	IO 2B-B SA	IO 2B-C SA	IO 6A-A	IO 6A-B	IO 6A-C	IO 2A-A	IO 2A-B	IO 2A-C
Elos Accurate™ Position Locator Kit	IO 2B SA Kit			IO 6A Kit			IO 2A Kit		
Replica for IOS - Elos Accurate™ Analog	PMA-NBA35-1	PMA-NBA43-1	PMA-NBA60-1	PMA-BRA35-1	PMA-BRA41-1	PMA-BRA51-1	PMA-NBR35-1	PMA-NBR43-1	PMA-NBR50-1
Desktop scanbody DTX	300457	300458	300459	300460	300461	300462	300452	300453	300454
Plaster model implant analog	36697	36698	37879	31158	31159	31160	29498	29500	29502

* 5/pkg

Base universal no rotatoria: cofia calcinable y tornillo clínico incluidos.

Base universal – Rotatoria

Restauración múltiple – Diseño cónico

35
Uni



Base universal rotatoria – Diseño cónico



Conexión	CC			Hexágono externo			Tri-channel		
Plataforma	NP	RP	WP	NP	RP	WP	NP	RP	WP
Nº referencia	301235	301236	301237	301240	301241	301242	301243	301244	301245
Altura del cuello del pilar	1.8 mm	1.0 mm	1.0 mm	1.5 mm	1.0 mm	0.8 mm	1.0 mm	0.6 mm	0.6 mm
Altura posterior	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm
Diámetro	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.7 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.7 mm
Screw	37891	37892	37892	29282	29283	29284	36818	29475	29475
Destornillador	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip
Lab Screw	37894	37895*	37895*	37894	37895*	31169	31170	29293	29293
Elos Accurate™ Position Locator	IO 2B-A	IO 2B-B	IO 2B-C	IO 6A-A	IO 6A-B	IO 6A-C	IO 2A-A	IO 2A-B	IO 2A-C
Elos Accurate™ Position Locator Kit	IO 2B Kit			IO 6A Kit			IO 2A Kit		
Replica for IOS - Elos Accurate™ Analog	PMA-NBA35-1	PMA-NBA43-1	PMA-NBA60-1	PMA-BRA35-1	PMA-BRA41-1	PMA-BRA51-1	PMA-NBR35-1	PMA-NBR43-1	PMA-NBR50-1
Desktop scanbody DTX	300470	300471	300472	300463	300464	300465	300466	300467	300468
Plaster model implant analog	36697	36698	37879	31158	31159	31160	29498	29500	29502

* 5/pkg

Base universal rotatoria: incluye tornillo clínico.

Base universal – Rotatoria

Restauración múltiple – Diseño recto

35
Omni

35
Uni



Base universal rotatoria – Diseño recto



Conexión	CC			Hexágono externo			Tri-channel		
Plataforma	NP	RP	WP	NP	RP	WP	NP	RP	WP
Nº referencia	301362	301363	301364	301367	301368	301369	301370	301371	301372
Altura del cuello del pilar	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
Altura posterior	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm	4.0 mm
Diámetro	Ø 3.6 mm	Ø 4.2 mm	Ø 5.1 mm	Ø 3.9 mm	Ø 4.4 mm	Ø 5.4 mm	Ø 3.7 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.1 mm
Tornillo	37367	37606	37606	29282	29283	29284	36818	29475	29475
Destornillador	Omnigrip	Omnigrip	Omnigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip	Unigrip
Lab Screw	37374	37607	37607	37894	37895*	31169	31170	29293	29293
Elos Accurate™ Position Locator	IO 2B-A	IO 2B-B	IO 2B-C	IO 6A-A	IO 6A-B	IO 6A-C	IO 2A-A	IO 2A-B	IO 2A-C
Elos Accurate™ Position Locator Kit	IO 2B Kit			IO 6A Kit			IO 2A Kit		
Replica for IOS - Elos Accurate™ Analog	PMA-NBA35-1	PMA-NBA43-1	PMA-NBA60-1	PMA-BRA35-1	PMA-BRA41-1	PMA-BRA51-1	PMA-NBR35-1	PMA-NBR43-1	PMA-NBR50-1
Desktop scanbody DTX	300470	300471	300472	300463	300464	300465	300466	300467	300468
Plaster model implant analog	36697	36698	37879	31158	31159	31160	29498	29500	29502

* 5/pkg

Base universal rotatoria: incluye tornillo clínico.

Base universal – Multi-unit

Restauraciones múltiples y de arcada completa – Diseño cónico

15
Uni



Base universal Multi-unit – Diseño cónico

Conexión	Multi-Unit	
Plataforma	NP / RP ¹	WP ²
Nº referencia	301238	301239
Altura del cuello del pilar	0.9 mm	1.2 mm
Altura posterior	4.1 mm	4.1 mm
Diámetro	Ø 5.0 mm	Ø 5.7 mm
Screw	29285	29286
Destornillador	Unigrip	Unigrip
Lab Screw	29287*	31163
Elos Accurate™ Position Locator	IO 2C-A	IO 2C-B
Elos Accurate™ Position Locator Kit	IO 2C Kit	
Replica for IOS - Elos Accurate™ Analog	PMA-MUA45-1	PMA-MUA60-1
Desktop scanbody DTX	300473	300474
Plaster model implant analog	38918	31162

* 5/pkg

¹ Compatible con todos los pilares Multi-unit EXCEPTO el pilar Multi-unit WP de hexágono externo (Brånemark)

² Compatible SOLO con pilares Multi-unit WP de hexágono externo (Brånemark)

Base universal rotatoria: incluye tornillo clínico.

Base universal – Multi-unit

Restauraciones múltiples y de arcada completa – Diseño recto

15
O-Mini



Base universal Multi-unit – Diseño recto

Conexión	Multi-Unit	
Plataforma	NP / RP ¹	WP ²
Nº referencia	301365	301366
Altura del cuello del pilar	0.3 mm	0.3 mm
Altura posterior	4.5 mm	4.5 mm
Diámetro	Ø 5.0 mm	Ø 5.9 mm
Screw	301203	301200
Destornillador	Omnigrip Mini	Omnigrip Mini
Lab Screw	301201	301202
Elos Accurate™ Position Locator	IO 2C-A	IO 2C-B
Elos Accurate™ Position Locator Kit	IO 2C Kit	
Replica for IOS - Elos Accurate™ Analog	PMA-MUA45-1	PMA-MUA60-1
Desktop scanbody DTX	300473	300474
Plaster model implant analog	38918	31162

¹ Compatible con todos los pilares Multi-unit EXCEPTO el pilar Multi-unit WP de hexágono externo (Brånemark)

² Compatible SOLO con pilares Multi-unit WP de hexágono externo (Brånemark)

Base universal rotatoria: incluye tornillo clínico.

Base universal On1™

Pilar universal

Nobel Biocare N1™

Base universal On1™

Restauración unitaria – No rotatoria

35
Uni



Pilar universal On1 – No rotatorio

Conexión	Base On1		
Plataforma	NP	RP	WP
Nº referencia cuello 0.3 mm	38707	38709	38711
Nº referencia cuello 1.25 mm	38708	38710	38712
Altura posterior	3.98 mm	3.98 mm	3.98 mm
Diámetro	Ø 4.775 mm	Ø 4.775 mm	Ø 4.775 mm
Screw	38750	38750	38750
Destornillador	Unigrip	Unigrip	Unigrip
Lab Screw	38751	38751	38751
IOS scanbody & Healing cap (4.5 mm / 5.0 mm / 6.0 mm)	38735 / - / 38734	38737 / - / 38736	38739 / 38738 / -
IOS / Desktop analog	38740	38741	38742
Insertion tool	38201	38203	38204
Desktop scanbody DTX	300437	300437	300437
Plaster model implant analog	38731	38732	38733

Se suministra con el tornillo protésico On1 y la cofia calcinable On1 correspondientes.

Base universal On1™

Restauración múltiple – Rotatoria

35
Uni



Pilar universal On1 – Rotatorio

Conexión	Base On1		
Plataforma	NP	RP	WP
Nº referencia cuello 0.3 mm	300361	300363	300365
Nº referencia cuello 1.25 mm	300362	300364	300366
Altura posterior	3.98 mm	3.98 mm	3.98 mm
Diámetro	Ø 4.775 mm	Ø 5.3 mm	Ø 6.515 mm
Screw	38750	38750	38750
Destornillador	Unigrip	Unigrip	Unigrip
Lab Screw	38751	38751	38751
IOS scanbody & Healing cap (4.5 mm / 5.0 mm / 6.0 mm)	38735 / - / 38734	38737 / - / 38736	38739 / 38738 / -
IOS / Desktop analog	38740	38741	38742
Insertion tool	38201	38203	38204
Desktop scanbody DTX	300437	300437	300437
Plaster model implant analog	38731	38732	38733

Se suministra con el tornillo protésico On1 y la cofia calcinable On1 correspondientes.

Pilar universal base Nobel Biocare N1™

Restauración unitaria – No rotatoria – Nivel de base

20
O-Mini



Pilar universal base N1 – No rotatorio

Conexión	Base N1	
Plataforma	NP	RP
Nº referencia	301006	301007
Altura posterior	4.0 mm	4.0 mm
Screw	301029	301030
Destornillador	Omnigrip Mini	Omnigrip Mini
Lab Screw	301033	301034
IOS scanbody	301039	301040
IOS scanbody & Healing cap	300991	300992
IOS analog	301024	301025
IOS insertion tool	300966	300966
Desktop scanbody DTX	301039	301040
Plaster model implant analog	301021	301022

Se suministra con el tornillo protésico N1 correspondiente.

ASC en bases N1 con angulación de 20°.

Pilar universal base Nobel Biocare N1™

Puente – Rotatorio – Nivel de base

20
O-Mini



Pilar universal base N1 – Puente

Conexión	Base N1	
Plataforma	NP	RP
Nº referencia	301009	301010
Altura posterior	4.0 mm	4.0 mm
Screw	301029	301030
Destornillador	Omnigrip Mini	Omnigrip Mini
Lab Screw	301033	301034
IOS scanbody	301039	301040
IOS scanbody & Healing cap	300991	300992
IOS analog	301024	301025
IOS insertion tool	300966	300966
Desktop scanbody DTX	301039	301040
Plaster model implant analog	301021	301022

Se suministra con el tornillo protésico N1 correspondiente.

ASC en bases N1. Máx. 6 unidades y hasta 20° de divergencia entre implantes.

Pilar universal Nobel Biocare N1™

Restauración unitaria – No rotatoria – Nivel de implante

20
O-Mini



Pilar universal base N1 – No rotatorio

Conexión	TCC	
	NP	RP
Plataforma		
Nº referencia cuello 1.5 mm	300946	300948
Nº referencia cuello 3.0 mm	300947	300949
Altura posterior	4.05 mm	4.05 mm
Screw	300968	300969
Destornillador	Omnigrip Mini	Omnigrip Mini
Lab Screw	300972	300973
IOS scanbody	300976	300977
IOS analog	300964	300965
IOS insertion tool	300966	300966
Desktop scanbody DTX	300976	300977
Plaster model implant analog	300962	300963

Se suministra con el tornillo clínico.

Destornilladores e instrumental

Destornilladores

Omnigrip™

Omnigrip™ Screwdriver Machine

20 mm	37379
25 mm	37380
30 mm	37381
35 mm	37382



Omnigrip™ Screwdriver Manual

20 mm	37376
28 mm	37377
36 mm	37378



Omnigrip™ Mini

Omnigrip™ Mini Screwdriver Machine

20 mm	300852
28 mm	300853
36 mm	300854



Omnigrip™ Mini Screwdriver Manual

20 mm	300855
36 mm	300856



Unigrip™

Unigrip™ Screwdriver Machine

20 mm	29151
25 mm	29152
30 mm	29153
35 mm	29154



Unigrip™ Screwdriver Manual

20 mm	29148
28 mm	29149
36 mm	29150



Instrumental

Instrumento de inserción del análogo Elos Accurate™ y mecanismo de inserción IO

Elos Accurate™ Analog Insertion Pin	PMA-AIP-2
Elos Accurate™ Analog Insertion Screw	PMA-AIS-5
Elos Accurate™ Analog Pliers	PMA-AIT-1
Elos Accurate™ IO driver – mini	C18512
Elos Accurate™ IO driver – short	C13485
Elos Accurate™ IO driver – long	C13048

Softwares compatibles



3shape

exocad

dental wings

Otro instrumental – Llave de torque manual

Manual Torque Wrench Prosthetic	29165
Manual Torque Wrench Adapter	29167



Manual Torque Wrench Prosthetic Nobel Biocare N1™	301082
---	--------



Para comprobar la disponibilidad de software compatible y descargar los DME de producción local, visita <https://www.nobelbiocare.com/es-es/produccion-local>

PEDIDOS ONLINE

Solicita la gama completa de nuestros implantes y prótesis prefabricadas durante las 24 horas del día a través de la tienda online de Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

PEDIDOS POR TELÉFONO

Llama a nuestro Servicio de Atención al Cliente o contacta con tu Delegado Comercial.

GARANTÍA DE POR VIDA

En todos los implantes de Nobel Biocare incluidos los componentes protésicos prefabricados. Para obtener más información, visita:

nobelbiocare.com/warranty



nobelbiocare.com/universal-base



87971 ES 2205 Impreso en la UE © Nobel Biocare Services AG, 2022. Reservados todos los derechos. Exención de responsabilidad: Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales son marcas comerciales de Nobel Biocare, a menos que se especifique lo contrario o se deduzca claramente del contexto en algún caso. Consultar nobelbiocare.com/trademarks para obtener más información. Las imágenes de los productos no están necesariamente reproducidas a escala. Todas las imágenes de producto están destinadas solamente a servir como ilustración y pueden no ser una representación exacta del producto. Puede que no se permita poner a la venta algunos productos en algunos países según su normativa. Ponte en contacto con la subsidiaria local de Nobel Biocare para conocer la gama de productos actual y su disponibilidad. Precaución: La ley federal (Estados Unidos) o la ley en tu jurisdicción puede limitar la venta de este dispositivo a dentistas o médicos o por prescripción facultativa. Consulta la información completa sobre prescripción en las Instrucciones de uso, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Los pilares base universal rotatorios, base universal de pilares Multi-unit, localizadores de posición Elos Accurate™, kits de localizadores de posición Elos Accurate™, replica para análogo IOS Elos Accurate™, el instrumento de inserción del análogo Elos Accurate™ y el mecanismo de inserción IO están fabricados por Elos Medtech Pinal A/S, Engvej 33, 3330 Gørlev, Dinamarca y distribuidos por Nobel Biocare.