


PureSet™

Produktüberblick



Inhalt

Freihandeingriff

Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

NobelActive® PureSet 87294

NobelParallel™ CC PureSet 87295

NobelReplace® CC PureSet 87296

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

Replace Select™ TC PureSet 87299

Schablonengeführte Chirurgie

NobelActive® Guided PureSet 87305

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

Prothetik

Prosthetic PureSet Basic 87301

Prosthetic PureSet Nobel Biocare N1™ 87302

Prosthetic PureSet 87353

Zubehör

PureSet Tray Zubehör

PureSet™

PureSet Sets für Freihand- und schablonengeführte Eingriffe sind für NobelActive, NobelParallel CC, NobelReplace CC und Nobel Biocare N1 verfügbar. Die PureSet Sets NobelSpeedy Groovy, Brånemark System und Replace Select TC sind für Freihandeingriffe verfügbar.

Für noch mehr Effizienz bei Freihandeingriffen können zwei der führenden Implantatsysteme von Nobel Biocare – NobelActive und NobelParallel CC – in nur einem Tray aufbewahrt werden. So sind dank ihrer ähnlichen Bohrprotokolle weniger Instrumente erforderlich.

Einfach, schnell und hygienisch – All-in-one- Lösung PureSet

UNKOMPLIZIERTE UND INTUITIVE LAYOUTS

Das Design ist auf den chirurgischen Arbeitsablauf abgestimmt und erleichtert das Erkennen der Komponenten.

SICHERE AUFBEWAHRUNG VON INSTRUMENTEN


Chirurgische Instrumente werden mit speziellen Metallfedern sicher gehalten.

MAXIMALE HYGIENE

PureSet Trays sind aus chirurgischem Stahl hergestellt¹ und zur automatisierten Reinigung mit wenigen manuellen Schritten konzipiert.


DEUTLICHE ZEITERSPARNIS

Deutliche Zeitersparnis, da das Tray und die Instrumente während der Reinigung und Sterilisation zusammen bleiben.



¹ PureSet Trays bestehen aus chirurgischem Stahl, mit Ausnahme der PureSet Einsätze und Grommets.

Nobel Biocare N1™ System 87293



Nobel Biocare N1™ System 87293

IM SET ENTHALTEN

PUR0400 Nobel Biocare N1™ PureSet™ Tray

301074 Röntgenschablone Nobel Biocare N1™

301075 Produktübersicht Nobel Biocare N1™ PureSet

Implantateindreher Nobel Biocare N1™ TCC NP kurz

28 mm 300905



Implantateindreher Nobel Biocare N1™ TCC NP lang

37 mm 300906



Implantateindreher Nobel Biocare N1™ TCC RP kurz

28 mm 300907



Implantateindreher Nobel Biocare N1™ TCC RP lang

37 mm 300908



Richtungsindikator Nobel Biocare N1™

300918



OsseoShaper Verlängerung Nobel Biocare N1™

300923



Tiefenmesslehre Nobel Biocare N1™

300924



Manuelle Drehmomentratsche Chirurgie Nobel Biocare N1™

301083



Maschineller Schraubendreher Omnigrip Mini

28 mm 300853



Maschineller Schraubendreher Nobel Biocare N1™ Basis

28 mm 300903



Handstück für Maschineninstrumente

29161



Nobel Biocare N1™ System

87293

Maschinelles Schraubendreher Nobel Biocare N1 Basis
28 mm 300903

OsseoShaper Verlängerung NB N1
300923

Richtungsindikator NB N1
300918

Tiefenmesslehre NB N1
300924


Maschinelles Schraubendreher Omnigrip Mini
28 mm 300853



Handstück für
Maschinen-
instrumente
29161



Chirurgische Drehmomentratsche NB N1
301083



Implantatendrehher NB N1 TCC NP kurz
28 mm 300905

Implantatendrehher NB N1 TCC NP lang
37 mm 300906

Implantatendrehher NB N1 TCC RP kurz
28 mm 300907

Implantatendrehher NB N1 TCC RP lang
37 mm 300908

Nobel Biocare N1™ system

87293

NICHT IM SET ENTHALTEN
(separat erhältlich)

Instrumente zur Präparation des Implantatbetts

301401	OsseoDirector Nobel Biocare N1™ Ø 1,8–2,4 x 8–18 mm
301077	OsseoDirector Nobel Biocare N1™ Ø 1,8–2,4 x 8–14 mm
301081	Guided Pilotbohrer Nobel Biocare N1™ Ø 2,0 mm
301078	Ø 3,5 Stufenspiralbohrer Ø 2,5/3,4 x 10–14 mm
301422	Ø 4,0 Stufenspiralbohrer Ø 3,3/3,8 x 8–18 mm
301079	Ø 4,0 Stufenspiralbohrer Ø 3,3/3,8 x 8–14 mm



Abutment-Entfernungsinstrument Nobel Biocare N1™ TCC

NP RP

300921 300922



Drehmomentratsche für prothetische Versorgungen

301082 Manuelle Drehmomentratsche Prothetik Nobel Biocare N1™



Schraubendreher

300852	Maschinelles Schraubendreher Omnigrip™ Mini 20 mm
300854	Maschinelles Schraubendreher Omnigrip™ Mini 36 mm
300855	Manueller Schraubendreher Omnigrip™ Mini 20 mm
300856	Manueller Schraubendreher Omnigrip™ Mini 36 mm
300904	Maschinelles Schraubendreher Nobel Biocare N1™ Basis 36 mm
301135	Manueller Schraubendreher Nobel Biocare N1™ Basis 28 mm
301136	Manueller Schraubendreher Nobel Biocare N1™ Basis 36 mm
29158	Maschinelles Schraubendreher Multi-unit 21 mm
29156	Manueller Schraubendreher Multi-unit 25 mm



Nobel Biocare N1™ system 87293

OsseoShaper 2 Nobel Biocare N1™

300892	Ø 3,5	3,5 x 9 mm
300893	Ø 3,5	3,5 x 11 mm
300894	Ø 3,5	3,5 x 13 mm
300895	Ø 4,0	4,0 x 7 mm
300896	Ø 4,0	4,0 x 9 mm
300897	Ø 4,0	4,0 x 11 mm
300898	Ø 4,0	4,0 x 13 mm
301179	Ø 4,0	4,0 x 15 mm



Knochenfräse Nobel Biocare N1™ TCC

	NP	RP
Ø 4,0	300909	
Ø 5,2	300910	300910



Knochenfräsenführung Nobel Biocare N1™ TCC


	NP	RP
Ø 4,0	300911	
Ø 5,2	300915	300916



NICHT IM SET ENTHALTEN
(separat erhältlich)

NobelActive® PureSet
87294

NobelParallel™ CC PureSet
87295



NobelActive® PureSet 87294

PUR0200	NobelActive/NobelParallel CC PureSet Tray
34584	NobelActive chirurgische Drehmomentratsche*
32180	Handschlüssel für Implantateindreher
32112	Richtungsindikator Ø 2/Ø 2,4–2,8 mm × 4
37791	Tiefenmesslehre 7–18 mm Z-förmig
29149	Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm
300352	Implantatpaket-Aufbewahrungsbox
37887	NobelActive Röntgenschablone
300781	Produktübersicht NobelActive/NobelParallel CC PureSet Tray

Implantateindreher

	3.0	NP	RP	WP
28 mm	36773	36718	36720	37859
37 mm	36774	36719	36721	37860



NobelParallel™ CC PureSet 87295

PUR0200	NobelActive/NobelParallel CC PureSet Tray
28839	NobelReplace chirurgische Drehmomentratsche*
32112	Richtungsindikator Ø 2/Ø 2,4–2,8 mm × 4
37791	Tiefenmesslehre 7–18 mm Z-förmig
29149	Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm
300352	Implantatpaket-Aufbewahrungsbox
37792	NobelParallel Röntgenschablone
300781	Produktübersicht NobelActive/NobelParallel CC PureSet Tray

Implantateindreher

	NP	RP	WP
28 mm	36718	36720	37859
37 mm	36719	36721	37860



IM SET ENTHALTEN

* Artikel muss zur Reinigung auseinandergenommen werden

NobelActive® PureSet 87294

NobelParallel™ CC PureSet 87295



Tiefenmesslehre 7-18 mm
37791



Präzisionsbohrer
36118*



Knochenfräse (mit Führung) CC
3.0 Ø 4,0 37861A*
NP Ø 4,4 37863*
RP Ø 5,2 37864*
RP Ø 5,2 37866*
RP Ø 6,2 37867*
WP Ø 6,7 37869*



Knochenfräsenführung CC
3.0 37862-A
NP 37865*
RP 37868*
WP 37870*

* Artikel in diesem Set nicht enthalten

** Artikel muss zur Reinigung
auseinandergenommen werden

*** Schraubendreher in weiteren Längen erhältlich

A Speziell für NobelActive
P Speziell für NobelParallel



Schraubendreher
Ø 3,0 37295A*
Ø 2 32297*



Stufenspiralbohrer
Ø 2,4/2,8 mm 32261*
Ø 2,9/3,2 mm 34658*
Ø 3,6/4,0 mm 32274*
Ø 3,8/4,2 mm 32274*
Ø 4,2/4,6 mm 34592*
Ø 4,2/5,0 mm 37874*



Implantatbohrer 3,0
mm 36770A
37 mm 36774A




Implantatbohrer NP
3,0 mm 36719
37 mm 36719



Implantatbohrer RP
28 mm 36720
37 mm 36721



Implantatbohrer WP
28 mm 37859
37 mm 37860



Richtungsindektor
32112



Manueller Schraubendreher
Unigrip™ 28 mm
29149***



Bohrenverlängerungsschaft
K1589B.204.



Handschlüssel für
Implantatbohrer
32180P



NobelActive chirurgische
Drehmomentratsche
34584A**



NobelReplace chirurgische
Drehmomentratsche
28839P**



Gewindeschneider^A
Ø 3,0 36816*
NP 3,5 36236*
RP 4,3 36237*
RP 5,0 36238*
WP 5,5 (7-10) 37871*
WP 5,5 (11,5-15) 37872*



Kortikalisbohrer^P
NP 3,75 38000*
RP 4,3 38001*
RP 5,0 38002*
WP 5,5 38003*



Gewindeschneider^P
NP 3,75 (7-13) 37990*
NP 3,75 (7-18) 37991*
RP 4,3 (7-13) 37992*
RP 4,3 (7-18) 37993*
RP 5,0 (7-13) 37994*
RP 5,0 (7-18) 37995*
WP 5,5 (7-10) 37996*
WP 5,5 (7-15) 37997*

NobelActive® PureSet

87294

NobelParallel™ CC PureSet

87295

Bohrer

Präzision	36118			
Ø 1,5	31278 (7-15 mm) ^A			
Ø 2,0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)	
Ø 2,4/2,8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)	
Ø 2,8/3,2	37873 (7-10 mm)	34638 (7-15 mm)	34639 (10-18 mm)	
Ø 3,2/3,6	32263 (7-10 mm) ^P	32264 (7-15 mm)	32265 (10-18 mm)	
Ø 3,8/4,2	32275 (7-10 mm) ^P	32276 (7-15 mm)	32277 (10-18 mm)	
Ø 4,2/4,6	37874 (7-10 mm)	34582 (7-15 mm)	34583 (10-18 mm)	
Ø 4,2/5,0	37875 (7-10 mm)	37876 (7-15 mm)		



Knochenfräsenführungen

3.0	NP	RP	WP
37862 ^A	37865	37868	37870



Bohrerverlängerungsschaft

KI589B.204.



Gewindeschneider NobelActive

	3.0	NP	RP	WP
Ø 3,0	36816			
Ø 3,5		36236		
Ø 4,3			36237	
Ø 5,0			36238	
Ø 5,5				37871 (7-10 mm) 37872 (11,5-15 mm)



Gewindeschneider NobelParallel CC

	NP	RP	WP
Ø 3,75	37990 (7-13 mm) 37991 (7-18 mm)		
Ø 4,3		37992 (7-13 mm) 37993 (7-18 mm)	
Ø 5,0		37994 (7-13 mm) 37995 (7-18 mm)	
Ø 5,5			37996 (7-10 mm) 37997 (7-15 mm)



NICHT IM SET ENTHALTEN
(separat erhältlich)

Kortikalisbohrer NobelParallel CC

	NP	RP	WP
Ø 3,75	38000		
Ø 4,3		38001	
Ø 5,0		38002	
Ø 5,5			38003



Knochenfräsen mit Führung


	3.0	NP	RP	WP
Ø 4,0	37861 ^A			
Ø 4,4		37863		
Ø 5,2		37864	37866	
Ø 6,2			37867	
Ø 6,7				37869



A Nur für NobelActive
P Nur für NobelParallel CC

NobelReplace® CC PureSet

87296



NobelReplace® CC PureSet 87296

IM SET ENTHALTEN

PUR0300	NobelReplace CC PureSet Tray
28839	NobelReplace chirurgische Drehmomentratsche*
29149	Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm
300352	Implantatpaket-Aufbewahrungsbox
2042	Spülkanüle
37320	NobelReplace Röntgenschablone
300567	NobelReplace CC PureSet Produktübersicht

Bohrer

	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	RP Ø 5,0
8 mm	32075	32076	32077
10 mm	29367	29370	29373
11,5 mm	36113	36114	36115
13 mm	29368	29371	29374
16 mm	29369	29372	29375



Bohrer für dichten Knochen

	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	RP Ø 5,0
13 mm	29377	29380	29383
16 mm	29378	29381	29384



Richtungsindikatoren

NP	RP	WP
32255	32256	32257



Gewindeschneider

NP	RP	WP
36717	32090	32091



Implantateindreher


	NP	RP
28 mm	36718	36720
37 mm	36719	36721




* Artikel muss zur Reinigung auseinandergenommen werden


NobelReplace® CC PureSet 87296

 Präzisionsbohrer
36118*

 Bohrer mit Spitze
Tapered 2 mm
36117*

 Knochenfräse (mit Führung) CC
NP Ø 4,4 37863*
NP Ø 5,2 37864*
RP Ø 5,2 37866*
RP Ø 6,2 37867*

 Knochenfräsenführung CC
NP 37865*
RP 37868*



- * Artikel in diesem Set nicht enthalten
- ** Artikel muss zur Reinigung auseinandergenommen werden
- *** Schraubendreher in weiteren Längen erhältlich

 Richtungsindikator
Tapered
NP 32255
RP 32256
WP 32257


 Implantatendrehler NP
28 mm 36718
37 mm 36719

 Implantatendrehler RP
28 mm 36720
37 mm 36721

 Gewinndrehler
Tapered
NP 3,5 30777
RP 4,3 30780
WP 5,0 32091

 Bohrer Tapered NP 3,5
8 mm 32075
10 mm 29367
11,5 mm 36113
13 mm 29371
16 mm 29369

 Bohrer Tapered RP 4,3
8 mm 32076
10 mm 29370
11,5 mm 36114
13 mm 29371
16 mm 29372

 Bohrer Tapered WP 5
8 mm 32077
10 mm 29373
11,5 mm 36115
13 mm 29374
16 mm 29375



NobelReplace chirurgische
Drehmomentschne
28839**




Manueller Schraubendreher
Unigrip™ 28 mm
29149***



Bohrerverlängerungsschaft
K1589B.204.



Bohrer für dichten Knochen
Tapered 13 mm
NP 3,5 29377
RP 4,3 29380
WP 5,0 29383



Bohrer für dichten Knochen
Tapered 16 mm
NP 3,5 29378
RP 4,3 29381
WP 5,0 29384

NobelReplace® CC PureSet 87296

NICHT IM SET ENTHALTEN
(separat erhältlich)

Knochenfräsen mit Führung

	NP	RP
Ø 4,4	37863	
Ø 5,2	37864	37866
Ø 6,2		37867



Knochenfräsenführungen

NP	RP
37865	37868



Bohrer

36117	Bohrer mit Spitze Tapered 2 mm	
36118	Präzisionsbohrer	

Bohrerverlängerungsschaft

KI589B.204.




NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298



NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298

IM SET ENTHALTEN

PUR0900	NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet Tray
DIB 097-0	Deckschraubendreher Brånemark System Sechskant
32110	Brånemark System Manuelle Drehmomentratsche Chirurgie*
32112	Richtungsindikator Ø 2/Ø 2,4–2,8 mm × 4
37791	Tiefenmesslehre 7–18 mm Z-förmig
29149	Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm
300352	Implantatpaket-Aufbewahrungsbox
37628	NobelSpeedy Groovy Radiographic Template 7–25 mm**
33097	Brånemark System/NobelSpeedy Radiographic Template***
301381	NobelSpeedy Groovy/Brånemark System PureSet Wall Chart

Implantateindreher

	NP	RP	WP
21 mm		29129	29134**
26 mm	29126**	29130	29135**
34 mm	29127**		



Implantateindreher-Ratsche

	NP	RP	WP
12 mm		29132	29136**
21 mm	29128**		



* Artikel muss zur Reinigung auseinandergenommen werden

** Artikel nur im NobelSpeedy Groovy PureSet enthalten


*** Artikel nur im Brånemark System PureSet enthalten

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

- * Artikel in diesem Set nicht enthalten
- ** Artikel muss zur Reinigung auseinandergenommen werden
- *** Schraubendreher in weiteren Längen erhältlich

B spezifisch für Brånemark System
S spezifisch für NobelSpeedy Groovy



NobelSpeedy Tiefenmesslehre 18-25 mm
37692**

Tiefenmesslehre 7-18 mm Z-förmig
37791



Präzisionsbohrer
36118*



Knochenfräse (mit Führung)
Brånemark System
NP Ø 4,5 33392*
RP Ø 5,1 33393*
WP Ø 6,5 33495*



Knochenfräsenführung
Brånemark System
NP 33496*
RP 33497*
WP 33498*



Richtungsindikator
Ø 2/Ø 4,4**
32112



Manueller
Schraubendreher
Unigrip™-28mm
27147**



Deckschraubendreher
Brånemark System mit
Sechskant
DIB 0977-0



Brånemark System Manuelle
Drehmomratsche Chirurgie
32110**




Brånemark System
Counterbore
NP 32281*
RP 32283*
WP 32285*




Bohrerverlängerungsschaft
KI589B.204.




Gewindeschneider
NP Ø 3,3, 7-15 mm 37627*
RP Ø 3,75, 7-13 mm 32290**
RP Ø 3,75, 7-18 mm 32291**
RP Ø 4, 7-13 mm 33072*
RP Ø 4, 7-18 mm 33073*
WP Ø 5, 7-13 mm 32292*
WP Ø 5, 7-18 mm 32293*
WP Ø 6, 7-13 mm 32294**
WP Ø 6, 7-18 mm 32295**




Bohrer
7-10 mm
Ø 2 (#1) 32266*
Ø 2,4 (#2) 32267*
Ø 2,8 (#3) 32268*
Ø 3,2 (#4) 32269*
Ø 3,6 (#5) 32270*
Ø 4,0 (#6) 32271*
Ø 4,4 (#7) 32272*
Ø 4,8 (#8) 32273*
Ø 5,2 (#9) 32274*
Ø 5,6 (#10) 32275*
Ø 6,0 (#11) 32276*
Ø 6,4 (#12) 32277*
Ø 6,8 (#13) 32278*
Ø 7,2 (#14) 32279**



7-15 mm
Ø 2 (#1) 32297*
Ø 2,4 (#2) 32298*
Ø 2,8 (#3) 32299*
Ø 3,2 (#4) 32300*
Ø 3,6 (#5) 32301*
Ø 4,0 (#6) 32302*
Ø 4,4 (#7) 32303*
Ø 4,8 (#8) 32304*
Ø 5,2 (#9) 32305*
Ø 5,6 (#10) 32306*
Ø 6,0 (#11) 32307*
Ø 6,4 (#12) 32308*
Ø 6,8 (#13) 32309*
Ø 7,2 (#14) 32310**



10-18 mm
Ø 2 (#1) 32299*
Ø 2,4 (#2) 32300*
Ø 2,8 (#3) 32301*
Ø 3,2 (#4) 32302*
Ø 3,6 (#5) 32303*
Ø 4,0 (#6) 32304*
Ø 4,4 (#7) 32305*
Ø 4,8 (#8) 32306*
Ø 5,2 (#9) 32307*
Ø 5,6 (#10) 32308*
Ø 6,0 (#11) 32309*
Ø 6,4 (#12) 32310**



18-25 mm
Ø 2,0 (#1) 37614**
Ø 2,2 (#2) 37615**
Ø 2,4 (#3) 37616**
Ø 2,6 (#4) 37617**
Ø 2,8 (#5) 37618**
Ø 3,0 (#6) 37619**
Ø 3,2 (#7) 37620**
Ø 3,4 (#8) 37621**
Ø 3,6 (#9) 37622**
Ø 3,8 (#10) 37623**
Ø 4,0 (#11) 37624**
Ø 4,2 (#12) 37625**
Ø 4,4 (#13) 37626**
Ø 4,6 (#14) 37627**
Ø 4,8 (#15) 37628**
Ø 5,0 (#16) 37629**
Ø 5,2 (#17) 37630**
Ø 5,4 (#18) 37631**
Ø 5,6 (#19) 37632**
Ø 5,8 (#20) 37633**
Ø 6,0 (#21) 37634**
Ø 6,2 (#22) 37635**
Ø 6,4 (#23) 37636**
Ø 6,6 (#24) 37637**
Ø 6,8 (#25) 37638**
Ø 7,0 (#26) 37639**
Ø 7,2 (#27) 37640**
Ø 7,4 (#28) 37641**
Ø 7,6 (#29) 37642**
Ø 7,8 (#30) 37643**
Ø 8,0 (#31) 37644**
Ø 8,2 (#32) 37645**
Ø 8,4 (#33) 37646**
Ø 8,6 (#34) 37647**
Ø 8,8 (#35) 37648**
Ø 9,0 (#36) 37649**
Ø 9,2 (#37) 37650**
Ø 9,4 (#38) 37651**
Ø 9,6 (#39) 37652**
Ø 9,8 (#40) 37653**
Ø 10,0 (#41) 37654**
Ø 10,2 (#42) 37655**
Ø 10,4 (#43) 37656**
Ø 10,6 (#44) 37657**
Ø 10,8 (#45) 37658**
Ø 11,0 (#46) 37659**
Ø 11,2 (#47) 37660**
Ø 11,4 (#48) 37661**
Ø 11,6 (#49) 37662**
Ø 11,8 (#50) 37663**
Ø 12,0 (#51) 37664**
Ø 12,2 (#52) 37665**
Ø 12,4 (#53) 37666**
Ø 12,6 (#54) 37667**
Ø 12,8 (#55) 37668**
Ø 13,0 (#56) 37669**
Ø 13,2 (#57) 37670**
Ø 13,4 (#58) 37671**
Ø 13,6 (#59) 37672**
Ø 13,8 (#60) 37673**
Ø 14,0 (#61) 37674**
Ø 14,2 (#62) 37675**
Ø 14,4 (#63) 37676**
Ø 14,6 (#64) 37677**
Ø 14,8 (#65) 37678**
Ø 15,0 (#66) 37679**
Ø 15,2 (#67) 37680**
Ø 15,4 (#68) 37681**
Ø 15,6 (#69) 37682**
Ø 15,8 (#70) 37683**
Ø 16,0 (#71) 37684**
Ø 16,2 (#72) 37685**
Ø 16,4 (#73) 37686**
Ø 16,6 (#74) 37687**
Ø 16,8 (#75) 37688**
Ø 17,0 (#76) 37689**
Ø 17,2 (#77) 37690**
Ø 17,4 (#78) 37691**
Ø 17,6 (#79) 37692**
Ø 17,8 (#80) 37693**
Ø 18,0 (#81) 37694**
Ø 18,2 (#82) 37695**
Ø 18,4 (#83) 37696**
Ø 18,6 (#84) 37697**
Ø 18,8 (#85) 37698**
Ø 19,0 (#86) 37699**
Ø 19,2 (#87) 37700**
Ø 19,4 (#88) 37701**
Ø 19,6 (#89) 37702**
Ø 19,8 (#90) 37703**
Ø 20,0 (#91) 37704**
Ø 20,2 (#92) 37705**
Ø 20,4 (#93) 37706**
Ø 20,6 (#94) 37707**
Ø 20,8 (#95) 37708**
Ø 21,0 (#96) 37709**
Ø 21,2 (#97) 37710**
Ø 21,4 (#98) 37711**
Ø 21,6 (#99) 37712**
Ø 21,8 (#100) 37713**
Ø 22,0 (#101) 37714**
Ø 22,2 (#102) 37715**
Ø 22,4 (#103) 37716**
Ø 22,6 (#104) 37717**
Ø 22,8 (#105) 37718**
Ø 23,0 (#106) 37719**
Ø 23,2 (#107) 37720**
Ø 23,4 (#108) 37721**
Ø 23,6 (#109) 37722**
Ø 23,8 (#110) 37723**
Ø 24,0 (#111) 37724**
Ø 24,2 (#112) 37725**
Ø 24,4 (#113) 37726**
Ø 24,6 (#114) 37727**
Ø 24,8 (#115) 37728**
Ø 25,0 (#116) 37729**
Ø 25,2 (#117) 37730**
Ø 25,4 (#118) 37731**
Ø 25,6 (#119) 37732**
Ø 25,8 (#120) 37733**
Ø 26,0 (#121) 37734**
Ø 26,2 (#122) 37735**
Ø 26,4 (#123) 37736**
Ø 26,6 (#124) 37737**
Ø 26,8 (#125) 37738**
Ø 27,0 (#126) 37739**
Ø 27,2 (#127) 37740**
Ø 27,4 (#128) 37741**
Ø 27,6 (#129) 37742**
Ø 27,8 (#130) 37743**
Ø 28,0 (#131) 37744**
Ø 28,2 (#132) 37745**
Ø 28,4 (#133) 37746**
Ø 28,6 (#134) 37747**
Ø 28,8 (#135) 37748**
Ø 29,0 (#136) 37749**
Ø 29,2 (#137) 37750**
Ø 29,4 (#138) 37751**
Ø 29,6 (#139) 37752**
Ø 29,8 (#140) 37753**
Ø 30,0 (#141) 37754**
Ø 30,2 (#142) 37755**
Ø 30,4 (#143) 37756**
Ø 30,6 (#144) 37757**
Ø 30,8 (#145) 37758**
Ø 31,0 (#146) 37759**
Ø 31,2 (#147) 37760**
Ø 31,4 (#148) 37761**
Ø 31,6 (#149) 37762**
Ø 31,8 (#150) 37763**
Ø 32,0 (#151) 37764**
Ø 32,2 (#152) 37765**
Ø 32,4 (#153) 37766**
Ø 32,6 (#154) 37767**
Ø 32,8 (#155) 37768**
Ø 33,0 (#156) 37769**
Ø 33,2 (#157) 37770**
Ø 33,4 (#158) 37771**
Ø 33,6 (#159) 37772**
Ø 33,8 (#160) 37773**
Ø 34,0 (#161) 37774**
Ø 34,2 (#162) 37775**
Ø 34,4 (#163) 37776**
Ø 34,6 (#164) 37777**
Ø 34,8 (#165) 37778**
Ø 35,0 (#166) 37779**
Ø 35,2 (#167) 37780**
Ø 35,4 (#168) 37781**
Ø 35,6 (#169) 37782**
Ø 35,8 (#170) 37783**
Ø 36,0 (#171) 37784**
Ø 36,2 (#172) 37785**
Ø 36,4 (#173) 37786**
Ø 36,6 (#174) 37787**
Ø 36,8 (#175) 37788**
Ø 37,0 (#176) 37789**
Ø 37,2 (#177) 37790**
Ø 37,4 (#178) 37791**
Ø 37,6 (#179) 37792**
Ø 37,8 (#180) 37793**
Ø 38,0 (#181) 37794**
Ø 38,2 (#182) 37795**
Ø 38,4 (#183) 37796**
Ø 38,6 (#184) 37797**
Ø 38,8 (#185) 37798**
Ø 39,0 (#186) 37799**
Ø 39,2 (#187) 37800**
Ø 39,4 (#188) 37801**
Ø 39,6 (#189) 37802**
Ø 39,8 (#190) 37803**
Ø 40,0 (#191) 37804**
Ø 40,2 (#192) 37805**
Ø 40,4 (#193) 37806**
Ø 40,6 (#194) 37807**
Ø 40,8 (#195) 37808**
Ø 41,0 (#196) 37809**
Ø 41,2 (#197) 37810**
Ø 41,4 (#198) 37811**
Ø 41,6 (#199) 37812**
Ø 41,8 (#200) 37813**
Ø 42,0 (#201) 37814**
Ø 42,2 (#202) 37815**
Ø 42,4 (#203) 37816**
Ø 42,6 (#204) 37817**
Ø 42,8 (#205) 37818**
Ø 43,0 (#206) 37819**
Ø 43,2 (#207) 37820**
Ø 43,4 (#208) 37821**
Ø 43,6 (#209) 37822**
Ø 43,8 (#210) 37823**
Ø 44,0 (#211) 37824**
Ø 44,2 (#212) 37825**
Ø 44,4 (#213) 37826**
Ø 44,6 (#214) 37827**
Ø 44,8 (#215) 37828**
Ø 45,0 (#216) 37829**
Ø 45,2 (#217) 37830**
Ø 45,4 (#218) 37831**
Ø 45,6 (#219) 37832**
Ø 45,8 (#220) 37833**
Ø 46,0 (#221) 37834**
Ø 46,2 (#222) 37835**
Ø 46,4 (#223) 37836**
Ø 46,6 (#224) 37837**
Ø 46,8 (#225) 37838**
Ø 47,0 (#226) 37839**
Ø 47,2 (#227) 37840**
Ø 47,4 (#228) 37841**
Ø 47,6 (#229) 37842**
Ø 47,8 (#230) 37843**
Ø 48,0 (#231) 37844**
Ø 48,2 (#232) 37845**
Ø 48,4 (#233) 37846**
Ø 48,6 (#234) 37847**
Ø 48,8 (#235) 37848**
Ø 49,0 (#236) 37849**
Ø 49,2 (#237) 37850**
Ø 49,4 (#238) 37851**
Ø 49,6 (#239) 37852**
Ø 49,8 (#240) 37853**
Ø 50,0 (#241) 37854**
Ø 50,2 (#242) 37855**
Ø 50,4 (#243) 37856**
Ø 50,6 (#244) 37857**
Ø 50,8 (#245) 37858**
Ø 51,0 (#246) 37859**
Ø 51,2 (#247) 37860**
Ø 51,4 (#248) 37861**
Ø 51,6 (#249) 37862**
Ø 51,8 (#250) 37863**
Ø 52,0 (#251) 37864**
Ø 52,2 (#252) 37865**
Ø 52,4 (#253) 37866**
Ø 52,6 (#254) 37867**
Ø 52,8 (#255) 37868**
Ø 53,0 (#256) 37869**
Ø 53,2 (#257) 37870**
Ø 53,4 (#258) 37871**
Ø 53,6 (#259) 37872**
Ø 53,8 (#260) 37873**
Ø 54,0 (#261) 37874**
Ø 54,2 (#262) 37875**
Ø 54,4 (#263) 37876**
Ø 54,6 (#264) 37877**
Ø 54,8 (#265) 37878**
Ø 55,0 (#266) 37879**
Ø 55,2 (#267) 37880**
Ø 55,4 (#268) 37881**
Ø 55,6 (#269) 37882**
Ø 55,8 (#270) 37883**
Ø 56,0 (#271) 37884**
Ø 56,2 (#272) 37885**
Ø 56,4 (#273) 37886**
Ø 56,6 (#274) 37887**
Ø 56,8 (#275) 37888**
Ø 57,0 (#276) 37889**
Ø 57,2 (#277) 37890**
Ø 57,4 (#278) 37891**
Ø 57,6 (#279) 37892**
Ø 57,8 (#280) 37893**
Ø 58,0 (#281) 37894**
Ø 58,2 (#282) 37895**
Ø 58,4 (#283) 37896**
Ø 58,6 (#284) 37897**
Ø 58,8 (#285) 37898**
Ø 59,0 (#286) 37899**
Ø 59,2 (#287) 37900**
Ø 59,4 (#288) 37901**
Ø 59,6 (#289) 37902**
Ø 59,8 (#290) 37903**
Ø 60,0 (#291) 37904**
Ø 60,2 (#292) 37905**
Ø 60,4 (#293) 37906**
Ø 60,6 (#294) 37907**
Ø 60,8 (#295) 37908**
Ø 61,0 (#296) 37909**
Ø 61,2 (#297) 37910**
Ø 61,4 (#298) 37911**
Ø 61,6 (#299) 37912**
Ø 61,8 (#300) 37913**
Ø 62,0 (#301) 37914**
Ø 62,2 (#302) 37915**
Ø 62,4 (#303) 37916**
Ø 62,6 (#304) 37917**
Ø 62,8 (#305) 37918**
Ø 63,0 (#306) 37919**
Ø 63,2 (#307) 37920**
Ø 63,4 (#308) 37921**
Ø 63,6 (#309) 37922**
Ø 63,8 (#310) 37923**
Ø 64,0 (#311) 37924**
Ø 64,2 (#312) 37925**
Ø 64,4 (#313) 37926**
Ø 64,6 (#314) 37927**
Ø 64,8 (#315) 37928**
Ø 65,0 (#316) 37929**
Ø 65,2 (#317) 37930**
Ø 65,4 (#318) 37931**
Ø 65,6 (#319) 37932**
Ø 65,8 (#320) 37933**
Ø 66,0 (#321) 37934**
Ø 66,2 (#322) 37935**
Ø 66,4 (#323) 37936**
Ø 66,6 (#324) 37937**
Ø 66,8 (#325) 37938**
Ø 67,0 (#326) 37939**
Ø 67,2 (#327) 37940**
Ø 67,4 (#328) 37941**
Ø 67,6 (#329) 37942**
Ø 67,8 (#330) 37943**
Ø 68,0 (#331) 37944**
Ø 68,2 (#332) 37945**
Ø 68,4 (#333) 37946**
Ø 68,6 (#334) 37947**
Ø 68,8 (#335) 37948**
Ø 69,0 (#336) 37949**
Ø 69,2 (#337) 37950**
Ø 69,4 (#338) 37951**
Ø 69,6 (#339) 37952**
Ø 69,8 (#340) 37953**
Ø 70,0 (#341) 37954**
Ø 70,2 (#342) 37955**
Ø 70,4 (#343) 37956**
Ø 70,6 (#344) 37957**
Ø 70,8 (#345) 37958**
Ø 71,0 (#346) 37959**
Ø 71,2 (#347) 37960**
Ø 71,4 (#348) 37961**
Ø 71,6 (#349) 37962**
Ø 71,8 (#350) 37963**
Ø 72,0 (#351) 37964**
Ø 72,2 (#352) 37965**
Ø 72,4 (#353) 37966**
Ø 72,6 (#354) 37967**
Ø 72,8 (#355) 37968**
Ø 73,0 (#356) 37969**
Ø 73,2 (#357) 37970**
Ø 73,4 (#358) 37971**
Ø 73,6 (#359) 37972**
Ø 73,8 (#360) 37973**
Ø 74,0 (#361) 37974**
Ø 74,2 (#362) 37975**
Ø 74,4 (#363) 37976**
Ø 74,6 (#364) 37977**
Ø 74,8 (#365) 37978**
Ø 75,0 (#366) 37979**
Ø 75,2 (#367) 37980**
Ø 75,4 (#368) 37981**
Ø 75,6 (#369) 37982**
Ø 75,8 (#370) 37983**
Ø 76,0 (#371) 37984**
Ø 76,2 (#372) 37985**
Ø 76,4 (#373) 37986**
Ø 76,6 (#374) 37987**
Ø 76,8 (#375) 37988**
Ø 77,0 (#376) 37989**
Ø 77,2 (#377) 37990**
Ø 77,4 (#378) 37991**
Ø 77,6 (#379) 37992**
Ø 77,8 (#380) 37993**
Ø 78,0 (#381) 37994**
Ø 78,2 (#382) 37995**
Ø 78,4 (#383) 37996**
Ø 78,6 (#384) 37997**
Ø 78,8 (#385) 37998**
Ø 79,0 (#386) 37999**
Ø 79,2 (#387) 38000**
Ø 79,4 (#388) 38001**
Ø 79,6 (#389) 38002**
Ø 79,8 (#390) 38003**
Ø 80,0 (#391) 38004**
Ø 80,2 (#392) 38005**
Ø 80,4 (#393) 38006**
Ø 80,6 (#394) 38007**
Ø 80,8 (#395) 38008**
Ø 81,0 (#396) 38009**
Ø 81,2 (#397) 38010**
Ø 81,4 (#398) 38011**
Ø 81,6 (#399) 38012**
Ø 81,8 (#400) 38013**
Ø 82,0 (#401) 38014**
Ø 82,2 (#402) 38015**
Ø 82,4 (#403) 38016**
Ø 82,6 (#404) 38017**
Ø 82,8 (#405) 38018**
Ø 83,0 (#406) 38019**
Ø 83,2 (#407) 38020**
Ø 83,4 (#408) 38021**
Ø 83,6 (#409) 38022**
Ø 83,8 (#410) 38023**
Ø 84,0 (#411) 38024**
Ø 84,2 (#412) 38025**
Ø 84,4 (#413) 38026**
Ø 84,6 (#414) 38027**
Ø 84,8 (#415) 38028**
Ø 85,0 (#416) 38029**
Ø 85,2 (#417) 38030**
Ø 85,4 (#418) 38031**
Ø 85,6 (#419) 38032**
Ø 85,8 (#420) 38033**
Ø 86,0 (#421) 38034**
Ø 86,2 (#422) 38035**
Ø 86,4 (#423) 38036**
Ø 86,6 (#424) 38037**
Ø 86,8 (#425) 38038**
Ø 87,0 (#426) 38039**
Ø 87,2 (#427) 38040**
Ø 87,4 (#428) 38041**
Ø 87,6 (#429) 38042**
Ø 87,8 (#430) 38043**
Ø 88,0 (#431) 38044**
Ø 88,2 (#432) 38045**
Ø 88,4 (#433) 38046**
Ø 88,6 (#434) 38047**
Ø 88,8 (#435) 38048**
Ø 89,0 (#436) 38049**
Ø 89,2 (#437) 38050**
Ø 89,4 (#438) 38051**
Ø 89,6 (#439) 38052**
Ø 89,8 (#440) 38053**
Ø 90,0 (#441) 38054**
Ø 90,2 (#442) 38055**
Ø 90,4 (#443) 38056**
Ø 90,6 (#444) 38057**
Ø 90,8 (#445) 38058**
Ø 91,0 (#446) 38059**
Ø 91,2 (#447) 38060**
Ø 91,4 (#448) 38061**
Ø 91,6 (#449) 38062**
Ø 91,8 (#450) 38063**
Ø 92,0 (#451) 38064**
Ø 92,2 (#452) 38065**
Ø 92,4 (#453) 38066**
Ø 92,6 (#454) 38067**
Ø 92,8 (#455) 38068**
Ø 93,0 (#456) 38069**
Ø 93,2 (#457) 38070**
Ø 93,4 (#458) 38071**
Ø 93,6 (#45

NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298

NICHT IM SET ENTHALTEN
(separat erhältlich)

Bohrer

Präzision	36118				
Ø 2,0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)	37614 (18-25 mm) ^S	37619 (18-25 mm) LS ^S
Ø 2,4/2,8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)	37618 (18-25 mm) ^S	37620 (18-25 mm) LS* ^S
Ø 3,0	32266 (7-10 mm)	32267 (7-15 mm)	32268 (10-18 mm)		
Ø 3,2	32269 (7-10 mm)	32270 (7-15 mm)	32271 (10-18 mm)	37616 (18-25 mm) ^S	
Ø 3,4	32272 (7-10 mm)	32273 (7-15 mm)	32274 (10-18 mm)	37617 (18-25 mm) ^S	
Ø 3,2/3,6	32263 (7-10 mm)	32264 (7-15 mm)	32265 (10-18 mm)		
Ø 3,8/4,2	32275 (7-10 mm)	32276 (7-15 mm)	32277 (10-18 mm)		
Ø 5,0	32278 (7-10 mm) ^S	32279 (7-15 mm) ^S	32280 (10-18 mm) ^S		



Knochenfräsen (mit Führung) Brånemark System

	NP	RP	WP
Ø 4,5	33392		
Ø 5,1		33393	
Ø 6,5			33495



Knochenfräsenführungen Brånemark System

NP	RP	WP
33496	33497	33498



Brånemark System® Counterbore

NP	RP	WP
32281	32283	32285




Gewindeschneider

	NP	RP	WP
Ø 3,3	37627 (7-15 mm)		
Ø 3,75		32290 (7-13 mm) ^B 32291 (7-18 mm) ^B	
Ø 4,0		33072 (7-13 mm) 33073 (7-18 mm)	
Ø 5,0			32292 (7-13 mm) 32293 (7-18 mm)
Ø 6,0			32294 (7-13 mm) ^S 32295 (7-18 mm) ^S



NobelSpeedy Tiefenmesslehre 18-25 mm

37692^S



B spezifisch für Brånemark System
S spezifisch für NobelSpeedy Groovy

* Artikel muss vor dem Aufsetzen des Deckels auf das Tray entfernt werden

NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298

NICHT IM SET ENTHALTEN
(separat erhältlich)

Implantateindreher

	NP	RP	WP
21 mm			29134*
26 mm	29126*		29135*
34 mm	29127*	29131	



Implantateindreher-Ratsche

	NP	RP	WP
12 mm			29136*
21 mm	29128*	29133	




Bohrerverlängerungsschaft

KI589B.204.



* Artikel nur im NobelSpeedy Groovy PureSet enthalten

Replace Select™ TC PureSet 87299



Replace Select™ TC PureSet 87299

IM SET ENTHALTEN

PUR0900	NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet Tray
28839	NobelReplace chirurgische Drehmomentratsche*
29149	Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm
32112	Richtungsindikator Ø 2/Ø 2,4–2,8 mm × 4
37791	Tiefenmesslehre 7–18 mm Z-förmig
300352	Implantatpaket-Aufbewahrungsbox
71580	Röntgenschablone - Replace Select TC
301382	Replace Select™ TC PureSet Wall Chart


Implantateindreher NobelReplace

	NP	RP
28 mm	36124	36126



* Artikel muss zur Reinigung auseinandergenommen werden

Replace Select™ TC PureSet 87299



Tiefenmesslehre 7-18 mm Z-förmig
37791




Präzisionsbohrer
36118*



Knochenfräse mit Führung
NobelReplace
NP Ø 4,6 36830*
RP Ø 5,3 36831*



Bohrer
Ø 2 (H1) 32296*
Ø 2,4/2,8 (H2) 32260*
Ø 3 (H3) 32266*
Ø 3,2 (H4) 32269*
Ø 3,4 (H5) 32272*
7-15 mm
Ø 2 (H1) 32297*
Ø 2,4/2,8 (H2) 32261*
Ø 3 (H3) 32267*
Ø 3,2 (H4) 32270*
Ø 3,4 (H5) 32273*
10-18 mm
Ø 2 (H1) 32299*
Ø 2,4/2,8 (H2) 32262*
Ø 3 (H3) 32268*
Ø 3,2 (H4) 32271*
Ø 3,4 (H5) 32274*



Brånemark System® manuelle
Drehmomentratsche Chirurgie
32110**




Manueller Schraubendreher
Unigrip™ 28 mm
29149***



Bohrerverlängerungsschaft
KI589B.204.



Richtungsindikator
Ø 2/Ø 2,4-2,8 mm
32112



Implantschraubendreher
NobelReplace
NP Kurz 36124
NP Long 36125*
RP Kurz 36126
RP Long 36127**



Gewindenschneider
NP Ø 3,3-7-15 mm 37627*
RP Ø 4,7-13 mm 38072*
RP Ø 4,7-18 mm 38073*

- * Artikel in diesem Set nicht enthalten
- ** Artikel muss zur Reinigung auseinandergenommen werden
- *** Schraubendreher in weiteren Längen erhältlich

Replace Select™ TC PureSet 87299

NICHT IM SET ENTHALTEN
(separat erhältlich)

Bohrer

Präzision	36118		
Ø 2,0	32296 (7–10 mm)	32297 (7–15 mm)	32299 (10–18 mm)
Ø 2,4/2,8	32260 (7–10 mm)	32261 (7–15 mm)	32262 (10–18 mm)
Ø 3,0	32266 (7–10 mm)	32267 (7–15 mm)	32268 (10–18 mm)
Ø 3,2	32269 (7–10 mm)	32270 (7–15 mm)	32271 (10–18 mm)
Ø 3,4	32272 (7–10 mm)	32273 (7–15 mm)	32274 (10–18 mm)



Knochenfräse mit Führung NobelReplace

	NP	RP
Ø 4,6	36830	
Ø 5,3		36831



Implantateindreher NobelReplace

	NP	RP
37 mm	36125	36127



Gewindeschneider

	NP	RP
Ø 3,3	37627 (7–15 mm)	
Ø 4,0		33072 (7–13 mm) 33073 (7–18 mm)



Bohrerverlängerungsschaft

KI589B.204.



NobelActive® Guided PureSet 87305



NobelActive® Guided PureSet 87305

IM SET ENTHALTEN

PUR0600	NobelActive Guided PureSet Tray
30909	Verankerungsstift Ø 1,5 mm
33065	Handstückverbinder
29149	Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm
29151	Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 20 mm
29167	Adapter für manuelle Drehmomentratsche Prothetik*
34584	NobelActive chirurgische Drehmomentratsche
301165	NobelActive Guided PureSet Produktübersicht

Guided Bohrerführungen

	NP	RP
Ø 2,0	32814	32815
Ø 2,8	32817	32818
Ø 3,2	35882	32822
Ø 3,6		35883
Ø 4,2		35884



Guided Einbringpfosten

NP	RP
35887	35888



Guided Verankerungsabutments

NP	RP
35890	35891



Guided Schleimhautstanzen

NP	RP
37153	37154



* Artikel muss zur Reinigung auseinandergenommen werden


NobelActive® Guided PureSet 87305

Guided Spiralbohrer
Ø 1,5 x 20 mm
33066*

Verankerungstift
Ø 1,5 mm
30909

Verankerungstift
Ø 1,5 mm Kurzschaft
34761*

Guided Schleimhautstanze
NP 37153
RP 37154
WP/6.0 (5.0) 37155**
WP/6.0 (5.5) 38060*



* Artikel in diesem Set nicht enthalten

** Artikel in diesem Set nicht enthalten und auch in anderen Längen erhältlich

*** Schraubendreher in weiteren Längen erhältlich

NobelActive® Guided PureSet 87305

NICHT IM SET ENTHALTEN
(separat erhältlich)

Guided Spiralbohrer

Ø 1,5 x 20 mm	33066	
---------------	-------	---

Guided Pilotspiralbohrer

Ø 1,5 (10+) 10–15 mm	37397	
----------------------	-------	---

Ø 2,0 (10+) 7–13 mm	33107	
---------------------	-------	---

Ø 2,0 (10+) 7–18 mm	32746	
---------------------	-------	---

Guided Gewindeschneider

	NP	RP	WP
Ø 3,5 mm	35878 (8,5–10 mm)		

Ø 4,3 mm		35879 (8,5–10 mm)	
----------	--	-------------------	--

Ø 5,0 mm		35880 (8,5–10 mm)	
----------	--	-------------------	--

Ø 5,5 mm			37946 (7–8,5 mm) 37947 (10–15 mm)
----------	--	--	--------------------------------------



Guided Einbringpfosten

RP	WP
35889	37948



Guided Handstück für Bohrerführungen

32813

Guided Schleimhautstanzen

RP	WP
37155	38060



Guided Gewindeschneider für dichten Knochen

NP	RP	WP
Ø 3,5 mm	38179 (8,5–18 mm)	

Ø 4,3 mm		38180 (8,5–18 mm)
----------	--	-------------------

Ø 5,0 mm		38181 (8,5–18 mm)
----------	--	-------------------

Ø 5,5 mm		38182 (7–8,5 mm) 38183 (10–15 mm)
----------	--	--------------------------------------



Guided Bohrerführungen

	RP	WP
Ø 2,0 mm	32816	32816

Ø 2,8 mm	38046	38046
----------	-------	-------

Ø 3,2 mm	35885	35885
----------	-------	-------

Ø 3,6 mm	32825	32825
----------	-------	-------

Ø 4,2 mm	35886	35886
----------	-------	-------

Ø 5,0 mm	32826	
----------	-------	--



Guided Verankerungsabutments

RP	WP
35892	37949



Guided Stufenspiralbohrer

	7–13 mm	7–18 mm
Ø 2,4/2,8 (10+)	35839	35844

Ø 2,8/3,2 (10+)	35840	35875
-----------------	-------	-------

Ø 3,2/3,6 (10+)	35841	35876
-----------------	-------	-------

Ø 3,8/4,2 (10+)	35842	35877
-----------------	-------	-------

Ø 4,2/4,6 (10+)	35843	38045
-----------------	-------	-------

Ø 4,2/5,0 (10+)	37934	37945
-----------------	-------	-------



Guided Startbohrer

Ø 2,0 (10+)	37152
-------------	-------




Guided Verankerungstifte

Ø 1,5 mm Kurzschaft	34761
---------------------	-------



NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306



NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

IM SET ENTHALTEN

PUR0700	NobelParallel CC Guided PureSet Tray
30909	Verankerungsstift Ø 1,5 mm
29149	Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm
29151	Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 20 mm
28839	Chirurgische Drehmomentratsche*
29167	Adapter für manuelle Drehmomentratsche Prothetik
33065	Handstückverbinder
301166	NobelParallel CC Guided PureSet Produktübersicht

Guided Bohrerführungen

	NP	RP
Ø 2,0 mm	32814	32815
Ø 2,8 mm	32817	32818
Ø 3,2 mm	35882	
Ø 3,6 mm		35883



Guided Schleimhautstanzen

NP	RP
38059	37154



Guided Einbringfosten

NP	RP
38065	38066



Guided Verankerungsabutments

NP	RP
38069	37158



* Artikel muss zur Reinigung auseinandergenommen werden


NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

Guided Spiralbohrer
Ø 1,5 x 20 mm
33066*

Verankerungsstift
Ø 1,5 mm
30909

Verankerungsstift
Ø 1,5 mm Kurzschaft
34761*

Guided Schleimhautstanze
NP 38059
RP 37154
WP/6.0 (5.0) 37155*
WP/6.0 (5.5) 38060*



Guided Startbohrer
37152*

Guided Schleimhautbohrer
Ø 2,4/2,8 (#3) 35844**
Ø 2,8/3,2 (#4) 35875**
Ø 3,2/3,6 (#5) 35879**
Ø 3,6/4,0 (#6) 35887**
Ø 4,0/4,4 (#7) 38045**
Ø 4,2/4,6 (#7) 38045**
Ø 4,2/4,6 (#8) 37945**

Prosthekeadapter
29167

Chirurgische Drehmomentratsche
28839

Guided Einbringpfosten
NP 38065
RP Ø 4,3 38066
RP Ø 5,0 38067*
WP Ø 5,5 38068*

Guided Verankerungs-
abutment
NP 38069
RP Ø 4,3 37158
RP Ø 5,0 37159*
WP Ø 5,5 38070*

Maschineller
Schraubendreher Unigrip™
29151***

Manueller
Schraubendreher Unigrip™
29149***

Handstückverbinder
33065

Guided Bohrerführung NP
NP Ø 3.75 32817
#3: Artikel 32817
#4: Artikel 35882

Guided Bohrerführung RP 4.3
#2: Artikel 32815
#3: Artikel 32815
#4: Artikel 35883
#5: Artikel 35883

Guided Bohrerführung RP 5.0
#2: Artikel 32814*
#3: Artikel 38046*
#4: Artikel 35885*
#5: Artikel 35885*
#6: Artikel 32823*
#7: Artikel 32823*

Guided Bohrerführung WP
#6: Artikel 32826*

Guided Kartellbohrer
NP Ø 3,75 38041*
NP Ø 4,3 38042*
RP Ø 4,3 38042*
RP Ø 5,0 38043*
WP Ø 5,5 38044*

Guided Gewindeschneider
7-10 mm
NP Ø 3,75 38047*
NP Ø 4,3 38048*
RP Ø 5,0 38051*
WP Ø 5,5 38054*

Guided Gewindeschneider
11-13 mm
NP Ø 4,3 38051*
RP Ø 4,3 38051*
RP Ø 5,0 38054*
WP Ø 5,5 38057*

Guided Gewindeschneider
15-18 mm
NP Ø 3,75 38049*
NP Ø 4,3 38052*
RP Ø 4,3 38052*
RP Ø 5,0 38053*
WP Ø 5,5 38058*




* Artikel in diesem Set nicht enthalten

** Artikel in diesem Set nicht enthalten und auch in anderen Längen erhältlich

*** Schraubendreher in weiteren Längen erhältlich

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

Guided Spiralbohrer

Ø 1,5 x 20 mm	33066	
Ø 2,0 (10+) 7-13 mm	33107	
Ø 2,0 (10+) 7-18 mm	32746	

Guided Bohrerführungen

	RP	WP
Ø 2,0 mm	32816	32816
Ø 2,8 mm	38046	38046
Ø 3,6 mm	35885	35885
Ø 4,2 mm	32825	32825
Ø 4,6 mm	35886	
Ø 5,0 mm	32826	



Guided Einbringpfosten

RP	WP
38067	38068



Guided Verankerungsabutmets

RP	WP
37159	38070



Guided Gewindeschneider

	NP	RP	WP
Ø 3,75	38047 (7-10 mm)	38048 (11,5-13 mm)	38049 (15-18 mm)
Ø 4,3		38050 (7-10 mm)	38051 (11,5-13 mm)
			38052 (15-18 mm)
Ø 5,0		38053 (7-10 mm)	38054 (11,5-13 mm)
			38055 (15-18 mm)
Ø 5,5			38056 (7-10 mm)
			38057 (11,5-13 mm)
			38058 (11,5-15 mm)



Guided Handstück für Bohrerführungen

32813	
-------	--

Guided Schleimhautstanzen

RP	WP
37155	38060



Guided Startbohrer

Ø 2,0 (10+)	37152
-------------	-------



Guided Verankerungsstifte

Ø 1,5 mm Kurzschaft	34761
---------------------	-------



NICHT IM SET ENTHALTEN
(separat erhältlich)

Guided Kortikalisbohrer

Ø 3,75	38061
Ø 4,3	38062
Ø 5,0	38063
Ø 5,5	38064




Guided Stufenspiralbohrer

	7-13 mm	7-18 mm
Ø 2,4/2,8 (10+)	35839	35844
Ø 2,8/3,2 (10+)	35840	35875
Ø 3,2/3,6 (10+)	35841	35876
Ø 3,8/4,2 (10+)	35842	35877
Ø 4,2/4,6 (10+)	35843	38045
Ø 4,2/5,0 (10+)	37934	37945



NobelReplace® CC Guided PureSet 87307





NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

IM SET ENTHALTEN

PUR0800	NobelReplace CC Guided PureSet Tray
30909	Verankerungsstift Ø 1,5 mm
29149	Manueller Schraubendreher Unigrip™ 28 mm
29151	Maschineller Schraubendreher Unigrip™ 20 mm
33065	Handstückverbinder
28839	Chirurgische Drehmomentratsche*
29167	Adapter für manuelle Drehmomentratsche Prothetik
301167	NobelReplace CC Guided PureSet Produktübersicht

Guided Bohrerführungen

	NP	RP	
Ø 2,0 mm	32814	32815	
RP auf NP		33018	

Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered

	NP	RP
13 mm	32844	32847
16 mm	32845	32848



Guided Bohrer Tapered

	NP	RP
(+) 8 mm	32827	32831
(+) 10 mm	32828	32832
(+) 11,5 mm	36119	36120
(+) 13 mm	32829	32833
(+) 16 mm	32830	32834



Guided Einbringpfosten

NP	RP
37149	37150



Guided Verankerungsabutments

NP	RP
37157	37158



Guided Schleimhautstanzen

NP	RP
37153	37154







Guided Gewindeschneider Tapered

NP	RP
37171	32858



* Artikel muss zur Reinigung auseinandergenommen werden

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307



* Artikel in diesem Set nicht enthalten
 ** Artikel in diesem Set nicht enthalten und auch in anderen Längen erhältlich
 *** Schraubendreher in weiteren Längen erhältlich

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

NICHT IM SET ENTHALTEN
(separat erhältlich)

Guided Spiralbohrer

Ø 1,5 x 20 mm 33066

Ø 2,0 x (10+) 8-16 mm 36123



Guided Bohrerführungen

RP

Ø 2,0 mm 32816



WP auf NP 33019



WP auf RP 33020



Guided Bohrer Tapered

WP

(+) 8 mm 32835

(+) 10 mm 32836

(+) 11,5 mm 36121

(+) 13 mm 32837

(+) 16 mm 32838



Guided Handstück für Bohrerführungen

32813



Spülkanüle

2042



Guided Verankerungsabutments

RP

37159



Guided Einbringpfosten

RP

37151



Guided Schleimhautstanze

RP

37155



Guided Gewindeschneider Tapered

WP

32860



Guided Bohrer für dichten Knochen Tapered

WP

13 mm

32850

16 mm

32851



Guided Kortikalisbohrer

Ø 3,5 37167

Ø 4,3 37168

Ø 5,0 37169



Guided Startbohrer

Ø 2,0 (10+) 37152




Guided Verankerungstifte


Ø 1,5 mm Kurzschaft 34761



Prothetik



Prosthetic PureSet



Prosthetic PureSet Basic

87301

PUR0500 Prosthetic PureSet™ Tray

301232 Produktübersicht Prosthetic PureSet Basic

Maschinelles Schraubendreher Unigrip™

20 mm 29151



30 mm 29153



Maschinelles Schraubendreher Omnigrip

20 mm 37379



30 mm 37381



Maschinelles Schraubendreher Multi-unit

21 mm 29158



Handstück für Maschineninstrumente

29161



Manuelle Drehmomentratsche Prothetik

29165




* Schraubendreher in weiteren Längen erhältlich



Handstück für
Maschinen-
instrumente
29161



Drehmomentratsche Prothetik
29165



Maschinelles Schraubendreher Omnigrip*
20 mm 37379
30 mm 37381



Maschinelles Schraubendreher Unigrip™
20 mm 29151
30 mm 29153



Maschinelles Schraubendreher Multi-unit
21 mm 29158

Prosthetic PureSet Nobel Biocare N1™ 87302

PUR0500 Nobel Biocare N1™ PureSet™ Tray

301076 Produktübersicht Prosthetic PureSet

Maschinelles Schraubendreher Unigrip™

30 mm 29153



Maschinelles Schraubendreher Omnigrip Mini

28 mm 300853



Maschinelles Schraubendreher Nobel Biocare N1™ Basis

28 mm 300903



Maschinelles Schraubendreher Multi-unit

21 mm 29158



* Schraubendreher in weiteren Längen erhältlich


Handstück für Maschineninstrumente

29161




Manuelle Drehmomentratsche Prothetik Nobel Biocare N1™

301082



Handstück für
Maschinen-
instrumente
29161

Drehmomentratsche Prothetik
NB N1
301082



Maschinelles Schraubendreher Unigrip™**
30 mm 29153

Maschinelles Schraubendreher Omnigrip Mini
28 mm 300853

Maschinelles Schraubendreher NB N1 Basis
28 mm 300903

Maschinelles Schraubendreher Multi-unit
21 mm 29158

Prosthetic PureSet 87353

PUR0500 Prosthetic PureSet™ Tray

301076 Produktübersicht Prosthetic PureSet

Maschinelles Schraubendreher Unigrip™

30 mm 29153



Maschinelles Schraubendreher Omnigrip Mini

28 mm 300853



Maschinelles Schraubendreher Omnigrip

30 mm 37381



Maschinelles Schraubendreher Nobel Biocare N1™ Basis

28 mm 300903



Maschinelles Schraubendreher Multi-unit

21 mm 29158



* Schraubendreher in weiteren Längen erhältlich

Handstück für Maschineninstrumente

29161



Manuelle Drehmomentratsche Prothetik

29165



Manuelle Drehmomentratsche Prothetik Nobel Biocare N1™


301082



Handstück für
Maschinen-
instrumente
29161



Drehmomentratsche Prothetik
29165



Maschinelles Schraubendreher Unigrip™**
30 mm 29153

Maschinelles Schraubendreher Omnigrip Mini
28 mm 300853

Maschinelles Schraubendreher Omnigrip
30 mm 37381

Maschinelles Schraubendreher Nobel Biocare N1 Basis
28 mm 300903

Maschinelles Schraubendreher Multi-Unit
21 mm 29158

Drehmomentratsche Prothetik Nobel Biocare N1
301082

Zusätzliche Prothetikinstrumente

NICHT IM SET ENTHALTEN
(separat erhältlich)

Schraubendreher Omnigrip Mini

300852	Maschinelles Schraubendreher Omnigrip™ Mini 20 mm
300854	Maschinelles Schraubendreher Omnigrip™ Mini 36 mm
300855	Manueller Schraubendreher Omnigrip™ Mini 20 mm
300856	Manueller Schraubendreher Omnigrip™ Mini 36 mm

Schraubendreher Nobel Biocare N1™ Basis

300904	Maschinelles Schraubendreher Nobel Biocare N1™ Basis 36 mm
301135	Manueller Schraubendreher Nobel Biocare N1™ Basis 28 mm
301136	Manueller Schraubendreher Nobel Biocare N1™ Basis 36 mm

Unigrip™ Schraubendreher

29148	Manueller Schraubendreher Unigrip 20 mm
29149	Manueller Schraubendreher Unigrip 28 mm
29150	Manueller Schraubendreher Unigrip 36 mm
29151	Maschinelles Schraubendreher Unigrip 20 mm
29152	Maschinelles Schraubendreher Unigrip 25 mm
29154	Maschinelles Schraubendreher Unigrip 35 mm

Multi-unit-Schraubendreher

29156	Manueller Schraubendreher Multi-unit 25 mm
29157	Manueller Schraubendreher Multi-unit Brånemark System WP 25 mm
29159	Maschinelles Schraubendreher Multi-unit Brånemark System WP 20 mm

Omnigrip Schraubendreher

37376	Manueller Schraubendreher Omnigrip 20 mm
37377	Manueller Schraubendreher Omnigrip 28 mm
37378	Manueller Schraubendreher Omnigrip 36 mm
37379	Maschinelles Schraubendreher Omnigrip 20 mm
37380	Maschinelles Schraubendreher Omnigrip 25 mm
37382	Maschinelles Schraubendreher Omnigrip 35 mm

Schraubendreher On1 Basis

38752	On1 Maschinelles Schraubendreher 21 mm
38753	On1 Manueller Schraubendreher 25 mm

Schraubendreher NobelPearl

300661	NobelPearl Schraubendreher RP/WP 19 mm
300678	NobelPearl Schraubendreher RP/WP 23 mm
300681	NobelPearl Schraubendreher RP/WP 28 mm

Deckschraubendreher Brånemark System

DIB 097-0	Deckschraubendreher Brånemark System Sechskant
-----------	--


Schraubendreher Locator-System von Zest Dental Solutions und Kugelkopf-Abutments

REF08008	0,050" (1,25 mm) Sechskant-Schraubendreher
REF08913	Locator Eindreh Schlüssel 23 mm
REF08914	Locator Eindreh Schlüssel 29 mm
29026	Manueller Schraubendreher Kugelkopf-Abutment 22 mm
29027	Maschinelles Schraubendreher Kugelkopf-Abutment 24 mm

Schraubendreher Scanbody von Elos

C13485	Elos Accurate Manueller Schraubendreher kurz 0,9 Hex
C13048	Elos Accurate Manueller Schraubendreher lang 0,9 Hex


Zubehör



PureSet Tray Zubehör

Ersatzteile

PUR0201	NobelActive/NobelParallel CC PureSet Einsatz
PUR0301	NobelReplace CC PureSet Einsatz
PUR0401	Nobel Biocare N1™ PureSet Einsatz
PUR0501	Prosthetic PureSet Tray Einsatz
PUR0601	NobelActive Guided PureSet Einsatz
PUR0701	NobelParallel CC Guided PureSet Einsatz
PUR0801	NobelReplace CC Guided PureSet Einsatz
PUR0901	NobelSpeedy Groovy/Brånemark/Replace Select TC PureSet Einsatz



ONLINE BESTELLEN

Unser gesamtes Sortiment an Implantaten und vorgefertigter Prothetik kann rund um die Uhr über den Nobel Biocare Online-Store bestellt werden.

nobelbiocare.com/store

TELEFONISCH BESTELLEN

Rufen Sie unseren Kundenservice an oder wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

LEBENSLANGE GARANTIE

Gilt für alle Implantate von Nobel Biocare, einschließlich vorgefertigter prothetischer Komponenten. Weitere Informationen finden Sie unter:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/pureset



88119 DE 2207 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2022. Alle Rechte vorbehalten. Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter www.nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Haftungsausschluss: Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Vertriebsniederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Nur zur Verschreibung. Achtung: Laut US-Bundesgesetzen darf dieses Produkt nur an zugelassene Behandler, medizinische Fachkräfte oder Behandler oder auf deren Anordnung hin verkauft werden. Für die vollständigen Informationen zur Verschreibung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen ziehen Sie die Gebrauchsanweisung zu Rate.