

Peça de mão cirúrgica Zygoma

Descrição geral do produto

nobelbiocare.com/drillunits



A solução para a colocação de implantes zigomáticos que proporciona facilidade de acesso aos leitos a tratar, manuseamento seguro e sem esforço e arrefecimento do leito

Concebido para fácil acesso ao leito a tratar

O ângulo da peça de mão é concebido para um acesso otimizado em procedimentos complexos na área da arcada zigomática.



Manuseamento seguro

A peça de mão 20:1 com o sistema de contra-ângulo de mandril combina um manuseamento seguro com uma elevada concentricidade.



Manuseamento sem esforço

O desenho ergonómico da peça de mão garante um manuseamento sem fadiga.



Arrefecimento do leito

O spray de arrefecimento externo emerge na ponta do instrumento e arrefece o leito cirúrgico.





Dados técnicos

Rácio de transmissão	20:1
Conexão com o motor	ISO 3964
Instrumentos rotativos	Ø 2.35 mm
Velocidade máxima de funcionamento	50.000 rpm
Torque máximo no instrumento rotativo	70 Ncm
Torque máximo no instrumento rotativo utilizando o instrumento rotativo com hexágono	105 Ncm

Peça de mão cirúrgica Zygoma

NB30095000	Surgical Handpiece Zygoma SZ-75, 20:1
------------	---------------------------------------

ENCOMENDAS ONLINE

Encomende toda a nossa gama de implantes e restaurações protéticas pré-fabricadas 24 horas por dia através da loja Nobel Biocare online.

nobelbiocare.com/store

ENCOMENDAS PELO TELEFONE

Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente ou o seu representante comercial.

GARANTIA VITALÍCIA

Em todos os implantes da Nobel Biocare, incluindo componentes protéticos pré-fabricados. Para mais informações visite:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/drillunits



87489 PT 2104 Impresso na UE © Nobel Biocare Services AG, 2020. Todos os direitos reservados. Distribuído por: Nobel Biocare. Nobel Biocare, o logótipo da Nobel Biocare e todas as restantes marcas comerciais são, caso não exista nenhuma declaração adicional ou isso não seja evidente pelo contexto de determinados casos, marcas comerciais da Nobel Biocare. Consulte nobelbiocare.com/trademarks para obter mais informações. As imagens dos produtos não estão necessariamente à escala. Todas as imagens dos produtos são apenas para fins ilustrativos e podem não ser uma representação exata do produto. Contacte o representante de vendas local da Nobel Biocare para conhecer a gama atual de produtos e a respetiva disponibilidade. Limitação de responsabilidade: Uso exclusivo por receita médica. Atenção: as leis federais (EUA) ou as leis vigentes na sua jurisdição restringem a venda ou encomenda deste dispositivo a médicos dentistas, profissionais de saúde ou médicos autorizados. Consulte nas Instruções de Utilização todas as informações de prescrição, incluindo as indicações, contraindicações, avisos e precauções. A Zygoma handpiece é um dispositivo fabricado pela W&H e distribuído pela Nobel Biocare Services AG, Suíça.