



OsseoSet™ 300

SIMPLIFICAR
o processo
de tratamento

Descrição geral do produto



OsseoSet 300

Simplifica o processo de tratamento.

Fácil de utilizar

Ecrã tátil a cores com um menu de fácil utilização e uma superfície de vidro para uma limpeza fácil.

Para o assistente dentário

O desenho da bomba faz com que seja rápido e seguro inserir o tubo de irrigação.

Campo de visão claro, iluminado e amplo

As excelentes condições de iluminação permitem obter resultados de tratamento precisos.

Colocação segura

O controlo de torque automático permite um torque preciso. Pode ser ajustado entre 5 e 80 Ncm.

Ideal para vários utilizadores

Os protocolos de perfuração podem ser personalizados para várias cirurgias numa mesma clínica.

Função de corte de rosca automática

Ajuda-o a colocar implantes em osso denso. Minimiza a compressão desnecessária do osso.



Linha de produtos OsseoSet 300

OsseoSet 300

87287	OsseoSet 300 1023, NW, 19LC, WS-75, 230V ¹
87288	OsseoSet 300 1023, N2, 19LC, WS-75, 230V ²
87289	OsseoSet 300 1015, NW, 19LC, WS-75, 120V (US) ¹
87290	OsseoSet 300 1015, N2, 19LC, WS-75, 120V (US) ²



Acessórios para o OsseoSet 300

NB30033001	Surgical Contra-angle WS-75 L, 20:1
NB30056000	Surgical Handpiece S-11, straight 1:1
NB30058001	Surgical Handpiece S-11 L, straight 1:1
NB30095000	Surgical Handpiece Zygoma SZ-75, 20:1
NB30281000	Motor with Cable 1.8 m EM-19 LC
NB04363600	Irrigation Tubing Set 2.2 m, for OsseoSet 300 (6/pkg)
NB02610500	Cannula Internal Cooling
NB07962790	Transportation Case
NB30285001 or NB30285000 ³	Foot control S-N2 CAN-Bus
NB30264002 or NB30264000 ³	Foot control S-NW CAN-Bus (wireless)



1 Inclui a unidade de perfuração OsseoSet 300, motor com cabo 1,8 m EM-19 LC, contra-ângulo cirúrgico WS-75 L, 20:1 e pedal de controle sem fios.

2 Inclui a unidade de perfuração OsseoSet 300, motor com cabo 1,8 m EM-19 LC, contra-ângulo cirúrgico WS-75 L, 20:1 e pedal de controle.

3 Consoante o mercado.

ENCOMENDAS ONLINE

Encomende toda a nossa gama de implantes e restaurações protéticas pré-fabricadas 24 horas por dia através da loja Nobel Biocare online.

nobelbiocare.com/store

ENCOMENDAS PELO TELEFONE

Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente ou o seu representante comercial.

GARANTIA VITALÍCIA

Em todos os implantes da Nobel Biocare, incluindo componentes protéticos pré-fabricados. Para mais informações visite:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/drillunits



88904 PT 2306 Impresso na UE © Nobel Biocare Services AG, 2023. Todos os direitos reservados. Salvo indicação em contrário ou obviedade em determinado contexto específico, Nobel Biocare, o logótipo Nobel Biocare e todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais da Nobel Biocare. Consulte nobelbiocare.com/pt-pt/marcas-registadas para obter mais informações. As imagens dos produtos não estão necessariamente à escala. Limitação da responsabilidade: alguns produtos poderão não estar em conformidade com a regulamentação para venda em todos os mercados. Contacte o representante de vendas local da Nobel Biocare para conhecer a gama actual de produtos e a respectiva disponibilidade. Uso exclusivo por receita médica. Atenção: as leis federais dos EUA restringem a venda ou encomenda deste dispositivo a médicos dentistas autorizados. Consulte nas instruções de utilização todas as informações de prescrição, incluindo as indicações, contraindicações, avisos e precauções.