



OsseoSet™ 300

SIMPLIFICA
el proceso
de tratamiento

Descripción de producto



OsseoSet 300

Simplifica el proceso de tratamiento.

Fácil de utilizar

Pantalla táctil de color con un menú intuitivo y una superficie de cristal para facilitar la limpieza.

Para el auxiliar dental

El diseño de la bomba está pensado para insertar el tubo de refrigerante de forma rápida y segura.

Campo de visión nítido, brillante y amplio

Las excelentes condiciones de iluminación facilitan obtener resultados de tratamiento precisos.

Colocación segura

El control automático del torque proporciona valores exactos. Se puede ajustar desde 5 hasta 80 Ncm.

Ideal para varios usuarios

Es posible personalizar los protocolos de fresado para varios cirujanos en una misma clínica.

Función automática de asistencia al fresado

Te ayuda a colocar implantes en hueso denso. Minimiza la compresión innecesaria del hueso.



Línea de productos de OsseoSet 300

OsseoSet 300

87287	OsseoSet 300 1023, NW, 19LC, WS-75, 230V ¹
87288	OsseoSet 300 1023, N2, 19LC, WS-75, 230V ²
87289	OsseoSet 300 1015, NW, 19LC, WS-75, 120V (US) ¹
87290	OsseoSet 300 1015, N2, 19LC, WS-75, 120V (US) ²



Accesorios para OsseoSet 300

NB30033001	Surgical Contra-angle WS-75 L, 20:1
NB30056000	Surgical Handpiece S-11, straight 1:1
NB30058001	Surgical Handpiece S-11 L, straight 1:1
NB30095000	Surgical Handpiece Zygoma SZ-75, 20:1
NB30281000	Motor with Cable 1.8 m EM-19 LC
NB04363600	Irrigation Tubing Set 2.2 m, for OsseoSet 300 (6/pkg)
NB02610500	Cannula Internal Cooling
NB07962790	Transportation Case
NB30285001 or NB30285000 ³	Foot control S-N2 CAN-Bus
NB30264002 or NB30264000 ³	Foot control S-NW CAN-Bus (wireless)



¹ Incluye unidad de fresado OsseoSet 300, motor con cable de 1,8 m EM-19 LC, contraángulo quirúrgico WS-75-L, 20:1 y pedal de control inalámbrico.

² Incluye unidad de fresado OsseoSet 300, motor con cable de 1,8 m EM-19 LC, contraángulo quirúrgico WS-75-L, 20:1 y pedal de control.

³ En función del mercado.

PEDIDOS ONLINE

Solicita la gama completa de nuestros implantes y prótesis prefabricadas durante las 24 horas del día a través de la tienda online de Nobel Biocare.

store.nobelbiocare.es

PEDIDOS POR TELÉFONO

Llama a nuestro Servicio de Atención al Cliente o contacta con tu Delegado Comercial.

GARANTÍA DE POR VIDA

En todos los implantes de Nobel Biocare incluidos los componentes protésicos prefabricados. Para obtener más información, visita:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/drillunits



88902 ES 2306 Impreso en la UE © Nobel Biocare Services AG, 2023. Reservados todos los derechos. Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales son, a menos que se especifique lo contrario o se deduzca claramente del contexto en algún caso, marcas comerciales de Nobel Biocare. Consultar nobelbiocare.com/trademarks para obtener más información. Las imágenes de productos no están necesariamente reproducidas a escala. Exención de responsabilidad: Puede que no se permita poner a la venta algunos productos en algunos países según la normativa. Ponte en contacto con la subsidiaria local de Nobel Biocare para conocer la gama de productos actual y su disponibilidad. Solo bajo prescripción facultativa. Precaución: la ley federal de Estados Unidos limita la venta de este dispositivo a través de o por prescripción de un odontólogo autorizado. Consultar toda la información sobre la prescripción en las instrucciones de uso, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.