


PureSet™

Descripción de producto



Contenido

Cirugía convencional

Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

NobelActive® PureSet 87294

NobelParallel™ CC PureSet 87295

NobelReplace® CC PureSet 87296

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

Replace Select™ TC PureSet 87299

Cirugía guiada

NobelActive® Guided PureSet 87305

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

Prótesis

Prosthetic PureSet Basic 87301

Prosthetic PureSet Nobel Biocare N1™ 87302

Prosthetic PureSet 87353

Accesorios

Accesorios para la bandeja PureSet

PureSet™

Los kits PureSet para cirugía convencional y cirugía guiada están disponibles para NobelActive, NobelParallel CC, NobelReplace CC y Nobel Biocare N1.

Los kits PureSet NobelSpeedy Groovy, Brånemark System y Replace Select TC están disponibles para cirugía convencional.

Para lograr una eficacia todavía mayor durante la cirugía convencional, dos de los sistemas de implantes líderes de Nobel Biocare (NobelActive y NobelParallel CC) se pueden almacenar en una misma bandeja, de modo que se requiere menos instrumental gracias a que sus protocolos de fresado son similares.

Sencillez, rapidez e higiene, todo en uno con PureSet

DISEÑOS SENCILLOS E INTUITIVOS

Ideado para reflejar los procedimientos quirúrgicos y facilitar la identificación de los componentes

RETENCIÓN SEGURA DEL INSTRUMENTAL


El instrumental quirúrgico está protegido y sujeto con resortes metálicos especiales.

HIGIENE INSUPERABLE

Las bandejas PureSet Trays están fabricadas en acero inoxidable¹ y diseñadas para una limpieza automatizada con pocos pasos manuales


AHORRO IMPORTANTE DE TIEMPO

Ahorro importante de tiempo ya que la bandeja y el instrumental permanecen juntos durante la limpieza y la esterilización




¹ Las bandejas PureSet están fabricadas en acero inoxidable, excepto las placas y las arandelas PureSet.

Cirugía CONVENCIONAL



Sistema Nobel Biocare N1™

87293



Sistema Nobel Biocare N1™ 87293

INCLUIDO EN EL KIT

PUR0400 Nobel Biocare N1™ PureSet™ Tray

301074 Radiographic Template Nobel Biocare N1™

301075 Wall Chart Nobel Biocare N1™ PureSet

Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC NP Short

28 mm 300905



Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC NP Long

37 mm 300906



Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC RP Short

28 mm 300907



Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC RP Long

37 mm 300908



Direction Indicator Nobel Biocare N1™

300918



OsseoShaper Extension Nobel Biocare N1™

300923



Depth Probe Nobel Biocare N1™

300924



Manual Torque Wrench Surgical Nobel Biocare N1™

301083



Screwdriver Machine Omnigrip Mini

28 mm 300853



Screwdriver Machine Nobel Biocare N1™ Base

28 mm 300903



Handle for Machine Instruments

29161



Sistema Nobel Biocare N1™ 87293

Screwdriver Machine Nobel Biocare N1 Base
28 mm 300903

OsseoShaper Extension NB N1
300923

Direction Indicator NB N1
300918

Depth Probe NB N1
300924


Screwdriver Machine Omnigrip Mini
28 mm 300853



Handle for machine
instruments
29161



Manual Torque Wrench Surgical NB N1
301083



Implant Driver NB N1 TCC NP Short
28 mm 300905

Implant Driver NB N1 TCC NP Long
37 mm 300906

Implant Driver NB N1 TCC RP Short
28 mm 300907

Implant Driver NB N1 TCC RP Short
37 mm 300908

Sistema Nobel Biocare N1™

87293

NO INCLUIDO EN EL KIT
(disponible para adquirir por separado)

Instrumental de preparación del lecho del implante

301401	OsseoDirector Nobel Biocare N1™ Ø 1.8-2.4 x 8-18 mm
301077	OsseoDirector Nobel Biocare N1™ Ø 1.8-2.4 x 8-14 mm
301081	Guided Pilot Drill Nobel Biocare N1™ Ø 2.0 mm
301078	Ø 3.5 Twist Step Drill Ø 2.5/3.4 x 10-14 mm
301422	Ø 4.0 Twist Step Drill Ø 3.3/3.8 x 8-18 mm
301079	Ø 4.0 Twist Step Drill Ø 3.3/3.8 x 8-14 mm



Abutment Retrieval Tool Nobel Biocare N1™ TCC

NP RP

300921 300922



Llave de torque protésica

301082 Manual Torque Wrench Prosthetic Nobel Biocare N1™



Destornilladores

300852	Screwdriver Machine Omnigrip™ Mini 20 mm
300854	Screwdriver Machine Omnigrip™ Mini 36 mm
300855	Screwdriver Manual Omnigrip™ Mini 20 mm
300856	Screwdriver Manual Omnigrip™ Mini 36 mm
300904	Screwdriver Machine Nobel Biocare N1™ Base 36 mm
301135	Screwdriver Manual Nobel Biocare N1™ Base 28 mm
301136	Screwdriver Manual Nobel Biocare N1™ Base 36 mm
29158	Screwdriver Machine Multi-unit 21 mm
29156	Screwdriver Manual Multi-unit 25 mm



Sistema Nobel Biocare N1™

87293

OsseoShaper 2 Nobel Biocare N1™

300892	Ø 3.5	3.5 x 9 mm
300893	Ø 3.5	3.5 x 11 mm
300894	Ø 3.5	3.5 x 13 mm
300895	Ø 4.0	4.0 x 7 mm
300896	Ø 4.0	4.0 x 9 mm
300897	Ø 4.0	4.0 x 11 mm
300898	Ø 4.0	4.0 x 13 mm
301179	Ø 4.0	4.0 x 15 mm



Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC

	NP	RP
Ø 4.0	300909	
Ø 5.2	300910	300910



Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC


	NP	RP
Ø 4.0	300911	
Ø 5.2	300915	300916



NO INCLUIDO EN EL KIT
(disponible para adquirir por separado)

NobelActive® PureSet 87294

NobelParallel™ CC PureSet 87295



NobelActive® PureSet 87294

PUR0200	NobelActive/NobelParallel CC PureSet Tray
34584	NobelActive Manual Torque Wrench Surgical*
32180	Surgical Driver
32112	Direction Indicator Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm × 4
37791	Depth Probe 7-18 mm Z-shaped
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
300352	Implant Package Organizer
37887	NobelActive Radiographic Template
300781	NobelActive/NobelParallel CC PureSet Tray Wall Chart

Implant Drivers

	3.0	NP	RP	WP
28 mm	36773	36718	36720	37859
37 mm	36774	36719	36721	37860



NobelParallel™ CC PureSet 87295

PUR0200	NobelActive/NobelParallel CC PureSet Tray
28839	NobelReplace Manual Torque Wrench Surgical*
32112	Direction Indicator Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm × 4
37791	Depth Probe 7-18 mm Z-shaped
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
300352	Implant Package Organizer
37792	NobelParallel Radiographic Template
300781	NobelActive/NobelParallel CC PureSet Tray Wall Chart

Implant Drivers

	NP	RP	WP
28 mm	36718	36720	37859
37 mm	36719	36721	37860



INCLUIDO EN EL KIT

* Artículo a desmontar para limpieza

NobelActive® PureSet

87294

NobelParallel™ CC PureSet

87295

Depth Probe 7-18 mm
37791

Precision Drill
36118*

Bone Mill (with Guide) CC
3.0 Ø 4.0 37861A*
NP Ø 4.4 37863*
NP Ø 5.2 37866*
RP Ø 6.2 37867*
WP Ø 6.7 37869*

Bone Mill Guide CC
3.0 37862-A*
NP 37865*
RP 37868*
WP 37870*

Direction Indicator
32112

Screwdriver
manual Unigrip 28 mm
29149***

Shank Extension
K1589B.204.

Surgical Driver
32180*

NobelActive Manual
Torque Wrench Surgical
34584A**

NobelReplace Manual
Torque Wrench Surgical
28839P**

Screw Tap^A
Ø 3.0 36816*
NP 3.5 36236*
RP 4.3 36237*
RP 5.0 36238*
WP 5.5 (7-10) 37871*
WP 5.5 (11.5-15) 37872*

Cortical Drill^P
NP 3.75 38000*
RP 4.3 38001*
RP 5.0 38002*
WP 5.5 38003*

Screw Tap^P
NP 3.75 (7-13) 37990*
NP 3.75 (7-18) 37991*
RP 4.3 (7-13) 37992*
RP 4.3 (7-18) 37993*
RP 5.0 (7-13) 37994*
RP 5.0 (7-18) 37995*
WP 5.5 (7-10) 37996*
WP 5.5 (7-15) 37997*

Twist Drill
Ø 1.5 37294A
Ø 2 32297*

Twist Step Drill
Ø 2.4/2.8 mm 32261*
Ø 2.8/3.2 mm 34638*
Ø 3.2/3.6 mm 34639*
Ø 3.6/4.0 mm 32274*
Ø 4.0/4.4 mm 34582*
Ø 4.2/5.0 mm 37874*

Implant Driver 3.0
28 mm 36720
37 mm 36774A


Implant Driver NP
28 mm 36719
37 mm 36719

Implant Driver RP
28 mm 36720
37 mm 36721

Implant Driver WP
28 mm 37859
37 mm 37860

- * Artículo no incluido en este kit
** Artículo a desmontar para limpieza
*** Destornilladores disponibles en otras longitudes

A Especifico de NobelActive
P Especifico de NobelParallel



NobelActive® PureSet

87294

NobelParallel™ CC PureSet

87295

Drills

Precision	36118		
Ø 1.5	31278 (7-15 mm) ^A		
Ø 2.0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)
Ø 2.4/2.8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)
Ø 2.8/3.2	37873 (7-10 mm)	34638 (7-15 mm)	34639 (10-18 mm)
Ø 3.2/3.6	32263 (7-10 mm) ^P	32264 (7-15 mm)	32265 (10-18 mm)
Ø 3.8/4.2	32275 (7-10 mm) ^P	32276 (7-15 mm)	32277 (10-18 mm)
Ø 4.2/4.6	37874 (7-10 mm)	34582 (7-15 mm)	34583 (10-18 mm)
Ø 4.2/5.0	37875 (7-10 mm)	37876 (7-15 mm)	



Bone Mill Guides

3.0	NP	RP	WP
37862 ^A	37865	37868	37870



Shank Extension

KI589B.204.



Screw Taps NobelActive

	3.0	NP	RP	WP
Ø 3.0	36816			
Ø 3.5		36236		
Ø 4.3			36237	
Ø 5.0			36238	
Ø 5.5				37871 (7-10 mm) 37872 (11.5-15 mm)



Screw Taps NobelParallel CC

	NP	RP	WP
Ø 3.75	37990 (7-13 mm) 37991 (7-18 mm)		
Ø 4.3		37992 (7-13 mm) 37993 (7-18 mm)	
Ø 5.0		37994 (7-13 mm) 37995 (7-18 mm)	
Ø 5.5			37996 (7-10 mm) 37997 (7-15 mm)



Cortical Drills NobelParallel CC

	NP	RP	WP
Ø 3.75	38000		
Ø 4.3		38001	
Ø 5.0		38002	
Ø 5.5			38003



Bone Mills with Guide

	3.0	NP	RP	WP
Ø 4.0	37861 ^A			
Ø 4.4		37863		
Ø 5.2		37864	37866	
Ø 6.2			37867	
Ø 6.7				37869




A Solo para NobelActive
P Solo para NobelParallel CC

NO INCLUIDO EN EL KIT
(disponible para adquirir por separado)

NobelReplace® CC PureSet

87296



NobelReplace® CC PureSet 87296

INCLUIDO EN EL KIT

PUR0300	NobelReplace CC PureSet Tray
28839	NobelReplace Manual Torque Wrench Surgical*
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
300352	Implant Package Organizer
2042	Irrigation Needle
37320	NobelReplace Radiographic Template
300567	NobelReplace CC PureSet Wall Chart

Drills

	NP Ø 3.5	RP Ø 4.3	RP Ø 5.0
8 mm	32075	32076	32077
10 mm	29367	29370	29373
11.5 mm	36113	36114	36115
13 mm	29368	29371	29374
16 mm	29369	29372	29375



Dense Bone Drills

	NP Ø 3.5	RP Ø 4.3	RP Ø 5.0
13 mm	29377	29380	29383
16 mm	29378	29381	29384



Direction Indicators

NP	RP	WP
32255	32256	32257



Screw Taps

NP	RP	WP
36717	32090	32091



Implant Drivers

	NP	RP
28 mm	36718	36720
37 mm	36719	36721



* Artículo a desmontar para limpieza

NobelReplace® CC PureSet 87296


- * Artículo no incluido en este kit
- ** Artículo a desmontar para limpieza
- *** Destornilladores disponibles en otras longitudes

 Precision Drill
36118*

 Drill with Tip
Tapered 2 mm
36117*

 Bone Mill (with Guide) CC
NP Ø 4.4 37863*
NP Ø 5.2 37864*
RP Ø 5.2 37866*
RP Ø 6.2 37867*

 Bone Mill Guide CC
NP 37865*
RP 37868*



 Direction Indicator
Tapered
NP 32255
RP 32256
WP 32257

 Implant Driver NP
28 mm 36718
37 mm 36719

 Implant Driver RP
28 mm 36720
37 mm 36721

 Screw Tap Tapered
NP 3.5 36717
NP 3.5 36718
RP 4.3 36719
WP 5.0 36721

 Drill Tapered NP 3.5
8 mm 32075
10 mm 32076
11.5 mm 36113
13 mm 32077
16 mm 29369

 Drill Tapered RP 4.3
8 mm 32076
10 mm 29770
11.5 mm 36114
13 mm 29771
16 mm 29772

 Drill Tapered WP 5
8 mm 32077
10 mm 29773
11.5 mm 36115
13 mm 29774
16 mm 29775



NobelReplace Manual
Torque Wrench Surgical
28839**

 Screwdriver
manual Unigrip 28 mm
29149***

 Shank Extension
K1589B.204.

 Dense Bone Drill
Tapered 13 mm
NP 3.5 29377
RP 4.3 29380
WP 5.0 29383

 Dense Bone Drill
Tapered 16 mm
NP 3.5 29378
RP 4.3 29381
WP 5.0 29384

NobelReplace® CC PureSet 87296

NO INCLUIDO EN EL KIT
(disponible para adquirir por separado)

Bone Mills with Guide

	NP	RP
Ø 4.4	37863	
Ø 5.2	37864	37866
Ø 6.2		37867



Bone Mill Guides

NP	RP
37865	37868



Drills

36117	Drill with Tip Tapered 2 mm	
36118	Precision Drill	


Shank Extension

KI589B.204.



NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298



NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

INCLUIDO EN EL KIT

PUR0900	NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet Tray
DIB 097-0	Cover Screw Driver Brånemark System Hexagon
32110	Brånemark System Manual Torque Wrench Surgical*
32112	Direction Indicator Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm × 4
37791	Depth Probe 7-18 mm Z-shaped
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
300352	Implant Package Organizer
37628	NobelSpeedy Groovy Radiographic Template 7-25 mm**
33097	Brånemark System/NobelSpeedy Radiographic Template***
301381	NobelSpeedy Groovy/Brånemark System PureSet Wall Chart

Implant Drivers

	NP	RP	WP
21 mm		29129	29134**
26 mm	29126**	29130	29135**
34 mm	29127**		



Implant Driver Wrench


	NP	RP	WP
12 mm		29132	29136**
21 mm	29128**		



* Artículo a desmontar para limpieza

** Artículo incluido solo en NobelSpeedy Groovy PureSet

*** Artículo incluido solo en Brånemark System PureSet



NobelSpeedy Depth Probe 18-25 mm
37692**

Depth Probe 7-18 mm Z-shaped
37791



Direction Indicator
Ø 2 Ø 2.4
32112



Screwdriver
manual Unigrip 28 mm
29149**



Cover Screw Driver
Brånemark System
Headcap
DIB 097-0



Brånemark System Manual
Torque Wrench Surgical
32110**



Brånemark System
Counterbore
NP 32281*
RP 32283*
WP 32285*



Shank Extension
KI589B.204.



Screw Top
NP Ø 3.3 7-15 mm 37627*
RP Ø 3.75 7-13 mm 32290**
RP Ø 3.75 7-18 mm 32291**
RP Ø 4 7-13 mm 33072*
RP Ø 4 7-18 mm 33073*
WP Ø 5 7-13 mm 32292*
WP Ø 5 7-18 mm 32293*
WP Ø 6 7-13 mm 32294**
WP Ø 6 7-18 mm 32295**

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298




Precision Drill
36118*



Bone Mill (with Guide)
Brånemark System
NP Ø 4.5 33392*
RP Ø 5.1 33393*
WP Ø 6.5 33495*



Bone Mill Guide
Brånemark System
NP 33496*
RP 33497*
WP 33498*



Drill
7-10 mm

Ø 2 (#1) 32296*
Ø 2.4 (#2) 32260*
Ø 2.8 (#3) 32269*
Ø 3.2 (#4) 32269*
Ø 3.4 (#5) 32272*
Ø 3.7/3.6 (#6) 32263*
Ø 3.8/4.2 (#7) 32275*
Ø 5 (#8) 32278**

7-15 mm

Ø 2 (#1) 32297*
Ø 2.4 (#2) 32261*
Ø 3 (#3) 32267*
Ø 3.2 (#4) 32270*
Ø 3.4 (#5) 32273*
Ø 3.7/3.6 (#6) 32274*
Ø 3.8/4.2 (#7) 32276*
Ø 5 (#8) 32279**

10-18 mm

Ø 2 (#1) 32299*
Ø 2.4 (#2) 32262*
Ø 2.8 (#3) 32271*
Ø 3.2 (#4) 32271*
Ø 3.4 (#5) 32274*
Ø 3.7/3.6 (#6) 32265*
Ø 3.8/4.2 (#7) 32277*
Ø 5 (#8) 32280**

18-25 mm

Ø 2.0 (#1) 37614**
Ø 2.15 (#1) 37619**
Ø 2.4/2.8 (#2) 37618**
Ø 3.2 (#4) 37616**
Ø 3.4 (#5) 37617**



Implant Driver

Brånemark System
NP 26 mm 29127*
RP 21 mm 29127*
RP 21 mm 29129*
RP 26 mm 29130*
RP 34 mm 29131*
WP 21 mm 29134*
WP 26 mm 29135*



Implant Driver Wrench
Adapter Brånemark System

NP 12 mm 29132*
RP 12 mm 29132*
RP 21 mm 29133*
WP 12 mm 29136*

- * Artículo no incluido en este kit
** Artículo a desmontar para limpieza
*** Destornilladores disponibles en otras longitudes

B Especifico de Brånemark System
S Especifico de NobelSpeedy Groovy

NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298

Drills

Precision	36118				
Ø 2.0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)	37614 (18-25 mm) ^S	37619 (18-25 mm) LS ^S
Ø 2.4/2.8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)	37618 (18-25 mm) ^S	37620 (18-25 mm) LS ^{*S}
Ø 3.0	32266 (7-10 mm)	32267 (7-15 mm)	32268 (10-18 mm)		
Ø 3.2	32269 (7-10 mm)	32270 (7-15 mm)	32271 (10-18 mm)	37616 (18-25 mm) ^S	
Ø 3.4	32272 (7-10 mm)	32273 (7-15 mm)	32274 (10-18 mm)	37617 (18-25 mm) ^S	
Ø 3.2/3.6	32263 (7-10 mm)	32264 (7-15 mm)	32265 (10-18 mm)		
Ø 3.8/4.2	32275 (7-10 mm)	32276 (7-15 mm)	32277 (10-18 mm)		
Ø 5.0	32278 (7-10 mm) ^S	32279 (7-15 mm) ^S	32280 (10-18 mm) ^S		



Bone Mills (with Guide)

Brånemark System

	NP	RP	WP
Ø 4.5	33392		
Ø 5.1		33393	
Ø 6.5			33495



Bone Mill Guides Brånemark System

NP	RP	WP
33496	33497	33498



Brånemark System® Counterbore

NP	RP	WP
32281	32283	32285



NO INCLUIDO EN EL KIT
(disponible para adquirir por separado)


Screw Taps

	NP	RP	WP
Ø 3.3	37627 (7-15 mm)		
Ø 3.75		32290 (7-13 mm) ^B 32291 (7-18 mm) ^B	
Ø 4.0		33072 (7-13 mm) 33073 (7-18 mm)	
Ø 5.0			32292 (7-13 mm) 32293 (7-18 mm)
Ø 6.0			32294 (7-13 mm) ^S 32295 (7-18 mm) ^S



NobelSpeedy Depth Probe 18-25 mm

37692^S



B Específico de Brånemark System

S Específico de NobelSpeedy Groovy

* Artículo que debe retirarse antes de colocar la tapa en la bandeja

NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298

NO INCLUIDO EN EL KIT
(disponible para adquirir por separado)

Implant Drivers

	NP	RP	WP
21 mm			29134*
26 mm	29126*		29135*
34 mm	29127*	29131	



Implant Driver Wrench

	NP	RP	WP
12 mm			29136*
21 mm	29128*	29133	



Shank Extension


KI589B.204.



* Artículo incluido solo en NobelSpeedy Groovy PureSet

Replace Select™ TC PureSet

87299



Replace Select™ TC PureSet 87299

INCLUIDO EN EL KIT


PUR0900	NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet Tray
28839	NobelReplace Manual Torque Wrench Surgical*
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
32112	Direction Indicator Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm × 4
37791	Depth Probe 7-18 mm Z-shaped
300352	Implant Package Organizer
71580	Radiographic Template - Replace Select TC
301382	Replace Select™ TC PureSet Wall Chart

Implant Drivers NobelReplace		
	NP	RP
28 mm	36124	36126



* Artículo a desmontar para limpieza

Replace Select™ TC PureSet 87299



Depth Probe 7-18 mm Z-shaped
37791



Precision Drill
36118*



Bone Mill with
Guide NobelReplace
NP Ø 4.6 36830*
RP Ø 5.3 36831*



Drill bit

Ø 2 (#1) 32296*
Ø 2,4/2,8 (#2) 32260*
Ø 3 (#3) 32266*
Ø 3,2 (#4) 32269*
Ø 3,4 (#5) 32272*

7-15 mm

Ø 2 (#1) 32297*
Ø 2,4/2,8 (#2) 32261*
Ø 3 (#3) 32267*
Ø 3,2 (#4) 32270*
Ø 3,4 (#5) 32273*

10-18 mm

Ø 2 (#1) 32299*
Ø 2,4/2,8 (#2) 32262*
Ø 3 (#3) 32268*
Ø 3,2 (#4) 32271*
Ø 3,4 (#5) 32274*




Brånemark System® Manual
Torque Wrench Surgical
32110**



Screwdriver
manual Unigrip 28 mm
29149***



Shank Extension
K1589B.204.



Direction Indicator
Ø 2/Ø 2,4-2,8 mm
32112

Implant Driver
NobelReplace
NP Short 36124
NP Long 36125*
RP Short 36126
RP Long 36127*

Screw Top
NP Ø 3,3 7-15 mm 37627*
RP Ø 4,7-13 mm 33072*
RP Ø 4,7-18 mm 33073*

- * Artículo no incluido en este kit
- ** Artículo a desmontar para limpieza
- *** Destornilladores disponibles en otras longitudes

Replace Select™ TC PureSet 87299

NO INCLUIDO EN EL KIT
(disponible para adquirir por separado)

Drills

Precision	36118		
Ø 2.0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)
Ø 2.4/2.8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)
Ø 3.0	32266 (7-10 mm)	32267 (7-15 mm)	32268 (10-18 mm)
Ø 3.2	32269 (7-10 mm)	32270 (7-15 mm)	32271 (10-18 mm)
Ø 3.4	32272 (7-10 mm)	32273 (7-15 mm)	32274 (10-18 mm)



Bone Mill with Guide NobelReplace

	NP	RP
Ø 4.6	36830	
Ø 5.3		36831



Implant Drivers NobelReplace

	NP	RP
37 mm	36125	36127



Screw Taps

	NP	RP
Ø 3.3	37627 (7-15 mm)	
Ø 4.0		33072 (7-13 mm) 33073 (7-18 mm)



Shank Extension

KI589B.204.



Table 1: Bone density and drill selection

Bone density	Soft	Medium	Dense
Ap 04.5	1 (0) S	23 (0) S	234 S
RP 04.5	23 (0) S	235 S	235 (0) S
WP 05.5	235 S	2356 S	2356 (7) S
235 (0) S	2356 (0) S	2356 S	2356 S

NobelActive® Guided PureSet 87305



NobelActive® Guided PureSet 87305

INCLUIDO EN EL KIT

PUR0600	NobelActive Guided PureSet Tray
30909	Guided Anchor Pin Ø 1.5 mm
33065	Handpiece Connector
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
29151	Screwdriver Machine Unigrip 20 mm
29167	Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic*
34584	NobelActive Manual Torque Wrench Surgical
301165	NobelActive Guided PureSet Wall Chart

Guided Drill Guides

	NP	RP
Ø 2.0	32814	32815
Ø 2.8	32817	32818
Ø 3.2	35882	32822
Ø 3.6		35883
Ø 4.2		35884



Guided Implant Mounts

NP	RP
35887	35888



Guided Template Abutments

NP	RP
35890	35891



Guided Tissue Punches

NP	RP
37153	37154



* Artículo a desmontar para limpieza


NobelActive® Guided PureSet 87305

Guided Twist Drill
Ø 1.5 x 20 mm
33066*

Guided Anchor
Pin Ø 1.5 mm
30909

Guided Anchor Pin
Ø 1.5 mm short shaft
34761*

Guided Tissue Punch
NP 37153
RP 37154
WP/6.0 (5.0) 37155*
WP/6.0 (5.5) 38060*



Guided Drill Guide NP
#2: Referencia 32814
#3: Referencia 32815
#4: Referencia 35882

Guided Drill Guide RP 4.3
#2: Referencia 32818
#3: Referencia 32819
#4: Referencia 32822
#5: Referencia 35883
#6: Referencia 35884

Guided Drill Guide RP 5.0
#2: Referencia 32824
#3: Referencia 32825
#4: Referencia 35885
#5: Referencia 32825*
#6: Referencia 35886

Guided Drill Guide WP
#7: Referencia 35886*
#8: Referencia 32826*

Guided Screw Top
NP Ø 3.5 35878*
NP Ø 4.3 35879*
RP Ø 5.0 35880*
WP Ø 5.5 37945*
WP Ø 5.5 37946*
WP Ø 5.5 37947*

Guided DB Screw Top
NP Ø 3.5 38179*
NP Ø 4.3 38180*
RP Ø 5.0 38181*
WP Ø 5.5 38182*
WP Ø 5.5 38183*

Screwdriver Machine Ungrip
29151***

Screwdriver Manual Ungrip
29149***

- * Artículo no incluido en este kit
- ** Artículo no incluido en este kit y disponible además en otras longitudes
- *** Destornilladores disponibles en otras longitudes

NobelActive® Guided PureSet 87305

NO INCLUIDO EN EL KIT
(disponible para adquirir por separado)

Guided Twist Drill

Ø 1.5 x 20 mm	33066	
---------------	-------	---

Guided Pilot Twist Drills

Ø 1.5 (10+) 10-15 mm	37397	
Ø 2.0 (10+) 7-13 mm	33107	
Ø 2.0 (10+) 7-18 mm	32746	

Guided Screw Tap

NP	RP	WP
Ø 3.5 mm	35878 (8.5-10 mm)	
Ø 4.3 mm	35879 (8.5-10 mm)	
Ø 5.0 mm	35880 (8.5-10 mm)	
Ø 5.5 mm		37946 (7-8.5 mm) 37947 (10-15 mm)



Guided Implant Mounts

RP	WP
35889	37948



Guided Tissue Punches

RP	WP
37155	38060



Handle for Guided Drill Guide

32813	
-------	--

Guided Dense Bone Screw Tap

NP	RP	WP
Ø 3.5 mm	38179 (8.5-18 mm)	
Ø 4.3 mm	38180 (8.5-18 mm)	
Ø 5.0 mm	38181 (8.5-18 mm)	
Ø 5.5 mm		38182 (7-8.5 mm) 38183 (10-15 mm)



Guided Drill Guides

	RP	WP
Ø 2.0 mm	32816	32816
Ø 2.8 mm	38046	38046
Ø 3.2 mm	35885	35885
Ø 3.6 mm	32825	32825
Ø 4.2 mm	35886	35886
Ø 5.0 mm		32826



Guided Twist Step Drills

	7-13 mm	7-18 mm
Ø 2.4/2.8 (10+)	35839	35844
Ø 2.8/3.2 (10+)	35840	35875
Ø 3.2/3.6 (10+)	35841	35876
Ø 3.8/4.2 (10+)	35842	35877
Ø 4.2/4.6 (10+)	35843	38045
Ø 4.2/5.0 (10+)	37934	37945



Guided Start Drill

Ø 2.0 (10+)	37152
-------------	-------



Guided Template Abutments

RP	WP
35892	37949




Guided Anchor Pins

Ø 1.5 mm Short Shaft	34761
----------------------	-------



NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306



NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

INCLUIDO EN EL KIT

PUR0700	NobelParallel CC Guided PureSet Tray
30909	Guided Anchor Pin Ø 1.5 mm
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
29151	Screwdriver Machine Unigrip 20 mm
28839	Manual Torque Wrench Surgical*
29167	Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic
33065	Handpiece Connector
301166	NobelParallel CC Guided PureSet Wall Chart

Guided Drill Guides

	NP	RP
Ø 2.0 mm	32814	32815
Ø 2.8 mm	32817	32818
Ø 3.2 mm	35882	
Ø 3.6 mm		35883



Guided Tissue Punches

NP	RP
38059	37154



Guided Implant Mounts

NP	RP
38065	38066




Guided Template Abutments

NP	RP
38069	37158



* Artículo a desmontar para limpieza

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306



* Artículo no incluido en este kit

** Artículo no incluido en este kit y disponible además en otras longitudes

*** Destornilladores disponibles en otras longitudes

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

NO INCLUIDO EN EL KIT
(disponible para adquirir por separado)

Guided Twist Drills

Ø 1.5 x 20 mm	33066	
Ø 2.0 (10+) 7-13 mm	33107	
Ø 2.0 (10+) 7-18 mm	32746	

Guided Drill Guides

	RP	WP
Ø 2.0 mm	32816	32816
Ø 2.8 mm	38046	38046
Ø 3.6 mm	35885	35885
Ø 4.2 mm	32825	32825
Ø 4.6 mm		35886
Ø 5.0 mm		32826



Guided Implant Mounts

RP	WP
38067	38068



Guided Template Abutments

RP	WP
37159	38070



Guided Screw Tap

	NP	RP	WP
Ø 3.75	38047 (7-10 mm) 38048 (11.5-13 mm) 38049 (15-18 mm)		
Ø 4.3		38050 (7-10 mm) 38051 (11.5-13 mm) 38052 (15-18 mm)	
Ø 5.0		38053 (7-10 mm) 38054 (11.5-13 mm) 38055 (15-18 mm)	
Ø 5.5		38056 (7-10 mm) 38057 (11.5-13 mm) 38058 (11.5-15 mm)	



Handle for Guided Drill Guide

32813	
-------	--

Guided Tissue Punches

RP	WP
37155	38060



Guided Start Drill

Ø 2.0 (10+)	37152
-------------	-------



Guided Anchor Pins

Ø 1.5 mm Short Shaft	34761
----------------------	-------



Guided Cortical Drills

Ø 3.75	38061
Ø 4.3	38062
Ø 5.0	38063
Ø 5.5	38064




Guided Twist Step Drills

	7-13 mm	7-18 mm
Ø 2.4/2.8 (10+)	35839	35844
Ø 2.8/3.2 (10+)	35840	35875
Ø 3.2/3.6 (10+)	35841	35876
Ø 3.8/4.2 (10+)	35842	35877
Ø 4.2/4.6 (10+)	35843	38045
Ø 4.2/5.0 (10+)	37934	37945



NobelReplace® CC Guided PureSet 87307



NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

INCLUIDO EN EL KIT

PUR0800	NobelReplace CC Guided PureSet Tray
30909	Guided Anchor Pin Ø 1.5 mm
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
29151	Screwdriver Machine Unigrip 20 mm
33065	Handpiece connector
28839	Manual Torque Wrench Surgical*
29167	Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic
301167	NobelReplace CC Guided PureSet Wall Chart

Guided Drill Guides

	NP	RP	
Ø 2.0 mm	32814	32815	
RP a NP		33018	

Guided Dense Bone Drills Tapered

	NP	RP
13 mm	32844	32847
16 mm	32845	32848



Guided Drills Tapered

	NP	RP
(+) 8 mm	32827	32831
(+) 10 mm	32828	32832
(+) 11.5 mm	36119	36120
(+) 13 mm	32829	32833
(+) 16 mm	32830	32834



Guided Implant Mounts

NP	RP
37149	37150



Guided Template Abutments

NP	RP
37157	37158



Guided Tissue Punches

NP	RP
37153	37154



Guided Screw Taps Tapered


NP	RP
37171	32858



* Artículo a desmontar para limpieza

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

- * Artículo no incluido en este kit
- ** Artículo no incluido en este kit y disponible además en otras longitudes
- *** Destornilladores disponibles en otras longitudes



NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

NO INCLUIDO EN EL KIT
(disponible para adquirir por separado)

Guided Twist Drills

Ø 1.5 x 20 mm 33066

Ø 2.0 x (10+) 8-16 mm 36123



Guided Drill Guides

RP

Ø 2.0 mm 32816



WP a NP 33019



WP a RP 33020



Handle for Guided Drill Guide

32813



Guided Drills Tapered

WP

(+) 8 mm

32835

(+) 10 mm

32836

(+) 11.5 mm

36121

(+) 13 mm

32837

(+) 16 mm

32838



Irrigation Needle

2042



Guided Template Abutments

RP

37159



Guided Implant Mount

RP

37151



Guided Tissue Punch

RP

37155



Guided Screw Tap Tapered

WP

32860



Guided Dense Bone Drills Tapered

WP

13 mm

32850

16 mm

32851



Guided Cortical Drills

Ø 3.5 37167

Ø 4.3 37168

Ø 5.0 37169



Guided Start Drill

Ø 2.0 (10+) 37152



Guided Anchor Pins


Ø 1.5 mm Short Shaft 34761



Prótesis



Prosthetic PureSet



Prosthetic PureSet Basic 87301

PUR0500 Prosthetic PureSet™ Tray

301232 Wall Chart Prosthetic PureSet Basic

Screwdriver Machine Unigrip

20 mm 29151



30 mm 29153



Screwdriver Machine Omnigrip

20 mm 37379



30 mm 37381



Screwdriver Machine Multi-unit

21 mm 29158



Handle for Machine Instruments

29161




Manual Torque Wrench Prosthetic

29165



* Destornilladores disponibles en otras longitudes



Prosthetic PureSet Nobel Biocare N1™ 87302

PUR0500 Nobel Biocare N1™ PureSet™ Tray

301076 Wall Chart Prosthetic PureSet

Screwdriver Machine Unigrip

30 mm 29153



Screwdriver Machine Omnigrip Mini

28 mm 300853



Screwdriver Machine Nobel Biocare N1™ Base

28 mm 300903



Screwdriver Machine Multi-unit

21 mm 29158



Handle for Machine Instruments

29161



Manual Torque Wrench Prosthetic Nobel Biocare N1™

301082





* Destornilladores disponibles en otras longitudes



Handle for machine
instruments
29161




Torque Wrench Prosthetic NB N1
301082




Unigrip machine*
30 mm 29153



Machine Omnigrip Mini
28 mm 300853



Machine NB N1 Base
28 mm 300903



Multi-unit machine
21 mm 29158

Prosthetic PureSet 87353

PUR0500 Prosthetic PureSet™ Tray

301076 Wall Chart Prosthetic PureSet

Screwdriver Machine Unigrip

30 mm 29153



Screwdriver Machine Omnigrip Mini

28 mm 300853



Screwdriver Machine Omnigrip

30 mm 37381



Screwdriver Machine Nobel Biocare N1™ Base

28 mm 300903



Screwdriver Machine Multi-unit

21 mm 29158



* Destornilladores disponibles en otras longitudes

Handle for Machine Instruments

29161




Manual Torque Wrench Prosthetic

29165



Manual Torque Wrench Prosthetic Nobel Biocare N1™

301082



Instrumental protésico adicional

NO INCLUIDO EN EL KIT
(disponible para adquirir por separado)

Destornilladores Omnigrip Mini

300852	Screwdriver Machine Omnigrip™ Mini 20 mm
300854	Screwdriver Machine Omnigrip™ Mini 36 mm
300855	Screwdriver Manual Omnigrip™ Mini 20 mm
300856	Screwdriver Manual Omnigrip™ Mini 36 mm

Destornilladores Nobel Biocare N1™ Base

300904	Screwdriver Machine Nobel Biocare N1™ Base 36 mm
301135	Screwdriver Manual Nobel Biocare N1™ Base 28 mm
301136	Screwdriver Manual Nobel Biocare N1™ Base 36 mm

Destornilladores Unigrip

29148	Screwdriver Manual UniGrip 20 mm
29149	Screwdriver Manual UniGrip 28 mm
29150	Screwdriver Manual UniGrip 36 mm
29151	Screwdriver Machine UniGrip 20 mm
29152	Screwdriver Machine UniGrip 25 mm
29154	Screwdriver Machine UniGrip 35 mm

Destornilladores Multi-unit

29156	Screwdriver Manual Multi-unit 25 mm
29157	Screwdriver Manual Multi-unit Brånemark System WP 25 mm
29159	Screwdriver Machine Multi-unit Brånemark System WP 20 mm

Destornilladores Omnigrip

37376	Omnigrip Screwdriver Manual 20 mm
37377	Omnigrip Screwdriver Manual 28 mm
37378	Omnigrip Screwdriver Manual 36 mm
37379	Omnigrip Screwdriver Machine 20 mm
37380	Omnigrip Screwdriver Machine 25 mm
37382	Omnigrip Screwdriver Machine 35 mm

Destornilladores On1 Base

38752	On1 Screwdriver Machine 21 mm
38753	On1 Screwdriver Manual 25 mm

Destornilladores NobelPearl

300661	NobelPearl Screwdriver RP/WP 19 mm
300678	NobelPearl Screwdriver RP/WP 23 mm
300681	NobelPearl Screwdriver RP/WP 28 mm

Destornillador de tornillo de cierre Brånemark System

DIB 097-0	Cover Screw Driver Brånemark System Hexagon
-----------	---


Destornilladores del sistema Locator de Zest Dental Solutions y pilares de bola

REF08008	.050" (1.25 mm) Hex Latch Driver Torque Wrench
REF08913	Locator Latch Type Torque Wrench Driver 23 mm
REF08914	Locator Latch Type Torque Wrench Driver 29 mm
29026	Screwdriver Manual Ball Abutment 22 mm
29027	Screwdriver Machine Ball Abutment 24 mm

Destornilladores de Scan Body de Elos

C13485	Elos Accurate Screwdriver Manual Short 0.9 Hex
C13048	Elos Accurate Screwdriver Manual Long 0.9 Hex

Accesorios



Accesorios para la bandeja PureSet

Piezas de recambio

PUR0201	NobelActive/NobelParallel CC PureSet Plate
---------	--

PUR0301	NobelReplace CC PureSet Plate
---------	-------------------------------

PUR0401	Nobel Biocare N1™ PureSet Plate
---------	---------------------------------

PUR0501	Prosthetic PureSet Tray Plate
---------	-------------------------------

PUR0601	NobelActive Guided PureSet Plate
---------	----------------------------------

PUR0701	NobelParallel CC Guided PureSet Plate
---------	---------------------------------------

PUR0801	NobelReplace CC Guided PureSet Plate
---------	--------------------------------------

PUR0901	NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet Plate
---------	---



PEDIDOS ONLINE

Solicita la gama completa de nuestros implantes y prótesis prefabricadas durante las 24 horas del día a través de la tienda online de Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

PEDIDOS POR TELÉFONO

Llama a nuestro Servicio de Atención al Cliente o contacta con tu Delegado Comercial.

GARANTÍA DE POR VIDA

En todos los implantes de Nobel Biocare incluidos los componentes protésicos prefabricados. Para obtener más información, visita:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/pureset



88122 ES 2207 Impreso en la UE © Nobel Biocare Services AG, 2022. Reservados todos los derechos. Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales son, a menos que se especifique lo contrario o se deduzca claramente del contexto en algún caso, marcas comerciales de Nobel Biocare. Para obtener más información, visitar nobelbiocare.com/trademarks. Las imágenes de los productos no están necesariamente reproducidas a escala. Todas las imágenes de producto están destinadas solamente a servir como ilustración y pueden no ser una representación exacta del producto. Exención de responsabilidad: Puede que no se permita poner a la venta algunos productos en algunos países según la normativa. Ponte en contacto con la subsidiaria local de Nobel Biocare para conocer la gama de productos actual y su disponibilidad. Solo bajo prescripción facultativa. Precaución: la ley federal de Estados Unidos limita la venta de este dispositivo a clínicos o profesionales médicos autorizados, o por prescripción facultativa. Consultar la información completa sobre prescripción en las Instrucciones de uso, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.