

オッセオセット 300

Nobel Biocare™

ワイヤレス フットコントロール

コードを気にせず、自由な場所に置くことができるため、治療の妨げにならず快適にオペができます。



日本語対応の大型タッチパネル

言語の設定で日本語の選択が可能です。大型のタッチパネルで直感的に操作できます。

自動トルクコントロール

インプラント埋入時にあらかじめ設定したトルクに達すると自動的にストップします。

トルクは5Ncmから80Ncmまで自由に調整できます。*

チューブの取り付けが簡便

注水ポンプのデザインが改良され、注水チューブが素早く確実に装着できます。術前準備の簡便化に貢献します。

複数のプロトコル設定が可能

ドリルプロトコルは複数登録が可能です。各プログラムに名前を付けることも可能なため、プロトコルの管理が簡便になります。

オートリバース機能

タップ時に設定したトルクに達すると、自動的に回転方向が切り替わり、過剰な骨への圧迫を最小限に抑えます。緻密骨へのインプラント埋入をサポートします。

明るく鮮明なライト

LEDライトにより明るい視野で術部の確認ができます。



*トルクは埋入するインプラントのプロトコルに従って設定してください。

W&H社製ハンドピース (NB30033001、NB30058001) 使用時に限ります。他社製ハンドピース使用時はこの限りではありません。

製品カタログ (改訂:2025年5月)

オッセオセット 300 (セット販売)

製品番号	製品名
87291	オッセオセット 300 SI-1010 ワイヤレスフットコントロール セット (セットには以下の製品が含まれます)
	<ul style="list-style-type: none">・コントロールユニット本体・1.8mケーブル付モーター EM-19 LC・ワイヤレス フットコントロール (ドングル付)・外部注水用ノズル Rpl/Bmk 左右 (各1個)・内部注水用ノズル × 2個・Yスプレーチューブ 3本入り × 1パック・コントラングルハンドピースWS-75 L, 20:1(ライト付)・ホースクリップ × 5個・ユニバーサルサポート・冷却水用スタンド・電源ケーブル・フットコントロールハンガー



オッセオセット300 アクセサリー (単品販売)

製品番号	製品名
NB04363600	オッセオセット 300 イリゲーションチューブ 2.2m (6本/パック)
NB30033001	オッセオセット 300 コントラングルハンドピース WS-75 L, 20:1(ライト付)
NB30058001	オッセオセット 300 ストレートハンドピース S-11 L, 1:1(ライト付)
NB30281000	オッセオセット 300 1.8mケーブル付モーター EM-19 LC
NB30285000	オッセオセット 300 フットコントロール S-N2(ケーブル付)
NB30264000	オッセオセット 300 フットコントロール S-NW(ワイヤレス) ドングル付
NB02610500	内部注水用ノズル(オッセオセット100/200/300共用)
NB07962790	オッセオセット 300 キャリングケース
NB10940011	W&HサービスオイルF1 MD-400
NB10940011-1	W&Hスプレーキャップノズル付



備考: 上記以外のアクセサリに付きましては、別途お問い合わせください。

一般的名称: 電動式骨手術器械、歯科用口腔洗浄器
医療機器認証番号: 231AGBZX00017000
医療機器届出番号: 13B1X10405400045



nobelbiocare.com

MK371F JP 2505 © Nobel Biocare services AG, 2025. All rights reserved.
ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および本書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺どおりではありません。

製造販売元: エンビスタジャパン株式会社
販売元: ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社
〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー13F TEL 03-6408-4182

