

KaVo MASTERsurg™ LUX inalámbrico

y

KaVo EXPERTsurg™ LUX

Descripción de producto



Elige entre un equipo versátil que cubra tus necesidades básicas y un equipo premium con características de confort adicionales

Autocalibración con un solo toque

Velocidad y torque precisos para maximizar la seguridad.

Tecnología SMARTdrive

Torque elevado y mínimas vibraciones desde el principio.

Fácil de utilizar

Programación sencilla e intuitiva para un flujo de trabajo eficiente.

Interfaz gráfica de usuario

Visualización precisa del torque máximo y la velocidad del motor.



KaVo EXPERTsurg™ LUX



KaVo MASTERSurg™ LUX inalámbrico



Control inalámbrico con el pie

Características adicionales de confort de KaVo MASTERSurg™ LUX inalámbrico

Control inalámbrico con el pie

Elige una ubicación práctica en tu lugar de trabajo.

Moderna pantalla táctil

Programación sencilla e intuitiva con una pantalla táctil de cristal.

Gran flexibilidad

Personaliza hasta 10 protocolos de fresado.

Registro de datos

Almacena los parámetros en una tarjeta SD para una fácil transferencia al archivo del paciente.

Gama de productos MASTERSurg™ y EXPERTSurg™



Instrumental SURGmatic™ (S600 LED y S201 XL Pro)

- Excelentes condiciones de iluminación para facilitar el flujo de tratamiento.
- Torque máximo de 80Ncm en el instrumento.
- Funcionamiento suave, baja vibración.

EXPERTSurg™ LUX



81072	EXPERTSurg™ LUX Set (EU) ¹
81075	EXPERTSurg™ LUX Set (RU/CN) ¹
81076	EXPERTSurg™ LUX Set (JP/US) ¹

MASTERSurg™ LUX inalámbrico



81077	MASTERSurg™ LUX Wireless Set (EU) ²
81073	MASTERSurg™ LUX Wireless Set (RU/CN) ²
81074	MASTERSurg™ LUX Wireless Set (JP/US) ²

Accesorios para EXPERTSurg™ LUX y MASTERSurg™ LUX inalámbrico



1.013.7540	Contra-angle SURGmatic™ S201 L Pro
1.013.7541	Contra-angle SURGmatic™ S201 XL Pro
1.009.1010	Handpiece SURGmatic™ S11 L, straight 1:1
1.008.8000	INTRA LUX motor S600 LED
1.009.1700	Motor cable S600
1.009.8757	Tube set sterile S600 (10 por envase)
NB0.593.0361	Coupling piece
1.009.3411	Instrument tray

1 Incluye unidad de fresado EXPERTSurg™, motor INTRA LUX S600 LED, contraángulo SURGmatic™ S201 XL Pro y pedal de control.

2 Incluye unidad de fresado MASTERSurg™, motor INTRA LUX S600 LED, contraángulo SURGmatic™ S201 XL Pro y pedal de control inalámbrico.

PEDIDOS ONLINE

Solicita la gama completa de nuestros implantes y prótesis prefabricadas durante las 24 horas del día a través de la tienda online de Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

PEDIDOS POR TELÉFONO

Llama a nuestro Servicio de Atención al Cliente o contacta con tu Delegado Comercial.

GARANTÍA DE POR VIDA

En todos los implantes de Nobel Biocare incluidos los componentes protésicos prefabricados. Para obtener más información, visita:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/drillunits



87568 ES 2110 Impreso en la UE © Nobel Biocare Services AG, 2021. Reservados todos los derechos. Distribuido por: Nobel Biocare. Fabricante legal: Kaltenbach & Voigt GmbH, Bismarckring 39, 88400 Biberach, Alemania. Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales son marcas comerciales de Nobel Biocare, a menos que se especifique lo contrario o se deduzca claramente del contexto en algún caso. Para obtener más información, visitar nobelbiocare.com/trademarks. Las imágenes de los productos no están necesariamente reproducidas a escala. Todas las imágenes de producto están destinadas solamente a servir como ilustración y pueden no ser una representación exacta del producto. Exención de responsabilidad: Puede que no se permita poner a la venta algunos productos en algunos países según la normativa. Ponte en contacto con la subsidiaria local de Nobel Biocare para conocer la gama de productos actual y su disponibilidad. Solo bajo prescripción facultativa. Precaución: la ley federal de Estados Unidos limita la venta de este dispositivo a clínicos o profesionales médicos autorizados, o por prescripción facultativa. Consultar la información completa sobre prescripción en las Instrucciones de uso, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.