



OsseoSet™ 300

SIMPLIFIER
le protocole
de traitement

Catalogue produit



OsseoSet 300

Simplifie le protocole de traitement.

Facile à utiliser

Écran tactile en couleur avec une navigation intuitive entre les menus et surface en verre pour un nettoyage facile.

Pour l'assistant dentaire

La conception de la pompe accélère et sécurise l'insertion de la tubulure d'irrigation.

Champ visuel large et bien éclairé

Excellentes conditions d'éclairage qui facilitent l'obtention de résultats thérapeutiques optimaux.

Pose sûre

L'application du couple de serrage est précise grâce au contrôle automatique. Le couple peut être réglé entre 5 et 80 Ncm.

Idéal pour plusieurs utilisateurs

Les protocoles de forage peuvent être adaptés à plusieurs chirurgiens dans le cabinet.

Fonction de taraudage

Aide à la pose des implants dans un os dense. Il limite la compression osseuse inutile.



Gamme de produits OsseoSet 300

OsseoSet 300

87287	OsseoSet 300 1023, NW, 19LC, WS-75, 230 V ¹
87288	OsseoSet 300 1023, N2, 19LC, WS-75, 230 V ²
87289	OsseoSet 300 1015, NW, 19LC, WS-75, 120 V (É.-U.) ¹
87290	OsseoSet 300 1015, N2, 19LC, WS-75, 120 V (É.-U.) ²



Accessoires pour OsseoSet 300

NB30033001	Contre-angle chirurgical WS-75 L, 20:1
NB30056000	Pièce à main chirurgicale S-11, droite 1:1
NB30058001	Pièce à main chirurgicale S-11 L, droite 1:1
NB30095000	Pièce à main chirurgicale Zygoma SZ-75, 20:1
NB30281000	Moteur avec câble de 1,8 m EM-19 LC
NB04363600	Pack de tubes d'irrigation de 2,2 m, pour OsseoSet 300 6/pack
NB02610500	Canule pour irrigation interne
NB07962790	Valise de transport
NB30285001 or NB30285000 ³	Pédale S-N2 CAN-Bus
NB30264002 or NB30264000 ³	Pédale S-NW CAN-Bus (sans fil)



1 Comprend l'unité de forage OsseoSet 300, le moteur avec le câble de 1,8 m EM-19 LC, le contre-angle chirurgical WS-75 L 20:1 et la pédale sans fil.

1 Comprend l'unité de forage OsseoSet 300, le moteur avec le câble de 1,8 m EM-19 LC, le contre-angle chirurgical WS-75 L 20:1 et la commande à pédale.

3 Selon le marché.

COMMANDE EN LIGNE

Commandez la gamme complète de nos implants et composants prothétiques préfabriqués 24 h sur 24, 7 jours sur 7, via la boutique en ligne Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Appelez notre équipe du service clients ou contactez votre chargé de développement client.

GARANTIE À VIE

Pour tous les implants Nobel Biocare, y compris les composants prothétiques préfabriqués. Pour plus d'informations, consultez le site :

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/drillunits



88901 FR 2306 Imprimé dans l'UE © Nobel Biocare Services AG, 2023. Tous droits réservés. Nobel Biocare, le logo Nobel Biocare et toutes les autres marques sont des marques du groupe Nobel Biocare, sauf mention contraire stipulée ou évidente dans le contexte d'un cas particulier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter nobelbiocare.com/trademarks. Les images des produits illustrés ne sont pas nécessairement à l'échelle. Déni de responsabilité : Il est possible que certains produits ne soient pas autorisés dans tous les pays. Veuillez contacter le service client local de Nobel Biocare pour obtenir plus d'informations sur la gamme complète disponible. Uniquement sur ordonnance. Attention : la loi fédérale américaine n'autorise la vente de ce dispositif que par le biais d'un dentiste ou sur prescription médicale. Consultez les instructions d'utilisation pour obtenir des informations relatives à la prescription, notamment les indications, contre-indications, avertissements et précautions.