


PureSet™

Panoramica dei prodotti



Sommario

Chirurgia a mano libera

Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

NobelActive® PureSet 87294

NobelParallel™ CC PureSet 87295

NobelReplace® CC PureSet 87296

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

Replace Select™ TC PureSet 87299

Chirurgia guidata

NobelActive® Guided PureSet 87305

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

Componenti protesici

Prosthetic PureSet Basic 87301

Prosthetic PureSet Nobel Biocare N1™ 87302

Prosthetic PureSet 87353

Accessori

Accessori PureSet Tray

PureSet™

I set PureSet per la chirurgia guidata e a mano libera sono disponibili per NobelActive, NobelParallel CC, NobelReplace CC e Nobel Biocare N1.

I set PureSet NobelSpeedy Groovy, Brånemark System e Replace Select TC sono disponibili per la chirurgia a mano libera.

Per ancora maggiore efficienza durante la chirurgia a mano libera, è possibile riporre all'interno di un singolo vassoio due dei sistemi implantari leader di Nobel Biocare, NobelActive e NobelParallel CC, senza richiedere un numero maggiore di strumenti, grazie ai protocolli di fresatura simili.

Semplicità, velocità e igiene, tutti insieme grazie a PureSet

LAYOUT DIRETTI E INTUITIVI

Progettato per rispecchiare i flussi operativi chirurgici e agevolare l'identificazione dei componenti

MANTENIMENTO SICURO DEGLI STRUMENTI


Gli strumenti chirurgici sono conservati e messi in sicurezza mediante molle metalliche

IGIENE SENZA COMPROMESSI

I PureSet Tray sono realizzati in acciaio¹ e progettati per la pulizia automatica, con pochi passaggi manuali

RISPARMI DI TEMPO SIGNIFICATIVI


Risparmi di tempo significativi, poiché il vassoio e gli strumenti rimangono insieme durante la pulizia e la sterilizzazione



¹ I PureSet Tray sono realizzati in acciaio a parte le piastre e gli occhiali.

Sistema Nobel Biocare N1™

87293



Sistema Nobel Biocare N1™ 87293

INCLUSO NEL SET

PUR0400 Nobel Biocare N1™ PureSet™ Tray

301074 Radiographic Template Nobel Biocare N1™

301075 Wall Chart Nobel Biocare N1™ PureSet

Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC NP Short

28 mm 300905



Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC NP Long

37 mm 300906



Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC RP Short

28 mm 300907



Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC RP Long

37 mm 300908



Direction Indicator Nobel Biocare N1™

300918




OsseoShaper Extension Nobel Biocare N1™

300923



Depth Probe Nobel Biocare N1™

300924



Manual Torque Wrench Surgical Nobel Biocare N1™

301083



Screwdriver Machine Omnigrip Mini

28 mm 300853



Screwdriver Machine Nobel Biocare N1™ Base

28 mm 300903



Handle for Machine Instruments

29161



Sistema Nobel Biocare N1™


87293



Handle for Machine Instruments
29161



Manual Torque Wrench Surgical NB N1
301083



Screwdriver Machine Nobel Biocare N1 Base
28 mm 300903



OsseoShaper Extension NB N1
300923




Direction Indicator NB N1
300918



Depth Probe NB N1
300924



Screwdriver Machine Omnigrip Mini
28 mm 300853



Implant Driver NB N1 TCC NP Short
28 mm 300905



Implant Driver NB N1 TCC NP Long
37 mm 300906



Implant Driver NB N1 TCC RP Short
28 mm 300907



Implant Driver NB N1 TCC RP Short
37 mm 300908

Sistema Nobel Biocare N1™

87293

NON INCLUSO NEL SET
(disponibile da acquistare separatamente)

Strumenti per la preparazione del sito implantare

301401	OsseoDirector Nobel Biocare N1™ Ø 1.8-2.4 x 8-18 mm
301077	OsseoDirector Nobel Biocare N1™ Ø 1.8-2.4 x 8-14 mm
301081	Guided Pilot Drill Nobel Biocare N1™ Ø 2.0 mm
301078	Ø 3.5 Twist Step Drill Ø 2.5/3.4 x 10-14 mm
301422	Ø 4.0 Twist Step Drill Ø 3.3/3.8 x 8-18 mm
301079	Ø 4.0 Twist Step Drill Ø 3.3/3.8 x 8-14 mm



Abutment Retrieval Tool Nobel Biocare N1™ TCC

NP RP

300921 300922



Torque Wrench per dispositivi protesici

301082 Manual Torque Wrench Prosthetic Nobel Biocare N1™



Cacciaviti

300852	Screwdriver Machine Omnigrip™ Mini 20 mm
300854	Screwdriver Machine Omnigrip™ Mini 36 mm
300855	Screwdriver Manual Omnigrip™ Mini 20 mm
300856	Screwdriver Manual Omnigrip™ Mini 36 mm
300904	Screwdriver Machine Nobel Biocare N1™ Base 36 mm
301135	Screwdriver Manual Nobel Biocare N1™ Base 28 mm
301136	Screwdriver Manual Nobel Biocare N1™ Base 36 mm
29158	Screwdriver Machine Multi-unit 21 mm
29156	Screwdriver Manual Multi-unit 25 mm



Sistema Nobel Biocare N1™

87293

NON INCLUSO NEL SET
(disponibile da acquistare separatamente)

OsseoShaper 2 Nobel Biocare N1™

300892	Ø 3.5	3.5 x 9 mm
300893	Ø 3.5	3.5 x 11 mm
300894	Ø 3.5	3.5 x 13 mm
300895	Ø 4.0	4.0 x 7 mm
300896	Ø 4.0	4.0 x 9 mm
300897	Ø 4.0	4.0 x 11 mm
300898	Ø 4.0	4.0 x 13 mm
301179	Ø 4.0	4.0 x 15 mm



Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC

	NP	RP
Ø 4.0	300909	
Ø 5.2	300910	300910




Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC

	NP	RP
Ø 4.0	300911	
Ø 5.2	300915	300916



NobelActive® PureSet
87294

NobelParallel™ CC PureSet
87295



NobelActive® PureSet 87294

PUR0200	NobelActive/NobelParallel CC PureSet Tray
34584	NobelActive Manual Torque Wrench Surgical*
32180	Surgical Driver
32112	Direction Indicator Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm × 4
37791	Depth Probe 7-18 mm Z-shaped
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
300352	Implant Package Organizer
37887	NobelActive Radiographic Template
300781	NobelActive/NobelParallel CC PureSet Tray Wall Chart

Implant Driver

	3.0	NP	RP	WP
28 mm	36773	36718	36720	37859
37 mm	36774	36719	36721	37860



NobelParallel™ CC PureSet 87295

PUR0200	NobelActive/NobelParallel CC PureSet Tray
28839	NobelReplace Manual Torque Wrench Surgical*
32112	Direction Indicator Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm × 4
37791	Depth Probe 7-18 mm Z-shaped
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
300352	Implant Package Organizer
37792	NobelParallel Radiographic Template
300781	NobelActive/NobelParallel CC PureSet Tray Wall Chart

Implant Driver

	NP	RP	WP
28 mm	36718	36720	37859
37 mm	36719	36721	37860




INCLUSO NEL SET

* Articolo da smontare per la pulizia

NobelActive® PureSet 87294

NobelParallel™ CC PureSet 87295



Depth Probe 7-18 mm
37791




Precision Drill
36118*




Bone Mill (with Guide) CC
3.0 Ø 4.0 37861A*
NP Ø 4.4 37863*
RP Ø 5.2 37864*
WP Ø 5.2 37866*
RP Ø 6.2 37867*
WP Ø 6.7 37869*



Bone Mill Guide CC
3.0 37862-A
NP 37865*
RP 37868*
WP 37870*




Direction Indicator
32112



Screwdriver
manual Unigrip 28 mm
29149***



Shank Extension
K/1589B,204.



Surgical Driver
32180*



NobelActive Manual
Torque Wrench Surgical
34584A**



NobelReplace Manual
Torque Wrench Surgical
28839P**




Screw Tap^A
Ø 3.0 36816*
NP 3.5 36236*
RP 4.3 36237*
RP 5.0 36238*
WP 5.5 (7-10) 37871*
WP 5.5 (11.5-15) 37872*



Cortical Drill^P
NP 3.75 38000*
RP 4.3 38001*
RP 5.0 38002*
WP 5.5 38003*



Screw Tap^P
NP 3.75 (7-13) 37990*
NP 3.75 (7-18) 37991*
RP 4.3 (7-13) 37992*
RP 4.3 (7-18) 37993*
RP 5.0 (7-13) 37994*
RP 5.0 (7-18) 37995*
WP 5.5 (7-10) 37996*
WP 5.5 (7-15) 37997*




Twist Drill
Ø 1.15 332297A
Ø 2 332297*



Twist Step Drill
Ø 2,4/2,8 mm 32261*
Ø 2,8/3,2 mm 34638*
Ø 3,2/3,6 mm 32272*
Ø 3,6/4,0 mm 32274*
Ø 4,0/4,4 mm 34582*
Ø 4,2/4,6 mm 34582*
Ø 4,2/5,0 mm 37874*




Implant Driver 3.0
28 mm 36720
37 mm 36774



Implant Driver NP
28 mm 36719
37 mm 36719



Implant Driver RP
28 mm 36720
37 mm 36721



Implant Driver WP
28 mm 37859
37 mm 37860

* Articolo non incluso in questo set
** Articolo da smontare per la pulizia
*** Cacciaviti disponibili in altre lunghezze

A Specifico per NobelActive
P Specifico per NobelParallel

NobelActive® PureSet

87294

NobelParallel™ CC PureSet

87295

Frese

Precision	36118			
Ø 1.5	31278 (7-15 mm) ^A			
Ø 2.0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)	
Ø 2.4/2.8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)	
Ø 2.8/3.2	37873 (7-10 mm)	34638 (7-15 mm)	34639 (10-18 mm)	
Ø 3.2/3.6	32263 (7-10 mm) ^P	32264 (7-15 mm)	32265 (10-18 mm)	
Ø 3.8/4.2	32275 (7-10 mm) ^P	32276 (7-15 mm)	32277 (10-18 mm)	
Ø 4.2/4.6	37874 (7-10 mm)	34582 (7-15 mm)	34583 (10-18 mm)	
Ø 4.2/5.0	37875 (7-10 mm)	37876 (7-15 mm)		



Bone Mill Guides

3.0	NP	RP	WP
37862 ^A	37865	37868	37870



Shank Extension

KI589B.204.



Screw Tap NobelActive

	3.0	NP	RP	WP
Ø 3.0	36816			
Ø 3.5		36236		
Ø 4.3			36237	
Ø 5.0			36238	
Ø 5.5				37871 (7-10 mm) 37872 (11.5-15 mm)



Screw Tap NobelParallel CC

	NP	RP	WP
Ø 3.75	37990 (7-13 mm) 37991 (7-18 mm)		
Ø 4.3		37992 (7-13 mm) 37993 (7-18 mm)	
Ø 5.0		37994 (7-13 mm) 37995 (7-18 mm)	
Ø 5.5			37996 (7-10 mm) 37997 (7-15 mm)



NON INCLUSO NEL SET
(disponibile da acquistare separatamente)

Cortical Drill NobelParallel CC

	NP	RP	WP
Ø 3.75	38000		
Ø 4.3		38001	
Ø 5.0		38002	
Ø 5.5			38003



Bone Mill with Guide


	3.0	NP	RP	WP
Ø 4.0	37861 ^A			
Ø 4.4		37863		
Ø 5.2		37864	37866	
Ø 6.2			37867	
Ø 6.7				37869



A solo per NobelActive
P solo per NobelParallel CC

NobelReplace® CC PureSet

87296



NobelReplace® CC PureSet 87296

INCLUSO NEL SET

PUR0300	NobelReplace CC PureSet Tray
28839	NobelReplace Manual Torque Wrench Surgical*
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
300352	Implant Package Organizer
2042	Irrigation Needle
37320	NobelReplace Radiographic Template
300567	NobelReplace CC PureSet Wall Chart

Frese

	NP Ø 3.5	RP Ø 4.3	RP Ø 5.0
8 mm	32075	32076	32077
10 mm	29367	29370	29373
11.5 mm	36113	36114	36115
13 mm	29368	29371	29374
16 mm	29369	29372	29375



Dense Bone Drill

	NP Ø 3.5	RP Ø 4.3	RP Ø 5.0
13 mm	29377	29380	29383
16 mm	29378	29381	29384



Direction Indicator

NP	RP	WP
32255	32256	32257



Screw Tap

NP	RP	WP
36717	32090	32091



Implant Driver


	NP	RP
28 mm	36718	36720
37 mm	36719	36721




* Articolo da smontare per la pulizia


NobelReplace® CC PureSet 87296

 Precision Drill
36118*


 Drill with Tip
Tapered 2 mm
36117*


 Bone Mill (with Guide) CC
NP Ø 4.4 37863*
NP Ø 5.2 37864*
RP Ø 5.2 37866*
RP Ø 6.2 37867*


 Bone Mill Guide CC
NP 37865*
RP 37868*



- * Articolo non incluso in questo set
- ** Articolo da smontare per la pulizia
- *** Cacciaviti disponibili in altre lunghezze

 Drill Tapered NP 3.5
8 mm 32075
10 mm 29267
11.5 mm 36113
13 mm 36114
16 mm 29269

 Drill Tapered RP 4.3
8 mm 32076
10 mm 29270
11.5 mm 36114
13 mm 29271
16 mm 29272


 Drill Tapered WP 5
8 mm 32077
10 mm 29273
11.5 mm 36115
13 mm 29274
16 mm 29275




NobelReplace Manual
Torque Wrench Surgical
28839**


 Screwdriver
manual Unigrip 28 mm
29149***


 Shank Extension
K1589B.204.


 Dense Bone Drill
Tapered 13 mm
NP 3.5 29377
RP 4.3 29380
WP 5.0 29383

 Dense Bone Drill
Tapered 16 mm
NP 3.5 29378
RP 4.3 29381
WP 5.0 29384

 Direction
Indicator
Tapered
NP 32255
RP 32256
WP 32257

 Implant Driver NP
28 mm 36718
37 mm 36719

 Implant Driver RP
28 mm 36720
37 mm 36721

 Screw Tap Tapered
NP 3.5 36717
RP 3.5 32090
WP 5.0 32091

NobelReplace® CC PureSet 87296

NON INCLUSO NEL SET
(disponibile da acquistare separatamente)

Bone Mill with Guide

	NP	RP
Ø 4.4	37863	
Ø 5.2	37864	37866
Ø 6.2		37867



Bone Mill Guide

NP	RP
37865	37868



Frese

36117	Drill with Tip Tapered 2 mm	
36118	Precision Drill	

Shank Extension

KI589B.204.




NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298



NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298

INCLUSO NEL SET

PUR0900	NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet Tray
DIB 097-0	Cover Screw Driver Brånemark System Hexagon
32110	Brånemark System Manual Torque Wrench Surgical*
32112	Direction Indicator Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm × 4
37791	Depth Probe 7-18 mm Z-shaped
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
300352	Implant Package Organizer
37628	NobelSpeedy Groovy Radiographic Template 7-25 mm**
33097	Brånemark System/NobelSpeedy Radiographic Template***
301381	NobelSpeedy Groovy/Brånemark System PureSet Wall Chart

Implant Driver

	NP	RP	WP
21 mm		29129	29134**
26 mm	29126**	29130	29135**
34 mm	29127**		



Implant Driver Wrench

	NP	RP	WP
12 mm		29132	29136**
21 mm	29128**		



* Articolo da smontare per la pulizia

**Articolo incluso esclusivamente in NobelSpeedy Groovy PureSet


*** Articolo incluso esclusivamente in Brånemark System PureSet

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

- * Articolo non incluso in questo set
- ** Articolo da smontare per la pulizia
- *** Cacciaviti disponibili in altre lunghezze

B Specifico per Brånemark System
S Specifico per NobelSpeedy Groovy



NobelSpeedy Depth Probe 18-25 mm
37692**

Depth Probe 7-18 mm Z-shaped
37791



Precision Drill
36118*




Bone Mill (with Guide)
Brånemark System
NP Ø 4.5 33392*
RP Ø 5.1 33393*
WP Ø 6.5 33495*



Bone Mill Guide
Brånemark System
NP 33496*
RP 33497*
WP 33498*



Direction Indicator
Ø 2/Ø 2.4**
32112



Screwdriver
manual Unigrip 28 mm
29149***



Cover Screw Driver
Brånemark System
Hebeagon
DIB 097/0



Brånemark System Manual
Torque Wrench Surgical
32110**




Brånemark System
Counterbore
NP 32281*
RP 32283*
WP 32285*



Shank Extension
KI589B.204.



Screw Tap
NP Ø 3.7-7.15 mm 37627*
RP Ø 3.75-7.13 mm 32290**
RP Ø 3.75-7.18 mm 32291**
RP Ø 4.7-13 mm 33072*
RP Ø 4.7-18 mm 33073*
WP Ø 5.7-13 mm 32292*
WP Ø 5.7-18 mm 32293*
WP Ø 6.7-13 mm 32294**
WP Ø 6.7-18 mm 32295**



Fresa
7-10 mm
Ø 2 (#1) 32266*
Ø 2.4 (#2) 32267*
Ø 2.8 (#3) 32268*
Ø 3.2 (#4) 32269*
Ø 3.6 (#5) 32270*
Ø 4.0 (#6) 32271*
Ø 4.4 (#7) 32272*
Ø 4.8 (#8) 32273*
Ø 5.2 (#9) 32274*
Ø 5.6 (#10) 32275*
Ø 6.0 (#11) 32276*
Ø 6.4 (#12) 32277*
Ø 6.8 (#13) 32278*
Ø 7.2 (#14) 32279**

7-15 mm
Ø 2 (#1) 32297*
Ø 2.4 (#2) 32298*
Ø 2.8 (#3) 32299*
Ø 3.2 (#4) 32300*
Ø 3.6 (#5) 32301*
Ø 4.0 (#6) 32302*
Ø 4.4 (#7) 32303*
Ø 4.8 (#8) 32304*
Ø 5.2 (#9) 32305*
Ø 5.6 (#10) 32306*
Ø 6.0 (#11) 32307*
Ø 6.4 (#12) 32308*
Ø 6.8 (#13) 32309*
Ø 7.2 (#14) 32310**

10-18 mm
Ø 2 (#1) 32299*
Ø 2.4 (#2) 32300*
Ø 2.8 (#3) 32301*
Ø 3.2 (#4) 32302*
Ø 3.6 (#5) 32303*
Ø 4.0 (#6) 32304*
Ø 4.4 (#7) 32305*
Ø 4.8 (#8) 32306*
Ø 5.2 (#9) 32307*
Ø 5.6 (#10) 32308*
Ø 6.0 (#11) 32309*
Ø 6.4 (#12) 32310**
Ø 6.8 (#13) 32311**
Ø 7.2 (#14) 32312**

18-25 mm
Ø 2.0 (#1) 37614**
Ø 2.2 (#2) 37615**
Ø 2.4 (#3) 37616**
Ø 2.6 (#4) 37617**
Ø 2.8 (#5) 37618**
Ø 3.0 (#6) 37619**
Ø 3.2 (#7) 37620**
Ø 3.4 (#8) 37621**
Ø 3.6 (#9) 37622**
Ø 3.8 (#10) 37623**
Ø 4.0 (#11) 37624**
Ø 4.2 (#12) 37625**
Ø 4.4 (#13) 37626**
Ø 4.6 (#14) 37627**
Ø 4.8 (#15) 37628**
Ø 5.0 (#16) 37629**
Ø 5.2 (#17) 37630**
Ø 5.4 (#18) 37631**
Ø 5.6 (#19) 37632**
Ø 5.8 (#20) 37633**
Ø 6.0 (#21) 37634**
Ø 6.2 (#22) 37635**
Ø 6.4 (#23) 37636**
Ø 6.6 (#24) 37637**
Ø 6.8 (#25) 37638**
Ø 7.0 (#26) 37639**
Ø 7.2 (#27) 37640**
Ø 7.4 (#28) 37641**
Ø 7.6 (#29) 37642**
Ø 7.8 (#30) 37643**
Ø 8.0 (#31) 37644**
Ø 8.2 (#32) 37645**
Ø 8.4 (#33) 37646**
Ø 8.6 (#34) 37647**
Ø 8.8 (#35) 37648**
Ø 9.0 (#36) 37649**
Ø 9.2 (#37) 37650**
Ø 9.4 (#38) 37651**
Ø 9.6 (#39) 37652**
Ø 9.8 (#40) 37653**
Ø 10.0 (#41) 37654**
Ø 10.2 (#42) 37655**
Ø 10.4 (#43) 37656**
Ø 10.6 (#44) 37657**
Ø 10.8 (#45) 37658**
Ø 11.0 (#46) 37659**
Ø 11.2 (#47) 37660**
Ø 11.4 (#48) 37661**
Ø 11.6 (#49) 37662**
Ø 11.8 (#50) 37663**
Ø 12.0 (#51) 37664**
Ø 12.2 (#52) 37665**
Ø 12.4 (#53) 37666**
Ø 12.6 (#54) 37667**
Ø 12.8 (#55) 37668**
Ø 13.0 (#56) 37669**
Ø 13.2 (#57) 37670**
Ø 13.4 (#58) 37671**
Ø 13.6 (#59) 37672**
Ø 13.8 (#60) 37673**
Ø 14.0 (#61) 37674**
Ø 14.2 (#62) 37675**
Ø 14.4 (#63) 37676**
Ø 14.6 (#64) 37677**
Ø 14.8 (#65) 37678**
Ø 15.0 (#66) 37679**
Ø 15.2 (#67) 37680**
Ø 15.4 (#68) 37681**
Ø 15.6 (#69) 37682**
Ø 15.8 (#70) 37683**
Ø 16.0 (#71) 37684**
Ø 16.2 (#72) 37685**
Ø 16.4 (#73) 37686**
Ø 16.6 (#74) 37687**
Ø 16.8 (#75) 37688**
Ø 17.0 (#76) 37689**
Ø 17.2 (#77) 37690**
Ø 17.4 (#78) 37691**
Ø 17.6 (#79) 37692**
Ø 17.8 (#80) 37693**
Ø 18.0 (#81) 37694**
Ø 18.2 (#82) 37695**
Ø 18.4 (#83) 37696**
Ø 18.6 (#84) 37697**
Ø 18.8 (#85) 37698**
Ø 19.0 (#86) 37699**
Ø 19.2 (#87) 37700**
Ø 19.4 (#88) 37701**
Ø 19.6 (#89) 37702**
Ø 19.8 (#90) 37703**
Ø 20.0 (#91) 37704**
Ø 20.2 (#92) 37705**
Ø 20.4 (#93) 37706**
Ø 20.6 (#94) 37707**
Ø 20.8 (#95) 37708**
Ø 21.0 (#96) 37709**
Ø 21.2 (#97) 37710**
Ø 21.4 (#98) 37711**
Ø 21.6 (#99) 37712**
Ø 21.8 (#100) 37713**
Ø 22.0 (#101) 37714**
Ø 22.2 (#102) 37715**
Ø 22.4 (#103) 37716**
Ø 22.6 (#104) 37717**
Ø 22.8 (#105) 37718**
Ø 23.0 (#106) 37719**
Ø 23.2 (#107) 37720**
Ø 23.4 (#108) 37721**
Ø 23.6 (#109) 37722**
Ø 23.8 (#110) 37723**
Ø 24.0 (#111) 37724**
Ø 24.2 (#112) 37725**
Ø 24.4 (#113) 37726**
Ø 24.6 (#114) 37727**
Ø 24.8 (#115) 37728**
Ø 25.0 (#116) 37729**
Ø 25.2 (#117) 37730**
Ø 25.4 (#118) 37731**
Ø 25.6 (#119) 37732**
Ø 25.8 (#120) 37733**
Ø 26.0 (#121) 37734**
Ø 26.2 (#122) 37735**
Ø 26.4 (#123) 37736**
Ø 26.6 (#124) 37737**
Ø 26.8 (#125) 37738**
Ø 27.0 (#126) 37739**
Ø 27.2 (#127) 37740**
Ø 27.4 (#128) 37741**
Ø 27.6 (#129) 37742**
Ø 27.8 (#130) 37743**
Ø 28.0 (#131) 37744**
Ø 28.2 (#132) 37745**
Ø 28.4 (#133) 37746**
Ø 28.6 (#134) 37747**
Ø 28.8 (#135) 37748**
Ø 29.0 (#136) 37749**
Ø 29.2 (#137) 37750**
Ø 29.4 (#138) 37751**
Ø 29.6 (#139) 37752**
Ø 29.8 (#140) 37753**
Ø 30.0 (#141) 37754**
Ø 30.2 (#142) 37755**
Ø 30.4 (#143) 37756**
Ø 30.6 (#144) 37757**
Ø 30.8 (#145) 37758**
Ø 31.0 (#146) 37759**
Ø 31.2 (#147) 37760**
Ø 31.4 (#148) 37761**
Ø 31.6 (#149) 37762**
Ø 31.8 (#150) 37763**
Ø 32.0 (#151) 37764**
Ø 32.2 (#152) 37765**
Ø 32.4 (#153) 37766**
Ø 32.6 (#154) 37767**
Ø 32.8 (#155) 37768**
Ø 33.0 (#156) 37769**
Ø 33.2 (#157) 37770**
Ø 33.4 (#158) 37771**
Ø 33.6 (#159) 37772**
Ø 33.8 (#160) 37773**
Ø 34.0 (#161) 37774**
Ø 34.2 (#162) 37775**
Ø 34.4 (#163) 37776**
Ø 34.6 (#164) 37777**
Ø 34.8 (#165) 37778**
Ø 35.0 (#166) 37779**
Ø 35.2 (#167) 37780**
Ø 35.4 (#168) 37781**
Ø 35.6 (#169) 37782**
Ø 35.8 (#170) 37783**
Ø 36.0 (#171) 37784**
Ø 36.2 (#172) 37785**
Ø 36.4 (#173) 37786**
Ø 36.6 (#174) 37787**
Ø 36.8 (#175) 37788**
Ø 37.0 (#176) 37789**
Ø 37.2 (#177) 37790**
Ø 37.4 (#178) 37791**
Ø 37.6 (#179) 37792**
Ø 37.8 (#180) 37793**
Ø 38.0 (#181) 37794**
Ø 38.2 (#182) 37795**
Ø 38.4 (#183) 37796**
Ø 38.6 (#184) 37797**
Ø 38.8 (#185) 37798**
Ø 39.0 (#186) 37799**
Ø 39.2 (#187) 37800**
Ø 39.4 (#188) 37801**
Ø 39.6 (#189) 37802**
Ø 39.8 (#190) 37803**
Ø 40.0 (#191) 37804**
Ø 40.2 (#192) 37805**
Ø 40.4 (#193) 37806**
Ø 40.6 (#194) 37807**
Ø 40.8 (#195) 37808**
Ø 41.0 (#196) 37809**
Ø 41.2 (#197) 37810**
Ø 41.4 (#198) 37811**
Ø 41.6 (#199) 37812**
Ø 41.8 (#200) 37813**
Ø 42.0 (#201) 37814**
Ø 42.2 (#202) 37815**
Ø 42.4 (#203) 37816**
Ø 42.6 (#204) 37817**
Ø 42.8 (#205) 37818**
Ø 43.0 (#206) 37819**
Ø 43.2 (#207) 37820**
Ø 43.4 (#208) 37821**
Ø 43.6 (#209) 37822**
Ø 43.8 (#210) 37823**
Ø 44.0 (#211) 37824**
Ø 44.2 (#212) 37825**
Ø 44.4 (#213) 37826**
Ø 44.6 (#214) 37827**
Ø 44.8 (#215) 37828**
Ø 45.0 (#216) 37829**
Ø 45.2 (#217) 37830**
Ø 45.4 (#218) 37831**
Ø 45.6 (#219) 37832**
Ø 45.8 (#220) 37833**
Ø 46.0 (#221) 37834**
Ø 46.2 (#222) 37835**
Ø 46.4 (#223) 37836**
Ø 46.6 (#224) 37837**
Ø 46.8 (#225) 37838**
Ø 47.0 (#226) 37839**
Ø 47.2 (#227) 37840**
Ø 47.4 (#228) 37841**
Ø 47.6 (#229) 37842**
Ø 47.8 (#230) 37843**
Ø 48.0 (#231) 37844**
Ø 48.2 (#232) 37845**
Ø 48.4 (#233) 37846**
Ø 48.6 (#234) 37847**
Ø 48.8 (#235) 37848**
Ø 49.0 (#236) 37849**
Ø 49.2 (#237) 37850**
Ø 49.4 (#238) 37851**
Ø 49.6 (#239) 37852**
Ø 49.8 (#240) 37853**
Ø 50.0 (#241) 37854**
Ø 50.2 (#242) 37855**
Ø 50.4 (#243) 37856**
Ø 50.6 (#244) 37857**
Ø 50.8 (#245) 37858**
Ø 51.0 (#246) 37859**
Ø 51.2 (#247) 37860**
Ø 51.4 (#248) 37861**
Ø 51.6 (#249) 37862**
Ø 51.8 (#250) 37863**
Ø 52.0 (#251) 37864**
Ø 52.2 (#252) 37865**
Ø 52.4 (#253) 37866**
Ø 52.6 (#254) 37867**
Ø 52.8 (#255) 37868**
Ø 53.0 (#256) 37869**
Ø 53.2 (#257) 37870**
Ø 53.4 (#258) 37871**
Ø 53.6 (#259) 37872**
Ø 53.8 (#260) 37873**
Ø 54.0 (#261) 37874**
Ø 54.2 (#262) 37875**
Ø 54.4 (#263) 37876**
Ø 54.6 (#264) 37877**
Ø 54.8 (#265) 37878**
Ø 55.0 (#266) 37879**
Ø 55.2 (#267) 37880**
Ø 55.4 (#268) 37881**
Ø 55.6 (#269) 37882**
Ø 55.8 (#270) 37883**
Ø 56.0 (#271) 37884**
Ø 56.2 (#272) 37885**
Ø 56.4 (#273) 37886**
Ø 56.6 (#274) 37887**
Ø 56.8 (#275) 37888**
Ø 57.0 (#276) 37889**
Ø 57.2 (#277) 37890**
Ø 57.4 (#278) 37891**
Ø 57.6 (#279) 37892**
Ø 57.8 (#280) 37893**
Ø 58.0 (#281) 37894**
Ø 58.2 (#282) 37895**
Ø 58.4 (#283) 37896**
Ø 58.6 (#284) 37897**
Ø 58.8 (#285) 37898**
Ø 59.0 (#286) 37899**
Ø 59.2 (#287) 37900**
Ø 59.4 (#288) 37901**
Ø 59.6 (#289) 37902**
Ø 59.8 (#290) 37903**
Ø 60.0 (#291) 37904**
Ø 60.2 (#292) 37905**
Ø 60.4 (#293) 37906**
Ø 60.6 (#294) 37907**
Ø 60.8 (#295) 37908**
Ø 61.0 (#296) 37909**
Ø 61.2 (#297) 37910**
Ø 61.4 (#298) 37911**
Ø 61.6 (#299) 37912**
Ø 61.8 (#300) 37913**
Ø 62.0 (#301) 37914**
Ø 62.2 (#302) 37915**
Ø 62.4 (#303) 37916**
Ø 62.6 (#304) 37917**
Ø 62.8 (#305) 37918**
Ø 63.0 (#306) 37919**
Ø 63.2 (#307) 37920**
Ø 63.4 (#308) 37921**
Ø 63.6 (#309) 37922**
Ø 63.8 (#310) 37923**
Ø 64.0 (#311) 37924**
Ø 64.2 (#312) 37925**
Ø 64.4 (#313) 37926**
Ø 64.6 (#314) 37927**
Ø 64.8 (#315) 37928**
Ø 65.0 (#316) 37929**
Ø 65.2 (#317) 37930**
Ø 65.4 (#318) 37931**
Ø 65.6 (#319) 37932**
Ø 65.8 (#320) 37933**
Ø 66.0 (#321) 37934**
Ø 66.2 (#322) 37935**
Ø 66.4 (#323) 37936**
Ø 66.6 (#324) 37937**
Ø 66.8 (#325) 37938**
Ø 67.0 (#326) 37939**
Ø 67.2 (#327) 37940**
Ø 67.4 (#328) 37941**
Ø 67.6 (#329) 37942**
Ø 67.8 (#330) 37943**
Ø 68.0 (#331) 37944**
Ø 68.2 (#332) 37945**
Ø 68.4 (#333) 37946**
Ø 68.6 (#334) 37947**
Ø 68.8 (#335) 37948**
Ø 69.0 (#336) 37949**
Ø 69.2 (#337) 37950**
Ø 69.4 (#338) 37951**
Ø 69.6 (#339) 37952**
Ø 69.8 (#340) 37953**
Ø 70.0 (#341) 37954**
Ø 70.2 (#342) 37955**
Ø 70.4 (#343) 37956**
Ø 70.6 (#344) 37957**
Ø 70.8 (#345) 37958**
Ø 71.0 (#346) 37959**
Ø 71.2 (#347) 37960**
Ø 71.4 (#348) 37961**
Ø 71.6 (#349) 37962**
Ø 71.8 (#350) 37963**
Ø 72.0 (#351) 37964**
Ø 72.2 (#352) 37965**
Ø 72.4 (#353) 37966**
Ø 72.6 (#354) 37967**
Ø 72.8 (#355) 37968**
Ø 73.0 (#356) 37969**
Ø 73.2 (#357) 37970**
Ø 73.4 (#358) 37971**
Ø 73.6 (#359) 37972**
Ø 73.8 (#360) 37973**
Ø 74.0 (#361) 37974**
Ø 74.2 (#362) 37975**
Ø 74.4 (#363) 37976**
Ø 74.6 (#364) 37977**
Ø 74.8 (#365) 37978**
Ø 75.0 (#366) 37979**
Ø 75.2 (#367) 37980**
Ø 75.4 (#368) 37981**
Ø 75.6 (#369) 37982**
Ø 75.8 (#370) 37983**
Ø 76.0 (#371) 37984**
Ø 76.2 (#372) 37985**
Ø 76.4 (#373) 37986**
Ø 76.6 (#374) 37987**
Ø 76.8 (#375) 37988**
Ø 77.0 (#376) 37989**
Ø 77.2 (#377) 37990**
Ø 77.4 (#378) 37991**
Ø 77.6 (#379) 37992**
Ø 77.8 (#380) 37993**
Ø 78.0 (#381) 37994**
Ø 78.2 (#382) 37995**
Ø 78.4 (#383) 37996**
Ø 78.6 (#384) 37997**
Ø 78.8 (#385) 37998**
Ø 79.0 (#386) 37999**
Ø 79.2 (#387) 38000**
Ø 79.4 (#388) 38001**
Ø 79.6 (#389) 38002**
Ø 79.8 (#390) 38003**
Ø 80.0 (#391) 38004**
Ø 80.2 (#392) 38005**
Ø 80.4 (#393) 38006**
Ø 80.6 (#394) 38007**
Ø 80.8 (#395) 38008**
Ø 81.0 (#396) 38009**
Ø 81.2 (#397) 38010**
Ø 81.4 (#398) 38011**
Ø 81.6 (#399) 38012**
Ø 81.8 (#400) 38013**
Ø 82.0 (#401) 38014**
Ø 82.2 (#402) 38015**
Ø 82.4 (#403) 38016**
Ø 82.6 (#404) 38017**
Ø 82.8 (#405) 38018**
Ø 83.0 (#406) 38019**
Ø 83.2 (#407) 38020**
Ø 83.4 (#408) 38021**
Ø 83.6 (#409) 38022**
Ø 83.8 (#410) 38023**
Ø 84.0 (#411) 38024**
Ø 84.2 (#412) 38025**
Ø 84.4 (#413) 38026**
Ø 84.6 (#414) 38027**
Ø 84.8 (#415) 38028**
Ø 85.0 (#416) 38029**
Ø 85.2 (#417) 38030**
Ø 85.4 (#418) 38031**
Ø 85.6 (#419) 38032**
Ø 85.8 (#420) 38033**
Ø 86.0 (#421) 38034**
Ø 86.2 (#422) 38035**
Ø 86.4 (#423) 38036**
Ø 86.6 (#424) 38037**
Ø 86.8 (#425) 38038**
Ø 87.0 (#426) 38039**
Ø 87.2 (#427) 38040**
Ø 87.4 (#428) 38041**
Ø 87.6 (#429) 38042**
Ø 87.8 (#430) 38043**
Ø 88.0 (#431) 38044**
Ø 88.2 (#432) 38045**
Ø 88.4 (#433) 38046**
Ø 88.6 (#434) 38047**
Ø 88.8 (#435) 38048**
Ø 89.0 (#436) 38049**
Ø 89.2 (#437) 38050**
Ø 89.4 (#438) 38051**
Ø 89.6 (#439) 38052**
Ø 89.8 (#440) 38053**
Ø 90.0 (#441) 38054**
Ø 90.2 (#442) 38055**
Ø 90.4 (#443) 38056**
Ø 90.6 (#444) 38057**
Ø 90.8 (#445) 38058**
Ø 91.0 (#446) 38059**
Ø 91.2 (#447) 38060**
Ø 91.4 (#448) 38061**
Ø 91.6 (#449) 38062**
Ø 91.8 (#450) 38063**
Ø 92.0 (#451) 38064**
Ø 92.2 (#452) 38065**
Ø 92.4 (#453) 38066**
Ø 92.6 (#454) 38067**
Ø 92.8 (#455) 38068**
Ø 93.0 (#456) 38069**
Ø 93.2 (#457) 38070**
Ø 93.4 (#458) 38071**
Ø 93.6 (#459) 38072**
Ø 93.8 (#460) 38073**
Ø 94.0 (#461) 38074**
Ø 94.2 (#462) 38075**
Ø 94.4 (#463) 38076**
Ø 94.6 (#464) 38077**
Ø 94.8 (#465) 38078**
Ø 95.0 (#466) 38079**
Ø 95.2 (#467) 38080**<

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

NON INCLUSO NEL SET
(disponibile da acquistare separatamente)

Frese

Precision	36118				
Ø 2.0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)	37614 (18-25 mm) ^S	37619 (18-25 mm) LS ^S
Ø 2.4/2.8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)	37618 (18-25 mm) ^S	37620 (18-25 mm) LS ^S
Ø 3.0	32266 (7-10 mm)	32267 (7-15 mm)	32268 (10-18 mm)		
Ø 3.2	32269 (7-10 mm)	32270 (7-15 mm)	32271 (10-18 mm)	37616 (18-25 mm) ^S	
Ø 3.4	32272 (7-10 mm)	32273 (7-15 mm)	32274 (10-18 mm)	37617 (18-25 mm) ^S	
Ø 3.2/3.6	32263 (7-10 mm)	32264 (7-15 mm)	32265 (10-18 mm)		
Ø 3.8/4.2	32275 (7-10 mm)	32276 (7-15 mm)	32277 (10-18 mm)		
Ø 5.0	32278 (7-10 mm) ^S	32279 (7-15 mm) ^S	32280 (10-18 mm) ^S		



Bone Mill (with Guide)

Brånemark System

	NP	RP	WP
Ø 4.5	33392		
Ø 5.1		33393	
Ø 6.5			33495



Bone Mill Guide Brånemark System

NP	RP	WP
33496	33497	33498



Brånemark System® Counterbore

NP	RP	WP
32281	32283	32285




Screw Tap

	NP	RP	WP
Ø 3.3	37627 (7-15 mm)		
Ø 3.75		32290 (7-13 mm) ^B 32291 (7-18 mm) ^B	
Ø 4.0		33072 (7-13 mm) 33073 (7-18 mm)	
Ø 5.0			32292 (7-13 mm) 32293 (7-18 mm)
Ø 6.0			32294 (7-13 mm) ^S 32295 (7-18 mm) ^S



NobelSpeedy Depth Probe 18-25 mm

37692^S



B Specifico per Brånemark System
S Specifico per NobelSpeedy Groovy

* Articolo da rimuovere prima di posizionare il coperchio sul vassoio

NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298

NON INCLUSO NEL SET
(disponibile da acquistare separatamente)

Implant Driver

	NP	RP	WP
21 mm			29134*
26 mm	29126*		29135*
34 mm	29127*	29131	



Implant Driver Wrench

	NP	RP	WP
12 mm			29136*
21 mm	29128*	29133	




Shank Extension

KI589B.204.



* Articolo incluso esclusivamente in NobelSpeedy Groovy PureSet

Replace Select™ TC PureSet 87299



Replace Select™ TC PureSet 87299

INCLUSO NEL SET

PUR0900	NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet Tray
28839	NobelReplace Manual Torque Wrench Surgical*
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
32112	Direction Indicator Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm × 4
37791	Depth Probe 7-18 mm Z-shaped
300352	Implant Package Organizer
71580	Radiographic Template - Replace Select TC
301382	Replace Select™ TC PureSet Wall Chart


Implant Driver NobelReplace

	NP	RP
28 mm	36124	36126



* Articolo da smontare per la pulizia

Replace Select™ TC PureSet 87299



Depth Probe 7-18 mm Z-shaped
37791



Precision Drill
36118*



Bone Mill with
Guide NobelReplace
NP Ø 4.6 36830*
RP Ø 5.3 36831*



- Fresa**
 Ø 2 (H1) 32296*
 Ø 2,4/2,8 (H2) 32260*
 Ø 3 (H3) 32266*
 Ø 3,2 (H4) 32269*
 Ø 3,4 (H5) 32272*
7-15 mm
 Ø 2 (H1) 32297*
 Ø 2,4/2,8 (H2) 32261*
 Ø 3 (H3) 32267*
 Ø 3,2 (H4) 32270*
 Ø 3,4 (H5) 32273*
10-18 mm
 Ø 2 (H1) 32299*
 Ø 2,4/2,8 (H2) 32262*
 Ø 3 (H3) 32268*
 Ø 3,2 (H4) 32271*
 Ø 3,4 (H5) 32274*




Brånemark System® Manual
Torque Wrench Surgical
32110**




Screwdriver
manual Unigrip 28 mm
29149***



Shank Extension
K1589B.204.



Direction Indicator
Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm
32112



Implant Driver NobelReplace
NP Short 36124
NP Long 36125*
RP Short 36126
RP Long 36127*



Screw Top
NP Ø 3,3 37-15 mm 37627*
RP Ø 4,7-13 mm 33072*
RP Ø 4,7-18 mm 33073*

* Articolo non incluso in questo set
 ** Articolo da smontare per la pulizia
 *** Cacciaviti disponibili in altre lunghezze

Replace Select™ TC PureSet 87299

NON INCLUSO NEL SET
(disponibile da acquistare separatamente)

Frese

Precision	36118		
Ø 2.0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)
Ø 2.4/2.8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)
Ø 3.0	32266 (7-10 mm)	32267 (7-15 mm)	32268 (10-18 mm)
Ø 3.2	32269 (7-10 mm)	32270 (7-15 mm)	32271 (10-18 mm)
Ø 3.4	32272 (7-10 mm)	32273 (7-15 mm)	32274 (10-18 mm)



Bone Mill with Guide

NobelReplace

	NP	RP
Ø 4.6	36830	
Ø 5.3		36831



Implant Driver NobelReplace

	NP	RP
37 mm	36125	36127



Screw Tap

	NP	RP
Ø 3.3	37627 (7-15 mm)	
Ø 4.0		33072 (7-13 mm)
		33073 (7-18 mm)




Shank Extension

K1589B.204.



Chirurgia GUIDATA



NobelActive® Guided PureSet 87305



NobelActive® Guided PureSet 87305

INCLUSO NEL SET

PUR0600	NobelActive Guided PureSet Tray
30909	Guided Anchor Pin Ø 1.5 mm
33065	Handpiece Connector
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
29151	Screwdriver Machine Unigrip 20 mm
29167	Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic*
34584	NobelActive Manual Torque Wrench Surgical
301165	NobelActive Guided PureSet Wall Chart

Guided Drill Guide

	NP	RP
Ø 2.0	32814	32815
Ø 2.8	32817	32818
Ø 3.2	35882	32822
Ø 3.6		35883
Ø 4.2		35884



Guided Implant Mount

NP	RP
35887	35888



Guided Template Abutment

NP	RP
35890	35891




Guided Tissue Punch

NP	RP
37153	37154



* Articolo da smontare per la pulizia

NobelActive® Guided PureSet 87305



* Articolo non incluso in questo set

** Articolo non incluso in questo set e disponibile anche in altre lunghezze

*** Cacciaviti disponibili in altre lunghezze

NobelActive® Guided PureSet 87305

NON INCLUSO NEL SET
(disponibile da acquistare separatamente)

Guided Twist Drill

Ø 1.5 x 20 mm	33066	
---------------	-------	---

Guided Pilot Twist Drill

Ø 1.5 (10+) 10-15 mm	37397	
----------------------	-------	---

Ø 2.0 (10+) 7-13 mm	33107	
---------------------	-------	---

Ø 2.0 (10+) 7-18 mm	32746	
---------------------	-------	---

Guided Screw Tap

	NP	RP	WP
--	----	----	----

Ø 3.5 mm	35878 (8.5-10 mm)		
----------	-------------------	--	--

Ø 4.3 mm		35879 (8.5-10 mm)	
----------	--	-------------------	--

Ø 5.0 mm		35880 (8.5-10 mm)	
----------	--	-------------------	--

Ø 5.5 mm			37946 (7-8.5 mm) 37947 (10-15 mm)
----------	--	--	--------------------------------------



Guided Implant Mount

RP	WP
----	----

35889	37948
-------	-------



Guided Tissue Punch

RP	WP
----	----

37155	38060
-------	-------



Handle for Guided Drill Guide

32813	
-------	--

Guided Dense Bone Screw Tap

	NP	RP	WP
--	----	----	----

Ø 3.5 mm	38179 (8.5-18 mm)		
----------	-------------------	--	--

Ø 4.3 mm		38180 (8.5-18 mm)	
----------	--	-------------------	--

Ø 5.0 mm		38181 (8.5-18 mm)	
----------	--	-------------------	--

Ø 5.5 mm			38182 (7-8.5 mm) 38183 (10-15 mm)
----------	--	--	--------------------------------------



Guided Drill Guide

	RP	WP
--	----	----

Ø 2.0 mm	32816	32816
----------	-------	-------

Ø 2.8 mm	38046	38046
----------	-------	-------

Ø 3.2 mm	35885	35885
----------	-------	-------

Ø 3.6 mm	32825	32825
----------	-------	-------

Ø 4.2 mm	35886	35886
----------	-------	-------

Ø 5.0 mm	32826	
----------	-------	--



Guided Template Abutment

RP	WP
----	----

35892	37949
-------	-------



Guided Twist Step Drill

	7-13 mm	7-18 mm
--	---------	---------

Ø 2.4/2.8 (10+)	35839	35844
-----------------	-------	-------

Ø 2.8/3.2 (10+)	35840	35875
-----------------	-------	-------

Ø 3.2/3.6 (10+)	35841	35876
-----------------	-------	-------

Ø 3.8/4.2 (10+)	35842	35877
-----------------	-------	-------

Ø 4.2/4.6 (10+)	35843	38045
-----------------	-------	-------

Ø 4.2/5.0 (10+)	37934	37945
-----------------	-------	-------



Guided Start Drill

Ø 2.0 (10+)	37152
-------------	-------




Guided Anchor Pin

Ø 1.5 mm gambo corto	34761
----------------------	-------



NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306



NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

INCLUSO NEL SET

PUR0700	NobelParallel CC Guided PureSet Tray
30909	Guided Anchor Pin Ø 1.5 mm
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
29151	Screwdriver Machine Unigrip 20 mm
28839	Manual Torque Wrench Surgical*
29167	Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic
33065	Handpiece Connector
301166	NobelParallel CC Guided PureSet Wall Chart

Guided Drill Guide

	NP	RP
Ø 2.0 mm	32814	32815
Ø 2.8 mm	32817	32818
Ø 3.2 mm	35882	
Ø 3.6 mm		35883



Guided Tissue Punch

NP	RP
38059	37154



Guided Implant Mount

NP	RP
38065	38066



Guided Template Abutment

NP	RP
38069	37158



* Articolo da smontare per la pulizia


NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306




Guided Twist Drill
Ø 1.5 x 20 mm
33066*




Guided Anchor
Pin Ø 1.5 mm
30909




Guided Anchor Pin
Ø 1.5 mm short shaft
34761*




Guided Tissue Punch
NP 38059
RP 37154
WP 6.0 (S.0) 37155*
WP 6.0 (S.5) 38060*



Guided Drill Guide NP
#3: Articolo 32817
#4: Articolo 35882



Guided Drill Guide RP 4.3
#2: Articolo 32815
#3: Articolo 35883



Guided Drill Guide RP 5.0
#3: Articolo 32816*
#2: Articolo 38046*
#5: Articolo 35885*
#6: Articolo 32823*



Guided Drill Guide WP
#8: Articolo 32826*



Guided Cortical Drill
NP Ø 3.75 38061*
RP Ø 4.3 38062*
WP Ø 5.5 38064*



Guided Screw Top
7-10 mm
NP Ø 3.75 38067*
RP Ø 4.3 38068*
WP Ø 5.5 38056*



Guided Screw Top
11-15 mm
NP Ø 3.75 38051*
RP Ø 4.3 38052*
WP Ø 5.5 38057*



Guided Screw Top
15-18 mm
NP Ø 3.75 38049*
RP Ø 4.3 38052*
WP Ø 5.5 38058*



Guided Start Drill
37152*




Guided Twist Step Drill
#1: Articolo 32818*
#2: Articolo 32819*
#3: Articolo 32820*
#4: Articolo 32821*
#5: Articolo 32822*
#6: Articolo 32823*
#7: Articolo 32824*
#8: Articolo 32825*



Prosthetic Adapter
29167



Surgical Torque
Wrench Manual
28839



Guided Implant
Mount
NP 38065
RP Ø 4.3 38066
WP Ø 5.0 38067*
WP Ø 5.5 38068*



Guided Template
Abutment
NP 38069
RP Ø 4.3 37158
WP Ø 5.0 37159*
WP Ø 5.5 38070*



Screwdriver
Machine Unigrip
29151***



Screwdriver
Manual Unigrip
29149***



Handpiece Connector
33065

* Articolo non incluso in questo set




** Articolo non incluso in questo set e disponibile anche in altre lunghezze

*** Cacciaviti disponibili in altre lunghezze

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

NON INCLUSO NEL SET
(disponibile da acquistare separatamente)

Guided Twist Drill

Ø 1.5 x 20 mm	33066	
Ø 2.0 (10+) 7-13 mm	33107	
Ø 2.0 (10+) 7-18 mm	32746	

Guided Drill Guide

	RP	WP
Ø 2.0 mm	32816	32816
Ø 2.8 mm	38046	38046
Ø 3.6 mm	35885	35885
Ø 4.2 mm	32825	32825
Ø 4.6 mm		35886
Ø 5.0 mm		32826



Guided Implant Mount

RP	WP
38067	38068



Guided Template Abutment

RP	WP
37159	38070



Guided Screw Tap

	NP	RP	WP
Ø 3.75	38047 (7-10 mm)		
	38048 (11.5-13 mm)		
	38049 (15-18 mm)		
Ø 4.3		38050 (7-10 mm)	
		38051 (11.5-13 mm)	
		38052 (15-18 mm)	
Ø 5.0		38053 (7-10 mm)	
		38054 (11.5-13 mm)	
		38055 (15-18 mm)	
Ø 5.5			38056 (7-10 mm)
			38057 (11.5-13 mm)
			38058 (11.5-15 mm)



Handle for Guided Drill Guide

32813	
-------	--

Guided Tissue Punch

RP	WP
37155	38060



Guided Start Drill

Ø 2.0 (10+)	37152
-------------	-------



Guided Anchor Pin

Ø 1.5 mm gambo corto	34761
----------------------	-------



Guided Cortical Drill

Ø 3.75	38061
Ø 4.3	38062
Ø 5.0	38063
Ø 5.5	38064




Guided Twist Step Drill

	7-13 mm	7-18 mm
Ø 2.4/2.8 (10+)	35839	35844
Ø 2.8/3.2 (10+)	35840	35875
Ø 3.2/3.6 (10+)	35841	35876
Ø 3.8/4.2 (10+)	35842	35877
Ø 4.2/4.6 (10+)	35843	38045
Ø 4.2/5.0 (10+)	37934	37945



NobelReplace® CC Guided PureSet 87307





NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

INCLUSO NEL SET

PUR0800	NobelReplace CC Guided PureSet Tray
30909	Guided Anchor Pin Ø 1.5 mm
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
29151	Screwdriver Machine Unigrip 20 mm
33065	Handpiece connector
28839	Manual Torque Wrench Surgical*
29167	Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic
301167	NobelReplace CC Guided PureSet Wall Chart

Guided Drill Guide

	NP	RP	
Ø 2.0 mm	32814	32815	
RP to NP		33018	

Guided Dense Bone Drill Tapered

	NP	RP
13 mm	32844	32847
16 mm	32845	32848



Guided Drill Tapered

	NP	RP
(+) 8 mm	32827	32831
(+) 10 mm	32828	32832
(+) 11.5 mm	36119	36120
(+) 13 mm	32829	32833
(+) 16 mm	32830	32834



Guided Implant Mount

NP	RP
37149	37150



Guided Template Abutment

NP	RP
37157	37158



Guided Tissue Punch

NP	RP
37153	37154




Guided Screw Tap Tapered

NP	RP
37171	32858



* Articolo da smontare per la pulizia

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307



* Articolo non incluso in questo set

** Articolo non incluso in questo set e disponibile anche in altre lunghezze

*** Cacciaviti disponibili in altre lunghezze

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

NON INCLUSO NEL SET
(disponibile da acquistare separatamente)

Guided Twist Drill

Ø 1.5 x 20 mm 33066



Ø 2.0 x (10+) 8-16 mm 36123



Guided Drill Guide

RP

Ø 2.0 mm 32816



WP to NP 33019



WP to RP 33020



Handle for Guided Drill Guide

32813



Guided Drill Tapered

WP

(+) 8 mm 32835

(+) 10 mm 32836

(+) 11.5 mm 36121

(+) 13 mm 32837

(+) 16 mm 32838



Irrigation Needle

2042



Guided Template Abutment

RP

37159



Guided Implant Mount

RP

37151



Guided Tissue Punch

RP

37155



Guided Screw Tap Tapered

WP

32860



Guided Dense Bone Drill Tapered

WP

13 mm

32850

16 mm

32851



Guided Cortical Drill

Ø 3.5 37167

Ø 4.3 37168

Ø 5.0 37169



Guided Start Drill

Ø 2.0 (10+) 37152




Guided Anchor Pin


Ø 1.5 mm gambo corto 34761



Componenti protesici



Prosthetic PureSet



Prosthetic PureSet Basic 87301

PUR0500 Prosthetic PureSet™ Tray

301232 Wall Chart Prosthetic PureSet Basic

Screwdriver Machine Unigrip

20 mm 29151



30 mm 29153



Screwdriver Machine Omnigrip

20 mm 37379



30 mm 37381



Screwdriver Machine Multi-unit

21 mm 29158



Handle for Machine Instruments

29161



Manual Torque Wrench Prosthetic



29165



Handle for Machine Instruments
29161




Torque Wrench Prosthetic
29165



Omnigrip machine*
20 mm 37379
30 mm 37381



Unigrip machine*
20 mm 29151
30 mm 29153



Multi-unit machine
21 mm 29158

* Cacciaviti disponibili in altre lunghezze

Prosthetic PureSet Nobel Biocare N1™ 87302

PUR0500 Nobel Biocare N1™ PureSet™ Tray

301076 Wall Chart Prosthetic PureSet

Screwdriver Machine Unigrip

30 mm 29153



Screwdriver Machine Omnigrip Mini

28 mm 300853



Screwdriver Machine Nobel Biocare N1™ Base

28 mm 300903



Screwdriver Machine Multi-unit

21 mm 29158



Handle for Machine Instruments

29161



Manual Torque Wrench Prosthetic Nobel Biocare N1™


301082



Handle for Machine
Instruments
29161



Torque Wrench Prosthetic NB N1
301082



Unigrip machine*
30 mm 29153

Screwdriver Machine Omnigrip Mini
28 mm 300853

Machine NB N1 Base
28 mm 300903

Multi-unit machine
21 mm 29158

* Cacciaviti disponibili in altre lunghezze

Prosthetic PureSet 87353

PUR0500 Prosthetic PureSet™ Tray

301076 Wall Chart Prosthetic PureSet

Screwdriver Machine Unigrip

30 mm 29153



Screwdriver Machine Omnigrip Mini

28 mm 300853



Screwdriver Machine Omnigrip

30 mm 37381



Screwdriver Machine Nobel Biocare N1™ Base

28 mm 300903



Screwdriver Machine Multi-unit

21 mm 29158



* Cacciaviti disponibili in altre lunghezze

Handle for Machine Instruments

29161



Manual Torque Wrench Prosthetic

29165



Manual Torque Wrench Prosthetic Nobel Biocare N1™


301082



Handle for Machine Instruments
29161



Torque Wrench Prosthetic
29165



Unigrip machine*
30 mm 29153

Screwdriver Machine Omnigrip Mini
28 mm 300853

Omnigrip machine*
30 mm 37381

Machine NB N1 Base
28 mm 300903

Multi-unit machine
21 mm 29158

Torque Wrench Prosthetic NB N1
301082

Strumentazione protesica aggiuntiva

NON INCLUSO NEL SET
(disponibile da acquistare separatamente)

Screwdriver Machine Omnigrip Mini

300852	Screwdriver Machine Omnigrip™ Mini 20 mm
300854	Screwdriver Machine Omnigrip™ Mini 36 mm
300855	Screwdriver Manual Omnigrip™ Mini 20 mm
300856	Screwdriver Manual Omnigrip™ Mini 36 mm

Screwdriver Nobel Biocare N1™ Base

300904	Screwdriver Machine Nobel Biocare N1™ Base 36 mm
301135	Screwdriver Manual Nobel Biocare N1™ Base 28 mm
301136	Screwdriver Manual Nobel Biocare N1™ Base 36 mm

Screwdriver Unigrip

29148	Screwdriver Manual UniGrip 20 mm
29149	Screwdriver Manual UniGrip 28 mm
29150	Screwdriver Manual UniGrip 36 mm
29151	Screwdriver Machine UniGrip 20 mm
29152	Screwdriver Machine UniGrip 25 mm
29154	Screwdriver Machine UniGrip 35 mm

Cacciaviti Multi-unit

29156	Screwdriver Manual Multi-unit 25 mm
29157	Screwdriver Manual Multi-unit Brånemark System WP 25 mm
29159	Screwdriver Machine Multi-unit Brånemark System WP 20 mm

Screwdriver Omnigrip

37376	Omnigrip Screwdriver Manual 20 mm
37377	Omnigrip Screwdriver Manual 28 mm
37378	Omnigrip Screwdriver Manual 36 mm
37379	Omnigrip Screwdriver Machine 20 mm
37380	Omnigrip Screwdriver Machine 25 mm
37382	Omnigrip Screwdriver Machine 35 mm

Screwdriver On1 Base

38752	On1 Screwdriver Machine 21 mm
38753	On1 Screwdriver Manual 25 mm

Cacciaviti NobelPearl

300661	NobelPearl Screwdriver RP/WP 19 mm
300678	NobelPearl Screwdriver RP/WP 23 mm
300681	NobelPearl Screwdriver RP/WP 28 mm

Screwdriver Cover Screw Brånemark System

DIB 097-0	Cover Screw Driver Brånemark System Hexagon
-----------	---


Cacciaviti per Sistema Locator di Zest Dental Solutions e per Ball Abutment

REF08008	Hex Latch Driver Torque Wrench .050" (1.25 mm)
REF08913	Locator Latch Type Torque Wrench Driver 23 mm
REF08914	Locator Latch Type Torque Wrench Driver 29 mm
29026	Screwdriver Manual Ball Abutment 22 mm
29027	Screwdriver Machine Ball Abutment 24 mm

Screwdriver Scan Body di Elos

C13485	Elos Accurate Screwdriver Manual Short 0.9 Hex
C13048	Elos Accurate Screwdriver Manual Long 0.9 Hex

Accessori



Accessori PureSet Tray

Ricambi

PUR0201 NobelActive/NobelParallel CC PureSet Plate

PUR0301 NobelReplace CC PureSet Plate

PUR0401 Nobel Biocare N1™ PureSet Plate


PUR0501 Prosthetic PureSet Tray Plate

PUR0601 NobelActive Guided PureSet Plate

PUR0701 NobelParallel CC Guided PureSet Plate

PUR0801 NobelReplace CC Guided PureSet Plate

PUR0901 NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/
Replace Select TC PureSet Plate



ORDINI ONLINE

È possibile ordinare l'assortimento completo dei nostri impianti e componenti protesici prefabbricati 24 ore su 24 attraverso l'Online Store di Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

ORDINI PER TELEFONO

Chiama il nostro Servizio Clienti o contatta il rappresentante di zona.

GARANZIA A VITA

Su tutti gli impianti Nobel Biocare, compresi i componenti protesici prefabbricati. Per ulteriori informazioni, visita il sito:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/pureset



88121 IT 2207 Stampato nell'Unione Europea © Nobel Biocare Services AG, 2022. Tutti i diritti riservati. Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi di fabbrica sono, salvo diversa dichiarazione o evidenza dal contesto in un caso specifico, marchi di fabbrica Nobel Biocare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a nobelbiocare.com/trademarks. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Tutte le immagini dei prodotti hanno finalità puramente illustrative e non possono essere la rappresentazione esatta del prodotto. Esclusione di responsabilità: Alcuni prodotti potrebbero non disporre dell'approvazione o dell'autorizzazione alla vendita da parte degli enti normativi in tutti i mercati. Rivolgiti all'ufficio vendite locale di Nobel Biocare per informazioni sulla gamma dei prodotti esistenti e sulla loro disponibilità. Prodotto esclusivamente soggetto a prescrizione. Attenzione: le leggi federali (Stati Uniti) limitano la vendita di questo dispositivo su richiesta di un clinico, un professionista sanitario o un medico autorizzato. Per le informazioni complete relative alle prescrizioni, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consulta le Istruzioni per l'uso.