




PureSet™

Opis produktu



nobelbiocare.com/pureset

Treść

Zabieg chirurgiczny z wolnej ręki

Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

NobelActive® PureSet 87294

NobelParallel™ CC PureSet 87295

NobelReplace® CC PureSet 87296

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

Replace Select™ TC PureSet 87299

NobelZygoma™ PureSet 88521

Chirurgia nawigowana

NobelActive® Guided PureSet 87305

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

Protetyka

Prosthetic PureSet Basic 87301

Prosthetic PureSet Nobel Biocare N1™ 87302

Prosthetic PureSet 87353

Akcesoria

Akcesoria do kasety chirurgicznej PureSet

PureSet™

Zestawy PureSet do zabiegów chirurgicznych z wolnej ręki i w nawigacji chirurgicznej dostępne są dla systemów NobelActive, NobelParallel CC, NobelReplace CC i Nobel Biocare N1.

Zestawy PureSet NobelSpeedy Groovy, Brånemark System, Replace Select TC i NobelZygoma są przeznaczone do wykonywania zabiegów chirurgicznych z wolnej ręki.

Aby zapewnić jeszcze większą skuteczność podczas zabiegów chirurgicznych z wolnej ręki, dwa z wiodących systemów implantów Nobel Biocare — NobelActive i NobelParallel CC — można przechowywać w jednej kasecie dzięki podobnym protokołom chirurgicznym, co ogranicza liczbę wymaganych narzędzi.

Łatwość, szybkość i higiena — wszystko w jednej kasie chirurgicznej PureSet

PROSTE I INTUICYJNE UŁOŻENIE

Zaprojektowane, aby odzwierciedlić procedury postępowania podczas zabiegów chirurgicznych i ułatwić znalezienie komponentów

BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE NARZĘDZI


Narzędzia chirurgiczne są przechowywane i zabezpieczane za pomocą specjalnych metalowych sprężyn

HIGIENA BEZ KOMPROMISÓW

Kasety chirurgiczne PureSet są wykonane ze stali nierdzewnej¹ i zaprojektowane do automatycznego czyszczenia z wykonaniem kilku ręcznych etapów


ZNACZNA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Znaczna oszczędność czasu, ponieważ kasetka i narzędzia mogą być przechowywane razem podczas czyszczenia i sterylizacji




¹ Kasety chirurgiczne PureSet są wykonane ze stali nierdzewnej. Wyjątek stanowią płyty PureSet i uchwyty instrumentów.

Zabieg chirurgiczny Z WOLNEJ RĘKI



Nobel Biocare N1™ PureSet



Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

PUR0400 Kasetka chirurgiczna Nobel Biocare N1 PureSet

301074 Szablon radiologiczny Nobel Biocare N1

301075 Tablica informacyjna Nobel Biocare N1 PureSet

Przełożnik implantu Nobel Biocare N1™ TCC NP, krótki

28 mm 300905



Przełożnik implantu Nobel Biocare N1™ TCC NP, długi

37 mm 300906



Przełożnik implantu Nobel Biocare N1™ TCC RP, krótki

28 mm 300907



Przełożnik implantu Nobel Biocare N1™ TCC RP, długi

37 mm 300908



Narzędzie Direction Indicator Nobel Biocare N1™

300918




Dowieszka OsseoShaper™ Nobel Biocare N1™

300923



Zgłębnik Depth Probe Nobel Biocare N1™

300924



Ręczny chirurgiczny klucz dynamometryczny Nobel Biocare N1™

301083



DOŁĄCZONE DO ZESTAWU

Klucz maszynowy Omnigrip™ Mini

28 mm 300853



Klucz maszynowy Nobel Biocare N1™ Base

28 mm 300903



Uchwyt do kluczy maszynowych

29161



Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

Klucz maszynowy Nobel Biocare N1 Base
28 mm 300903

Dowieszka OsseoShaper NB N1
300923


Narzędzie Direction Indicator NB N1
300918

Zgłębnik Depth Probe NB N1
300924


Klucz maszynowy Omnigrip Mini
28 mm 300853



Uchwyt do kluczy
maszynowych
29161



Ręczny chirurgiczny klucz dynamometryczny NB N1
301083



Przenośnik implantu NB N1 TCC NP, krótki
28 mm 300905

Przenośnik implantu NB N1 TCC NP, długi
37 mm 300906

Przenośnik implantu NB N1 TCC RP, krótki
28 mm 300907

Przenośnik implantu NB N1 TCC RP, długi
37 mm 300908

Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

Narzędzia

301077		OsseoDirector Nobel Biocare N1 Ø 1,8–2,4 × 8–14 mm
301401		OsseoDirector Nobel Biocare N1 Ø 1,8–2,4 × 8–18 mm
301081		Wiertło pilotujące do nawigacji Nobel Biocare N1 Ø 2,0 mm
301402		Wiertło pilotujące do nawigacji Nobel Biocare N1 Ø 2,0 × 8–18 mm
301078	Ø 3,5	Wiertło Twist Step Drill Ø 2,5/3,4 × 10–14 mm
301421	Ø 3,5	Wiertło Twist Step Drill Ø 2,5/3,4 × 10–18 mm
301079	Ø 4,0	Wiertło Twist Step Drill Ø 3,3/3,8 × 8–14 mm
301422	Ø 4,0	Wiertło Twist Step Drill Ø 3,3/3,8 × 8–18 mm
301080	Ø 4,8	Wiertło Twist Step Drill Ø 4,2/4,4 × 8–18 mm



OsseoShaper™ 2 Nobel Biocare N1™

300892	Ø 3,5	3,5 × 9 mm
300893	Ø 3,5	3,5 × 11 mm
300894	Ø 3,5	3,5 × 13 mm
301178	Ø 3,5	3,5 × 15 mm
300895	Ø 4,0	4,0 × 7 mm
300896	Ø 4,0	4,0 × 9 mm
300897	Ø 4,0	4,0 × 11 mm
300898	Ø 4,0	4,0 × 13 mm
301179	Ø 4,0	4,0 × 15 mm
300899	Ø 4,8	4,8 × 7 mm
300900	Ø 4,8	4,8 × 9 mm
300901	Ø 4,8	4,8 × 11 mm



Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC

	NP	RP
Ø 4,0	300909	
Ø 5,2	300910	300910



Prowadnica dla Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC

	NP	RP
Ø 4,0	300911	
Ø 5,2	300915	300916



Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

Klucze

300852	Klucz maszynowy Omnigrip Mini 20 mm
300854	Klucz maszynowy Omnigrip Mini 36 mm
300855	Klucz ręczny Omnigrip Mini 20 mm
300856	Klucz ręczny Omnigrip Mini 36 mm
300904	Klucz maszynowy Nobel Biocare N1 Base 36 mm
301135	Klucz ręczny Nobel Biocare N1 Base 28 mm
301136	Klucz ręczny Nobel Biocare N1 Base 36 mm
29158	Screwdriver Machine Multi-unit 21 mm
29156	Screwdriver Manual Multi-unit 25 mm



Klucz dynamometryczny do uzupełnień protetycznych

301082	Ręczny protetyczny klucz dynamometryczny Nobel Biocare N1
--------	---



NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

Narzędzie do usuwania łącznika Nobel Biocare N1™ TCC

	Krótkie	Długie
NP	301533	301521
RP	301534	301522




Narzędzia do usuwania śruby łącznika

Narzędzie do usuwania śruby łącznika CC 3.0/NP & TCC NP/RP	301297
Wiertło wsteczne do usuwania śruby łącznika CC 3.0/NP & TCC NP/RP	301296
Prowadnica wiertła do usuwania śruby łącznika Nobel Biocare N1 TCC NP	300919
Prowadnica wiertła do usuwania śruby łącznika Nobel Biocare N1 TCC RP	300920
Narzędzie do gwintowników korygujących Nobel Biocare N1 TCC NP	301151
Narzędzie do gwintowników korygujących Nobel Biocare N1 TCC RP	301152
Narzędzie do wyjmowania śruby podstawy N1 NP/RP	301702



NobelActive® PureSet 87294

NobelParallel™ CC PureSet 87295



NobelActive® PureSet 87294

PUR0200	Kaseta chirurgiczna NobelActive / NobelParallel CC PureSet
34584	Ręczny chirurgiczny klucz dynamometryczny NobelActive*
32180	Przenośnik chirurgiczny
32112	Narzędzie Direction Indicator Ø 2/Ø 2,4–2,8 mm × 4
37791	Zgłębnik Depth Probe w kształcie litery Z 7–18 mm
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
300352	Organizer do opakowań z implantem
37887	Szablon radiologiczny NobelActive
300781	Tablica informacyjna dotycząca kasety chirurgicznej NobelActive/NobelParallel CC PureSet

Przenośniki implantu

	3.0	NP	RP	WP
28 mm	36773	36718	36720	37859
37 mm	36774	36719	36721	37860



NobelParallel™ CC PureSet 87295

PUR0200	Kaseta chirurgiczna NobelActive / NobelParallel CC PureSet
28839	Ręczny chirurgiczny klucz dynamometryczny NobelReplace*
32112	Narzędzie Direction Indicator Ø 2/Ø 2,4–2,8 mm × 4
37791	Zgłębnik Depth Probe w kształcie litery Z 7–18 mm
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
300352	Organizer do opakowań z implantem
37792	Szablon radiologiczny NobelParallel
300781	Tablica informacyjna dotycząca kasety chirurgicznej NobelActive/NobelParallel CC PureSet

Przenośniki implantu

	NP	RP	WP
28 mm	36718	36720	37859
37 mm	36719	36721	37860



DOŁĄCZONE DO ZESTAWU

Przedłużka do wiertła

KI589B.204. 

* Rozmontować przed czyszczeniem

NobelActive® PureSet
87294

NobelParallel™ CC PureSet
87295

- * Zestaw nie zawiera produktu
** Rozmontować przed czyszczeniem
*** Dostępne są inne długości kluczy

- A Odpowiada NobelActive
P Odpowiada NobelParallel CC



Zgłębnik Depth Probe 7-18 mm
37791



Wiertło precyzyjne
36118*



Trepan typu Bone Mill
(z prowadnicą) CC
3,0 Ø 4,0 37861A*
NP Ø 4,4 37863*
RP Ø 5,2 37864*
RP Ø 5,2 37866*
RP Ø 6,2 37867*
WP Ø 6,7 37869*



Prowadnica dla Bone Mill CC
3,0 37862-A
NP 37865*
RP 37868*
WP 37870*



Twist Drill
11,5 37278-A
Ø 2 32297*



Wiertło Twist Step Drill
2,4/2,8 mm 32261*
Ø 2,8/3,2 mm 34638*
Ø 3,2/3,6 mm 34639*
Ø 3,6/4,0 mm 32276*
Ø 4,2/4,6 mm 34592*
Ø 4,2/5,0 mm 37876*



Przenośnik implantu 3,0
28 mm 36774-A
37 mm 36774



Przenośnik implantu NP
28 mm 36719
37 mm 36719



Przenośnik implantu RP
28 mm 36720
37 mm 36721



Przenośnik implantu WP
28 mm 37859
37 mm 37860




Narzędzie Direction Indicator
32112



Klucz ręczny
UniGrip 28 mm
29149***



Przedłużka do wiertła
K/589B.204



Przenośnik chirurgiczny
32180*



Ręczny chirurgiczny klucz dynamometryczny NobelActive
34584A**



Ręczny chirurgiczny klucz dynamometryczny NobelReplace
28839P**




Gwintownik^A
Ø 3,0 36816*
NP 3,5 36236*
RP 4,3 36237*
RP 5,0 36238*
WP 5,5 (7-10) 37871*
WP 5,5 (11,5-15) 37872*



Wiertło do kości korowej^P
NP 3,75 38000*
RP 4,3 38001*
RP 5,0 38002*
WP 5,5 38003*



Gwintownik^P
NP 3,75 (7-13) 37990*
NP 3,75 (7-18) 37991*
RP 4,3 (7-13) 37992*
RP 4,3 (7-18) 37993*
RP 5,0 (7-13) 37994*
RP 5,0 (7-18) 37995*
WP 5,5 (7-10) 37996*
WP 5,5 (7-15) 37997*



NobelActive® PureSet

87294

NobelParallel™ CC PureSet

87295

Wiertła

Precyzyjne	36118		
Ø 1,5	31278 (7–15 mm) ^A		
Ø 2,0	32296 (7–10 mm)	32297 (7–15 mm)	32299 (10–18 mm)
Ø 2,4/2,8	32260 (7–10 mm)	32261 (7–15 mm)	32262 (10–18 mm)
Ø 2,8/3,2	37873 (7–10 mm)	34638 (7–15 mm)	34639 (10–18 mm)
Ø 3,2/3,6	32263 (7–10 mm) ^P	32264 (7–15 mm)	32265 (10–18 mm)
Ø 3,8/4,2	32275 (7–10 mm) ^P	32276 (7–15 mm)	32277 (10–18 mm)
Ø 4,2/4,6	37874 (7–10 mm)	34582 (7–15 mm)	34583 (10–18 mm)
Ø 4,2/5,0	37875 (7–10 mm)	37876 (7–15 mm)	



Prowadnice dla Bone Mill

3.0	NP	RP	WP
37862 ^A	37865	37868	37870



NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

Gwintowniki NobelActive®

	3.0	NP	RP	WP
Ø 3,0	36816			
Ø 3,5		36236		
Ø 4,3			36237	
Ø 5,0			36238	
Ø 5,5				37871 (7–10 mm) 37872 (11,5–15 mm)



Gwintowniki NobelParallel™ CC

	NP	RP	WP
Ø 3,75	37990 (7–13 mm) 37991 (7–18 mm)		
Ø 4,3		37992 (7–13 mm) 37993 (7–18 mm)	
Ø 5,0		37994 (7–13 mm) 37995 (7–18 mm)	
Ø 5,5			37996 (7–10 mm) 37997 (7–15 mm)



Wiertła do kości korowej NobelParallel™ CC

	NP	RP	WP
Ø 3,75	38000		
Ø 4,3		38001	
Ø 5,0		38002	
Ø 5,5			38003



Trepany typu Bone Mill z prowadnicą


	3.0	NP	RP	WP
Ø 4,0	37861 ^A			
Ø 4,4		37863		
Ø 5,2		37864	37866	
Ø 6,2			37867	
Ø 6,7				37869



A Odpowiada wyłącznie NobelActive
P Odpowiada wyłącznie NobelParallel CC

NobelReplace® CC PureSet

87296



NobelReplace® CC PureSet

87296

DOŁĄCZONE DO ZESTAWU

PUR0300	Kaseta chirurgiczna NobelReplace CC PureSet
28839	Ręczny chirurgiczny klucz dynamometryczny NobelReplace*
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
300352	Organizer do opakowań z implantami
2042	Igła Irrigation Needle
37320	Szablon radiologiczny NobelReplace
300567	Tablica informacyjna NobelReplace CC PureSet

Wiertła

	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	RP Ø 5,0
8 mm	32075	32076	32077
10 mm	29367	29370	29373
11,5 mm	36113	36114	36115
13 mm	29368	29371	29374
16 mm	29369	29372	29375



Wiertła do twardej kości

	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	RP Ø 5,0
13 mm	29377	29380	29383
16 mm	29378	29381	29384



Narzędzia Direction Indicator

NP	RP	WP
32255	32256	32257



Gwintowniki

NP	RP	WP
36717	32090	32091



Przenośniki implantu

	NP	RP
28 mm	36718	36720
37 mm	36719	36721



Przedłużka wiertła

KI589B.204.	
-------------	--

* Rozmontować przed czyszczeniem

NobelReplace® CC PureSet 87296


Precision Drill
36118*

Wiertło pilotujące
stożkowe 2 mm
36117*

Bone Mill (z prowadnicą) CC
NP Ø 4,4 37863*
NP Ø 5,2 37864*
RP Ø 5,2 37866*
RP Ø 6,2 37867*

Prowadnica dla Bone Mill CC
NP 37865*
RP 37868*

- * Zestaw nie zawiera produktu
- ** Rozmontować przed czyszczeniem
- *** Dostępne są inne długości kluczy



Wiertło stożkowe NP 3,5
8 mm 32075
10 mm 32076
11.5 mm 36113
13 mm 32077
16 mm 29372

Wiertło stożkowe RP 4,3
8 mm 32076
10 mm 32077
11.5 mm 36114
13 mm 29371
16 mm 29372

Wiertło stożkowe WP 5
8 mm 32077
10 mm 32078
11.5 mm 36115
13 mm 29373
16 mm 29375



Ręczny chirurgiczny
klucz dynamometryczny
NobelReplace
28839**



Klucz ręczny
UniGrip 28 mm
29149***



Przedłużka wiertła
K1589B.204.



Stożkowe wiertło
do twardej kości 13 mm
NP 3,5 29377
RP 4,3 29380
WP 5,0 29383



Stożkowe wiertło
do twardej kości 16 mm
NP 3,5 29378
RP 4,3 29381
WP 5,0 29384

Narzędzie Direction
Indicator Tapered
NP 32255
RP 32256
WP 32257

Przenośnik implantu NP
28 mm 36718
37 mm 36719

Przenośnik implantu RP
28 mm 36720
37 mm 36721

Gwintownik stożkowy
NP 3,5 36717
RP 4,3 32090
WP 5,0 32091

NobelReplace® CC PureSet 87296

Bone Mill z prowadnicą

	NP	RP
Ø 4,4	37863	
Ø 5,2	37864	37866
Ø 6,2		37867



Prowadnice dla Bone Mill

NP	RP
37865	37868




Wiertła

36117	Wiertło pilotujące 2 mm	
36118	Precision Drill	

NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298



NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

PUR0900	Kaseta chirurgiczna NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/Replace Select TC PureSet
DIB 097-0	Klucz do śruby zamykającej Brånemark System Hexagon
32110	Klucz Brånemark System Manual Torque Wrench Surgical*
32112	Narzędzie Direction Indicator Ø 2/Ø 2,4–2,8 mm × 4
37791	Zgłębnik Depth Probe w kształcie litery Z 7–18 mm
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
300352	Organizer do opakowań z implantem
37628	Szablon radiologiczny NobelSpeedy Groovy 7–25 mm**
33097	Szablon radiologiczny Brånemark System/NobelSpeedy***
301381	Tablica informacyjna NobelSpeedy Groovy/ Brånemark System PureSet

Przenośniki implantu

	NP	RP	WP
21 mm		29129	29134**
26 mm	29126**	29130	29135**
34 mm	29127**		



Klucz przenośnika implantu

	NP	RP	WP
12 mm		29132	29136**
21 mm	29128**		



DOŁĄCZONE DO ZESTAWU

Dowieszka trzonu

KI589B.204.



* Rozmontować przed czyszczeniem


** Wyrób dołączany wyłącznie do NobelSpeedy Groovy PureSet

*** Wyrób dołączany wyłącznie do Brånemark System PureSet

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

- * Zestaw nie zawiera produktu
- ** Rozmontować przed czyszczeniem
- *** Dostępne są inne długości kluczy
- B Odpowiada Brånemark System
- S Odpowiada NobelSpeedy Groovy



Zgłębnik Depth Probe NobelSpeedy
18–25 mm
37692**

Zgłębnik Depth Probe w kształcie
liter Z 7–18 mm
37791



Wiertło precyzyjne
36118*



Trepan typu Bone Mill (z prowadnicą)
Bmk Syst
NP Ø 4,5 33392*
RP Ø 5,1 33393*
WP Ø 6,5 33495*




Prowadnica dla Bone Mill
Bmk Syst
NP 33496*
RP 33497*
WP 33498*



Narzędzie Direction
wrench
Ø 2/Ø 3,4–2,8 mm
32112



Klucz ręczny
UniGrip 28 mm
29149**



Klucz do śruby zamykającej
Bmk Syst Hexagon
DIB 097-0



Klucz Brånemark System
Manual Torque
Wrench Surgical
32110**




Pogłębiacz Brånemark
System
NP 32281*
RP 32283*
WP 32285*




Przedłużka wiertła
K1589B.204.



Gwintownik
NP Ø 3,3 7–15 mm 37627*
RP Ø 3,75 7–13 mm 32290**
RP Ø 3,75 7–18 mm 32291**
RP Ø 4 7–13 mm 33071*
RP Ø 4 7–18 mm 33073*
WP Ø 5 7–13 mm 32292*
WP Ø 5 7–18 mm 32293*
WP Ø 6 7–13 mm 32294**
WP Ø 6 7–18 mm 32295**



Wiertło
7–10 mm
Ø 2 (nr 1) 32266*
Ø 2,4/2,8 (nr 2) 32265*
Ø 3 (nr 3) 32267*
Ø 3,2 (nr 4) 32269*
Ø 3,4 (nr 5) 32272*
Ø 3,2/3,6 (nr 6) 32263*
Ø 3,6/4,2 (nr 7) 32275*
Ø 5 (nr 8) 32278**



7–15 mm
Ø 2 (nr 1) 32297*
Ø 2,4/2,8 (nr 2) 32261*
Ø 3 (nr 3) 32267*
Ø 3,2 (nr 4) 32270*
Ø 3,4 (nr 5) 32273*
Ø 3,2/3,6 (nr 6) 32274*
Ø 3,6/4,2 (nr 7) 32276*
Ø 5 (nr 8) 32279**



10–18 mm
Ø 2 (nr 1) 32299*
Ø 2,4/2,8 (nr 2) 32262*
Ø 3 (nr 3) 32267*
Ø 3,2 (nr 4) 32271*
Ø 3,4 (nr 5) 32274*
Ø 3,2/3,6 (nr 6) 32265*
Ø 3,6/4,2 (nr 7) 32277*
Ø 5 (nr 8) 32280**



18–25 mm
Ø 2,0 (nr 1) 37616**
Ø 2,1 LS (nr 1) 37618**
Ø 2,4/2,8 (nr 2) 37618**
Ø 2,4/2,8 LS (nr 2) 37620**
Ø 3,2 (nr 4) 37616**
Ø 3,4 (nr 5) 37617**



Przenośnik Implantu
Bmk Syst
NP 24 mm 29125*
RP 24 mm 29127*
WP 24 mm 29129*
NP 26 mm 29130*
RP 26 mm 29131*
WP 26 mm 29132*
NP 28 mm 29133*
WP 28 mm 29135*



Adapter do klucza
przenośnika Implantu
Bmk Syst
NP 21 mm 29128*
RP 21 mm 29132*
WP 21 mm 29133*
NP 22 mm 29136*
WP 22 mm 29136*

NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298

NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

Wiertła

Precyzyjne	36118				
Ø 2,0	32296 (7–10 mm)	32297 (7–15 mm)	32299 (10–18 mm)	37614 (18–25 mm) ^S	37619 (18–25 mm) LS ^S
Ø 2,4/2,8	32260 (7–10 mm)	32261 (7–15 mm)	32262 (10–18 mm)	37618 (18–25 mm) ^S	37620 (18–25 mm) LS ^{*S}
Ø 3,0	32266 (7–10 mm)	32267 (7–15 mm)	32268 (10–18 mm)		
Ø 3,2	32269 (7–10 mm)	32270 (7–15 mm)	32271 (10–18 mm)	37616 (18–25 mm) ^S	
Ø 3,4	32272 (7–10 mm)	32273 (7–15 mm)	32274 (10–18 mm)	37617 (18–25 mm) ^S	
Ø 3,2/3,6	32263 (7–10 mm)	32264 (7–15 mm)	32265 (10–18 mm)		
Ø 3,8/4,2	32275 (7–10 mm)	32276 (7–15 mm)	32277 (10–18 mm)		
Ø 5,0	32278 (7–10 mm) ^S	32279 (7–15 mm) ^S	32280 (10–18 mm) ^S		



Trepany typu Bone Mill (z prowadnicą) Bmk Syst

	NP	RP	WP
Ø 4,5	33392		
Ø 5,1		33393	
Ø 6,5			33495



Prowadnice dla Bone Mill Bmk Syst

NP	RP	WP
33496	33497	33498




Pogłębiacz Brånemark System®

NP	RP	WP
32281	32283	32285



Zgłębnik Depth Probe NobelSpeedy® 18–25 mm

37692^S



B Odpowiada wyrobom Brånemark System

S Odpowiada wyrobom NobelSpeedy Groovy

* Wyrób należy wyciągnąć przed nałożeniem pokrywy na kasety

NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298

NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

Przenośniki implantu

	NP	RP	WP
21 mm			29134*
26 mm	29126*		29135*
34 mm	29127*	29131	



Klucz przenośnika implantu


	NP	RP	WP
12 mm			29136*
21 mm	29128*	29133	



* dołączony wyłącznie do NobelSpeedy Groovy PureSet

Replace Select™ TC PureSet

87299



Replace Select™ TC PureSet

87299

DOŁĄCZONE DO ZESTAWU

PUR0900	Kaseta chirurgiczna NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/Replace Select TC PureSet
28839	Ręczny chirurgiczny klucz dynamometryczny NobelReplace*
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
32112	Narzędzie Direction Indicator Ø 2/Ø 2,4–2,8 mm × 4
37791	Zgłębnik Depth Probe w kształcie litery Z 7–18 mm
300352	Organizer do opakowań z implantem
71580	Szablon radiologiczny — Replace Select TC
301382	Tablica informacyjna Replace Select™ TC PureSet

Przenośniki implantów NobelReplace®

	NP	RP
28 mm	36124	36126



Przedłużka wiertła

KI589B.204.



* Rozmontować przed czyszczeniem

Replace Select™ TC PureSet 87299

- * Zestaw nie zawiera produktu
- ** Rozmontować przed czyszczeniem
- *** Dostępne są inne długości kluczy




Zgłębnik Depth Probe w kształcie litery Z 7-18 mm 37791



Wiertło precyzyjne 36118*



Bone Mill z prowadnicą NobRpl
NP Ø 4,6 36830*
RP Ø 5,3 36831*



Wiertło 36118
Ø 2 (nr 1) 32296*
Ø 2,4/2,8 (nr 2) 32260*
Ø 3 (nr 3) 32266*
Ø 3,2 (nr 4) 32269*
Ø 3,4 (nr 5) 32272*

7-15 mm
Ø 2 (nr 1) 32297*
Ø 2,4/2,8 (nr 2) 32261*
Ø 3 (nr 3) 32267*
Ø 3,2 (nr 4) 32270*
Ø 3,4 (nr 5) 32273*

10-18 mm
Ø 2 (nr 1) 32299*
Ø 2,4/2,8 (nr 2) 32262*
Ø 3 (nr 3) 32268*
Ø 3,2 (nr 4) 32271*
Ø 3,4 (nr 5) 32274*



Klucz Brånemark System
Manual Torque Wrench Surgical
32110**



Klucz ręczny
UniGrip 28 mm
29149***



Przedłużka wiertła
K1589B.204.



Narzędzie Direction
Indicator
Ø 2/Ø 2,4-2,8 mm
32112



Przewodnik Implantu
NobRpl
NP krótki 36124
RP krótki 36125*
RP długi 36126
RP długi 36127*



Gwintownik
NP Ø 3,3 7-15 mm 37627*
RP Ø 4,7-13 mm 33072*
RP Ø 4,7-18 mm 33073*

Replace Select™ TC PureSet 87299

NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

Wiertła

Precyzyjne	36118		
Ø 2,0	32296 (7–10 mm)	32297 (7–15 mm)	32299 (10–18 mm)
Ø 2,4/2,8	32260 (7–10 mm)	32261 (7–15 mm)	32262 (10–18 mm)
Ø 3,0	32266 (7–10 mm)	32267 (7–15 mm)	32268 (10–18 mm)
Ø 3,2	32269 (7–10 mm)	32270 (7–15 mm)	32271 (10–18 mm)
Ø 3,4	32272 (7–10 mm)	32273 (7–15 mm)	32274 (10–18 mm)



Gwintowniki

	NP	RP
Ø 3,3	37627 (7–15 mm)	
Ø 4,0		33072 (7–13 mm) 33073 (7–18 mm)



Bone Mill z prowadnicą NobelReplace®

	NP	RP
Ø 4,6	36830	
Ø 5,3		36831



Przenośniki implantów NobelReplace®

	NP	RP
37 mm	36125	36127



NobelZygoma™ PureSet 88521



NobelZygoma™ PureSet 88521

DOŁĄCZONE DO ZESTAWU

Ogólne

PUR1000	Kaseta chirurgiczna NobelZygoma PureSet
301711	Tablica informacyjna NobelZygoma PureSet
37786	Uchwyt Zygoma Handle
29165	Ręczny protetyczny klucz dynamometryczny*



Wskaźnik głębokości

37789	Prosty wskaźnik Zygoma Depth Indicator Straight
37790	Kątowy wskaźnik Zygoma Depth Indicator Angled



Przenośniki

29081	Przenośnik do kątownicy Connection to Handpiece
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
29152	Screwdriver Machine UniGrip 25 mm
DIB 097-0	Klucz do śruby zamykającej Brånemark System Hexagon
29158	Screwdriver Machine Multi-unit 21 mm
29129	Przenośnik implantu Brånemark System RP 21 mm
29132	Adapter do klucza przenośnika implantu Brånemark System RP 12 mm



Ośłona wiertła

37787	Ośłona Zygoma Drill Guard
37788	Ośłona krótka Zygoma Drill Guard Short



* Rozmontować przed czyszczeniem

NobelZygoma™ PureSet 88521

Kątowy wskaźnik Zygoma Depth
Indicator Angled
37790

Prosty wskaźnik Zygoma Depth
Indicator Straight
37789

Adapter Manual Torque
Wrench Adapter Prosthetic
29167

Ręczny protetyczny klucz
dynamometryczny
29165

Wiertło pilotujące Bmk Syst Zygoma 3,5 mm
32630 (krótkie 32791)


Wiertło Bmk Syst Zygoma Twist Drill 2,9 mm
32628 (krótkie 32629)

Wiertło Bmk Syst Zygoma Twist Drill 3,5 mm
32631 (krótkie 32632)

Wiertło obrotowe NobelZygoma Ø 4,0 mm
37770 (krótkie 37771)

Wiertło obrotowe NobelZygoma Ø 4,4 mm
37772 (krótkie 37773)

Wiertło różyczkowe Brånemark System Zygoma Round Bur
DIA 578-0



Klucz Unigrip
29149, ręczny 28 mm
29152, maszynowy 25 mm

Screwdriver Machine
Multi-unit 21 mm
29158

Klucz do śruby zamykającej
Bmk Syst Hexagon
DIB 097-0

Przenośnik do kątownicy
Connection to Handpiece
(przenośnik implantu Zygoma 45°)
29081

Przenośnik implantu
Driver Bmk Syst RP 21 mm
(przenośnik implantu Zygoma Ø7)
29129

Adapter Imgl Driver Wrench
Adap Bmk Syst RP 12 mm
(adapter uchwyty Zygoma Ø7)
29132

- * Zestaw nie zawiera produktu
- ** Rozmontować przed czyszczeniem
- *** Dostępne są inne długości kluczy

Ochrona Zygoma Drill Guard
37787
37788 krótka

Uchwyt Zygoma Handle
37786

NobelZygoma™ PureSet 88521

NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

Wiertła

DIA 578-0 Wiertło różyczkowe Brånemark System Zygoma Round Bur



32630 Wiertło pilotujące Brånemark System Zygoma 3,5 mm



32791 Wiertło pilotujące Brånemark System Zygoma 3,5 mm, krótkie



32628 Wiertło obrotowe Brånemark System Zygoma 2,9 mm



37766 Wiertło obrotowe NobelZygoma 0° 2,9 mm



32629 Wiertło obrotowe Brånemark System Zygoma 2,9 mm, krótkie



37767 Wiertło obrotowe NobelZygoma 0° 2,9 mm, krótkie



32631 Wiertło obrotowe Brånemark System Zygoma 3,5 mm



37768 Wiertło obrotowe NobelZygoma 0° 3,5 mm



32632 Wiertło obrotowe Brånemark System Zygoma 3,5 mm, krótkie



37769 Wiertło obrotowe NobelZygoma 0° 3,5 mm, krótkie



37770 Wiertło obrotowe NobelZygoma 0° 4,0 mm



37771 Wiertło obrotowe NobelZygoma 0° 4,0 mm, krótkie



37772 Wiertło obrotowe NobelZygoma 0° 4,0 mm




37773 Wiertło obrotowe NobelZygoma 0° 4,4 mm, krótkie



Chirurgia

NAWIGOWANA



NobelActive® Guided PureSet 87305



NobelActive® Guided PureSet 87305

PUR0600	Kaseta chirurgiczna NobelActive Guided PureSet
30909	Pin stabilizujący Guided Anchor Pin Ø 1,5 mm
33065	Łącznik do kątницы
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
29151	Screwdriver Machine UniGrip 20 mm
29167	Adapter Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic*
34584	Ręczny chirurgiczny klucz dynamometryczny NobelActive
301165	Tablica informacyjna NobelActive Guided PureSet

Nawigowane prowadnice wiertła

	NP	RP
Ø 2,0	32814	32815
Ø 2,8	32817	32818
Ø 3,2	35882	32822
Ø 3,6		35883
Ø 4,2		35884



Przeñośniki implantu

NP	RP
35887	35888



Przykręcane łączniki do stabilizacji szablony

NP	RP
35890	35891



DOŁĄCZONE DO ZESTAWU

Nawigowane wiertła do perforacji tkanki miękkiej Tissue Punch

NP	RP
37153	37154



* Rozmontować przed czyszczeniem

NobelActive® Guided PureSet 87305


- * Zestaw nie zawiera produktu
 ** Zestaw nie zawiera produktu. Dostępne są inne długości
 *** Dostępne są inne długości kluczy

Wiertło Guided Twist Drill
 Ø 1,5 x 20 mm
 33066*

Pin stabilizujący Guided
 Anchor
 Pin Ø 1,5 mm
 30909

Pin stabilizujący Guided
 Anchor Pin
 Ø 1,5 mm, z krótkim
 trzonem
 34761*

Nawigowane wiertło do
 perforacji tkanki miękkiej
 Tissue Punch
 NP 37153
 RP 37154
 WP/6.0 (5.0) 37155*
 WP/6.0 (5.5) 38060*



NobelActive® Guided PureSet 87305

Wiertło Guided Twist Drill

Ø 1,5 × 20 mm	33066	
---------------	-------	---

Pilotujące wiertła Twist Drill do chirurgii nawigowanej

Ø 1,5 (10+) 10–15 mm	37397	
Ø 2,0 (10+) 7–13 mm	33107	
Ø 2,0 (10+) 7–18 mm	32746	

Gwintownik do chirurgii nawigowanej

NP	RP	WP
Ø 3,5 mm	35878 (8,5–10 mm)	
Ø 4,3 mm	35879 (8,5–10 mm)	
Ø 5,0 mm	35880 (8,5–10 mm)	
Ø 5,5 mm		37946 (7–8,5 mm) 37947 (10–15 mm)



Przenośniki implantu

RP	WP
35889	37948



Uchwyt do nawigowanej prowadnicy wiertła

32813



Gwintownik do chirurgii nawigowanej do twardej kości

NP	RP	WP
Ø 3,5 mm	38179 (8,5–18 mm)	
Ø 4,3 mm	38180 (8,5–18 mm)	
Ø 5,0 mm	38181 (8,5–18 mm)	
Ø 5,5 mm		38182 (7–8,5 mm) 38183 (10–15 mm)



Nawigowane wiertła do perforacji tkanki miękkiej Tissue Punch

RP	WP
37155	38060

Nawigowane prowadnice wiertła

	RP	WP
Ø 2,0 mm	32816	32816
Ø 2,8 mm	38046	38046
Ø 3,2 mm	35885	35885
Ø 3,6 mm	32825	32825
Ø 4,2 mm	35886	35886
Ø 5,0 mm		32826



Przykręcane łączniki do stabilizacji szablony

RP	WP
35892	37949



NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

Wiertła pilotujące Twist Step Drill

	7–13 mm	7–18 mm
Ø 2,4/2,8 (10+)	35839	35844
Ø 2,8/3,2 (10+)	35840	35875
Ø 3,2/3,6 (10+)	35841	35876
Ø 3,8/4,2 (10+)	35842	35877
Ø 4,2/4,6 (10+)	35843	38045
Ø 4,2/5,0 (10+)	37934	37945



Wiertło typu różyczka

Ø 2,0 (10+)	37152
-------------	-------



Piny stabilizujące Guided Anchor Pin

Ø 1,5 mm, z krótkim trzonem	34761
--------------------------------	-------



NobelParallel™ C Guided PunchSet

Legend:

- NP = cortical drill
- RP = cortical drill
- WP = screw tap

Table 1: Bone density and tool configuration

Bone density	Soft	Medium	Dense
NP Ø3.75	2 (3)	2 3 C (5)	2 3 4 C 5
RP Ø4.3	2 (5)	2 3 5 C (5)	2 3 5 C 5
RP Ø5.0	2 3 5 (6)	2 3 5 6 C (5)	2 3 5 6 C 5
WP Ø5.5	2 3 5 7 (8)	2 3 5 8 C (5)	2 3 5 8 C 5

Table 2: Tool configuration for different bone densities

Tool	Soft	Medium	Dense
NP Ø3.75	2 (3)	2 3 C (5)	2 3 4 C 5
RP Ø4.3	2 (5)	2 3 5 C (5)	2 3 5 C 5
RP Ø5.0	2 3 5 (6)	2 3 5 6 C (5)	2 3 5 6 C 5
WP Ø5.5	2 3 5 7 (8)	2 3 5 8 C (5)	2 3 5 8 C 5

Bone density	Soft	Medium	Dense
NP Ø 3.75	2 [3]	2 3 C [5]	2 3 4 C 5
RP Ø 4.3	2 3 [5]	2 3 5 C [5]	2 3 5 C 5
RP Ø 5.0	2 3 5 [6]	2 3 5 6 C [5]	2 3 5 6 C 5
WP Ø 5.5	2 3 5 7 [8]	2 3 5 8 C [5]	2 3 5 8 C

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

DOŁĄCZONE DO ZESTAWU

PUR0700	Kaseta chirurgiczna NobelParallel CC Guided PureSet
30909	Pin stabilizujący Guided Anchor Pin Ø 1,5 mm
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
29151	Screwdriver Machine UniGrip 20 mm
28839	Ręczny chirurgiczny klucz dynamometryczny*
29167	Adapter Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic
33065	Łącznik do kątnicy
301166	Tablica informacyjna NobelParallel CC Guided PureSet

Nawigowane prowadnice wiertła

	NP	RP
Ø 2,0 mm	32814	32815
Ø 2,8 mm	32817	32818
Ø 3,2 mm	35882	
Ø 3,6 mm		35883



Nawigowane wiertła do perforacji tkanki miękkiej Tissue Punch

NP	RP
38059	37154



Przeñośniki implantu

NP	RP
38065	38066



Przykręcane łączniki do stabilizacji szablonu


NP	RP
38069	37158



* Rozmontować przed czyszczeniem

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

- * Zestaw nie zawiera produktu
- ** Zestaw nie zawiera produktu. Dostępne są inne długości
- *** Dostępne są inne długości kluczy



NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

Wiertła Guided Twist Drill

Ø 1,5 × 20 mm	33066	
Ø 2,0 (10+) 7-13 mm	33107	
Ø 2,0 (10+) 7-18 mm	32746	

Nawigowane prowadnice wiertła

	RP	WP
Ø 2,0 mm	32816	32816
Ø 2,8 mm	38046	38046
Ø 3,6 mm	35885	35885
Ø 4,2 mm	32825	32825
Ø 4,6 mm		35886
Ø 5,0 mm		32826



Przenośniki implantu

RP	WP
38067	38068



Przykręcane tączniki do stabilizacji szablonu

RP	WP
37159	38070



Gwintownik do chirurgii nawigowanej

	NP	RP	WP
Ø 3,75	38047 (7-10 mm)	38048 (11,5-13 mm)	38049 (15-18 mm)
Ø 4,3		38050 (7-10 mm)	38051 (11,5-13 mm)
		38052 (15-18 mm)	
Ø 5,0		38053 (7-10 mm)	38054 (11,5-13 mm)
		38055 (15-18 mm)	
Ø 5,5		38056 (7-10 mm)	38057 (11,5-13 mm)
		38058 (11,5-15 mm)	



Uchwyt do nawigowanej prowadnicy wiertła

32813	
-------	--

Nawigowane wiertła do perforacji tkanki miękkiej Tissue Punch

RP	WP
37155	38060



Wiertło typu różyczka

Ø 2,0 (10+)	37152
-------------	-------



Piny stabilizujące Guided Anchor Pin

Ø 1,5 mm, z krótkim trzonem	34761
-----------------------------	-------



Nawigowane wiertła do kości korowej

Ø 3,75	38061
Ø 4,3	38062
Ø 5,0	38063
Ø 5,5	38064




Wiertła pilotujące Twist Step Drill

	7-13 mm	7-18 mm
Ø 2,4/2,8 (10+)	35839	35844
Ø 2,8/3,2 (10+)	35840	35875
Ø 3,2/3,6 (10+)	35841	35876
Ø 3,8/4,2 (10+)	35842	35877
Ø 4,2/4,6 (10+)	35843	38045
Ø 4,2/5,0 (10+)	37934	37945



NobelReplace® CC Guided PureSet 87307



NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

DOŁĄCZONE DO ZESTAWU


PUR0800	Kaseta chirurgiczna NobelReplace CC Guided PureSet
30909	Pin stabilizujący Guided Anchor Pin Ø 1,5 mm
29149	Screwdriver Manual Unigrip 28 mm
29151	Screwdriver Machine UniGrip 20 mm
33065	Łącznik do kątницы
28839	Ręczny chirurgiczny klucz dynamometryczny*
29167	Adapter Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic
301167	Tablica informacyjna NobelReplace CC Guided PureSet

Nawigowane prowadnice wiertła

	NP	RP	
Ø 2,0 mm	32814	32815	
RP do NP		33018	


Nawigowane wiertła stożkowe do twardej kości

	NP	RP
13 mm	32844	32847
16 mm	32845	32848



Nawigowane wiertła stożkowe

	NP	RP
(+) 8 mm	32827	32831
(+) 10 mm	32828	32832
(+) 11,5 mm	36119	36120
(+) 13 mm	32829	32833
(+) 16 mm	32830	32834



Przeñośniki implantu

NP	RP
37149	37150



Przykręcane łączniki do stabilizacji szablony

NP	RP
37157	37158




Nawigowane wiertła do perforacji tkanki miękkiej Tissue Punch

NP	RP
37153	37154




Gwintowniki stożkowe nawigowane

NP	RP
37171	32858



* Rozmontować przed czyszczeniem

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307



- * Zestaw nie zawiera produktu
- ** Zestaw nie zawiera produktu. Dostępne są inne długości
- *** Dostępne są inne długości kluczy

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

Wiertła Guided Twist Drill

Ø 1,5 × 20 mm 33066

Ø 2,0 × (10+) 8-16 mm 36123



Nawigowane prowadnice wiertła

RP

Ø 2,0 mm 32816



WP do NP 33019



WP do RP 33020



Uchwyt do nawigowanej prowadnicy wiertła

32813



Nawigowane wiertła stożkowe

WP

(+) 8 mm

32835

(+) 10 mm

32836

(+) 11,5 mm


36121

(+) 13 mm

32837

(+) 16 mm

32838



Igła Irrigation Needle

2042



Przykręcane łączniki do stabilizacji szablony

RP

37159



Przenośnik implantu

RP

37151



Nawigowane wiertło do perforacji tkanki miękkiej Tissue Punch

RP

37155



Gwintownik stożkowy nawigowany

WP

32860



Nawigowane wiertła stożkowe do twardej kości

WP

13 mm

32850

16 mm

32851



Nawigowane wiertła do kości korowej

Ø 3,5

37167

Ø 4,3

37168

Ø 5,0

37169



Wiertło typu różyczka

Ø 2,0 (10+)

37152




Piny stabilizujące Guided Anchor Pin

Ø 1,5 mm, z krótkim
trzonem

34761



Protetyka



Kaseta protetyczna PureSet Basic 87301

PUR0500 Kaseta chirurgiczna Prosthetic PureSet

301232 Tablica informacyjna Prosthetic PureSet Basic

Screwdriver Machine UniGrip™

20 mm 29151 

30 mm 29153 

Klucz maszynowy Omnigrip™

20 mm 37379 

30 mm 37381 

Klucz maszynowy Omnigrip™ Mini

28 mm 300853 

Screwdriver Machine Multi-unit

21 mm 29158 

Uchwyt do kluczy maszynowych

29161 

Ręczny protetyczny klucz dynamometryczny

29165 


* Dostępne są inne długości kluczy



Uchwyt do kluczy
maszynowych
29161



Protetyczny klucz dynamometryczny
29165




Klucz maszynowy Omnigrip®
20 mm 37379
30 mm 37381



Klucz maszynowy Omnigrip Mini
28 mm 300853



Klucz maszynowy UniGrip®
20 mm 29151
30 mm 29153



Klucz maszynowy Multi-unit
21 mm 29158

Kaseta protetyczna PureSet Nobel Biocare N1™ 87302

PUR0500 Kaseta chirurgiczna Nobel Biocare N1 PureSet

301076 Tablica informacyjna Prosthetic PureSet

Screwdriver Machine UniGrip™

30 mm 29153



Klucz maszynowy Omnigrip™ Mini

28 mm 300853



Klucz maszynowy Nobel Biocare N1™ Base

28 mm 300903



Screwdriver Machine Multi-unit

21 mm 29158



Uchwyt do kluczy maszynowych

29161




Ręczny protetyczny klucz dynamometryczny Nobel Biocare N1™

301082



Uchwyt do kluczy
maszynowych
29161



Protetyczny klucz dynamometryczny NB N1
301082



Klucz maszynowy Unigrip™
30 mm 29153

Klucz maszynowy Omnigrip Mini
28 mm 300853

Klucz maszynowy NB N1 Base
28 mm 300903

Klucz maszynowy Multi-unit
21 mm 29158

* Dostępne są inne długości kluczy

Kaseta protetyczna PureSet 87353

PUR0500 Kaseta chirurgiczna Prosthetic PureSet

301076 Tablica informacyjna Prosthetic PureSet

Screwdriver Machine UniGrip™

30 mm 29153



Klucz maszynowy Omnigrip™ Mini

28 mm 300853



Klucz maszynowy Omnigrip™

30 mm 37381



Klucz maszynowy Nobel Biocare N1™ Base

28 mm 300903



Klucz maszynowy Multi-unit

21 mm 29158



* Dostępne są inne długości kluczy

Uchwyt do kluczy maszynowych

29161



Ręczny protetyczny klucz dynamometryczny

29165



Ręczny protetyczny klucz dynamometryczny Nobel Biocare N1™


301082



Uchwyt do kluczy
maszynowych
29161



Protetyczny klucz dynamometryczny
29165



Klucz maszynowy UniGrip™
30 mm 29153



Klucz maszynowy Omnigrip™ Mini
28 mm 300853



Klucz maszynowy Omnigrip™
30 mm 37381



Klucz maszynowy NB N1 Base
28 mm 300903



Klucz maszynowy Multi-unit
21 mm 29158

Protetyczny klucz dynamometryczny NB N1
301082

Dodatkowe narzędzia protetyczne

NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
(dostępne do kupienia osobno)

Klucze Omnigrip™ Mini

300852	Klucz maszynowy Omnigrip Mini 20 mm
300854	Klucz maszynowy Omnigrip Mini 36 mm
300855	Klucz ręczny Omnigrip Mini 20 mm
300856	Klucz ręczny Omnigrip Mini 36 mm

Klucze Nobel Biocare N1™ Base

300904	Klucz maszynowy Nobel Biocare N1 Base 36 mm
301135	Klucz ręczny Nobel Biocare N1 Base 28 mm
301136	Klucz ręczny Nobel Biocare N1 Base 36 mm

Klucze Unigrip™

29148	Screwdriver Manual UniGrip 20 mm
29149	Screwdriver Manual UniGrip 28 mm
29150	Screwdriver Manual UniGrip 36 mm
29151	Screwdriver Machine UniGrip 20 mm
29152	Screwdriver Machine UniGrip 25 mm
29154	Screwdriver Machine UniGrip 35 mm

Klucze Multi-unit

29156	Screwdriver Manual Multi-unit 25 mm
29157	Screwdriver Manual Multi-unit Brånemark System WP 25 mm
29159	Screwdriver Machine Multi-unit Brånemark System WP 20 mm

Klucze Omnigrip™

37376	Klucz ręczny Omnigrip 20 mm
37377	Klucz ręczny Omnigrip 28 mm
37378	Klucz ręczny Omnigrip 36 mm
37379	Klucz maszynowy Omnigrip 20 mm
37380	Klucz maszynowy Omnigrip 25 mm
37382	Klucz maszynowy Omnigrip 35 mm

Klucze On1 Base

38752	Klucz maszynowy On1 21 mm
38753	Klucz ręczny On1 25 mm

Klucze NobelPearl™

300661	Klucz NobelPearl RP/WP 19 mm
300678	Klucz NobelPearl RP/WP 23 mm
300681	Klucz NobelPearl RP/WP 28 mm

Klucz do śruby zamykającej Brånemark System®

DIB 097-0	Klucz do śruby zamykającej Brånemark System Hexagon
-----------	---


Klucze Locator® System firmy Zest Dental Solutions i łączniki kulkowe

REF08008	Sześciokątny klucz dynamometryczny z zatraskiem 0,050" (1,25 mm)
REF08913	Klucz dynamometryczny z zatraskiem lokatora 23 mm
REF08914	Klucz dynamometryczny z zatraskiem lokatora 29 mm
29026	Screwdriver Manual Ball Abutment 22 mm
29027	Screwdriver Machine Ball Abutment 24 mm

Klucze Scan Body Elos Accurate™

C13485	Klucz ręczny Elos Accurate krótki 0,9 sześciokątny
C13048	Klucz ręczny Elos Accurate długi 0,9 sześciokątny

Akcesoria



Akcesoria do kasety chirurgicznej PureSet

Płyty

PUR0201	Płyta NobelActive / NobelParallel CC PureSet
PUR0301	Płyta NobelReplace CC PureSet
PUR0401	Płyta Nobel Biocare N1 PureSet
PUR0501	Płyta do kasety Prosthetic PureSet
PUR0601	Płyta NobelActive Guided PureSet
PUR0701	Płyta NobelParallel CC Guided PureSet
PUR0801	Płyta NobelReplace CC Guided PureSet
PUR0901	Płyta NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet
PUR1001	Płyta NobelZygoma PureSet



ZAMÓWIENIA INTERNETOWE

Pełny asortyment implantów oraz gotowe komponenty protetyczne można zamawiać przez całą dobę za pośrednictwem sklepu internetowego firmy Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE

Należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub z przedstawicielem handlowym.

DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Na wszystkie implanty Nobel Biocare oraz prefabrykowane komponenty protetyczne. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/pureset



GMT89274 PL 2405 Wydrukowano w UE © Nobel Biocare Services AG, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nobel Biocare, logo Nobel Biocare i wszystkie pozostałe znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Nobel Biocare, chyba że stwierdzono inaczej lub w danym przypadku coś innego w sposób oczywisty wynika z kontekstu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej nobelbiocare.com/trademarks. Zdjęcia produktów nie zawsze przedstawiają je w skali. Wszystkie zdjęcia produktów służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą nie stanowić dokładnego odwzorowania produktu. Wyłączenie odpowiedzialności: niektóre produkty mogą nie być zatwierdzone prawnie/dopuszczone do sprzedaży na wszystkich rynkach. W sprawie aktualnego asortymentu produktów i ich dostępności prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Nobel Biocare. Na mocy prawa federalnego (Stany Zjednoczone) lub prawa w jurysdykcji użytkownika sprzedaż tego produktu może być prowadzona wyłącznie przez stomatologa lub lekarza albo na ich zlecenie. Pełne informacje dotyczące przepisywania, w tym wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności, można znaleźć w instrukcji użycia.