


New Release 2021.8.23~

N Nobel
Biocare™

Nobel Zygoma 0°

上顎骨の重度な骨吸収に対応する
グラフトレス・ソリューション – ザイゴマにストレートの
インプラントヘッドを特長とする
新しいノーベルザイゴマ0°が発売になりました。



直径5mmのスレッド外径、真っ直ぐなインプラントヘッド、マウントフリーの埋入により、インプラント埋入時の柔軟性が向上します。新しい45° および60° マルチユニットアバットメントと、標準型ブローネマルクシステム補綴コンポーネントとの互換性により、補綴の利便性を高めます。

**WE FOLLOW NO
ONE.**

ノーベルザイゴマ 0°インプラント

ツイストドリル、マルチユニット・アバットメントはノーベルザイゴマ 0°インプラント専用となっております。ヒーリング・アバットメント、インプラントドライバー、印象用コーピングは、通常のブローネマルクシステム MkIII 用の製品をご利用いただけます。

ノーベルザイゴマ 0°インプラント

30 mm	38275
35 mm	38276
37.5 mm	38277
40 mm	38278
42.5 mm	38279
45 mm	38280
47.5 mm	38281
50 mm	38282

インプラントはカバースクリューが同梱されます。インプラントマウントは付属しておりません。

カバースクリューブローネマルク用 RP	28987
---------------------	-------

カバースクリューは、通常のブローネマルクシステム MkIII タイユナイト RP 用と共通です。

ガイドドリル & ノーベルザイゴマ 0°用ツイストドリル

ガイドドリル	DIA 578-0
ツイストドリル 2.9 mm	37766
ツイストドリル 2.9 mm ショート	37767
ツイストドリル 3.5 mm	37768
ツイストドリル 3.5 mm ショート	37769
ツイストドリル 4.0 mm	37770
ツイストドリル 4.0 mm ショート	37771
ツイストドリル 4.4 mm	37772
ツイストドリル 4.4 mm ショート	37773



ガイド
ドリル



ツイストドリル 2.9 mm ツイストドリル 3.5 mm ツイストドリル 4.0 mm ツイストドリル 4.4 mm

ヒーリング・アバットメント

Ø 4 × 3 mm	33445
Ø 4 × 5 mm	33446
Ø 5 × 3 mm	29137
Ø 5 × 5 mm	29139

ヒーリング・アバットメントは、通常のブローネマルクシステム MkIII タイユナイト RP 用と共通です。



ノーベルザイゴマ 0°用マルチユニット・アバットメント

45° マルチユニット・アバットメント RP 6 mm	37624
45° マルチユニット・アバットメント RP 8 mm	37625
45° マルチユニット・アバットメント RP 10 mm	37626
60° マルチユニット・アバットメント RP 6 mm	37774
60° マルチユニット・アバットメント RP 8 mm	37775



アバットメントスクリュー

角度付マルチユニット用アバットメントスクリュー*	38615
--------------------------	-------



* ノーベルザイゴマ 0°用マルチユニットアバットメント 45°および60°にのみ使用できます。

医療機器承認番号：16100BZG00002000, 22000BZX01301000, 22000BZX01457000
医療機器届出番号：13B1X00052000017

www.nobelbiocare.com

MK464 JP 2108 © Nobel Biocare Services AG. 2021. All rights reserved.
販売元：ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および文書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺通りではありません。

