

# Unidades de fresado

Cubriendo tus  
**NECESIDADES  
INDIVIDUALES**



# Unidades de fresado

## KaVo MASTERSurg LUX inalámbrico y KaVo EXPERTSurg LUX

Elige entre un equipo versátil que cubra tus necesidades básicas y un equipo premium con características de confort adicionales.

### Autocalibración con un solo toque

Velocidad y torque precisos para máxima seguridad.

### SMARTdrive technology

Alto torque y vibración minimizada desde el inicio.

### Fácil uso

Programación intuitiva y sencilla para un eficiente flujo de trabajo.

### Interfaz gráfica de usuario

Visualización precisa del torque máximo y de la velocidad del motor.



KaVo EXPERTSurg LUX



KaVo MASTERSurg LUX inalámbrico



Pedal de control inalámbrico

### Instrumentos SURGmatic (S600 LED y S201 XL)

- Excelentes condiciones de iluminación para facilitar el flujo de tratamiento.
- Torque máximo de 80 Ncm en el instrumento.
- Funcionamiento suave, baja vibración.



### Características adicionales de confort con KaVo MASTERSurg LUX inalámbrico

#### Pedal de control inalámbrico

Elige la mejor ubicación en tu área de trabajo.

#### Alta flexibilidad

Personaliza hasta 10 protocolos de fresado.

#### Moderna pantalla táctil

Programación sencilla e intuitiva con pantalla táctil de cristal.

#### Registro de datos

Almacena parámetros en una tarjeta SD para una fácil transferencia al archivo del paciente

# OsseoSet™ 300

Simplifica el proceso de tratamiento y mide con precisión la estabilidad con el módulo integrado Osstell ISQ.

## Libertad absoluta de movimiento

Con el pedal de control inalámbrico podrás escoger la ubicación óptima en el área de trabajo.

## Fácil uso

Pantalla táctil de color con un menú intuitivo y superficie de cristal para una limpieza fácil.

## Inserción segura del implante

El control automático del torque proporciona valores exactos. Se puede ajustar de 5 a 80 Ncm..

## Medición de la estabilidad<sup>1</sup>

Permite realizar un seguimiento de la osteointegración a lo largo del tiempo con el módulo Osstell, que registra y guarda el coeficiente de estabilidad del implante (ISQ).



## Para el auxiliar dental

El diseño de la bomba hace que la inserción del tubo de refrigeración sea rápida y segura.

## Ideal para múltiples usuarios

Los protocolos de fresado se pueden personalizar para varios cirujanos en la consulta.

## Función automática de asistencia al fresado

Te ayuda cuando colocas implantes en hueso denso. Minimiza la compresión innecesaria del hueso.

## Visión del campo quirúrgico clara, brillante y amplia

Las excelentes condiciones de iluminación facilitan resultados precisos del tratamiento.

# Componentes de las unidades de fresado

## Línea de productos MASTERSurg y EXPERTSurg

EXPERTSurg LUX		
	81072	EXPERTSurg LUX Set (EU) <sup>1</sup>
	81075	EXPERTSurg LUX Set (RU/CN) <sup>1</sup>
	81076	EXPERTSurg LUX Set (JP/US) <sup>1</sup>
MASTERSurg LUX Wireless		
	81077	MASTERSurg LUX Wireless Set (EU) <sup>2</sup>
	81073	MASTERSurg LUX Wireless Set (RU/CN) <sup>2</sup>
	81074	MASTERSurg LUX Wireless Set (JP/US) <sup>2</sup>
Accesorios para EXPERTSurg LUX y MASTERSurg LUX Wireless (inalámbrico)		
	1.013.7540	Contra-angle SURGmatic™ S201 L Pro
	1.013.7541	Contra-angle SURGmatic™ S201 XL Pro
	1.009.1010	Handpiece SURGmatic™ S11 L, straight 1:1
	1.008.8000	INTRA LUX motor S600 LED
	1.009.1700	Motor cable S600
	1.009.8757	Tube set sterile S600 (10/pkg)
	NB0.593.0361	Coupling piece
	1.009.3411	Instrument tray

### PEDIDOS ONLINE

Realiza tus pedidos entre toda la gama de implantes y prótesis prefabricadas, durante las 24 horas del día, a través de la tienda online de Nobel Biocare.

[nobelbiocare.com/store](http://nobelbiocare.com/store)

- Incluye unidad de fresado EXPERTSurg, motor INTRA LUX S600 LED, contra-ángulo SURGmatic S201 XL y pedal de control.
- Incluye unidad de fresado MASTERSurg, motor INTRA LUX S600 LED, contra-ángulo SURGmatic S201 XL y pedal de control inalámbrico.
- Incluye unidad de fresado OsseoSet™ 300, motor con cable 1,8m EM-19 LC, contra-ángulo quirúrgico WS-75 L, 20:1 y pedal de control inalámbrico.
- Incluye unidad de fresado OsseoSet™ 300, motor con cable 1,8m EM-19 LC, contra-ángulo quirúrgico WS-75 L, 20:1 y pedal de control.

## Línea de productos OsseoSet™ 300

OsseoSet™ 300		
	87287	OsseoSet™ 300 1023, NW, 19LC, WS-75, 230V <sup>3</sup>
	87288	OsseoSet™ 300 1023, N2, 19LC, WS-75, 230V <sup>4</sup>
	87289	OsseoSet™ 300 1015, NW, 19LC, WS-75, 120V (US) <sup>3</sup>
	87290	OsseoSet™ 300 1015, N2, 19LC, WS-75, 120V (US) <sup>4</sup>
Accesorios para OsseoSet™ 300		
	NB30033001	Surgical Contra-angle WS-75 L, 20:1
	NB30056000	Surgical Handpiece S-11 L, straight 1:1
	NB30058001	Surgical Handpiece S-11 L, straight 1:1
	NB30095000	Surgical Handpiece Zygoma SZ-75, 20:1
	NB30281000	Motor with Cable 1.8 m EM-19 LC
	NB04363600	Irrigation Tubing Set 2.2 m, for OsseoSet™ 300 6/pkg
	NB02610500	Cannula Internal Cooling
	NB07962790	Transportation Case
	NB30285001	Foot control S-N2 CAN-Bus
	NB30264002	Foot control S-NW CAN-Bus (wireless)
	Módulo Osstell (opcional)	
	NB30210001	Osstell Module SI-SQ

[nobelbiocare.com/drillunits](http://nobelbiocare.com/drillunits)

