

Restauraciones compatibles con el pilar universal Nobel Biocare N1™, scan bodies y réplicas de implante



Compatible con DTX™ Studio Lab (licencia abierta),
exocad™ DentalCAD, 3shape Dental System™

Restauraciones con implantes	Scan bodies	Réplica de implante (Modelo de yeso)		Réplica de implante (Procedimiento creador del modelo, modelo impreso 3D)			
		Referencia	Nombre de artículo	Referencia	Nombre de artículo	Referencia	Nombre de artículo
Corona Nobel Biocare N1 TCC sobre pilar universal		300976	Position Locator Nobel Biocare N1 TCC NP	300962	Implant Replica Nobel Biocare N1 TCC NP	300964	IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 TCC NP
Pilar Nobel Biocare N1 TCC sobre pilar universal		300977	Position Locator Nobel Biocare N1 TCC RP	300963	Implant Replica Nobel Biocare N1 TCC RP	300965	IOS Implant Replica Nobel Biocare N1 TCC RP

Restauraciones sobre la base	Scan bodies	Réplica de la base (Modelo de yeso)		Réplica de la base (Procedimiento creador del modelo, modelo impreso 3D)			
		Referencia	Nombre de artículo	Referencia	Nombre de artículo	Referencia	Nombre de artículo
Corona base Nobel Biocare N1 sobre pilar universal		301039	Position Locator Nobel Biocare N1 Base NP	301021	Base Replica Nobel Biocare N1 Base NP	301024	IOS Base Replica Nobel Biocare N1 Base NP
Pilar base Nobel Biocare N1 sobre pilar universal		300991	IOS Healing Abutment Nobel Biocare N1 Base NP	301021	Base Replica Nobel Biocare N1 Base NP	301024	IOS Base Replica Nobel Biocare N1 Base NP
		301040	Position Locator Nobel Biocare N1 Base RP	301022	Base Replica Nobel Biocare N1 Base RP	301025	IOS Base Replica Nobel Biocare N1 Base RP
		300992	IOS Healing Abutment Nobel Biocare N1 Base RP	301022	Base Replica Nobel Biocare N1 Base RP	301025	IOS Base Replica Nobel Biocare N1 Base RP
Puente Nobel Biocare N1 sobre base sobre pilar universal		301039	Position Locator Nobel Biocare N1 Base NP	301021	Base Replica Nobel Biocare N1 Base NP	301024	IOS Base Replica Nobel Biocare N1 Base NP
		300991	IOS Healing Abutment Nobel Biocare N1 Base NP	301021	Base Replica Nobel Biocare N1 Base NP	301024	IOS Base Replica Nobel Biocare N1 Base NP
		301040	Position Locator Nobel Biocare N1 Base RP	301022	Base Replica Nobel Biocare N1 Base RP	301025	IOS Base Replica Nobel Biocare N1 Base RP
		300992	IOS Healing Abutment Nobel Biocare N1 Base RP	301022	Base Replica Nobel Biocare N1 Base RP	301025	IOS Base Replica Nobel Biocare N1 Base RP

GMT 75196 ES 2106 © Nobel Biocare Services AG, 2021. Reservados todos los derechos. Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales son, a menos que se especifique lo contrario o se deduzca claramente del contexto en algún caso, marcas comerciales de Nobel Biocare. Para obtener más información, visita nobelbiocare.com/trademarks. Las imágenes de los productos no están necesariamente reproducidas a escala. Todas las imágenes de producto están destinadas solamente a servir como ilustración y pueden no ser una representación exacta del producto. Exención de responsabilidad: Puede que no se permita poner a la venta algunos productos en algunos países según la normativa. Ponte en contacto con la subsidiaria local de Nobel Biocare para conocer la gama de productos actual y su disponibilidad. Solo bajo prescripción facultativa. Precaución: la ley federal de Estados Unidos limita la venta de este dispositivo a clínicos o profesionales médicos autorizados, o por prescripción facultativa. Consultar la información completa sobre prescripción en las Instrucciones de uso, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Instrumento de inserción para réplicas IOS	
300966	Insert Tool IOS Impl Replica Nobel Biocare N1 NP/ RP