



# KaVo MASTERsurg™ LUX Wireless

et

# KaVo EXPERTsurg™ LUX

Catalogue produit

[nobelbiocare.com/drillunits](http://nobelbiocare.com/drillunits)



# Optez pour un appareil polyvalent qui répond à tous vos besoins en chirurgie ou pour un dispositif de très haute qualité ayant des fonctionnalités de confort supplémentaires

## Calibrage automatique en appuyant sur un seul bouton

Vitesse et couple de serrage précis pour une sécurité optimale.

## Technologie SMARTdrive

Couple de serrage élevé et vibration réduite dès le départ.

## Facile à utiliser

Programmation simple et intuitive pour un protocole efficace.

## Interface utilisateur graphique

Affichage précis du couple de serrage et de la vitesse maximums du moteur.



KaVo EXPERTsurg™ LUX



KaVo MASTERSurg™ LUX Wireless



Commande à pédale sans fil

## Fonctionnalités de confort supplémentaires avec KaVo MASTERSurg™ LUX Wireless

### Commande à pédale sans fil

Choisissez un emplacement pratique dans votre cabinet.

### Grande flexibilité

Personnalisez jusqu'à 10 protocoles de forage.

### Écran tactile moderne

Programmation simple et intuitive avec écran tactile en verre.

### Enregistrement des données

Enregistrez vos paramètres sur une carte SD afin de les transférer facilement vers le dossier du patient.

# Gamme de produits MASTERsurg™ et EXPERTsurg™



## Instruments SURGmatic™ (S600 LED et S201 XL Pro)

- Excellentes conditions d'éclairage qui facilitent le protocole de traitement.
- Couple de serrage maximal de 80 Ncm au niveau de l'instrument.
- Fonctionnement sans à-coups, faible vibration.

### EXPERTsurg™ LUX



81072	Kit EXPERTsurg™ LUX (UE) <sup>1</sup>
81075	Kit EXPERTsurg™ LUX (RU/CN) <sup>1</sup>
81076	Kit EXPERTsurg™ LUX (JP/É-U) <sup>1</sup>

### MASTERsurg™ LUX Wireless



81077	Kit MASTERsurg™ LUX Wireless (UE) <sup>2</sup>
81073	Kit MASTERsurg™ LUX Wireless (RU/CN) <sup>2</sup>
81074	Kit MASTERsurg™ LUX Wireless (JP/É-U) <sup>2</sup>

### Accessoires pour EXPERTsurg™ LUX et MASTERsurg™ LUX Wireless



1.013.7540	Contre-angle SURGmatic™ S201 L Pro
1.013.7541	Contre-angle SURGmatic™ S201 XL Pro
1.009.1010	Pièce à main SURGmatic™ S11 L, droite 1:1
1.008.8000	Moteur INTRA LUX S600 LED
1.009.1700	Câble moteur S600
1.009.8757	Kit de tubulures stériles S600 (10 par pack)
NB0.593.0361	Pièce de couplage
1.009.3411	Support instrument

1 Inclut l'unité de forage EXPERTsurg™, le moteur INTRA LUX S600 LED, le contre-angle SURGmatic™ S201 XL Pro et la commande à pédale.

2 Inclut l'unité de forage MASTERsurg™, le moteur INTRA LUX S600 LED, le contre-angle SURGmatic™ S201 XL Pro et la commande à pédale sans fil.

---

## COMMANDE EN LIGNE

Commandez 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 la gamme complète de nos implants et composants prothétiques préfabriqués, via la boutique en ligne Nobel Biocare.

[nobelbiocare.com/store](https://nobelbiocare.com/store)

---

## COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Appelez notre équipe du service clients ou contactez votre chargé de développement client.

---

## GARANTIE À VIE

Pour tous les implants Nobel Biocare, y compris les composants prothétiques préfabriqués. Pour plus d'informations, consultez le site :

[nobelbiocare.com/warranty](https://nobelbiocare.com/warranty)

[nobelbiocare.com/drillunits](https://nobelbiocare.com/drillunits)



87566 FR 2210 Imprimé dans l'UE © Nobel Biocare Services AG, 2021. Tous droits réservés. Distribué par : Nobel Biocare. Fabricant légal : Kaltenbach & Voigt GmbH, Bismarckring 39, 88400 Biberach, Allemagne. Nobel Biocare, le logo Nobel Biocare et toutes les autres marques sont des marques du groupe Nobel Biocare, sauf mention contraire stipulée ou évidente dans le contexte d'un cas particulier. Pour plus d'informations, consultez [nobelbiocare.com/trademarks](https://nobelbiocare.com/trademarks). Les images des produits illustrés ne sont pas nécessairement à l'échelle réelle. Toutes les images des produits sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne représentent pas nécessairement exactement le produit. Avis : il est possible que la vente de certains produits ne soit pas autorisée dans tous les pays. Veuillez contacter le service client local de Nobel Biocare pour obtenir plus d'informations sur la gamme complète disponible. Uniquement sur ordonnance Attention : la loi fédérale (des États-Unis) réserve la vente de ce dispositif sur prescription d'un praticien agréé, d'un professionnel de la santé ou d'un médecin. Se reporter aux instructions d'utilisation pour les informations complètes concernant la prescription, y compris les indications, contre-indications, avertissements et mises en garde.