



# Pièce à main chirurgicale Zygoma

Catalogue produit

[nobelbiocare.com/drillunits](https://nobelbiocare.com/drillunits)



# La solution pour les traitements avec implants zygomatiques, offrant une facilité d'accès aux sites de traitement, une préhension sûre et aisée et une irrigation locale

## Conçue pour un accès aisé au site de traitement

L'angulation de la pièce à main est conçue pour optimiser l'accès lors de protocoles complexes dans l'arcade zygomatique.



## Préhension en toute sécurité

La pièce à main chirurgicale 20:1 avec système de couplage à verrouillage rotationnel associe une préhension en toute sécurité et une grande concentricité.



## Préhension aisée

La conception ergonomique de la pièce à main garantit une préhension sans fatigue.



## Irrigation locale

Le spray d'irrigation externe ressort à l'extrémité de l'instrument et irrigue le site chirurgical.





### Caractéristiques techniques

Rapport de transmission	20:1
Connexion moteur	ISO 3964
Instrumentation rotative	Ø 2,35 mm
Vitesse maximale	50 000 t/min
Couple de serrage maximal sur l'instrumentation rotative	70 Ncm
Couple de serrage maximal sur l'instrumentation rotative avec instrumentation rotative avec hexagone	105 Ncm

### Pièce à main chirurgicale Zygoma

NB30095000 Pièce à main chirurgicale Zygoma SZ-75, 20:1

---

## COMMANDE EN LIGNE

Commandez la gamme complète de nos implants et composants prothétiques préfabriqués 24 h sur 24, 7 jours sur 7, via la boutique en ligne Nobel Biocare.

[nobelbiocare.com/store](https://nobelbiocare.com/store)

---

## COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Appelez notre équipe du service clients ou contactez votre chargé de développement client.

---

## GARANTIE À VIE

Pour tous les implants Nobel Biocare, y compris les composants prothétiques préfabriqués. Pour plus d'informations, consultez le site :

[nobelbiocare.com/warranty](https://nobelbiocare.com/warranty)

[nobelbiocare.com/drillunits](https://nobelbiocare.com/drillunits)



87486 FR 2210 Imprimé dans l'UE © Nobel Biocare Services AG, 2020. Tous droits réservés. Distribué par : Nobel Biocare. Nobel Biocare, le logo Nobel Biocare et toutes les autres marques sont des marques du groupe Nobel Biocare, sauf mention contraire stipulée ou évidente dans le contexte d'un cas particulier. Pour plus d'informations, consultez [nobelbiocare.com/trademarks](https://nobelbiocare.com/trademarks). Les images des produits illustrés ne sont pas nécessairement à l'échelle réelle. Toutes les images des produits sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne représentent pas nécessairement exactement le produit. Veuillez contacter le service client local de Nobel Biocare pour obtenir plus d'informations sur la gamme complète de produits et les disponibilités. Avis : uniquement sur ordonnance. Attention : la loi fédérale américaine ou la loi de votre juridiction peut réserver la vente de ce dispositif sur prescription d'un praticien agréé, d'un professionnel de la santé ou d'un médecin. Consultez les instructions d'utilisation pour toutes les informations de prescription, notamment les indications, les contre-indications, les avertissements et les mises en garde. La pièce à main Zygoma est un dispositif fabriqué par W&H et distribué par Nobel Biocare Services AG, Suisse.