



Sistema Nobel Biocare N1™

Panoramica del
prodotto compresa
la nuova linea
protesica

nobelbiocare.com/n1





Impianti con connessione conica triovale

Nobel Biocare N1™ TiUltra TCC

	Piattaforma Ø impianto	Lunghezza				
		7 mm	9 mm	11 mm	13 mm	15 mm
NP 3.5	3.5 mm	-	300857	300858	300859	301169
RP 4.0	4.0 mm	300860	300861	300862	300863	301170
RP 4.8	4.8 mm	300864	300865	300866	300867	301171

Ciascun impianto è confezionato insieme allo strumento OsseoShaper™ 1.



Platform shift:
 0.3 mm per NP 3.5
 0.4 mm per RP 4.0
 0.8 mm per RP 4.8


Viti di copertura

NP	300879
RP	300880

Non incluse con l'impianto



Nobel Biocare N1 PureSet™ Tray



87293 Nobel Biocare N1™ PureSet™

Consente di conservare gli strumenti chirurgici Nobel Biocare N1™ all'interno di un unico kit.

Incluso nel set

N. articolo:	Q.tà	Descrizione:
PUR0400	1	Nobel Biocare N1™ PureSet Tray (piastra inclusa)
300903	1	Screwdriver Machine Nobel Biocare N1™ Base 28 mm
300905	1	Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC NP Short
300906	1	Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC NP Long
300907	1	Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC RP Short
300908	1	Implant Driver Nobel Biocare N1™ TCC RP Long
300918	2	Direction Indicator Nobel Biocare N1™
300853	1	Screwdriver Machine Omnigrip™ Mini 28 mm
301083	1	Manual Torque Wrench Surgical Nobel Biocare N1™
29161	1	Handle for Machine Instruments
300923	1	OsseoShaper Extension Nobel Biocare N1™
300924	1	Depth Probe Nobel Biocare N1™
301074	1	Radiographic Template Nobel Biocare N1™
301075	1	Wall Chart Nobel Biocare N1™ PureSet

Strumenti per la preparazione del sito

OsseoDirector™, OsseoShaper™ 2 e frese

OsseoDirector™ Nobel Biocare N1™

	8-14 mm	8-18 mm
Ø 1.8-2.4	301077	301401



OsseoShaper™ 2 Nobel Biocare N1™

	7 mm	9 mm	11 mm	13 mm	15 mm
NP 3.5 3.5mm	-	300892	300893	300894	301178
RP 4.0 4.0mm	300895	300896	300897	300898	301179
RP 4.8 4.8mm	300899	300900	300901	300902	301180



Twist Step Drill

Ø 2.5/3.4	10-14 mm	301078
	10-18 mm	301421
Ø 3.3/3.8	8-14 mm	301079
	8-18 mm	301422
Ø 4.2/4.4	8-18 mm	301080



Guided Pilot Drill


	(10+) 8-14 mm	(10+) 8-18 mm
Ø 2.0	301081	301402



Strumenti chirurgici

Implant Driver Nobel Biocare N1™

	Short (28 mm)	Long (37 mm)
NP	300905	300906
RP	300907	300908



Manual Torque Wrench Nobel Biocare N1™

	15-20 Ncm	35-70 Ncm
Prosthetic	301082	
Surgical		301083



Bone Mill Nobel Biocare N1™ TCC

Ø 4.0	300909
Ø 5.2	300910



Bone Mill Guide Nobel Biocare N1™ TCC

NP Ø 4.0	300911
NP Ø 5.2	300915
RP Ø 5.2	300916



Altri strumenti

OsseoShaper Extension Nobel Biocare N1™	300923
Depth Probe Nobel Biocare N1™	300924
Direction Indicator Nobel Biocare N1™	300918



**Connessione
conica triovale –
Assortimento protesico
a livello dell'impianto**

Protesi singole

Soluzioni provvisorie

Healing Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

	3 mm	5 mm	7 mm
NP Ø 4.0	300925	300926	300927
RP Ø4,5	300928	300929	300930



Temporary Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

	1.5 mm	3 mm
NP	300934	300935
RP	300936	300937



Soluzioni definitive

Universal Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

	1.5 mm	3 mm
NP	300946	300947
RP	300948	300949



Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

		0°	15°
NP	1.75 mm	300938	300938
	3 mm	300940	300941
RP	1.75 mm	300942	300943
	3 mm	300944	300945



Clinical Screw Nobel Biocare N1™ TCC (ricambio)

NP	300968
RP	300969



Componenti protesici

Impression Coping Open Tray Nobel Biocare N1™ TCC

	10 mm	14 mm
NP Ø 4.0	-	300952
RP Ø 4.5	300954	300953



Impression Coping Closed Tray Nobel Biocare N1™ TCC

	9 mm	13 mm
NP Ø 4.0	-	300957
RP Ø 4.5	300959	300958



Position Locator Nobel Biocare N1™ TCC

NP	300976
RP	300977



Implant Replica Nobel Biocare N1™ TCC

NP	300962
RP	300963



IOS Implant Replica Nobel Biocare N1™ TCC

NP	300964
RP	300965



Insertion Tool IOS Implant Replica Nobel Biocare N1™

NP/RP	300966
-------	--------



Lab Screw Nobel Biocare N1™ TCC

NP	300972
RP	300973



Multi-unit Abutment

Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC

	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
NP	301044	301045	301046	
RP	301047	301048	301049	301050



17° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC

	2.5 mm	3.5 mm
NP	301051	301052
RP	301053	301054



30° Multi-unit Abutment Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC

	3.5 mm	4.5 mm
RP	301055	301056



Clinical Screw Multi-unit Abutment Nobel Biocare N1™ TCC

	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
NP	301057	301058	301059	-
RP	301060	301061	301062	301063

Confezionata anche insieme agli abutment



Nobel Biocare N1™ Base

Nobel Biocare N1™ Base e abutment a livello della base

Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC

	1.75 mm	2.5 mm	3.5 mm
NP	300982	300983	300984
RP	300985	300986	300987



Healing Abutment Nobel Biocare N1™ Base

	3.8 mm
NP	300988
RP	300989



IOS Healing Abutment Nobel Biocare N1™ Base

NP	300991
RP	300992



Temporary Abutment Nobel Biocare N1™ Base

	Ponte	
NP	300994	300996
RP	300995	300997



Universal Abutment Nobel Biocare N1™ Base

	Ponte	
NP	301006	301009
RP	301007	301010



Esthetic Abutment Nobel Biocare N1™ Base

	0.5 mm
NP	301000
RP	301002




Componenti a livello della base

Impression Coping Open Tray Nobel Biocare N1™ Base

NP 301015

RP 301016



Impression Coping Closed Tray Nobel Biocare N1™ Base

NP 301018

RP 301019



Position Locator Nobel Biocare N1™ Base

NP 301039

RP 301040



Base Replica Nobel Biocare N1™ Base

NP 301021

RP 301022



IOS Base Replica Nobel Biocare N1™ Base


NP 301024

RP 301025



Insertion Tool IOS Implant Replica Nobel Biocare N1™

NP/RP 300966



Componenti a livello della base

Prosthetic Screw Nobel Biocare N1™ Base

NP	301029
----	--------

RP	301030
----	--------

Le viti sono inoltre confezionate insieme agli abutment



Lab Screw Nobel Biocare N1™ Base

NP	301033
----	--------

RP	301034
----	--------



Clinical Screw Nobel Biocare N1™ Base

NP	301037
----	--------

RP	301038
----	--------



Prosthetic Screw NobelProcera® Zr Nobel Biocare N1™ Base

NP	301031
----	--------

RP	301032
----	--------

Le viti sono inoltre confezionate insieme agli abutment



Lab Screw NobelProcera® Zr Nobel Biocare N1™ Base

NP	301035
----	--------

RP	301036
----	--------




Cacciaviti

Cacciavite Omnigrip Mini

Screwdriver Omnigrip™ Mini TCC

	20 mm	28 mm	36 mm
Da manipolo	300852	300853	300854
Manuale	300855		300856



Screwdriver Nobel Biocare N1™ Base

	28 mm	36 mm
Da manipolo	300903	300904
Manuale	301135	301136



Strumenti di rimozione

Strumenti di rimozione

Implant Retrieval Instrument

NP	301294
----	--------

RP	301295
----	--------



Abutment Retrieval Tool Nobel Biocare N1™ TCC

NP	300921
----	--------

RP	300922
----	--------



Strumenti per la rimozione della vite dell'abutment

Abutment Screw Retrieval Instrument CC 3.0/NP e TCC NP/RP	301297
---	--------

Abutment Screw Retrieval Reverse Drill CC 3.0/NP & TCC NP/RP	301296
--	--------

Rescue Drill Guide Nobel Biocare N1™ TCC NP	300919
---	--------

Rescue Drill Guide Nobel Biocare N1™ TCC RP	300920
---	--------

Screw Tap Repair Tool Nobel Biocare N1™ TCC NP	301151
--	--------

Screw Tap Repair Tool Nobel Biocare N1™ TCC RP	301152
--	--------



ORDINI ONLINE

È possibile ordinare l'assortimento completo dei nostri impianti e componenti protesici prefabbricati 24 ore su 24 attraverso lo store online Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

ORDINI PER TELEFONO

Chiama il nostro Servizio Clienti o contatta il rappresentante di zona.

GARANZIA A VITA

Su tutti gli impianti Nobel Biocare, compresi i componenti protesici prefabbricati. Per ulteriori informazioni, visita il sito:

nobelbiocare.com/warranty



nobelbiocare.com/n1

**WE FOLLOW NO
ONE.**

87729 A IT 2210 Stampato nell'Unione Europea © Nobel Biocare Services AG, 2021. Tutti i diritti riservati. Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi di fabbrica sono, salvo diversa dichiarazione o evidenza dal contesto in un caso specifico, marchi di fabbrica Nobel Biocare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a nobelbiocare.com/trademarks. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Tutte le immagini dei prodotti hanno finalità puramente illustrative e non possono essere la rappresentazione esatta del prodotto. Esclusione di responsabilità: Alcuni prodotti potrebbero non disporre dell'approvazione o dell'autorizzazione alla vendita da parte degli enti normativi in tutti i mercati. Rivolgersi all'ufficio vendite locale di Nobel Biocare per informazioni sulla gamma dei prodotti esistenti e la loro disponibilità. Prodotto esclusivamente soggetto a prescrizione. Attenzione: le leggi federali (Stati Uniti) limitano la vendita di questo dispositivo su richiesta di un medico, un professionista sanitario o un medico autorizzato. Ciascun impianto è confezionato insieme all'OsseoShaper™ 1 corrispondente. Per le informazioni complete relative alle prescrizioni, tra cui protocollo chirurgico completo, indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consulta le Istruzioni per l'uso.