



External hexagon connection

implants & prosthetics

エクスターナル・ヘキサゴン・コネクション・

インプラント関連製品カタログ

nobelbiocare.com

改訂: 2024年5月



インプラント

ブローネマルクシステム MkIII・インプラント

プラットフォーム	インプラント径	長さ						
		7 mm	8.5 mm	10 mm	11.5 mm	13 mm	15 mm	18 mm
NP	3.3 mm	–	–	28906	28907	28908	28909	–
RP	3.75 mm	28911	28912	28913	28914	28915	28916	28917
RP	4.0 mm	28918	28919	28920	28921	28922	28923	28924
WP	5.0 mm	28925	28926	28927	28928	28929	28930	–



カバースクリューが同梱されます。

ノーベルスピーディー・ダルービー/ショーティー・インプラント

プラットフォーム	インプラント径	長さ									
		7 mm	8.5 mm	10 mm	11.5 mm	13 mm	15 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
NP	3.3 mm	37609	37610	33123	33124	33125	33126	–	–	–	–
RP	4.0 mm	32146	32147	32148	32149	32150	32151	32152	37611	37612	37613
RP	5.0 mm	37685	37686	37687	37688	37689	37690	37691	–	–	–
WP	5.0 mm	32153	32154	32155	32156	32157	32158	32159	–	–	–
WP	6.0 mm	32139	32140	32141	32142	32143	32144	32145	–	–	–



カバースクリューは、同梱されていません。

医療機器承認番号: 16100BZG00002000, 22200BZX00136000, 22900BZX00196000

カバースクリュー


NP	28986
RP	28987
WP	28988



外科用キット



インプラント・サージェリーに必要なインストルメントが含まれます。ドリル、カウンターボア、タップはセットに含まれておりませんので、別途ご購入願います。



サイズの目安
(No. PURO900)
W276.1×D176×H47 (mm)
お手持ちの洗浄器・滅菌器をご利用いただく際のご参考にしてください。

ノーベルスピーディー・グレービー・ピュアセット 87297

キットに含まれる製品 (単品でのご購入も可能です。)

製品名	製品番号
ノーベルスピーディー・グレービー/ブローネマルクスシステム/RepSel TC・ピュアセット・トレー	PUR0900
インプラントドライバー Bmk NP 26mm	29126
インプラントドライバー Bmk NP 34mm	29127
インプラントドライバー Bmk RP 21mm	29129
インプラントドライバー Bmk RP 26mm	29130
インプラントドライバー Bmk WP 21mm	29134
インプラントドライバー Bmk WP 26mm	29135
インプラントドライバー・レンチアダプター Bmk NP 21mm	29128
インプラントドライバー・レンチアダプター Bmk RP 12mm	29132
インプラントドライバー・レンチアダプター Bmk WP 12mm	29136
ドリルエクステンションシャフト ブラッセラー	KI589B.204.
Bmk カバースクリュードライバーヘキサゴン	DIB 097-0
手用ドライバー ユニグリップ 28mm	29149
Bmk Syst 外科用トルクレンチ*	32110
デブスブローブ 7-18mm Z シェイプ	37791
方向指示棒 $\phi 2/\phi 2.4-2.8\text{mm}$ (キットには4本入り)	32112
インプラント オーガナイザー	300352
ノーベルスピーディー・グレービー/ ブローネマルクスシステム・ピュアセット・ウォールチャート	301381
ノーベルスピーディー・グレービー・X線診断テンプレート	37628

* 外科用トルクレンチには、トルクレンチアダプター (No. 32111) が含まれます。
アダプターは単品でのご購入も可能です。

インプラントの長さが20・25 mm用のデブスブローブも別途販売しております。

ノーベルスピーディー デブスブローブ 18-25 mm	37692
-----------------------------	-------



ブローネマルクスシステム・ピュアセット 87298

キットに含まれる製品 (単品でのご購入も可能です。)

製品名	製品番号
ノーベルスピーディー・グレービー/ブローネマルクスシステム/RepSel TC・ピュアセット・トレー	PUR0900
インプラントドライバー Bmk RP 21mm	29129
インプラントドライバー Bmk RP 26mm	29130
インプラントドライバー・レンチアダプター Bmk RP 12mm	29132
手用ドライバー ユニグリップ 28mm	29149
Bmk カバースクリュードライバーヘキサゴン	DIB 097-0
Bmk Syst 外科用トルクレンチ*	32110
ドリルエクステンションシャフト	KI589B.204.
デブスブローブ 7-18mm Z シェイプ	37791
方向指示棒 $\phi 2/\phi 2.4-2.8\text{mm}$ (キットには4本入り)	32112
インプラント オーガナイザー	300352
ノーベルスピーディー・グレービー/ ブローネマルクスシステム・ピュアセット・ウォールチャート	301381
ノーベルスピーディー/ブローネマルクスシステム X線診断テンプレート	33097

外科用 インスツルメント

ドリル、タップ、カウンターボア

ツイストドリル

	7-10mm	7-15mm	10-18mm	18-25mm
Ø 1.5 mm	-	31278	-	-
Ø 2.0 mm	32296	32297	32299	37614/37619*
Ø 3.0 mm	32266	32267	32268	-
Ø 3.2 mm	32269	32270	32271	37616
Ø 3.4 mm	32272	32273	32274	37617
Ø 5.0 mm	32278	32279	32280	-



* 37619はロングシャフトです。

ツイストステップ ドリル

	7-10mm	7-15mm	10-18mm	18-25mm
Ø 2.4/2.8mm	32260	32261	32262	37618/37620*
Ø 3.2/3.6mm	32263	32264	32265	-
Ø 3.8/4.2mm	32275	32276	32277	-



* 37620はロングシャフトです。

ドリルキット

ドリルキット	7-15mm	35425
--------	--------	-------



ドリルストップ

ドリルストップ キット	87303
ドリルストップ キットボックス	33062
ドリルストップ Ø 2mm	33063
ドリルストップ Ø 2.8mm	33064
ドリルストップ Ø 3mm	33075
ドリルストップ Ø 3.2mm	33077
ドリルストップ Ø 3.4mm	33078
ドリルストップ Ø 3.6mm	33084
ドリルストップ Ø 4.2mm	33081



タップ

		7-15mm	7-13mm	7-18mm
NP	3.3mm	37627	-	-
RP	3.75mm	-	32290	32291
RP	4.0mm	-	33072	33073
WP	5.0mm	-	32292	32293
WP	6.0mm	-	32294	32295



備考: ノーベルスピーディー・グルーピー・インプラント RPの長さ
20 mm、22 mm、25 mm用のタップはありません。

カウンターボア

NP	32281
RP	32283
WP	32285



インスツルメント

プレジジョンドリル

36118



ガイドドリル

35426



ボーンミル& ボーンミル用ガイド

	ガイド付きボーンミル Bmk	ボーンミル用ガイド Bmk
NP	33392	33496
RP	33393	33497
WP	33495	33498



注意: ノーベルスピーディー・グルービー RP Ø5.0mmのインプラントにガイド付ボーンミルのご使用は推奨していません。
ボーンミルガイドをインプラントに完全に装着し、ボーンミルを使用した場合、インプラント上部に傷が付く恐れがあります。

インプラントドライバー

	21 mm	26 mm	34 mm
NP	–	29126	29127
RP	29129	29130	29131
WP	29134	29135	–



カバースクリュードライバー ヘキサゴン

DIB 097-0



インプラントドライバー レンチアダプター

	12 mm	21 mm
NP	–	29128
RP	29132	29133
WP	29136	–



エクスターナル・ヘキサゴン 補綴関連製品

既製アバットメント一覧

単独歯修復

スクリュー固定



ユニバーサルベース
(エンゲージング)
P.14



ゴールドアダプト・
アバットメント
(エンゲージング)
P.13

セメント固定



エスティック・
アバットメント
P.13



ゴールドアダプト・
アバットメント
(エンゲージング)
P.13

複数歯修復

スクリュー固定



マルチユニット・
アバットメント
P.16-17



ゴールドアダプト・
アバットメント
(ノンエンゲージング)
P.13



ユニバーサルベース・
(ノンエンゲージング &
マルチユニット・アバットメント)
P.14-15

セメント固定



エスティック・
アバットメント
P.13



ゴールドアダプト・
アバットメント
(エンゲージング)
P.13

無歯顎修復

スクリュー固定



マルチユニット・
アバットメント
P.16-17



ユニバーサルベース・
マルチユニット・アバットメント
P.15

オーバーデンチャー



ノーベル ロケーター・
アバットメント
P.18-19

ノーベルプロセラ・プロダクト (CAD/CAMシステムによるカスタムメイド補綴装置)

アバットメント



チタン・アバットメント



ジルコニア・アバットメント

インプラント ブリッジ



インプラント ブリッジ チタン
(フレーム)



ジルコニア インプラント ブリッジ ナセラ
(フルカントウア/フレーム)

インプラント バー オーバーデンチャー



可撤式
(フリーフォーム・ミルド)



固定式
(ラップ・アラウンド)

上記以外のインプラント バー オーバーデンチャーはP20-21に各種記載しております。

補綴用 コンポーネント

ヒーリング・アバットメント

ヒーリング・アバットメント

高さ		3.0mm	5.0mm
NP	Ø 3.5mm	33441	33442
NP	Ø 4.5mm	33443	33444
RP	Ø 4.0mm	33445	33446
RP	Ø 5.0mm	29137	29139
WP	Ø 5.0mm	33447	33448
WP	Ø 6.0mm	29141	29143



h=高さ

テンポラリー・アバットメント

テンポラリー・アバットメント
エンゲージング

NP	29028
RP	29030
WP	29032



(アバットメントスクリュー付)

テンポラリー・アバットメント
ノンエンゲージング

NP	29029
RP	29031
WP	29033




(アバットメントスクリュー付)

印象用コーピング

オーブントレー

NP	Ø 3.5 mm	33458
NP	Ø 4.5 mm	33459
RP	Ø 4.0 mm	33460
RP	Ø 5.0 mm	29072
WP	Ø 5.0 mm	33461
WP	Ø 6.0 mm	29074



備考: NP (h^1)=12mm、(h^2)=16.6mm
 RP (h^1)=12mm、(h^2)=16.0mm
 WP (h^1)=10mm、(h^2)=16.1mm

印象用コーピング・クローズトレイは、販売終了となりました。

インプラント・レプリカ

	インプラントレベル	IOS モデル アナログ	インサージョンツール (IOS モデルアナログ)
NP	31158	MA-BRA35-1*	AT-16-1*
RP	31159	MA-BRA41-1*	AT-20-1*
WP	31160	MA-BRA51-1*	AT-25-1*



上記の製品番号に*が付いている製品はノーベルバイオケアではお取り扱いしておりません。Elosウェブサイト (<https://shop.elosmedtech.com/products>) より直接ご購入頂けますが、個人輸入でのお取り扱いとなります。価格に付きましても、Elosウェブサイトにてご確認をお願いします。

エロスメッド IOS プリンティングモデルアナログ エクスターナル・ヘキサゴン用

NP	PMA-BRA35-1
RP	PMA-BRA41-1
WP	PMA-BRA51-1



プリンティングモデルアナログ用ツールは、P 17をご覧ください。

既製のファイナル・アバットメント

エステティック・アバットメント

エステティック・アバットメント

高さ	1.0mm	2.0mm	3.0mm
NP	—	32396	—
RP	32397	—	—
WP	32398	—	—



(アバットメントスクリュー付)

h=高さ

エステティック・アバットメントは、一部製品の販売を終了しました。

ゴールドアダプト・アバットメント

ゴールドアダプト エンゲージング

NP	29004
RP	29008
WP	29012



(アバットメントスクリュー付)

ゴールドアダプト ノンエンゲージング

NP	29005
RP	29009
WP	29013



(アバットメントスクリュー付)

既製のファイナル・アバットメント

ユニバーサルベース

ユニバーサルベース エンゲージング

高さ	1.5 mm	3.0 mm
NP	38227	38230
RP	38228	38231
WP	38229*	38232*



(ユニグリップ・アバットメントスクリュー&バーンアウトコーピングが同梱されます。)

***注意:** エクスターナル・ヘキサゴン用VVPには対応するバーンアウトコーピングがございません。

バーンアウトコーピング・ユニバーサルベース用

NP/RP	38221
-------	-------



h=高さ

医療機器承認番号: 3Q200BZX00096000

医療機器届出番号: 13B1X10405400006

ユニバーサルベース ノンエンゲージング コニカル・デザイン

高さ	0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
NP	—	—	301240
RP	—	301241	—
WP	301242	—	—



(ユニグリップ・アバットメントスクリュー付)

ユニバーサルベース ノンエンゲージング ストレート・デザイン

高さ	1.5 mm
NP	301367
RP	301368
WP	301369



(ユニグリップ・アバットメントスクリュー付)

既製のファイナル・アバットメント

ユニバーサルベース

ユニバーサルベース マルチユニット・アバットメント
コニカル・デザイン

高さ	0.9 mm	1.2 mm
NP/RP	301238	—
WP	—	301239



(ユニグリップ補綴用スクリュー付)

ユニバーサルベース マルチユニット・アバットメント
ストレート・デザイン

高さ	0.3 mm
NP/RP	301365
WP	301366



(オムニグリップ ミニ補綴用スクリュー付)

h=高さ

既製のファイナル・アバットメント

マルチユニット・アバットメント 関連製品

マルチユニット・アバットメント

高さ	1.0mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm
NP	29176	29177	29178	—	—
RP	29179	29180	29181	29182	29183
WP	29184	29185	29186	—	—



h (アバットメントスクリー付)

17°角度付マルチユニット・アバットメント

高さ	2.0mm	3.0mm	4.0mm
NP	29187	29188	—
RP	29189	29190	29191
WP	—	—	—



h (アバットメントスクリー付)

30°角度付マルチユニット・アバットメント

高さ	4.0mm	5.0mm
NP	—	—
RP	29192	29193
WP	—	—



h (アバットメントスクリー付)

チタン製ヒーリングキャップ・マルチユニット・アバットメント用

高さ	4.1mm	5.5mm
Ø 5.0 (2個入り)	300162	300163
Ø 6.0 (2個入り)	300164	300165
ワイド (2個入り)	300166	300167



備考: チタン製ヒーリングキャップは、エクスターナル・ヘキサゴン WPに装着ができません。

プラスチック製ヒーリングキャップ・マルチユニット・アバットメント用

	1個/バック	ワイド 1個/バック
WP	29066	29067



プラスチック製ヒーリングキャップ NP/RP用は販売を終了しました。今後はチタン製をご利用ください。

印象用コーピング・マルチユニット・アバットメント用

オーブントレー	NP/RP WP	29089 29091
クローズトレー	NP/RP WP	38924 29092



h=高さ

既製のファイナル・アバットメント

マルチユニット・アバットメント 関連製品

ゴールドシリンダー・マルチユニット用

	1個/パック	5個/パック
NP/RP	29043	29042
WP	29044	—



(補綴用スクリュー付)

デンボラリー・シリンダー チタン・マルチユニット・アバットメント用

NP/RP	29046
WP	29047



(補綴用スクリュー付)

エロスメッド IOS プリンティングモデルアナログマルチユニット・アバットメント用

NP/RP	PMA-MUA45-1
WP	PMA-MUA60-1



アバットメント レプリカ・マルチユニット・アバットメント用

	1個/パック	5個/パック
NP/RP	38918	38919
WP	31162	—



エロスメッド プリンティングモデルアナログ用ツール

インサーションピン (2本入)	PMA-AIP-2
インサーションスクリュー (5個入)	PMA-AIS-5
ブライヤー	PMA-AIT-1



既製のファイナル・アバットメント

ノーベル ロケーター・アバットメント関連製品

ノーベル ロケーター・アバットメント

高さ	0.73mm	1.1mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm
NP	REF08105	—	REF08106	REF08107	REF08108	REF08109	—
RP	REF08681	—	REF08682	REF08683	REF08684	REF08685	REF08696
WP	—	REF08825	REF08826	REF08827	REF08828	REF08829	—



プロセッシング

*印象用コーピング ロケーター (4個入)	REF08505
*印象用コーピング ロケーター (20個入)	REF08505-20
*プロセッシングキャップ (2個入)	REF08519-2
*プロセッシングキャップ (10個入)	REF08519-10
ロケーター ブロックアウトスパーサー (20個入)	REF08514



プロセッシングキャップ

下記 5 点を含みます

- ロケーターキャップ (プロセッシングディスク・ブラック付)
- ブロックアウトスパーサー
- リテンションディスク・クリア
- リテンションディスク・ピンク
- リテンションディスク・ブルー

医療機器承認番号: 22300BZX00408000
 医療機器認証番号: 223AGBZX00003000
 医療機器届出番号: 13B1X10405400044

インストルメント

*ロケーター パラレルポスト (4個入)	REF08517
ロケーター アングルガイド	REF09530
ロケーター ラッチタイプ トルクレンチドライバー (23mm)	REF08913
ロケーター ラッチタイプ トルクレンチドライバー (29mm)	REF08914
ロケーター コアツール	REF08393
ロケーター コアツール メールリムーバルツール	REF08397
ロケーター コアツール アバットメントドライバー	REF08390



備考: リムーバルツールおよびアバットメントドライバーは単品での販売が可能です。

ロケーター コアツール

3 ピース構造



ノーベル ロケーター・アバットメント関連製品

アナログ (レプリカ)

ロケーター フィメールアナログ Ø 4 mm (4個入)	REF08530
ロケーター フィメールアナログ Ø 4 mm (20個入)	REF08530-20
ロケーター フィメールアナログ Ø 5 mm (4個入)	REF08516
ロケーター フィメールアナログ Ø 5 mm (20個入)	REF08516-20



備考：インプラントのプラットフォームに準じて選択してください。「NP/RP=Ø4.0mm」
「WP=Ø5.0mm」

リテンションディスクーインプラント埋入角度0-10° (インプラント相互間の角度が0-20°) 用

**ロケーター リテンションディスク (ブルー) 0.7kg (4個入)	REF08529
**ロケーター リテンションディスク (ブルー) 0.7kg (20個入)	REF08529-20
**ロケーター リテンションディスク (ピンク) 1.4kg (4個入)	REF08527
**ロケーター リテンションディスク (ピンク) 1.4kg (20個入)	REF08527-20
**ロケーター リテンションディスク (クリアー) 2.3kg (4個入)	REF08524
**ロケーター リテンションディスク (クリアー) 2.3kg (20個入)	REF08524-20



リテンションディスクはカラーにより維持力が異なります。

リテンションディスクーインプラント埋入角度10-20° (インプラント相互間の角度が20-40°) 用

**ロケーター リテンションディスク (グレー) 0kg (4個入)	REF08558
**ロケーター リテンションディスク (グレー) 0kg (20個入)	REF08558-20
**ロケーター リテンションディスク (レッド) 0.5kg (4個入)	REF08548
**ロケーター リテンションディスク (レッド) 0.5kg (20個入)	REF08548-20
**ロケーター リテンションディスク (オレンジ) 0.9kg (4個入)	REF08915
**ロケーター リテンションディスク (オレンジ) 0.9kg (20個入)	REF08915-20
**ロケーター リテンションディスク (グリーン) 1.8kg (4個入)	REF08547
**ロケーター リテンションディスク (グリーン) 1.8kg (20個入)	REF08547-20



グレーはインプラント埋入角度が0~10°の場合にもご使用可能です。
他のリテンションディスクと併用し、維持力調整にご使用いただけます。

*プロセッシングディスク (ブラック) (4個入)	REF08515
*プロセッシングディスク (ブラック) (20個入)	REF08515-20



備考：1.* 印の付いた製品は、高圧蒸気滅菌不可です。

2.** 印の付いた製品は、薬液消毒を推奨します。

3. 義歯洗浄剤をご使用の場合、ロケーターキャップ (チタン合金製) が変色することがございます。詳細に付きましては、各洗浄剤メーカーにお問い合わせください。

インプラント バー オーバーデンチャー

可撤式

バーの種類	サンプル写真	バーの形状	アタッチメントの種類
ドルダー		マクロ  マイクロ 	ゴールドライダー No. 35823 ドルダー マクロ  No. 35825 ドルダー マイクロ 
ヘーダー			No. 35837 ヘーダークリップ プラスチック (イエロー)  No. 35828 ヘーダー メタル ヲウジング 
ラウンド			No. 35827 ゴールドライダー ラウンド 

バーの種類	サンプル写真	バーの形状	アタッチメントの種類
フリーフォーム・ミルド			No. 35812 ディープラスボール エリプティック Ø2.25mm  No. 35819 ディープラスボール エリプティック Ø2.25mm フィメール  No. 35816 ロケーター スクリュー 
パリス			No. 35822 ロケーター スクリュー キャップセット  ロケーターアタッチメント用パーツ ブロックアウトスベ サー (20個入り)  REF08514 ロケーター コアツール REF08393  ロケーター ラッチタイプトルクテンチドライバー REF08913  (23mm) REF08914  (29mm) ロケーターリテンションディス ク (4個入り) (20個入り) 20個入りは、品番末尾に-20が付きます REF08524 REF08527 REF08529 REF08558     クリアー ピンク ブルー グレー

固定式

種類	サンプル写真	バーの形状
ラップ・アラウンド		
モントリオール		
リンガルカラー付 モントリオール		

ポジションロケータ

口腔内装着 & デスクトップ・スキャン用

エロスメッド・IOS スキャンボディ (ポジションロケータ)

	Ext.Hex インプラント 単数歯用/複数歯用	マルチユニット・アパットメント用
NP	IO 6A-A	IO 2C-A
RP	IO 6A-B	IO 2C-A
WP	IO 6A-C	IO 2C-B
キット	IO 6A KIT	IO 2C KIT



Ext.Hexインプラント用 マルチユニット用

注：上記エロスメッド・IOS スキャンボディの装着は、エロスメッド・ポジションロケータードライバーが必要です。

エロスメッド・ポジションロケータードライバー

ロング	ショート	エクストラショート
C13048	C13485	C18512



全長 92mm

25mm

16mm

デスクトップ・スキャン用

ノーベルバイオケア・ポジションロケータ

	Ext.Hex インプラント 単数歯用	Ext.Hex インプラント 複数歯用	マルチユニット用
NP	300460	300463	300473
RP	300461	300464	300473
WP	300462	300465	300474



単数歯用

複数歯用

マルチユニット用

その他コンポーネント

アビカルドリル

38853



プロテクションアナログ/ドリルガイド・インプラントレベル

NP 29116 (5個/パック)

RP 29117 (5個/パック)

WP 29118 (5個/パック)



・ハンドルはNo.29122

ドリルガイド・マルチユニット・アバットメント用

38917



プロテクションアナログ・マルチユニット・アバットメント用

NP/RP 29123 (5個/パック)

WP 29124 (5個/パック)



ガイドピン インプラントレベル

20mm 30mm

NP 37898 -

RP 37899 37900

WP 31150 -



ガイドピン・マルチユニット・アバットメント用

NP/RP WP

10 mm (1個/パック) 31154 31156

10 mm (5個/パック) 29102 -

20 mm (1個/パック) 31155 31157

20 mm (5個/パック) 29103 -



アバットメントスクリュー & 技工用スクリュー

エスティック・アバットメント、ユニバーサルベース Eng & Non-eng、ゴールドアダプト、テンボラリー・アバットメント、
ノーベルプロセラ・アバットメント、ノーベルプロセラ インプラントブリッジ、ノーベルプロセラ ジルコニア インプラントブリッジ ナセラ (インプラントレベル)
ノーベルプロセラ インプラント バー オーバーデンチャー用

	アバットメントスクリュー ジルコニア用	アバットメントスクリュー チタン用	技工用スクリュー
NP	31171	29282	37894
RP	28815	29283	37895 (5個/パック)
WP	28844	29284	31169*



* 31169 (技工用スクリュー WP) は、ジルコニア製品には適合しません。
アバットメントスクリューをご利用ください。

マルチユニット・アバットメント、ユニバーサルベース MUA (コニカルデザイン) 用

	アバットメントスクリュー・ 角度付きマルチユニット・ アバットメント用	技工用スクリュー・角度付きマル チユニット・アバットメント用	補綴用スクリュー・マルチユ ニット・アバットメント用	技工用スクリュー・マルチユニット・ アバットメント用
NP	29194	37896	29285	29287 (5個/パック)
RP	29195	37897	29285	29287 (5個/パック)
WP	-	-	29286	31163



ノーベルプロセラ

ジルコニア インプラントブリッジ ナセラ (アバットメントレベル)、
ユニバーサルベース MUA (ストレートデザイン) 用

	オムニグリップ ミニ 補綴用スクリュー	オムニグリップ ミニ 技工用スクリュー
NP/RP	301203	301201
WP	301200	301202



補綴用インスツルメント

ユニグリップ・ドライバー

手用ドライバー ユニグリップ 20mm	29148	
手用ドライバー ユニグリップ 28mm	29149	
手用ドライバー ユニグリップ 36mm	29150	
マシン用ドライバー ユニグリップ 20mm	29151	
マシン用ドライバー ユニグリップ 25mm	29152	
マシン用ドライバー ユニグリップ 30mm	29153	
マシン用ドライバー ユニグリップ 35mm	29154	

マルチユニット・アバットメント用ドライバー

手用ドライバー マルチユニット・アバットメント用 25mm	29156	
手用ドライバー・マルチユニット・アバットメント用 Bmk WP 25mm	29157	
マシン用ドライバー マルチユニット・アバットメント用 21mm	29158	
マシン用ドライバー・マルチユニット・アバットメント用 Bmk WP 20mm	29159	

ドライバー・ボールアバットメント用

手用ドライバー・ボールアバットメント用 22mm	29026	
マシン用ドライバー・ボールアバットメント用 24mm	29027	

オムニグリップ ミニ・ドライバー

手用ドライバー・オムニグリップミニ 20mm	300855	
手用ドライバー・オムニグリップミニ 36mm	300856	
マシン用ドライバー・オムニグリップミニ 20mm	300852	
マシン用ドライバー・オムニグリップミニ 28mm	300853	
マシン用ドライバー・オムニグリップミニ 36mm	300854	

補綴用トルクレンチ


補綴用トルクレンチ*	29165	
補綴用トルクレンチ・アダプター	29167	

* 補綴用トルクレンチ (No.29165) には、トルクレンチアダプター (No.29167) が含まれます。

ハンドル・マシンインスツルメント用

ハンドル・マシンインスツルメント用	29161	
-------------------	-------	---

補綴用ピュアセット



サイズの目安
(No. PUR0500)
W122.1×D115×H45.6 (mm)
お手持ちの洗浄器・滅菌器をご利用
いただく際の参考にしてください。

補綴用ピュアセット・ベーシック (単品での購入も可能です。) 87301

補綴用ピュアセット・トレイ	PUR0500
マシン用ドライバー ユニグリップ 20mm	29151
マシン用ドライバー ユニグリップ 30mm	29153
マシン用ドライバー マルチユニット・アパットメント用 21mm	29158
補綴用トルクレンチ*	29165
マシン用ドライバー オムニグリップ 20mm	37379
マシン用ドライバー オムニグリップ 30mm	37381
ハンドル・マシンインストルメント用	29161
補綴用ピュアセット・ベーシック・ウォールチャート	301232

* 補綴用トルクレンチ (No.29165) には、トルクレンチアダプター (No.29167) が含まれます。

オンラインでご注文

ノーベルバイオケアのオンラインストアからインプラントおよび関連製品を幅広いラインアップより24時間いつでもご注文いただけます。

(発送手続きは営業時間内)

store.nobelbiocare.com/jp

お電話またはファックスにてご注文

カスタマーサービスにお電話をいただくか、またはファックスにてご注文いただけます。

TEL 0120-147-118

FAX 0120-726-118

製品保証プログラム

ノーベルバイオケアでは、製品の保証プログラムを適用しております。

詳細に付きましては、弊社までお問い合わせください。



nobelbiocare.com

MK459C JP 2405 © Nobel Biocare Services AG, 2024. All rights reserved. ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および文書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺通りではありません。

製造販売元：エンビスタジャパン株式会社

販売元：ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー13F TEL 03-6408-4182



GMT 90600