



FASTMAP


IOSの課題「ロングスパンの印象精度」を
X-Guide®の新機能で高精度に

Seamless Navigation
from **Surgery** to **Prosthetics**
-powered by X-Guide®



新機能 FastMap® X-Guide®は 手術ナビゲーションのその先へ

- X-Guide たったひとつのデバイスで、
インプラント埋入と印象採得をシームレスに実現
- マルチユニット・アバットメントを支台としたパッシブフィットの
プロビジョナルと最終補綴装置の製作が可能に
- 既存の義歯および診断用ワックスアップと
埋入ポジションを即時に統合するX-Guide独自の技術
ナビゲイテッド フォトグラメトリー




X-Guide® ナビゲーション手術とFastMap® フォトグラメトリーを用いた 効率的な補綴ワークフロー


症例提供：Dr. Alberto Pitino




初診時




DTX Studio™ Implant
DICOM & PLY の取込




DTX Studio™ Implant
補綴主導の治療計画



X-Guide® キャリブレーション
X-Mark™レジストレーション



ナビゲーション手術



マルチユニット
アバットメントの装着



手術直後に FastMap® スキャン



診断用ワックスアップを活かした
3D プリントによる即時修復

製品番号	製品名
XNVP011942	FastMap ライセンス料
XNVP011645	FastMap マルチユニット用スキャンボディ NP/RP*
C18512	エロスメッド ポジションロケーター・ドライバー Ex ショート
C13485	エロスメッド ポジションロケーター・ドライバー ショート

*FastMap Scan Body WP は発売時期未定

使用条件・適応症例等

スキャン対応コンポーネント：マルチユニット・アバットメント
スキャン対応本数：3-8本

適応症例：部分欠損症例、無歯顎症例

※FastMap Navigatedに用いるトラッカーアームは、スキャンボディとの干渉を避けるため、アーム部分がストレート形状のものを推奨します。



nobelbiocare/
fastmap

医療機器認証番号：302ADBZX00063000

医療機器届出番号：13B1X10405400052,13B1X10405400069

MK540 JP 2510 © Nobel Biocare Services AG, 2025. All rights reserved.

ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および文書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺通りではありません。

製造販売元：エンビスタジャパン株式会社

販売元：ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー13F TEL 03-6408-4182

Nobel Biocare™