



Nobel Biocare N1TM system

N1 システム関連製品カタログ

(改訂: 2024年12月)

nobelbiocare.com



トライオーバル・コニカル・コネクション・インプラント



NB N1 TCC TiUltra インプラント*

プラットフォーム	インプラントの サイズ	長さ				
		7mm	9mm	11mm	13mm	15mm
NP 3.5	3.5mm	—	300857	300858	300859	301169
RP 4.0	4.0mm	300860	300861	300862	300863	301170
RP 4.8	4.8mm	300864	300865	300866	—	—

各N1 インプラント対応のオッセオシェーバー 1 が同梱されています。



*NB = ノーベルバイオケア
TCC = トライオーバル・コニカル・コネクション




カバースクリュー

NP	300879
RP	300880

カバースクリューはインプラントに同梱されておりません。必要に応じて、個別にご購入願います。



外科用キット



87293 NB N1 ピュアセット

N1 インプラント埋入に必要な外科用インスツルメントが含まれます。

ドリルはキットに含まれておりませんので、別途ご購入願います。

画像はイメージです。キットに含まれる製品は、右表にてご確認ください。

NB N1 ピュアセット

87293

キットに含まれる製品(単品でのご購入も可能です。)

製品番号	製品名
PUR0400	NB N1 ピュアセットトレー
300905	インプラントドライバー NB N1 TCC NP ショート
300906	インプラントドライバー NB N1 TCC NP ロング
300907	インプラントドライバー NB N1 TCC RP ショート
300908	インプラントドライバー NB N1 TCC RP ロング
301083	外科用トルクレンチ NB N1
29161	ハンドル・マシンインスツルメント用
300853	マシン用ドライバー・オムニグリップミニ 28mm
300903	マシン用ドライバー NB N1 ベース 28mm
300923	オッセオシェーパ・エクステンション NB N1
300918	方向指示棒 NB N1 (セットには2本入り)
300924	デブスプローブ NB N1
301074	ラジオグラフィックテンプレート NB N1
301075	ウォールチャート NB N1 ピュアセット

*外科用トルクレンチには、トルクレンチアダプターが含まれます。N1外科用トルクレンチ付属のアダプターの単品販売はございませんが、リプレイス外科用トルクレンチアダプター (No.28840) を代替としてご使用いただけます。

外科用インスツルメント

オッセオダイレクター、オッセオシェーパー 2、ドリル

オッセオダイレクター

	8-14 mm	8-18 mm
Ø 1.8-2.4	301077	301401



オッセオシェーパー 2

		7 mm	9 mm	11 mm	13 mm	15 mm
NP 3.5	3.5 mm	—	300892	300893	300894	301178
RP 4.0	4.0 mm	300895	300896	300897	300898	301179
RP 4.8	4.8 mm	300899	300900	300901	—	—



ツイストステップドリル

Ø 2.5/3.4	8-14mm	301078
	8-18mm	301421
Ø 3.3/3.8	8-14mm	301079
	8-18mm	301422
Ø 4.2/4.4	8-18mm	301080



ガイドリッド・サージェリー用

ガイドリッド・パイロットドリル


	(10+) 8-14 mm	(10+) 8-18 mm
Ø 2.0	301081	301402



外科用インスツルメント

インプラントドライバー NB N1

	ショート (28 mm)	ロング (37 mm)
NP	300905	300906
RP	300907	300908



トルクレンチ NB N1

	35-70 Ncm
外科用トルクレンチ	301083

*外科用トルクレンチには、トルクレンチアダプターが含まれます。N1外科用トルクレンチ付属のアダプターの単品販売はございませんが、リプレイス外科用トルクレンチアダプター (No.28840) を代替としてご使用いただけます。



ボーンミル NB N1 TCC*

Ø 4.0	300909
Ø 5.2	300910



*ボーンミルガイドは付属しておりません。
別途ご購入ください。

ボーンミルガイド NB N1 TCC

NP Ø 4.0	300911
NP Ø 5.2	300915
RP Ø 5.2	300916



インスツルメント

オッセオシェーバー・エクステンション NB N1	300923
デブスプローブ NB N1	300924
方向指示棒 NB N1	300918



N1 補綴ポータルフォリオ

						
		単独歯		複数歯		フルアーチ
N1 ベース レベル P.9~		 スクリュー固定 ユニバーサル・ シリンダー (0~20°角度付き スクリュー・チャネル)	 セメント固定 エステティック・ シリンダー	 ノーベルプロセラ ジルコニア アバットメントクラウン (0~25°角度付き スクリュー・チャネル)	 セメント固定 エステティック・ シリンダー	 スクリュー固定 ユニバーサル・ シリンダー・ブリッジ (0~20°角度付き スクリュー・チャネル)
N1 インプラント レベル P.13~		 スクリュー固定 ユニバーサル・ アバットメント	 セメント固定 エステティック・ アバットメント	 セメント固定 エステティック・ アバットメント		
マルチユニット アバットメント レベル P.16~			 ユニバーサルベース マルチユニット・アバットメント用	 ノーベルプロセラ インプラント ブリッジ チタン	 ノーベルプロセラ ジルコニア インプラント ブリッジ ナセラ (2~14ユニット)	 チタン製ノーベルプロセラ インプラント バー オーバーデンチャー

Nobel Biocare N1 ベース関連製品

N1 ベース & N1 ベース・レベル用シリンダー、IOS キャップ

NB N1 ベース Xcel TCC

	1.75 mm	2.5 mm	3.5 mm
NP	300982	300983	300984
RP	300985	300986	300987



(アバットメントスクリュー付)

ヒーリング・シリンダー NB N1 ベース

	2 mm	アナトミック 3 mm	4 mm
NP	301672	301674	301673
RP	301675	301677	301676



IOS キャップ NB N1 ベース

NP	300991
RP	300992



(補綴用スクリュー付)

医療機器承認番号：30400BZX00043000
医療機器認証番号：304ADBZX00002000
医療機器届出番号：13B1X10405400067

テンポラリー・シリンダー NB N1 ベース

	ブリッジ	
NP	300994	300996
RP	300995	300997



(補綴用スクリュー付)

ユニバーサル・シリンダー NB N1 ベース

	ブリッジ	
NP	301006	301009
RP	301007	301010



(補綴用スクリュー付)

エスティック・シリンダー NB N1 ベース

	0.5 mm
NP	301000
RP	301002




(補綴用スクリュー付)

N1 ベース・レベル用コンポーネント

印象用コーピング・オープントレー NB N1 ベース

NP	301015
RP	301016



印象用コーピング・クローズドトレイ NB N1 ベース

NP	301018
RP	301019




ポジションロケータ NB N1 ベース

NP	301039
RP	301040




ベースレプリカ NB N1 ベース

NP	301021
RP	301022



IOS ベースレプリカ NB N1 ベース

NP	301024
RP	301025



インサージョンツール IOS インプラントレプリカ NB N1*

NP/RP	300966
-------	--------



N1 ベース・レベル用コンポーネント

補綴用スクリュー NB N1 ベース	
NP	301029
RP	301030



技工用スクリュー NB N1 ベース	
NP	301033
RP	301034



医療機器承認番号：30400BZX00043000
 医療機器認証番号：304ADBZX00002000
 医療機器届出番号：13B1X10405400067

アバットメントスクリュー NB N1 ベース	
NP	301037
RP	301038



補綴用スクリュー・ノーベルプロセラ ジルコニア アバットメントクラウン NB N1 ベース用	
NP	301031
RP	301032



技工用スクリュー・ノーベルプロセラ ジルコニア アバットメントクラウン NB N1 ベース用	
NP	301035
RP	301036



インプラント・レベル 補綴関連製品

TCC (トライオーバー・コニカル・コネクション)

単独歯修復用

暫間補綴用アバットメント

ヒーリング・アバットメント NB N1 TCC

	3 mm	5 mm	7 mm
NP Ø 4.0	300925	300926	300927
RP Ø 4.5	300928	300929	300930



(アバットメントスクリュー内蔵)

最終補綴用アバットメント

ユニバーサル・アバットメント NB N1 TCC

	1.5 mm	3 mm
NP	300946	300947
RP	300948	300949



(アバットメントスクリュー付)

医療機器承認番号：30400BZX00043000

医療機器届出番号：13B1X10405400067

テンポラリー・アバットメント NB N1 TCC

	1.5 mm	3 mm
NP	300934	300935
RP	300936	300937



(アバットメントスクリュー付)

エスティック・アバットメント NB N1 TCC

		0°	15°
NP	1.75 mm	300938	300939
	3 mm	300940	300941
RP	1.75 mm	300942	300943
	3 mm	300944	300945



(アバットメントスクリュー付)

アバットメントスクリュー NB N1 TCC

NP	300968
RP	300969



技工用スクリュー NB N1 TCC


NP	300972
RP	300973



N1 インプラント・レベル用コンポーネント


印象用コーピング・オープントレー NB N1 TCC

	10 mm	14 mm
NP Ø 4.0	–	300952
RP Ø 4.5	300954	300953



印象用コーピング・クローズドトレイ NB N1 TCC

	9 mm	13 mm
NP Ø 4.0	–	300957
RP Ø 4.5	300959	300958




ポジションロケータ NB N1 TCC

NP	300976
RP	300977



インプラントレプリカ NB N1 TCC

NP	300962
RP	300963



IOS インプラントレプリカ NB N1 TCC

NP	300964
RP	300965



インサージョンツール IOS インプラントレプリカ NB N1*

NP/RP	300966
-------	--------



マルチユニット・アバットメント 関連製品

TCC (トライオーバー・コニカル・コネクション)

マルチユニットアバットメント

マルチユニット・アバットメント Xeal NB N1 TCC

	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
NP	301044	301045	301046	
RP	301047	301048	301049	301050



(アバットメントスクリュー付)

17°角度付マルチユニット・アバットメント Xeal NB N1 TCC

	2.5 mm	3.5 mm
NP	301051	301052
RP	301053	301054



(アバットメントスクリュー付)

30°角度付マルチユニット・アバットメント Xeal NB N1 TCC

	3.5 mm	4.5 mm
RP	301055	301056



(アバットメントスクリュー付)

アバットメントスクリュー・ストレート・マルチユニット・アバットメント NB N1 TCC用

	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
NP	301057	301058	301059	–
RP	301060	301061	301062	301063



備考：角度付マルチユニット・アバットメント NB N1 TCCには、P13に掲載のアバットメントスクリュー NB N1 TCCをご利用ください。

マルチユニット・アバットメント Xeal 関連製品

チタン製ヒーリングキャップ・マルチユニット・アバットメント用

高さ	4.1mm	5.5 mm
Ø 5.0 (2個入り)	300162	300163
Ø 6.0 (2個入り)	300164	300165
ワイド (2個入り)	300166	300167



印象用コーピング

オーブントレー・マルチユニット・アバットメント用	29089
クローズドトレイ・マルチユニット・アバットメント用	38924



マルチユニット・アバットメント Xeal 関連製品

ゴールドシリンダー・マルチユニット用

	1個/パック	5個/パック
	29043	29042



(補綴用スクリュー付)

アバットメント レプリカ・マルチユニット・アバットメント用

	1個/パック	5個/パック
	38918	38919



マルチユニット用 アライニング・インスツルメント

	300161
--	--------



デンボラリー・スナップシリンダー チタン・マルチユニット・アバットメント用

	38915
--	-------



(補綴用スクリュー付)

スナップ付きはマルチユニット・アバットメント プラスまたはマルチユニット・アバットメント Xealにのみ互換性があります。

デンボラリー・シリンダー チタン・マルチユニット・アバットメント用 (スナップ機能無し)

	29046
--	-------



(補綴用スクリュー付)

エロスメッド IOS プリンティングモデルアナログ

IOS プリンティングモデルアナログ・マルチユニット・アバットメント用	PMA-MUA45-1
-------------------------------------	-------------



エロスメッド プリンティングモデルアナログ用ツール

インサージョンピン (2本入)	PMA-AIP-2
インサージョンスクリュー (5個入)	PMA-AIS-5
ブライヤー	PMA-AIT-1



補綴用ピュアセット N1 & 補綴用ドライバー


補綴用キット

補綴用ピュアセット NB N1

87302

キットに含まれる製品（単品でのご購入も可能です。）

製品番号	製品名
PUR0500	補綴用ピュアセット・トレー
29153	マシンドライバー ユニグリップ 30mm
300853	マシン用ドライバー オムニグリップミニ 28mm
29158	マシン用ドライバー マルチユニット・アパットメント用 21mm
300903	マシン用ドライバー NB N1 ベース 28mm
301082	補綴用トルクレンチ NB N1*
29161	ハンドル マシンインスツルメント用
301076	補綴用ピュアセット NB N1 ウォールチャート




イメージ画像です。
キットに含まれる製品は、上表にてご確認ください。

*補綴用トルクレンチには、トルクレンチアダプターが含まれます。N1補綴用トルクレンチ付属のアダプターの単品販売はございませんが、補綴用トルクレンチアダプター（No.29167）を代替としてご使用いただけます。

補綴用ドライバー

オムニグリップ ミニ・ドライバー

	20 mm	28 mm	36 mm
マシン用	300852	300853	300854
手用	300855	-	300856



NB N1 ベース・ドライバー

	28 mm	36 mm
マシン用	300903	300904
手用	301135	301136



トルクレンチ NB N1

	15-20 Ncm
補綴用トルクレンチ*	301082

トルクレンチ・アダプターが含まれます。



医療機器届出番号：13B1X10405400018, 13B1X10405400021, 13B1X10405400053,
13B1X10405400065, 13B1X10405400068

リトリバル・ インスツルメント

インプラント・リトリバーバルツール NB N1 TCC

NP	301294
RP	301295



トレフィンドリル

NP 3.5	37928	トレフィンドリル 3.8/4.6mm
RP 4.0	37929	トレフィンドリル 4.4/5.2mm
RP 4.8	37930	トレフィンドリル 5.2/6.2mm




アバットメント・リトリバーバルツール NB N1 TCC

	ロング	ショート
NP	301521	301533
RP	301522	301534



アバットメントスクリュー・リトリバーバルツール NB N1 TCC

アバットメントスクリュー・リムーバー NP	37506
アバットメントスクリュー・リムーバー RP/WP/6.0	37507
レスキュードリル・ガイド NB N1 TCC NP	300919
レスキュードリル・ガイド NB N1 TCC RP	300920
アバットメントスクリュー・リトリバーバル・リバーズドリル CC 3.0/NP & TCC NP/RP	301296
アバットメントスクリュー・リトリバーバルツール CC 3.0/NP & TCC NP/RP	301297
修復用スクリュータップ NB N1 TCC NP	301151
修復用スクリュータップ NB N1 TCC RP	301152
NB N1ベーススクリュー・リトリバーバルツール NP/RP	301702



オンラインでご注文

ノーベルバイオケアのオンラインストアからインプラントおよび関連製品を幅広いラインアップより24時間いつでもご注文いただけます。

(発送手続きは営業時間内)

store.nobelbiocare.com/jp

お電話またはファックスにてご注文

カスタマーサービスにお電話をいただくか、またはファックスにてご注文いただけます。

TEL 0120-147-118

FAX 0120-726-118

製品保証プログラム

ノーベルバイオケアでは、製品の保証プログラムを適用しております。

詳細に付きましては、弊社までお問い合わせください。



nobelbiocare.com

MK508B JP 2412 © Nobel Biocare Services AG, 2024. All rights reserved. ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および文書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺通りではありません。

製造販売元：エンビスタジャパン株式会社

販売元：ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー13F TEL 03-6408-4182

