



Instrumentation de secours

Des solutions
POUR CHAQUE
SITUATION

Catalogue produit



RÉCUPÉRATION DES PILIERS

La dépose d'un pilier bloqué dans une connexion conique serrée est simple avec la vis de dépose de pilier.

Pour les restaurations en titane et en zirconie, y compris le pilier NobelProcera® à puits d'accès angulé (ASC, Angulated Screw Channel) et la couronne implantaire en zirconie intégrale (FCZ, Full-Contour Zirconia), la dépose est simplifiée grâce à une gamme d'instruments de récupération dédiés.



DÉPOSE DE VIS DE PILIER/VIS CLINIQUE

En cas de fracture de vis de pilier, il existe une solution sûre, même si une partie de la vis reste dans le puits de vis.

Tandis que l'extracteur de vis de pilier résout efficacement la majorité de ces cas, les instruments de récupération de piliers et les forets de récupération Reverse Drills permettent la dépose dans les cas plus complexes.



DÉPOSE DES IMPLANTS

Cas de dépose où le guide-implant ne peut plus s'engager ?

L'instrument de récupération d'implants est conçu précisément pour ce scénario, que ce soit à cause d'une fracture de l'implant, d'une connexion endommagée ou d'une ostéointégration solide. Des trépanns sont disponibles pour les cas plus difficiles.

Instruments de récupération d'implants

Instruments de récupération d'implants

		Connexion conique tri-ovale	Connexion conique	Tri-rainure	Hexagonale externe
22 mm	37471			NP, RP	NP, RP
31 mm	37472			NP, RP	NP, RP
31 mm	37473		3.0		
22 mm	37474		NP		WP
22 mm	37475		RP	WP	
22 mm	37476			6.0	
22 mm	37927		WP		
31 mm	301294	NP	3.0		
22 mm	301295	RP	RP	WP	



Col d'implant de secours

Ø		Tri-rainure
3,5 mm	37478	NP
4,3 mm	37479	RP



Trépan

Ø		Connexion conique tri-ovale	Connexion conique	Tri-rainure	Hexagonale externe
3,2/4,0 mm	37477		3.0		
3,8/4,6 mm	37928	NP	NP	NP	NP
4,4/5,2 mm	37929	RP	RP	RP, NobelReplace Platform Shift	NP RP
5,2/6,2 mm	37930		RP	WP, NobelReplace Platform Shift	RP WP
5,6/6,6 mm	37931		WP		
6,2/7,0 mm	37932			6.0, NobelReplace Platform Shift	WP WP



Tige de préhension pour col d'implant de secours et guides 37480



Instrumentes de récupération des vis de pilier

Extracteur de vis de pilier Abutment Screw Remover

	Connexion conique tri-ovale	Connexion conique	Tri-rainure	Hexagonale externe
3.0		37505		
NP	37505, 37506, 37507	37506	37506	37506
RP	37505, 37506, 37507	37507	37507	37507
WP, 6.0		37507	37507	37507



Outil de récupération de vis de la base Nobel Biocare N1™

	Connexion conique tri-ovale
NP, RP	301702



Taraud pour filetage interne

		Connexion conique tri-ovale	Connexion conique	Tri-rainure	Hexagonale externe
M1.4	37497		3.0		
M1.6	37498		NP		NP
M1.8	37499			NP	
M2	37517		RP, WP	RP, WP, 6.0	RP
M2.5	37500				WP
	301151	NP			
	301152	RP			



Instruments de récupération des vis de pilier

Foret de récupération des vis de pilier

	Connexion conique tri-ovale	Connexion conique	Tri-rainure	Hexagonale externe
3.0		37501, 301296		
NP	301296	37501, 301296	37501	37501
RP	301296	37502	37502	37502
WP, 6.0		37502	37502	37502



Instrument de récupération des vis de pilier

	Connexion conique tri-ovale	Connexion conique	Tri-rainure	Hexagonale externe
3.0		37503, 301297		
NP	301297	37503, 301297	37503	37503
RP	301297	37504	37504	37504
WP, 6.0		37504	37504	37504



Guide pour foret de secours

	Connexion conique tri-ovale	Connexion conique	Tri-rainure	Hexagonale externe
3.0		37485		
NP	300919	37486	37488	37482
RP	300920	37487	37489	37483
WP		37933	37490	37484
6.0			37491	



Tige de préhension pour col d'implant de secours et guides 37480



Manche pour instruments mécaniques 29161



Instrument de récupération des piliers

Instrument de récupération des piliers en zircon

	Connexion conique
NP	37512
RP, WP	37882



Instrument de récupération des piliers en titane

	Connexion conique tri-ovale	Connexion conique
NP	301521 (long), 301533 (court)	36247
RP	301522 (long), 301534 (court)	37881
WP		37881



Vis de dépose de pilier

	Connexion conique
3.0	37509
NP	37510
RP, WP	37511



Codage couleur cohérent

Composants prothétiques avec codage couleur pour une identification rapide et précise.

3.0	NP	RP	WP
Plate- forme 3.0	Plate- forme Narrow	Plate- forme Regular	Plate- forme Wide

Kits

Dépose des implants

87309 Kit de dépose d'implants

Contenu :		Qté
301343	Boîte de rangement pour kit de dépose d'implants	1
37471	Instrument de dépose d'implants Hexagone externe et Tri-rainure NP/RP 22 mm	1
37472	Instrument de dépose d'implants Hexagone externe et Tri-rainure NP/RP 31 mm	1
37473	Instrument de dépose d'implants CC 3,0 31 mm	1
37474	Instrument de dépose d'implants CC NP et Hexagonale externe WP 22 mm	1
37475	Instrument de dépose d'implants CC RP et Tri-rainure WP 22 mm	1
37476	Instrument de dépose d'implants Tri-rainure 6,0 22 mm	1
37927	Instrument de dépose d'implants CC WP 22 mm	1
37477	Trépan 3,2/4,0 mm	1
37928	Trépan 3,8/4,6 mm	1
37929	Trépan 4,4/5,2 mm	1
37930	Trépan 5,2/6,2 mm	1
37931	Trépan 5,6/6,6 mm	1
37932	Trépan 6,2/7,0 mm	1
37478	Col d'implants de secours Tri-rainure Ø 3,5	1
37479	Col d'implants de secours Tri-rainure Ø 4,3	1
37480	Tige de préhension pour col d'implants de secours et guides pour foret	1



Remarque : le contenu des kits peut varier en fonction du pays. La référence du kit correspond à un numéro de commande interne et n'est pas visible sur le bon de livraison ou la facture. Les articles contenus dans les kits sont également disponibles séparément.

Kits

Dépose des vis de pilier

87308 Kit de dépose des vis de pilier

Contenu :		Qté
301344	Boîte de rangement pour kit de dépose des vis de pilier	1
37482	Guide pour foret de secours Hex. externe NP	1
37483	Guide pour foret de secours Hex. externe RP	1
37484	Guide pour foret de secours Hex. externe WP	1
37485	Guide pour foret de secours Connexion conique 3,0	1
37486	Guide pour foret de secours Connexion conique NP	1
37487	Guide pour foret de secours Connexion conique RP	1
37933	Guide pour foret de secours Connexion conique WP	1
37488	Guide pour foret de secours Tri-rainure NP	1
37489	Guide pour foret de secours Tri-rainure RP	1
37490	Guide pour foret de secours Tri-rainure WP	1
37491	Guide pour foret de secours Tri-rainure 6,0	1
37501	Foret inversé de dépose de vis de pilier 3,0/NP	2
37502	Foret inversé de dépose de vis de pilier RP/WP/6,0	2
37503	Instrument de dépose de vis de pilier 3,0/NP	1
37504	Instrument de dépose de vis de pilier RP/WP/6,0	1
37505	Extracteur de vis de pilier 3,0	1
37506	Extracteur de vis de pilier NP	1

87308 Kit de dépose des vis de pilier

Contenu :		Qté
37507	Extracteur de vis de pilier RP/WP/6,0	1
37497	Taraud pour filetage interne M1.4	1
37498	Taraud pour filetage interne M1.6	1
37499	Taraud pour filetage interne M1.8	1
37517	Taraud pour filetage interne M2.0	1
37500	Taraud pour filetage interne M2.5	1
37480	Tige de préhension pour col d'implants de secours et guides pour foret	1
29161	Manche pour instruments mécaniques	1



Remarque : le contenu des kits peut varier en fonction du pays. La référence du kit correspond à un numéro de commande interne et n'est pas visible sur le bon de livraison ou la facture. Les articles contenus dans les kits sont également disponibles séparément.

Kits

Dépose des piliers

87338 Kit de dépose des piliers

Contenu :		Qté
37509	Vis de dépose des piliers 3,0	1
37510	Vis de dépose des piliers CC NP	1
37511	Vis de dépose des piliers CC RP/WP	1
37512	Instrument de dépose des piliers Zircon CC NP	1
37882	Instrument de dépose des piliers Connexion conique RP/WP Zircon	1
36247	Outil de dépose de piliers à connexion conique NP Titane	1
37881	Instrument de dépose de piliers Connexion conique RP/WP Titane	1

Remarque : le contenu des kits peut varier en fonction du pays. La référence du kit correspond à un numéro de commande interne et n'est pas visible sur le bon de livraison ou la facture. Les articles contenus dans les kits sont également disponibles séparément.



COMMANDER EN LIGNE

Commandez notre gamme complète d'implants et de prothèses préfabriquées 24 heures sur 24 via la boutique en ligne Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

nobelbiocare.com/rescue



88568 FR 2304 Imprimé dans l'UE © Nobel Biocare Services AG, 2023. Tous droits réservés. Nobel Biocare, le logo Nobel Biocare et toutes les autres marques sont des marques du groupe Nobel Biocare, sauf mention contraire stipulée ou évidente dans le contexte d'un cas particulier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter nobelbiocare.com/trademarks. Les images des produits illustrés ne sont pas nécessairement à l'échelle réelle. Toutes les images de produits sont des illustrations et ne sont peut-être pas la représentation exacte du produit. Dénier de responsabilité : il est possible que la vente de certains produits ne soit pas autorisée dans tous les pays. Contactez le service commercial local de Nobel Biocare pour plus d'informations sur la gamme complète disponible. Uniquement sur ordonnance. Attention : la loi fédérale (des États-Unis) réserve la vente de ce dispositif sur prescription d'un praticien agréé, d'un professionnel de la santé ou d'un médecin. Consultez les instructions d'utilisation pour toutes les informations de prescription, notamment les indications, les contre-indications, les avertissements et les mises en garde.