


NUEVO

Restauraciones atornilladas para cualquier diente

con el nuevo
pilar de titanio
NobelProcera® ASC





Disponible para



Conexión
Cónica



Tri-channel

Pilar de titanio NobelProcera® ASC

Evita el cementado intraoral

Uso más sencillo con Omnigrip®

- Torque en un ángulo de 0-25°

Acceso más sencillo en sector posterior

- Angula el orificio del tornillo para facilitar el acceso
- Evita el cementado intraoral

Estética mejorada

- Angula el orificio del tornillo fuera de la zona estética
- La tonalidad dorada ofrece una apariencia natural en la zona transmucosa


Área de superficie aumentada para el cementado

- Nuevas ranuras retentivas



Ahorra tiempo al producir la corona y el pilar en paralelo

- Descarga tu archivo de producción NobelProcera® de tu cuenta del cliente en nobelbiocare.com



Empieza ahora

Mira el vídeo y descarga nuestras bibliotecas de NobelProcera® directamente en 3Shape® o exocad

nobelbiocare.com/openaccess

89173 ES 2403 Impreso en la EU © Nobel Biocare Services AG, 2024. Reservados todos los derechos. Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas son, a menos que se afirme lo contrario o sea evidente por el contexto en ciertos casos, marcas comerciales de Nobel Biocare. 3Shape® y 3Shape Dental System™ son marcas comerciales de 3Shape A/S. Consulte nobelbiocare.com/trademarks para obtener más información. Las imágenes de los productos no están necesariamente reproducidas a escala. Todas las imágenes de los productos están destinadas solamente a servir como ilustración y pueden no ser una representación exacta del producto. Exención de responsabilidad: puede que no se apruebe o certifique la comercialización de algunos productos en algunos países según la normativa. Contacta con la subsidiaria local de Nobel Biocare para conocer la gama de productos actual y su disponibilidad. Solo bajo prescripción facultativa. Precaución: La ley federal de Estados Unidos limita la venta de este producto a clínicos, profesionales sanitarios o médicos autorizados. Consulta toda la información sobre la prescripción, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso.

**Nobel
Biocare™**