

NOVITÀ

Protesi avvitate per qualsiasi dente

con il nuovo
NobelProcera® ASC
Titanium Abutment





NobelProcera® ASC Titanium Abutment

Evita la cementazione intraorale

Utilizzo più semplice con Omnigrip®

- Torque ad una angolazione da 0-25°

Accesso più facile al settore posteriore

- Angola il canale della vite per facilitare l'accesso
- Evita la cementazione intraorale

Migliori risultati estetici


- Angola il canale della vite fuori dalla zona estetica
- La tonalità dorata è caratterizzata inoltre da un aspetto naturale nella zona transmucosa

Maggiore superficie per la cementazione

- Nuovi solchi di ritenzione

Risparmia tempo con la produzione in parallelo di corona e abutment

- Scarica il tuo core-file di produzione NobelProcera® dal tuo account su nobelbiocare.com



Disponibile per

-  Connessione conica
-  Connessione trilobata



Inizia ora

Guarda il tutorial e scarica le nostre librerie NobelProcera® direttamente in 3Shape® o exocad

nobelbiocare.com/openaccess

89172 IT 2403 Stampato nell'Unione Europea © Nobel Biocare Services AG, 2024. Tutti i diritti riservati. Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi di fabbrica sono, salvo diversa dichiarazione o evidenza dal contesto in un caso specifico, marchi di fabbrica di Nobel Biocare. 3Shape® e 3Shape Dental System™ sono marchi di fabbrica 3Shape A/S. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a nobelbiocare.com/trademarks. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Tutte le immagini dei prodotti hanno finalità puramente illustrative e non possono essere la rappresentazione esatta del prodotto. Esclusioni di responsabilità: alcuni prodotti possono non avere l'approvazione o l'autorizzazione alla vendita da parte degli enti normativi in tutti i mercati. Rivolgersi all'ufficio vendite locale di Nobel Biocare per informazioni sulla gamma dei prodotti esistenti e la loro disponibilità. Prodotto esclusivamente soggetto a prescrizione. Attenzione: le leggi federali (Stati Uniti) limitano la vendita di questo dispositivo su richiesta di un medico, un professionista sanitario o un medico autorizzato. Per le informazioni complete relative alle prescrizioni, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le Istruzioni per l'uso.

 Nobel Biocare™