Procera™

Übersicht der Lösungen für **Labore**



PROCERA™ – IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR WACHSTUM UND EXZELLENZ

40+
Jahre Erfahrung in der CAD/CAM-Fertigung

60+
Länder weltweit

5M+
Gefertigte Versorgungen

Fallbeispiel mit freundlicher Genehmigung von Dr. Édouard Cristofari und Luis Saraiva



1983

Procera entsteht: Dr. Matts Andersson entwickelt ein bahnbrechendes Verfahren zur hochpräzisen und reproduzierbaren Herstellung maßgeschneiderter Zahnkronen.

EIN VERMÄCHTNIS, DAS BIS HEUTE WIRKT



„Procera wurde ins Leben gerufen, um die erste individuell angefertigte CAD/CAM-Krone auf den Markt zu bringen – ganz im Sinne von Brånemark, der die Biokompatibilität auf die Ebene der Versorgung übertragen wollte."

Dr. Matts Andersson
Gründer von Procera

Wir haben das Fundament gelegt.
Sie führen es weiter.

Erfahren Sie, wie Procera entstanden ist

EIN PARTNER FÜR

WACHSTUM

Nachfrage erschließen. Intelligent skalieren. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – und das mit minimalem Aufwand.

Auf weitere Indikationen ausweiten

und Procera-Qualität für alle Implantatsysteme bieten, wodurch Sie Ihre Wettbewerbsposition stärken.

Von der Flexibilität profitieren

offene und validierte Workflows, die auf Ihre digitale Infrastruktur abgestimmt sind.

In Qualität statt in Ausrüstung investieren

indem Sie auf bewährte Procera-Lösungen in einem reibungslosen Workflow setzen, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können.



„In meinem Labor legen wir Wert auf möglichst ästhetische Workflows. Das Procera ASC-Abutment bietet uns die Flexibilität, Winkelabweichungen zu korrigieren und zementfreie Versorgungen zu realisieren, die sich vorhersehbar und konsistent an das Emergenzprofil anpassen und so Zahnärzten und Patienten die bestmöglichen ästhetischen und Weichgewebsergebnisse ermöglichen."

Rob Dulieu (Zahntechniker)
RWD Dental Image – Australien

PROCERA LÖSUNGEN



Procera Implantatkronen & Abutments

Für Implantate von Nobel Biocare und anderen Herstellern



Procera Implantatbrücken

Implantatbrücken aus Zirkondioxid oder Titan für Implantaten von Nobel Biocare und anderen Herstellern



Procera Stege

Festsitzende und festsitzend-abnehmbare Implantatstege für Implantate von Nobel Biocare und anderen Herstellern



Offene und validierte Workflows

Zugang zu präzisionsgefertigten Procera-Versorgungen durch validierte Workflows.

Welche Lösungen stehen Ihnen zur Verfügung?



Procera™

100 %

Jede Versorgung wird im Rahmen der industriellen Qualitätskontrolle geprüft. Dabei werden Maßtoleranzen bis zu 5 Mikrometern verifiziert.

10
Jahre Procera™ Produktgarantie

LEBENS-LANGE
Garantie auf Implantate von Nobel Biocare

Was wäre, wenn Vorhersagbarkeit eine Entscheidung wäre – und nicht etwas, dem man hinterherjagt?

EIN PARTNER FÜR

EXZELLENZ

Exzellenz durch vorhersagbare Qualität, ästhetische Kompetenz und Procera Expertise.

Für vorhersagbare Ergebnisse standardisieren

durch den Einsatz einer industriellen Qualitätskontrolle, um eine gleichbleibende Passgenauigkeit zu gewährleisten und so Nacharbeiten und Ineffizienzen zu reduzieren.

Ihr Fachwissen zeigen

indem Sie auf sorgfältig ausgewählte Materialien und zementfreie ASC-Lösungen setzen, die höchste ästhetische Ansprüche erfüllen.

Auf der kompetenten Unterstützung von Procera aufbauen

sowie auf bewährte Prozesse, um zuverlässig gleichbleibende, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.





„Procera ist die einzige Marke, die abgewinkelte Zirkondioxidbrücken mit Schraubenkanal anbietet – zementfrei und mit einer Garantie. Eine Garantie ist nur möglich, wenn Sie volles Vertrauen in das von Ihnen gelieferte Produkt haben."

Luc & Patrick Rutten (Zahntechniker)
Zahnärzteteam – Belgien

EIN PARTNER FÜR

VERTRAUEN

Wissenschaftlich belegt. Bewährte Qualität.
Ein bewährter, langjähriger Partner.

Glaubwürdigkeit aufbauen

durch wissenschaftlich fundierte Lösungen, die auf der Erfahrung des CAD/CAM-Pioniers aufbauen und die selbstbewusste Umsetzung anspruchsvollerer Fälle vorantreiben.

Ihre Reputation schützen

mit bewährten Workflows und klinisch validierten Procera-Lösungen, die Ihnen dabei helfen, als langfristiger Partner wahrgenommen zu werden.

In Verbindung bleiben

durch Weiterbildungs- und Businessprogramme, die Ihr professionelles Netzwerk stärken und erweitern.



„Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass Vertrauen durch Beständigkeit entsteht. Wenn Zahnärzte fragen, warum meine Fälle langfristig zuverlässig sind, ist die Antwort ganz einfach: Sie basieren auf klinisch validierten Procera-Lösungen. Dank dieser wissenschaftlichen Grundlage kann ich mit Überzeugung hinter meiner Arbeit stehen und werde als langfristiger Partner wahrgenommen – nicht nur als Labor."


Diogo Firmino (Zahntechniker)
Diogofirminodental – Spanien



Fachwissen und neue Möglichkeiten durch Fortbildungsprogramme verbinden

Der Procera Vorteil





EIN FALL.
ZWEI ERGEBNISSE.



„Das Fräsen vor Ort kann zu rauen Oberflächen, eingeschränkter Präzision und uneinheitlichen Details führen. Selbst bei optimierten Protokollen können das Fräsen und Sintern zu Maßabweichungen führen, was zu klinischen Passungsungenauigkeiten führen kann.

„Bei Versorgungen des gesamten Zahnbogens auf Multi-unit Abutments können bereits minimale vertikale Abweichungen an der Schnittstelle zwischen Gerüst und Multi-unit Abutment zu Mikrospalten führen, die Plaqueansammlungen begünstigen und das Risiko einer periimplantären Weichgewebsentzündung erhöhen."

Dr. Francesco Mintrone
Modena, Italien

Stellen Sie sich vor, was Procera für Sie bewirken könnte.

Welche Lösungen stehen Ihnen zur Verfügung?

Procera – wo Präzision auf Ästhetik trifft


Vorher


Nachher



Die klinische Perspektive

Dr. Édouard Cristofari

Paris, Frankreich

„In meiner täglichen Praxis, insbesondere bei Versorgungen des gesamten Zahnbogens, setze ich auf Lösungen, die zuverlässig und reproduzierbar sind. Die Präzision des Procera-Fräsverfahrens gewährleistet eine gleichbleibend passive Passung, die für die langfristige mechanische Stabilität und das klinische Vertrauen von entscheidender Bedeutung ist.

Über die mechanische Leistungsfähigkeit hinaus ermöglicht das NobelProcera® Esthetic Zirconia-Material zudem biomimetische Versorgungen, die eine natürliche, lebensechte Ästhetik erzielen, die durch die ASC-Lösung noch weiter verbessert wird.

Schließlich stellt die direkt verschraubte Multi-unit-Schnittstelle ohne Zement einen entscheidenden Vorteil dar, da sie die biologischen Risiken verringert, die mit überschüssigem Zement oder einer Ablösung der Ti-Basis verbunden sind."



Die zahntechnische Perspektive

Luis Saraiva

Clarity Lab – Portugal

„Unsere Aufgabe ist es, unsere Leidenschaft und unser handwerkliches Können in unsere Arbeit einfließen zu lassen, um gleichbleibende Qualität, Ästhetik und langfristige Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Dank hochwertiger und äußerst zuverlässiger Fräs- und Qualitätskontrollverfahren kann ich den Anpassungsaufwand reduzieren, unseren Workflow standardisieren und mich auf das konzentrieren, was ich am besten kann.

Deshalb ist Procera zu einem verlässlichen Bestandteil meines Arbeitsalltags geworden. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Zahntechniker kann ich mich auf eine solide Grundlage verlassen und meine persönliche Note voll zur Geltung bringen."

Procera™



Bereit für die
keramische Verblendung



Erste Schichtung



Zweite Schichtung



Endgültiges
ästhetisches Ergebnis

Fallbeispiel mit freundlicher Genehmigung von Dr. Édouard Cristofari und Luis Saraiva

PROCERA-VERSORGUNGEN

Individuelle Implantatabutments und -kronen

Materialoptionen: Zirkondioxid und Titan mit patentiertem, abgewinkeltem Schraubenkanal; Zirkondioxid-Lösungen sind zu 100 % zementfrei.

Hohe **Designflexibilität** mit Vollkontur-, Teil-Cut-back- und individuellen Optionen.

Kompatibel mit Implantatschnittstellen von Nobel Biocare und anderen Herstellern.



Procera Zirkondioxid-Abutments sind auch als Vollkontur- oder Teil-Cut-back-Ausführung zur Verblendung erhältlich

Fall freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dr. Giacomo Fabbri.

10 Jahre Procera™ Produktgarantie

LEBENS-LANGE Garantie auf Implantate von Nobel Biocare

Weitere Informa-tionen

Mehr zur Wissen-schaft

Produktoptionen







100 % zementfrei

Abutment

		Titanabutment	ASC-Titanabutment	Zirkondioxid-Abutment	Zirkondioxid-Abutment	Zirkondioxid-Abutment
Merkmale			Abgewinkelter Schraubenkanal 0–25° Core-Datei			Abgewinkelter Schraubenkanal 0–25° 100 % zementfrei
Materialoptionen		Titan-Grad 5	Titan-Grad 5 Anodisiertes Titan	Klassisches Zirkondioxid		
Plattform	Konische Verbindung	3.0, NP, RP, WP	NP, RP, WP	–	–	NP, RP, WP
	Dreikanal	NP, RP, WP, 6.0	NP, RP, WP, 6.0	–	NP, RP, WP, 6.0	–
	Außensechskant	NP, RP, WP	–	NP, RP, WP	–	–
	Nobel Biocare NI™ Basis*	–	–	–	–	–




100 % zementfrei

100 % zementfrei

Implantatkrone

		Implantatkrone	Implantatkrone
Merkmale		Vollkontur- oder Cut-back-Zirkondioxid Abgewinkelter Schraubenkanal 0–25° 100 % zementfrei	Vollkontur- oder Cut-back-Zirkondioxid Abgewinkelter Schraubenkanal 0–25° 100 % zementfrei
Materialoptionen		Vollanatomisches Zirkondioxid	Vollanatomisches Zirkondioxid
Plattform	Konische Verbindung	NP, RP, WP	–
	Dreikanal	–	–
	Außensechskant	–	–
	Nobel Biocare NI™ Basis*	–	NP, RP

* Nobel Biocare NI Basis separat erhältlich

Die klinischen Schrauben liegen allen Versorgungen von Procera bei.

Auch für Implantatsysteme anderer Hersteller als Nobel Biocare erhältlich:

Implantatsystem	Implantatverbindung
3i®	Certain® Innensechskant
Astra Tech Implant System™	OsseoSpeed®
	EV
HiOssen	ET
Neodent®	Grand Morse
Straumann®	Bone Level®
	Standard (SynOcta®)
	BLX
Zimmer	Screw-Vent®




PROCERA IMPLANTATBRÜCKEN

NobelProcera® Esthetic Zirconia Implantatbrücke



Mehrschichtiges Zirkondioxid-Material in 10 VITA-Farben erhältlich.

Abgewinkelter Schraubenzugangskanal für Multi-unit Abutments und konische Verbindungen.

Hohe **Designflexibilität** mit Vollkontur-, Teil-Cut-back- oder Full-Cut-back-Designs für Indikationen von FP1 bis FP3.

Fallbeispiel mit freundlicher Genehmigung von Michiel Wouters

10 Jahre Procera™ Produktgarantie

LEBENS-LANGE Garantie auf Implantate von Nobel Biocare

Weitere Informa-tionen

Mehr zur Wissen-schaft

Produktoptionen





		Zirkondioxid-Implantatbrücke	Titan-Implantatbrücke
Merkmale		Abgewinkelter Schraubenkanal 0–25° 100 % zementfrei Designoptionen: Vollkontur, Cut-back und/oder Gerüst Verfügbar für FP1, FP2, FP3	Design-Optionen: Gerüst Verfügbar für FP1, FP2, FP3
Materialoptionen		Ästhetisches Zirkondioxid	Titan-Grad 2
Plattform	Multi-unit Abutment	NP, RP, WP	NP, RP, WP
	Konische Verbindung	NP, RP, WP	NP, RP, WP
	Dreikanal	NP, RP, WP, 6.0	NP, RP, WP, 6.0
	Außensechskant	NP, RP, WP	NP, RP, WP

Die klinischen Schrauben liegen allen Versorgungen von Procera bei.

Multi-unit Abutments sind auch für Implantatsysteme anderer Hersteller verfügbar.

Implantatsystem	Implantatverbindung
3i®	Osseotite®
Astra Tech Implant System™	OsseoSpeed®
	EV
BioHorizons®	Internal
Dentium™	Superline™
Neodent®	Grand Morse™
Osstem®	TS
Straumann®	Bone Level
	BLX
Zimmer®	Screw-Vent®





PROCERA STEGE

Festsitzende und festsitzend-abnehmbare Implantatstege



Umfassendes Angebot
an festsitzenden und festsitzend-abnehmbaren Implantatsteg-Lösungen

---

Kompatibel mit Schnittstellen von Nobel Biocare und anderen Herstellern.

10 Jahre Procera™ Produktgarantie

LEBENS-LANGE Garantie auf Implantate von Nobel Biocare

Weitere Informa-tionen

Mehr zur Wissen-schaft

Produktoptionen



Festsitzende Implantatstege aus Titan



Festsitzend-abnehmbare Implantatstege aus Titan



Jetzt verfügbar in exocad

Split-Steg mit exocad™

Materialoptionen		Titan	Titan	Titan-Grad 5
Plattform	Multi-unit Abutment	NP, RP, WP	NP, RP, WP	NP, RP, WP
	Konische Verbindung	NP, RP, WP	NP, RP, WP	NP, RP, WP
	Dreikanal	NP, RP, WP, 6.0	NP, RP, WP, 6.0	-
	Außensechskant	NP, RP, WP	NP, RP, WP	-

Die klinischen Schrauben liegen allen Versorgungen von Procera bei.

Multi-unit Abutments sind auch für Implantatsysteme anderer Hersteller verfügbar.



Implantatsystem	**Implantatverbindung**
3i®	Osseotite®
Astra Tech Implant System™	OsseoSpeed®
	EV
BioHorizons®	Internal
Dentium™	Superline™
Neodent®	Grand Morse™
Osstem®	TS
Straumann®	Bone Level
	BLX
Zimmer®	Screw-Vent®



PROCERA KRONEN UND BRÜCKEN

Zementierte Kronen und Brücken

Vollkontur-Zirkondioxid,
erhältlich in 10 VITA-Farbtönen.

Das Vollkonturdesign reduziert das Risiko von Verblendkeramik-Abplatzungen, Neuanfertigungen und zusätzlichem Aufwand.

Das vollständig eingefärbte Zirkondioxid behält seine Farbe auch nach Anpassungen bei.

Fall freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dr. Francesco Mintrone

10 Jahre Procera™ Produktgarantie

Weitere Informationen

Produktoptionen

Jetzt verfügbar in

Ästhetisches Zirkondioxid



	Zirkondioxid-Krone	**Zirkondioxid-Brücke**
Indikation	1 Einheit	2- bis 5-gliedrig
Materialoptionen	Vollanatomisches ästhetisches Zirkondioxid	Vollanatomisches ästhetisches Zirkondioxid



Zentrale Produktionsstätte von Procera in Mahwah, New Jersey

Gestalten Sie ganz nach Ihren Vorstellungen

Bleiben Sie in der CAD-Umgebung, die Sie kennen und der Sie vertrauen. Kein Wechsel der Software erforderlich – nutzen Sie DTX Studio™, exocad™ oder 3Shape® sowie Ihre Scanner wie gewohnt weiter.

Mit Sicherheit produzieren

Senden Sie Ihren Entwurf direkt an Procera zur präzisen Fertigung und profitieren Sie von hochwertigen Versorgungen.

Offen. Einfach. Flexibel.

Behalten Sie die volle Flexibilität mit Ihren bevorzugten Designwerkzeugen und profitieren Sie gleichzeitig von Procera Qualität auf Industriestandard.

Ihr Weg zu Procera



Sie digitalisieren



Sie entwerfen

DTX STUDIO™ exocad 3shape

Scan- und Designservices von Procera™ COMPLETE



Wir produzieren



Sie finalisieren

Procera Digitallösungen

Aktualisierte Bibliotheken herunterladen

Anleitungsvideos

Procera™

Ihr zuverlässiger Partner für Wachstum und Exzellenz

Weitere Informationen



NOBELBIOCARE.COM/PROCERA-SOLUTIONS

96645 DE 2607 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2026. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Einige Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten zugelassen oder verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Niederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Achtung: US-Bundesgesetze oder lokale Gesetze können den Verkauf dieser Komponente auf den Verkauf durch oder im Auftrag eines Zahnarztes oder Arztes beschränken. Die Gebrauchsanweisungen enthalten umfassende Informationen zur Verwendung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.

Teil der **Nobel Biocare-Familie**