Procera™

Produktüberblick



Fall freundlicherweise
zur Verfügung gestellt von
Dr. Francesco Mintrone

PROCERA™ PRODUKT-ÜBERSICHT

NOBELBIOCARE.COM/PROCERA

Design mit

DTX STUDIO™

3shape

exocad

Scan- und Designservices

Procera™ COMPLETE

Procera™ Abutments und Implantatkronen

für Implantate von Nobel Biocare











100 %
Zementfrei

Abutment

		Titanabutment	ASC-Titanabutment	Abutment aus Zirkondioxid	Abutment aus Zirkondioxid	Abutment aus Zirkondioxid
Merkmale			Abgewinkelter Schraubenkanal 0–25° Core-Datei*		Mechanisch befestigter Adapter	Mechanisch befestigter Adapter Abgewinkelter Schraubenkanal 0–25° Zementfrei
Verfügbare Materialien		Titan-Grade 5	Titan-Grade 5 Anodisiertes Titan	Klassisches Zirkondioxid weiß licht mittel intensiv		
Plattform	Konische Verbindung	3.0, NP, RP, WP	NP, RP, WP	–	–	NP, RP, WP
	Dreikanal	NP, RP, WP, 6.0	NP, RP, WP, 6.0	–	NP, RP, WP, 6.0	–
	Außensechskant	NP, RP, WP	–	NP, RP, WP	–	–
	Nobel Biocare NI™ Basis*	–	–	–	–	–

* Laden Sie die Produktions-Core-Datei im Bereich „Meine Bestellungen" in Ihrem Konto auf nobelbiocare.com herunter.



100 %
Zementfrei



100 %
Zementfrei

Implantatkrone

		Implantatkrone	Implantatkrone
Merkmale		Vollkontur- oder Cut-Back-Zirkonkrone Abgewinkelter Schraubenkanal 0–25° Mechanisch befestigter Adapter Zementfrei	Vollkontur- oder Cut-Back-Zirkonkrone Abgewinkelter Schraubenkanal 0–25° Zementfrei
Verfügbare Materialien		Vollanatomisches Zirkondioxid S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7	Vollanatomisches Zirkondioxid OM2 A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 C1 C2 D2
Plattform	Konische Verbindung	NP, RP, WP	–
	Dreikanal	–	–
	Außensechskant	–	–
	Nobel Biocare NI™ Basis*	–	NP, RP

* Nobel Biocare NI Basis separat erhältlich

Die klinischen Schrauben liegen allen Procera™ Versorgungen bei.

Procera™ Abutments

Für Implantate anderer Hersteller





Abutment

Implantatsystem	Implantatverbindung	Plattform	Titan Abutment	ASC-Titanabutment
Astra Tech	OsseoSpeed™ Innensechskant	3,0 (Gelb)	Core-Datei Titan	Abgewinkelter Schraubenkanal 0–25° Core-Datei Anodisiertes Titan
		3,5/4,0 (Aqua)		
		TX 4,5/5,0 (Flieder)		
	EV	3,0		
		3,6		
		4,2		
		4,8		
		5,4		
Hiossen	ET	M 3,2		
		M 3,5		
		R 4,5		
Neodent®	Grand Morse	3,5		
		4,5		
		5,5		
Straumann®	Bone Level®	NC 3,3		
		RC 4,1/4,8		
	Standard (SynOcta®)	RN (4,8)		
		WN (6,5)		
	BLX	4,5		
		6,5		
Zimmer	Screw-Vent® Innensechskant	3,5		
		4,5		
		5,7		
3i®	Certain® Innensechskant	3,4		
		4,1		
		5,0		
		6,0		

Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen oder lizenziert.

NobelProcera® Implantatbrücke

für Nobel Biocare Implantate und Multi-unit Abutments.

Jetzt verfügbar in
Ästhetisches Zirkondioxid



Zirkondioxid-Implantatbrücke



Titan-Implantatbrücke

Merkmale		Abgewinkelter Schraubenkanal 0–25° für CC-Implantate und Multiunit-Abutments Zementfrei	
Zahnversorgungsoptionen		2- bis 14-gliedrig	2- bis 14-gliedrig
Erhältliche Farbtöne		Vollanatomisches Zirkondioxid oder ästhetisches Zirkondioxid OM2 A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 C1 C2 D2	Titan-Grade 2
Plattform	Multi-unit Abutment	NP, RP, WP	NP, RP, WP
	Konische Verbindung	NP, RP, WP	NP, RP, WP
	Dreikanal	NP, RP, WP, 6.0	NP, RP, WP, 6.0
	Außensechskant	NP, RP, WP	NP, RP, WP

Die klinischen Schrauben liegen allen Versorgungen von Nobel Biocare bei.

10
jährige Procera™ Produktgarantie

Auf alle Procera™-Produkte wird eine Garantie von 10 Jahren gewährt.

Ebenfalls erhältliche Multi-unit Abutments für Implantatsysteme anderer Hersteller:

Implantatsystem	Implantatverbindung
3i®	Osseotite®
Astra Tech Implant System™	OsseoSpeed™
	EV
BioHorizons®	Internal
Dentium™	Superline™
Neodent®	Grand Morse™
Osstem®	TS
Straumann®	Bone Level
	BLX
Zimmer®	Screw-Vent®

NobelProcera® Implantatstege

für Nobel Biocare Implantate und Multi-unit Abutments.



Festsitzende Implantatstege aus Titan



Festsitzend-herausnehmbare Implantatstege aus Titan



Jetzt exocad verfügbar in

Geteilter Steg mit exocad*

Zahnversorgungsoptionen		2- bis 14-gliedrig	2- bis 14-gliedrig	2- bis 14-gliedrig
Erhältliche Farbtöne		Titan	Titan	Titan-Grade 5
Plattform	Multi-unit Abutment	NP, RP, WP	NP, RP, WP	NP, RP, WP
	Konische Verbindung	NP, RP, WP	NP, RP, WP	NP, RP, WP
	Dreikanal	NP, RP, WP, 6.0	NP, RP, WP, 6.0	-
	Außensechskant	NP, RP, WP	NP, RP, WP	-

* Hinweis: Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen oder lizenziert.

Die klinischen Schrauben liegen allen Procera™ Versorgungen bei.

Ebenfalls erhältliche Multi-unit Abutments für Implantatsysteme anderer Hersteller:

Implantatsystem	Implantatverbindung
3i®	Osseotite®
Astra Tech Implant System™	OsseoSpeed™
	EV
BioHorizons®	Internal
Dentium™	Superline™
Neodent®	Grand Morse™
Osstem®	TS
Straumann®	Bone Level
	BLX
Zimmer®	Screw-Vent®

Procera™ Zementierte Kronen und Brücken:

Jetzt verfügbar in

Ästhetisches Zirkondioxid



Zirkondioxid Krone | **Zirkondioxidbrücke**

Indikationen	I Einheit	2- bis 5-gliedrig
Materialoptionen	Vollanatomisches ästhetisches Zirkondioxid OM2 A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 C1 C2 D2	Vollanatomisches ästhetisches Zirkondioxid OM2 A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 C1 C2 D2

Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen oder lizenziert.

Procera™ Zirkondioxid-Farben

Vollanatomisches Zirkondioxid und ästhetisches Zirkondioxid

Farbschattierung	VITA Classic Farbskala
OM2	Bleach Töne
AI	AI
A2	A2
A3	A3
A3.5	A3.5/A4
BI	BI
B2	B2/B3/B4
CI	CI
C2	C2/C3/C4
D2	D2/D3/D4

	Mehrschichtig	Yttrium-Gehalt
Vollanatomisches Zirkondioxid	Nein	3y
Ästhetisches Zirkondioxid	Ja	4–5y

Vollkontur-Zirkonkrone (für Implantatkronen)

Farbschattierung	VITA Classic Farbskala
S0	OMI / OM2 / OM3
SI	Bleach mit gelblicher Tönung
S2	AI/BI/CI/D2 (inzisal)
S3	A2/B2
S4	A3/A3.5/B3/C2/D3/D4/D2 (Körper)
S5	C3
S6	C4/A4/5M2
S7	B4

Klassisches Zirkondioxid

Farbschattierung	VITA Classic Farbskala
White	Bleach Töne
Light	AI/BI
Medium	A2/A3/B2/CI/C2/D2
Intense	A3.5/A4/C3/C4/D3/D4

Schrauben

für Procera™ Einzelzahn-Restaurationen auf Implantaten von Nobel Biocare

Konische Verbindung



Titanabutment



ASC-Titanabutment



Abutment aus Zirkondioxid



Implantatkrone

Plattform	Klinisch	Labor	Klinisch	Labor	Klinisch	Labor	Klinisch	Labor
3,0	37890**	36805**	-	-	-	-	-	-
NP	37891	37894	301721	301722	37367	37374	37367	37374
RP	37892	37895*	301723	301724	37606	37607	37606	37607
WP	37892	37895*	301723	301724	37606	37607	37606	37607
Drehmoment- und -Schraubendreher	35 Uni		35 Omni					

* 5 Stück/Packung

** Anzugsmoment für 3,0 nur 15 Ncm.

Außensechskant



Titanabutment



Abutment aus Zirkondioxid

Plattform	Klinisch	Labor	Klinisch	Labor
NP	29282	37894	311711	37894
RP	29283	38417	28815	37895*
WP	29284	31169	28844	-
Drehmoment- und -Schraubendreher	35 Uni			

* 5/pkg

Die klinischen Schrauben liegen allen Procera™ Versorgungen bei.

Dreikanal



Titanabutment



ASC-Titanabutment



Individuelles Zirkondioxid-Abutment

Plattform	Klinisch	Labor	Klinisch	Labor	Klinisch	Labor
NP	36818	31170	301725	301726	28837	-
RP	29475	29293*	301727	301728	28816	-
WP	29475	29293*	301727	301728	28816	-
6,0	29475	29293*	301727	301728	28816	-
Drehmoment- und -Schraubendreher	35 Uni		35 Omni		35 Uni	

* 5/pkg

Nobel Biocare NI™ Basis



Implantatabutment



Implantatkrone

Plattform	Klinisch	Labor	Klinisch	Labor
NP	301031	301035	301031	301035
RP	301032	301036	301032	301036
Drehmoment- und -Schraubendreher	20 O-Mini			

Die klinischen Schrauben liegen allen Procera™ Versorgungen bei.

Schrauben

für Multi-unit Procera™-Restaurationen auf Nobel Biocare Implantaten

Multi-unit Abutment



Zirkondioxid-Implantatbrücke



Titan-Implantatbrücke und -steg

Plattform	Klinisch	Labor	Klinisch	Labor
NP, RP, WP	301203	301201	29285	29287*
Multi-unit Abutment Außensechskant-Verbindung nur WP	301200	301202	29286	31163
Drehmoment- und -Schraubendreher	15 O-Mini 		15 Uni 	

* 5/Pkg


Konische Verbindung



Zirkondioxid-Implantatbrücke



Titan-Implantatbrücke und -steg

Plattform	Klinisch	Labor	Klinisch	Labor
NP	37367	37374	37891	37894
RP	37606	37607	37892	37895*
WP	37606	37607	37892	37895*
Drehmoment- und -Schraubendreher	35 Omni 		35 Uni 	

* 5/Pkg

Dreikanal



Zirkondioxid-Implantatbrücke



Titan-Implantatbrücke und -steg

Plattform	Klinisch	Labor	Klinisch	Labor
NP	28837	-	36818	31170
RP	28816	-	29475	38419 29293*
WP	28816	-	29475	38419 29293*
6,0	28816	-	29475	38419 29293*
Drehmoment- und -Schraubendreher	35 Uni			

* 5/Pkg

Außensechskant



Zirkondioxid-Implantatbrücke



Titan-Implantatbrücke und -steg

Plattform	Klinisch	Labor	Klinisch	Labor
NP	31171	37894	29282	37894
RP	28815	37895*	29283	38417
WP	28844	-	29284	31169
Drehmoment- und -Schraubendreher	35 Uni			

* 5/Pkg

Schrauben

für Procera™ Abutment auf Implantaten anderer Hersteller




Implantat-system	Implantat-verbindung	Plattform	Anzugsdreh-momente	Ersatzschraube ASC	Ersatzschraube OEM
Astra Tech	OsseoSpeed™ Innensechskant	3,0 (Gelb)	15 Ncm	-	AS-ATOM148POS
		3,5/4,0 (Aqua)	20 Ncm	AS-ATOMI608A-I	AS-ATOMI68POS
		TX 4,5/5,0 (Flieder)	25 Ncm	AS-ATOM20I0A-I	AS-ATOM20I0POS
	EV	3,0	25 Ncm	AS-ATEMI408A-I	AS-ATEMI48POS
		3,6		AS-ATEMI608A-I	AS-ATEMI68POS
		4,2		AS-ATEMI808A-I	AS-ATEMI88POS
		4,8		AS-ATEM2008A-I	AS-ATEM208POS
		5,4			
Hiossen	ET	M 3,2	25 Ncm	AS-HETMI6I0A-I	AS-HETMI6I0POS
		M 3,5			
		R 4,5	30 Ncm	AS-HETM2008A-I	AS-HETM2008POS
Neodent®	Grand Morse	3,5	20 Ncm	AS-NGMMI6I0A-I	AS-NGMMI6I0POS
		4,5			
		5,5			
Straumann®	Bone Level®	NC 3,3	35 Ncm	AS-SBOMI608A-I	AS-SBOMI608POS
		RC 4,1/4,8			
	Standard (SynOcta®)	RN (4,8)	35 Ncm	AS-SSYM2007A-I	AS-SSYM207POS
		WN (6,5)		AS-SSYM2007A-I	AS-SSYM207POS
	BLX	4,5	35 Ncm	AS-SBXMI606A-I	AS-SBXMI606POS
		6,5			
Zimmer	Screw-Vent® Innensechskant	3,5	30 Ncm	AS-ZSVMI808A-I	AS-ZSVMI808POS
		4,5			
		5,7			
3i®	Certain® Innensechskant	3,4	20 Ncm	AS-BCEMI608NCA-I	AS-BCEMI68NCPOS
		4,1			
		5,0			
		6,0			
Schraubendreher				Für Abutments mit ASC wird der Elos Hexalobular Schraubendreher verwendet (siehe Tabelle unten)	Original-Schraubendreher des Implantatherstellers

Elos Accurate® Hexalobular Schraubendreher für ASC

Länge	18 mm	26 mm	34 mm	Handstück
Artikel	PS-AHI8-I	PS-AH26-I	PS-AH34-I	29161



Zubehör

Für Implantate anderer Hersteller

Implantatsystem	Implantatverbindung	Plattform	Positionsgeber* Elos Accurate® ScanBody22™	Laborimplantat
Astra Tech	OsseoSpeed™ Innensechskant	3,0 (Gelb)	SB-ATO30-I	PMA-ATO30-I
		3,5/4,0 (Aqua)	SB-ATO35-I	PMA-ATO35-I
		TX 4,5/5,0 (Flieder)	SB-ATO45-I	PMA-ATO45-I
	EV	3,0	SB-ATE30-I	PMA-ATE30-I
		3,6	SB-ATE36-I	PMA-ATE36-I
		4,2	SB-ATE42-I	PMA-ATE42-I
		4,8	SB-ATE48-I	PMA-ATE48-I
		5,4	SB-ATE54-I	PMA-ATE54-I
Hiossen	ET	M 3,2	SB-HET35-I	PMA-HET32-I
		M 3,5		PMA-HET35-I
		R 4,5	SB-HET45-I	PMA-HET45-I
Neodent®	Grand Morse	3,5	SB-NGM45-I	PMA-NGM35-I
		4,5		
		5,5		
Straumann®	Bone Level®	NC 3,3	SB-SBO33-I	PMA-SBO33-I
		RC 4,1/4,8	SB-SBO41-I	PMA-SBO41-I
	Standard (SynOcta®)	RN (4,8)	SB-SSY48-I	PMA-SSY48-I
		WN (6,5)	SB-SSY65-I	PMA-SSY65-I
	BLX	4,5	SB-SBX45-I	PMA-SBX45-I
		6,5		PMA-SBX65-I
Zimmer	Screw-Vent® Innensechskant	3,5	SB-ZSV35-I	PMA-ZSV35-I
		4,5	SB-ZSV45-I	PMA-ZSV45-I
		5,7	SB-ZSV57-I	PMA-ZSV57-I
3i®	Certain® Innensechskant	3,4	SB-BCE34-I	PMA-BCE34-I
		4,1	SB-BCE41-I	PMA-BCE41-I
		5,0		PMA-BCE50-I
		6,0		PMA-BCE60-I

* Weitere Positionsgeber sind in der Software integriert. Wählen Sie zwischen Elos Scanbody 22, Elos Accurate IO Scan Body oder CoreMedTech Scan Body (ehemals 3shape).

Zubehör

für Nobel Biocare Implantate und Multi-unit Abutments.

Positionsgeber



Für Einzelzahnver-sorgungen



Für Mehrgliedrige-Versorgungen



Für Einzelzahn-versorgungen



Für Mehrgliedrige-Versorgungen

Plattform		Nobel Biocare Positionsgeber	Nobel Biocare Positionsgeber	Elos IO-/ Desktop-Positionsgeber	Elos IO-/ Desktop-Positionsgeber
Konische Verbindung	3,0	301931	-	IO 2B-D SA	-
	NP	301932	302254	IO 2B-A SA	IO 2B-A
	RP	301933	302255	IO 2B-B SA	IO 2B-B
	WP	301934	302256	IO 2B-C SA	IO 2B-C
Dreikanal	NP	-	-	IO 2A-A	IO 2A-A
	RP	-	-	IO 2A-B	IO 2A-B
	WP	-	-	IO 2A-C	IO 2A-C
	6,0	-	-	IO 2A-D	IO 2A-D
Außensechskant	NP	-	-	IO 6A-A	IO 6A-A
	RP	-	-	IO 6A-B	IO 6A-B
	WP	-	-	IO 6A-C	IO 6A-C
Multi-unit Abutment	NP, RP	-	302485 (8 mm) 302456 (11 mm)	-	IO 2C-A
	WP	-	302487 (8 mm) 302458 (11 mm)	-	IO 2C-B
Nobel Biocare NI™ Basis	NP	301039	-	-	-
	RP	301040	-	-	-

Achtung: In der Design-Software stehen möglicherweise weitere Optionen für die Positionsgeber zur Verfügung

Schraubendreher für Elos Accurate-Positionsgeber

Hersteller	Beschreibung	Artikelnummer
Elos	Elos Accurate™ IO Schraubendreher – mini	CI8512
	Elos Accurate™ IO Schraubendreher – kurz	CI3485
	Elos Accurate™ IO Schraubendreher – lang	CI3048

Laborimplantate



Für Modelle aus konventioneller Abformung





Für Modelle aus IOS-Daten (Elos)





Für Modelle aus IOS-Daten (Nobel Biocare)

Plattform		Gipsmodell-implantat Analog	IOS-Modell-implantat Analog	IOS-Modellanalog Insertions-hilfe	IOS-Modell-implantat Analog	IOS-Modellanalog Insertionshilfe
Konische Verbindung	3,0	36791	PMA-NBA30-I	PMA-AIT-I PMA-AIS-5 PMA-AIP-2	38188	38200
	NP	36697	PMA-NBA35-I		38189	38201
	RP	36698	PMA-NBA43-I		38190	38203
	WP	37879	PMA-NBA60-I		38191	38204
Dreikanal	NP	29498	PMA-NBR35-I		-	-
	RP	29500	PMA-NBR43-I		-	-
	WP	29502	PMA-NBR50-I		-	-
	6,0	29995	PMA-NBR60-I		-	-
Außen-sechskant	NP	31158	PMA-BRA35-I		-	-
	RP	31159	PMA-BRA41-I		-	-
	WP	31160	PMA-BRA51-I		-	-
Multi-unit Abutment	NP, RP	38918	PMA-MUA45-I		-	-
	WP	31162	PMA-MUA60-I		-	-
Nobel Biocare NI™ Basis	NP	301021	-	-	301024	300966
	RP	301022	-	-	301025	

Positionsgeber für die Fotogrammetrie



Für Mehrgliedrige-Versorgungen



Für Mehrgliedrige-Versorgungen


Plattform		ICam Positionsgeber	FastMap® Positionsgeber
Multi-unit Abutment	NP, RP	ICB-46-23-01-08 oder ICB-46-23-09-16	XNVP0111645*
	WP		XNVP0111922*

Komponenten, die ausschließlich für den klinischen Einsatz bestimmt sind

Schraubendreher

für Nobel Biocare

Omnigrip™

Klinik (maschinell) 	20 mm	37379
	25 mm	37380
	30 mm	37381*
	35 mm	37382
Labor (Manuell) 	20 mm	37376
	28 mm	37377*
	36 mm	37378

* empfohlene Länge

Unigrip™ Plus

Klinik (maschinell) 	20 mm	302153
	25 mm	302154
	30 mm	302155*
	35 mm	302156
Labor (Manuell) 	20 mm	302150
	28 mm	302151*
	36 mm	302152

* empfohlene Länge

Unigrip™

Klinik (maschinell) 	20 mm	29151
	25 mm	29152
	30 mm	29153*
	35 mm	29154
Labor (Manuell) 	20 mm	29148
	28 mm	29149*
	36 mm	29150

* empfohlene Länge


Omnigrip™ Mini

Klinik (maschinell) 	20 mm	300852
	28 mm	300853*
	36 mm	300854
Labor (Manuell) 	20 mm	300855
	36 mm	300856*

* empfohlene Länge

IHR WEG ZU PROCERA™

Konventioneller Abdruck
Alle Indikationen



Intraoralscanner
Einzelzahnversorgungen
und Brücken bis 6 Einheiten



Fotogrammetrie
Teilbezahnt bis Full-Arch





Design mit

DTX STUDIO™

exocad

3shape

Scan- und Designservices

Procera™ COMPLETE

Erste Schritte

Drehmomentwerte

für Implantate von Nobel Biocare

Implantatsystem	Implantatverbindung	Plattform	Drehmomentwerte
Nobel Biocare	Konische Verbindung	3,0	15 Ncm
		NP, RP, WP	35 Ncm
	Nobel Biocare NI Basis	NP, RP	20 Ncm
	Dreikanal	NP, RP, WP, 6.0	35 Ncm
	Außensechskant	NP, RP, WP	35 Ncm
	Multi-unit Abutment	NP, RP, WP	15 Ncm*

* Dieser Drehmomentwert gilt für Ihr Procera™-Produkt, das auf dem Multi-Unit-Abutment sitzt.

Für Implantate anderer Hersteller

Implantatsystem	Implantatverbindung	Plattform	Drehmomentwerte
Astra Tech	OsseoSpeed™ Innensechskant	3,0 (Gelb)	15 Ncm
		3,5/4,0 (Aqua)	20 Ncm
		TX 4,5/5,0 (Flieder)	25 Ncm
	EV	3,0	25 Ncm
		3,6	
		4,2	
		4,8	
		5,4	
Hiossen	ET	M 3.2	25 Ncm
		M 3.5	
		R 4.5	30 Ncm
Neodent®	Grand Morse	3,5	20 Ncm
		4,5	
		5,5	
Straumann®	Bone Level®	NC 3.3	35 Ncm
		RC 4.1/4.8	
	Standard (SynOcta®)	RN (4.8)	35 Ncm
		WN (6.5)	
	BLX	4,5	35 Ncm
		6,5	
Zimmer	Screw-Vent® Innensechskant	3,5	30 Ncm
		4,5	
		5,7	
3i®	Certain® Innensechskant	3,4	20 Ncm
		4,1	
		5,0	
		6,0	

Procera™



NOBELBIOCARE.COM/PROCERA

96656 DE 2609 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2026. Alle Rechte vorbehalten. Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Hinweis: Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen. Aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrer lokalen Nobel Biocare Niederlassung. Nur zur Verschreibung. Achtung: Laut US-Bundesgesetzen darf dieses Produkt nur an zugelassene Behandler, medizinische Fachkräfte oder Behandler oder auf deren Anordnung verkauft werden. Die Gebrauchsanweisungen enthalten umfassende Informationen zur Verwendung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen. IO Positionsgeber, PMA Analoge und Elos Accurate™ Tools werden von Elos Medtech Pinol A/S, Engvej 33, 3330 Gørløse, Dänemark hergestellt und von Nobel Biocare Services AG vertrieben.

Teil der **Nobel Biocare-Familie**